

ABE® Alkoholtupfer



Technische Informationen / technical information

REF	Größe / Size	Farbe / Colour	PZN
4465	3 x 6 cm	Weiß / white	19203473

Allgemeine Informationen / General information

Produktbeschreibung / Product description	Alkoholtupfer, unsteril, nur für den Einmalgebrauch / Alcohol swabs, non-sterile, for single use only
Anwendung / Application	Zur Reinigung unverletzter Haut. / For cleaning uninjured skin.
Inhaltsstoffe / Ingredients	Flüssigkeit / Liquid: 70% Isopropylalkohol, 30% gereinigtes Wasser / 70% Isopropyl Alcohol, 30% Purified Water Tupfer / Swab: 30% Viskose, 70% Polyester / 30% Viscose, 70% Polyester
Haltbarkeit / Shelf life	3 Jahre (Kühl und trocken lagern), vor direkter Sonneneinstrahlung schützen / 3 years (store cool and dry), protect from direct sunlight
Verpackung / Packaging	1 Stück pro Pouch, 100 Pouches pro Packung; 60 Packungen pro Karton / 1 pcs per pouch, 100 pouches per package; 60 packages per carton Maße Pouch / dimensions pouch: 50 x 50 mm Maße Packung / dimensions package: 100 x 55 x 55 mm Maße Karton / dimensions carton: 315 x 235 x 295 mm

Regulatorische Informationen / regulatory information

Kategorie / Category	Hygieneprodukt / Hygiene product
Qualitätszertifikat / Quality certificates	EN ISO 13485:2016
Hinweis / Note	Weitere Informationen zur Anwendung des Produktes können der Gebrauchsanweisung (Box) entnommen werden / Further information on the use of the product can be found in the instructions for use (box)



Hinweis /
Note

Dieses Produkt ist nur für den Einmalgebrauch/
This product is for single use only



CLP-Kennzeichnung
/ CLP labeling

Der Alkoholtupfer darf nur in Übereinstimmung mit den geltenden nationalen Gesetzen und Hygienevorschriften verwendet werden. Bitte melden Sie jeden schwerwiegenden Vorfall, der im Zusammenhang mit diesem Produkt aufgetreten ist, an Meditrade und die zuständige Behörde des Landes. Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Verursacht schwere Augenreizungen. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. Behälter dicht verschlossen halten. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten. Inhalt gemäß lokalen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften entsorgen. / The alcohol wipe may only be used in accordance with the applicable national laws and hygiene regulations. Please report any serious incident that has occurred in connection with this product to Meditrade and the competent authority of the country. Highly flammable liquid and vapor. Causes serious eye irritation. May cause drowsiness and dizziness. If medical advice is required, have packaging ready. Keep out of the reach of children. Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. Do not smoke. Keep container highly closed. Store in a well-ventilated place. Keep cool. Dispose of contents in accordance with local/regional/national/international regulations



Wichtiger Hinweis: Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage www.meditrade.de.

Important Note: Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage www.meditrade.de.