


Attends® Slip Regular



Attends - das System mit 10 Saugstärken bei Blasenschwäche und Inkontinenz

Attends Slip Regular sind geeignet bei starker Harn- und Stuhlinkontinenz. Für das Extra an Sicherheit.



- | | | |
|--|--|---|
| 1 Weiße, atmungsaktive textilähnliche Außenseite als Auslaufschutz. | 2 Der Nässeindikator auf der Rückseite zeigt durch Verschimmeln an, wann das Produkt gewechselt werden muss. Bei den Größen XS, S und XL wechseln die beiden gelben Streifen die Farbe und werden blau. | 3 Die atmungsaktiven, textilartigen Seitenflügel lassen mehr Luft an die Haut. Das trägt zur Hautgesundheit bei. |
| 4 Elastischer Abschlussbund im Rücken für besseren Sitz. (außer Größe XS) | 5 Wiederverschließbares Fixiersystem mit 4 Klebe-Klettverschlüssen zur Sicherung des Slips. | 6 Mit Beinbündchen für bestmöglichen Sitz und Auslaufschutz. |
| 7 Auslaufsperrern sorgen für bestmöglichen Auslaufschutz. | 8 Anatomisch geformter Saugkern für eine bequeme Passform. | 9 Leistungsstarker Saugkern für verbesserten Auslaufschutz, optimale Hauttrockenheit und Geruchsbindung. |
| 10 Größe und Saugstärke sind diskret auf der Außenseite aufgedruckt. | | |

www.attends.at www.attends.ch www.attends.de

	Stück / Beutel Stück / Karton Stück / Palette	EAN 732152 Packung / Karton	Bauch- / Hüftumfang in cm	Außenseite Material	Saugkern Material	Innenseite Material	Elastisches Bündchen im Rücken	Auslaufsperrn	Wiederverschließbares Fixiersystem	Atmungsaktiv	Geruchsbindung (Odour Protection)	Quick-Dry Technologie
Attends Slip Regular 8M	28 4 x 28	203682 203699	80 - 110	Vliesschicht und atmungsaktive Abschluss-Schicht	2-facher Saugkern mit Zellstoff, Superabsorber und Quick-Dry Aufnahmeschicht	Vlies	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Attends Slip Regular 8L	28 4 x 28	203705 203712	100 - 150	Vliesschicht und atmungsaktive Abschluss-Schicht	2-facher Saugkern mit Zellstoff, Superabsorber und Quick-Dry Aufnahmeschicht	Vlies	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Attends Slip Regular 9XS	32 4 x 32	208182 208199	40 - 70	Vliesschicht und atmungsaktive Abschluss-Schicht	2-facher Saugkern mit Zellstoff, Superabsorber und Quick-Dry Aufnahmeschicht	Vlies	✗	✓	✓	✓	✓	✓
Attends Slip Regular 9S	21 4 x 21	208106 208113	50 - 85	Vliesschicht und atmungsaktive Abschluss-Schicht	2-facher Saugkern mit Zellstoff, Superabsorber und Quick-Dry Aufnahmeschicht	Vlies	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Attends Slip Regular 9M	28 4 x 28	203316 203323	80 - 110	Vliesschicht und atmungsaktive Abschluss-Schicht	2-facher Saugkern mit Zellstoff, Superabsorber und Quick-Dry Aufnahmeschicht	Vlies	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Attends Slip Regular 9L	28 4 x 28	203330 203347	100 - 150	Vliesschicht und atmungsaktive Abschluss-Schicht	2-facher Saugkern mit Zellstoff, Superabsorber und Quick-Dry Aufnahmeschicht	Vlies	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Attends Slip Regular 10S	21 4 x 21	208120 208137	50 - 85	Vliesschicht und atmungsaktive Abschluss-Schicht	2-facher Saugkern mit Zellstoff, Superabsorber und Quick-Dry Aufnahmeschicht	Vlies	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Attends Slip Regular 10M	26 4 x 26	207680 207697	80 - 110	Vliesschicht und atmungsaktive Abschluss-Schicht	2-facher Saugkern mit Zellstoff, Superabsorber und Quick-Dry Aufnahmeschicht	Vlies	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Attends Slip Regular 10L	26 2 x 26	207659 207666	100 - 150	Vliesschicht und atmungsaktive Abschluss-Schicht	2-facher Saugkern mit Zellstoff, Superabsorber und Quick-Dry Aufnahmeschicht	Vlies	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Attends Slip Regular 10XL	14 4 x 14	207635 207642	150 - 175	Vliesschicht und atmungsaktive Abschluss-Schicht	2-facher Saugkern mit Zellstoff, Superabsorber und Quick-Dry Aufnahmeschicht	Vlies	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Quick-Dry

Quick-Dry ist der Name der Aufnahmeschicht, die direkt unter der Vliesoberfläche den Urin rasch aufnimmt. Er wird von der Haut in den Saugkern geleitet und dort sicher gehalten.



Hautfreundlicher pH-Wert

Die Saugkern-Technologie mit Aktivfasern in der Aufnahmeschicht sorgt für einen natürlichen, hautfreundlichen pH-Wert von ca. 4,5. Dies hilft, die Haut zu schützen und sie gesund zu erhalten. (außer Größen XS, S und XL)



Aktivzone

Die Aktivzone im Schrittbereich des Produktes sorgt für besonders hohe Saugfähigkeit dort, wo es darauf ankommt. So kann die Oberfläche schnell wieder abtrocknen. Dies sorgt für optimale Gesunderhaltung der Haut und hervorragenden Auslaufschutz.



Atmungsaktiv

Atmungsaktives Material lässt die Luft zirkulieren, was zur Gesunderhaltung der Haut beiträgt.



Geruchsbindung

Im Saugkern wird der Urin gebunden und sicher eingeschlossen. Dadurch wird das Entstehen unangenehmer Gerüche verhindert.



Die Hautverträglichkeit von Attends Slip Regular ist dermatologisch bestätigt durch proderm, Institut für Angewandte Dermatologische Forschung. (außer Slip Regular 9XS und 10XL)