



## desmanol® pure

Gebrauchsfertige alkoholische Lösung zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion mit Hautpflege Plus.

### Unser Plus

- Wirksam gegen Bakterien, Pilze und lipophile Viren (inkl. HBV, HCV, HIV, Vaccinia)
- Hautpflege-Formel mit ProPanthenol-Komplex
- farbstoff- und parfümfrei
- dermatologisch getestet

### Anwendungsgebiete

- hygienische Händedesinfektion (EN1500):**  
3 ml desmanol® pure mind. 30 Sek. in die gereinigten, trockenen Hände einreiben.
- chirurgische Händedesinfektion (EN 12791):**  
Eine ausreichende Menge desmanol® pure 90 Sek. in die Hände und Unterarme einreiben.

### Anwendungshinweise

Produkt wird unverdünnt angewendet. Während der Einwirkzeit bei der hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion müssen die Hände bzw. Hände und Unterarme während der gesamten Anwendungszeit gut angefeuchtet bleiben.

### Mikrobiologische Wirksamkeit

| Wirksamkeit                                  | Konzentration   | Einwirkzeit |
|----------------------------------------------|-----------------|-------------|
| bakterizid<br>EN13727                        | gebrauchsfertig | 30 Sek.     |
| mykobakterizid<br>EN14348                    | gebrauchsfertig | 30 Sek.     |
| levurozid<br>EN13624                         | gebrauchsfertig | 30 Sek.     |
| begrenzt viruzid<br>gemäß DVV-/RKI-Leitlinie | gebrauchsfertig | 15 Sek.     |
| begrenzt viruzid PLUS<br>EN14476             | gebrauchsfertig | 2 Min.      |

| Wirksamkeit                           | Konzentration   | Einwirkzeit |
|---------------------------------------|-----------------|-------------|
| Adenovirus<br>(Typ 5)<br>EN14476      | gebrauchsfertig | 2 Min.      |
| Norovirus<br>(MNV)<br>EN14476         | gebrauchsfertig | 30 Sek.     |
| Rotavirus<br>gemäß DVV-/RKI-Leitlinie | gebrauchsfertig | 15 Sek.     |

| Anwendungsgebiet                                      | Konzentration   | Einwirkzeit |
|-------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| Chirurgische<br>Händedesinfektion<br>EN13727, EN12791 | gebrauchsfertig | 90 Sek.     |
| Hygienische<br>Händedesinfektion<br>EN13727, EN1500   | gebrauchsfertig | 30 Sek.     |



## Produktdaten

### Zusammensetzung:

100 g Lösung enthält an wirksamen Bestandteilen: 75 g Propan-2-ol

### Chemisch-physikalische Daten

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| Dichte                | ca. 0,85 g/cm <sup>3</sup> / 20 °C |
| Farbe                 | farblos                            |
| Flammpunkt            | 20 °C / Methode: DIN EN ISO 13736  |
| Form                  | flüssig                            |
| pH                    | Nicht anwendbar                    |
| Viskosität, dynamisch | ca. 3,6 mPa*s / Methode: ISO 3219  |

## Umweltinformation

schülke stellt seine Produkte nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her.

## Gutachten und Information

Einen Überblick aller zum Präparat desmanol® pure vorliegenden Gutachten/Literatur finden Sie im Internet unter [www.schuelke.ch](http://www.schuelke.ch)

Für Ihre individuellen Fragen:

Customer Sales Service

Telefon: +41 44 466 55 44

E-Mail: [mail.ch@schuelke.com](mailto:mail.ch@schuelke.com)

## Besondere Hinweise

**Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.**

Zur äusseren Anwendung. Nicht in Kontakt mit offenen Flammen oder eingeschalteten elektrischen Heizquellen bringen.

BAG-RegNr.: CHZN3256

## Bestellinformation

| Artikel                             | Lieferform  | Art.-Nr. |
|-------------------------------------|-------------|----------|
| desmanol pure 100 ml FL             | 30/Karton   | 125210   |
| desmanol pure 500 ml FL             | 20/Karton   | 125211   |
| desmanol pure INT hyclick 500 ml FL | 20/Karton   | 70000817 |
| desmanol pure hyclick INT 1 l FL    | 10/Karton   | 70001795 |
| desmanol pure EF 1 l FL             | 10/Karton   | 125213   |
| desmanol pure 1 l FL                | 10/Karton   | 125212   |
| desmanol pure 5 l KA                | 1/Kanister  | 125215   |
| desmanol pure 975 l EC              | 1/Container | 70002770 |

## Anwendungshilfen

| Anwendungshilfen                        | Art.-Nr. |
|-----------------------------------------|----------|
| Kanisterhahn für 5/ 10 l                | 135501   |
| Kanisterschlüssel 5/ 10 l neutr.        | 135810   |
| Kittelclip 150 ml                       | 134432   |
| Kittelclip ausziehbar 150 ml            | 134431   |
| Präparatespender KHK 1000 - Edelstahlp. | 669702   |
| Präparatespender KHK 500 - Edelstahlp.  | 669602   |
| Präparatespender KHL 1000 - Edelstahlp. | 669712   |
| Präparatespender KHL 500 - Edelstahlp.  | 669612   |
| Präparate-Spender SM2 500               | 668600   |
| Präparate-Spender SM2 Universal         | 668500   |
| Pumpe für 500 ml / 1 L                  | 180303   |
| Wandhalterung Kunststoff 1l             | 134416   |
| Wandhalterung Kunststoff 500ml          | 134411   |



Die Schülke & Mayr GmbH ist im Besitz einer Herstellungserlaubnis nach §13 AMG Abs.1 und von GMP-Zertifikaten für Arzneimittel.

**schülke Schweiz**  
Schülke & Mayr AG  
Hungerbühlstrasse 22  
8500 Frauenfeld  
Schweiz  
Tel. +41 (0) 44 - 46655 - 44  
[www.schuelke.ch](http://www.schuelke.ch)  
[mail.ch@schuelke.com](mailto:mail.ch@schuelke.com)

**schülke Hauptsitz**  
Schülke & Mayr GmbH  
Robert-Koch-Str. 2  
22851 Norderstedt  
Deutschland  
Tel. +49 (0) 40 - 52100 - 0  
Fax +49 (0) 40 - 52100 - 318  
[www.schuelke.com](http://www.schuelke.com)  
[mail@schuelke.com](mailto:mail@schuelke.com)