

À partir de
la sem. 1
2026

LE TENA PROSKIN SLIP AMÉLIORÉ



DANS LES TAILLES M ET L

AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ ET DE L'AJUSTEMENT

Encore meilleur, encore plus sûr: le TENA Slip! Pour nos systèmes fermés très appréciés, nous avons associé de nouvelles technologies innovantes à des avantages éprouvés, portant ainsi la sensation de sec, la sécurité contre les fuites et le confort à un niveau supérieur:




Noyau DuoLock™ unique

Maintient la peau au sec plus longtemps.


NOUVEAU: sensation de sec améliorée de 30 %

30 %



NOUVEAU: côtés élastiques ComfiStretch™

Pour un ajustement optimal



Coupe plus confortable

Pour plus de confort et de sécurité contre les fuites

Avantages produit inchangés



ConfioAir®



✓ **Triple protection** pour une peau sèche, un confort optimal et une protection contre les fuites

✓ **ConfioAir™** permet à la peau de respirer

✓ **FeelDry Advanced** pour une absorption rapide afin de garder la peau au sec

Changement des données d'articles:

Produit	Pouvoir absorbant	Numéro d'article ancien	Numéro d'article NOUVEAU	Pièces par carton/pièces par EI* ancien	Pièces par carton/pièces par EI* NOUVEAU	Pharmacode ancien	Pharmacode NOUVEAU	LiMA inchangé
TENA ProSkin Slip Plus M		710630	710607	90 30	90 30	6190467	1146195	15.01.02.00.1
TENA ProSkin Slip Plus L		710730	710703	90 30	90 30	6190473	1147768	15.01.02.00.1
TENA ProSkin Slip Super M		711228	711208	84 28	90 30	6190728	1146197	15.01.03.00.1
TENA ProSkin Slip Super L		711428	711404	84 28	90 30	6190734	1147770	15.01.03.00.1
TENA ProSkin Slip Maxi M		710924	712400	72 24	72 24	6190757	1146196	15.01.03.00.1
TENA ProSkin Slip Maxi L		711024	712500	72 24	72 24	6190763	1147769	15.01.03.00.1

*EI = emballage intérieur

TENA, une marque d'Essity

Essity Switzerland SA • Parkstrasse 1b • 6214 Schenkon • E-mail: customerservice.hms.ch@essity.com

Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.216.91) am 25.08.2026 um 12:51 Uhr - sana.swiss

08/2025