

À partir de  
la sem. 1  
2026

# LE TENA PROSKIN SLIP AMÉLIORÉ



DANS LES TAILLES M ET L

## AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ ET DE L'AJUSTEMENT

Encore meilleur, encore plus sûr: le TENA Slip! Pour nos systèmes fermés très appréciés, nous avons associé de nouvelles technologies innovantes à des avantages éprouvés, portant ainsi la sensation de sec, la sécurité contre les fuites et le confort à un niveau supérieur:



**Noyau DuoLock™ unique**

Maintient la peau au sec plus longtemps.


**NOUVEAU:** sensation de sec améliorée de 30 %

30 %



**NOUVEAU:** côtés élastiques ComfiStretch™

Pour un ajustement optimal



**Coupe plus confortable**

Pour plus de confort et de sécurité contre les fuites

### Avantages produit inchangés



✓ **Triple protection** pour une peau sèche, un confort optimal et une protection contre les fuites

**ConfioAir®**

✓ **ConfioAir™** permet à la peau de respirer



✓ **FeelDry Advanced** pour une absorption rapide afin de garder la peau au sec

### Changement des données d'articles:

| Produit                   | Pouvoir absorbant | Numéro d'article ancien | Numéro d'article NOUVEAU | Pièces par carton/pièces par EI* ancien | Pièces par carton/pièces par EI* NOUVEAU | Pharmacode ancien | Pharmacode NOUVEAU | LiMA inchangé |
|---------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| TENA ProSkin Slip Plus M  |                   | 710630                  | <b>710607</b>            | 90<br>30                                | 90<br>30                                 | 6190467           | 1146195            | 15.01.02.00.1 |
| TENA ProSkin Slip Plus L  |                   | 710730                  | <b>710703</b>            | 90<br>30                                | 90<br>30                                 | 6190473           | 1147768            | 15.01.02.00.1 |
| TENA ProSkin Slip Super M |                   | 711228                  | <b>711208</b>            | 84<br>28                                | <b>90<br/>30</b>                         | 6190728           | 1146197            | 15.01.03.00.1 |
| TENA ProSkin Slip Super L |                   | 711428                  | <b>711404</b>            | 84<br>28                                | <b>90<br/>30</b>                         | 6190734           | 1147770            | 15.01.03.00.1 |
| TENA ProSkin Slip Maxi M  |                   | 710924                  | <b>712400</b>            | 72<br>24                                | 72<br>24                                 | 6190757           | 1146196            | 15.01.03.00.1 |
| TENA ProSkin Slip Maxi L  |                   | 711024                  | <b>712500</b>            | 72<br>24                                | 72<br>24                                 | 6190763           | 1147769            | 15.01.03.00.1 |

\*EI = emballage intérieur

TENA, une marque d'Essity

Essity Switzerland SA • Parkstrasse 1b • 6214 Schenkon • E-mail: customerservice.hms.ch@essity.com

Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.216.71) am 07.10.2026 um 07:29 Uhr - sana.swiss