

DIE PROSKIN PANTS DER NEUEN GENERATION!



LÄNGER ANHALTENDER SCHUTZ FÜR NOCH MEHR SICHERHEIT DURCH NEUE SAUGKERN-TECHNOLOGIE

Dünnes, weiches, atmungsaktives, textilähnliches Material

für Hautgesundheit und Komfort mit körpernaher Passform



Farbige Fäden an der Taille

Erleichtern die Erkennbarkeit der Saugstärke und markieren die Rückseite des Produkts

Weiche Auslaufbarrieren

für optimalen Auslaufschutz in der Anwendung



NEUER absorbierender Saugkern

- Hält länger trocken*
- Langanhaltender Schutz**
- Der Hautgesundheit zuliebe

* gegenüber aktuellen ProSkin Pants
** unter Einhaltung klinischer Richtlinien

Geruchsneutralisierer

Neutralisiert Gerüche für ein zusätzliches Gefühl von Sicherheit



Mit bewährter FeelDry™ Advanced-Technologie

absorbiert Flüssigkeit von der Oberfläche schneller und hält die Haut trocken

Unveränderte Produktvorteile



- ✓ Dreifachschutz für Trockenheit, Sanftheit zur Haut und Auslaufschutz zum Erhalt der natürlichen Hautgesundheit.



- ✓ Dermatologisch von der unabhängigen Skin Health Alliance getestet, zertifiziert und für gut befunden.



- ✓ Mit dem TENA Protects-Programm reduzieren wir unseren CO₂-Fussabdruck bis 2030 schrittweise um 50 %.

TENA PROSKIN PANTS RELAUNCH:



DIE INNOVATIVEN NEUERUNGEN IM ÜBERBLICK AB KW 36 2024

Die neuen TENA ProSkin Pants sind unsere leistungsstarke Innovation, die auf einem umfassenden Verständnis des Nutzerverhaltens und der Kundennachfrage basiert. Wir wissen, dass auslaufender Urin zu Hautreizungen führen kann, wenn er nicht schnell beseitigt wird. Aus diesem Grund absorbieren die neuen TENA ProSkin Pants Ausläufe noch schneller ein, die Haut des Patienten bleibt länger trocken und die Haut wird noch besser geschützt.

Überzeugende Argumente für die neuen TENA ProSkin Pants:

- Absorbiert in Sekunden*
- Hält länger trocken*
- Haut bleibt besser geschützt*
- Neues und verbessertes Verpackungsdesign



Änderungen bei den Artikeldaten:

Produkt	Saug- stärke	aktuelle Artikelnummer	neue Artikelnummer	Stück je Karton/ Stück je IV**	neuer Pharmacode
TENA Pants Plus XXS, Hüfte 40-70 cm		792215	792216	4 IV = 56 14	1115102
TENA Pants Plus XS, Hüfte 50-70 cm		792340	792342	4 IV = 56 14	1114584
TENA Pants Plus S, Hüfte 65-85 cm		792490	792491	4 IV = 56 14	1114582
TENA Pants Plus M, Hüfte 80-110 cm		792590	792591	4 IV = 56 14	1114581
TENA Pants Plus L, Hüfte 100-135 cm		792690	792691	4 IV = 56 14	1114580
TENA Pants Plus XL, Hüfte 120-160 cm		792790	792791	4 IV = 48 12	1114583
TENA Pants Bariatric Plus XXL, Hüfte 150-203 cm		792862	unverändert	4 IV = 48 12	7530994
TENA Pants Super S, Hüfte 65-85 cm		793413	793415	4 IV = 48 12	1114588
TENA Pants Super M, Hüfte 80-110 cm		793520	793523	4 IV = 48 12	1114587
TENA Pants Super L, Hüfte 100-135 cm		793614	793617	4 IV = 48 12	1114586
TENA Pants Super XL, Hüfte 120-160 cm		793713	793715	4 IV = 48 12	1114589
TENA Pants Maxi S, Hüfte 65-85 cm		794410	794412	4 IV = 40 10	1114571
TENA Pants Maxi M, Hüfte 80-110 cm		794512	794514	4 IV = 40 10	1114570
TENA Pants Maxi L, Hüfte 100-135 cm		794623	794625	4 IV = 40 10	1114569
TENA Pants Maxi XL, Hüfte 120-160 cm		794762	794764	4 IV = 40 10	1114572
TENA Pants Night Super M, Hüfte 80-110 cm		793572	793577	4 CI = 40 10	1114574
TENA Pants Night Super L, Hüfte 100-135 cm		793672	793676	4 CI = 40 10	1114573

* Im Vergleich zur aktuellen TENA ProSkin Pants Normal/Plus ** IV = Innenverpackung