


# LES PROSKIN PANTS NOUVELLE GÉNÉRATION !



PROTECTION LONGUE DURÉE RENFORCÉE POUR ENCORE PLUS DE SÉCURITÉ GRÂCE AU NOUVEAU COUSSIN ABSORBANT

**Matière fine, souple et respirante similaire au textile**

pour une peau en bonne santé et un ajustement confortable



**Fils de couleur à la taille**

Indiquent le niveau d'absorption et marquent le dos du produit

**Barrière anti-fuites souple**

pour une protection optimale contre les fuites



**Long lasting protection**

**NOUVEAU coussin absorbant**

- Garde au sec plus longtemps\*
- Protection encore plus durable\*\*
- Pour la santé de la peau

\* par rapport aux ProSkin Pants actuels  
\*\* dans le respect des directives cliniques

**Neutraliseur d'odeur**

Neutralise les odeurs pour un sentiment de sécurité renforcé



**Avec la technologie avancée FeelDry™**

Absorbe plus rapidement le liquide à la surface et garde la peau au sec

## Avantages produit inchangés



- ✓ Triple protection – sensation de sec, douceur et protection contre les fuites – pour préserver la santé naturelle de la peau.



- ✓ Testé, certifié et approuvé dermatologiquement et de manière indépendante par Skin Health Alliance.



- ✓ Le programme TENA Protects permet de réduire graduellement notre empreinte carbone de 50 % jusqu'à 2030.

# NOUVEAU LANCEMENT DE TENA PROSKIN PANTS :




APERÇU DES INNOVATIONS À PARTIR DE LA SEM. 36 2024

Basés sur une compréhension complète des besoins des utilisatrices et utilisateurs et une enquête clientèle, les nouveaux TENA ProSkin Pants sont notre innovation la plus performante à ce jour. Nous savons que les fuites urinaires peuvent irriter la peau lorsqu'elles ne sont pas rapidement éliminées. C'est pourquoi les nouveaux TENA ProSkin Pants absorbent les fuites encore plus rapidement. La peau des patients reste au sec plus longtemps et est encore mieux protégée.

## Des arguments convaincants pour les nouveaux TENA ProSkin Pants :

- Absorbent en quelques secondes\*
- Gardent au sec plus longtemps\*
- La peau est encore mieux protégée\*
- Nouveau design d'emballage amélioré



## Changement des données d'articles :

| Produit                                                    | Pouvoir absorbant | Numéro d'article actuel | Nouveau numéro d'article | Pièces par carton/<br>pièces par EI** | Nouveau Pharmacode |
|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| TENA Pants Plus XXS, tour de taille : 40-70 cm             |                   | 792215                  | 792216                   | 4 EI = 56<br>14                       | 1115102            |
| TENA Pants Plus XS, tour de taille : 50-70 cm              |                   | 792340                  | 792342                   | 4 EI = 56<br>14                       | 1114584            |
| TENA Pants Plus S, tour de taille : 65-85 cm               |                   | 792490                  | 792491                   | 4 v = 56<br>14                        | 1114582            |
| TENA Pants Plus M, tour de taille : 80-110 cm              |                   | 792590                  | 792591                   | 4 EI = 56<br>14                       | 1114581            |
| TENA Pants Plus L, tour de taille : 100-135 cm             |                   | 792690                  | 792691                   | 4 EI = 56<br>14                       | 1114580            |
| TENA Pants Plus XL, tour de taille : 120-160 cm            |                   | 792790                  | 792791                   | 4 EI = 48<br>12                       | 1114583            |
| TENA Pants Bariatric Plus XXL, tour de taille : 150-203 cm |                   | 792862                  | inchangé                 | 4 EI = 48<br>12                       | 7530994            |
| TENA Pants Super S, tour de taille : 65-85 cm              |                   | 793413                  | 793415                   | 4 EI = 48<br>12                       | 1114588            |
| TENA Pants Super M, tour de taille : 80-110 cm             |                   | 793520                  | 793523                   | 4 EI = 48<br>12                       | 1114587            |
| TENA Pants Super L, tour de taille : 100-135 cm            |                   | 793614                  | 793617                   | 4 EI = 48<br>12                       | 1114586            |
| TENA Pants Super XL, tour de taille : 120-160 cm           |                   | 793713                  | 793715                   | 4 EI = 48<br>12                       | 1114589            |
| TENA Pants Maxi S, tour de taille : 65-85 cm               |                   | 794410                  | 794412                   | 4 EI = 40<br>10                       | 1114571            |
| TENA Pants Maxi M, tour de taille : 80-110 cm              |                   | 794512                  | 794514                   | 4 EI = 40<br>10                       | 1114570            |
| TENA Pants Maxi L, tour de taille : 100-135 cm             |                   | 794623                  | 794625                   | 4 EI = 40<br>10                       | 1114569            |
| TENA Pants Maxi XL, tour de taille : 120-160 cm            |                   | 794762                  | 794764                   | 4 EI = 40<br>10                       | 1114572            |
| TENA Pants Night Super M, tour de taille : 80-110 cm       |                   | 793572                  | 793577                   | 4 EI = 40<br>10                       | 1114574            |
| TENA Pants Night Super L, tour de taille : 100-135 cm      |                   | 793672                  | 793676                   | 4 EI = 40<br>10                       | 1114573            |

\* Par rapport aux TENA ProSkin Pants Normal/Plus actuels \*\* EI = emballage intérieur