

TENA Flex Super

Pour le traitement de l'incontinence sévère chez les femmes et les hommes.



Désignation de l'article	TENA Flex Super S	TENA Flex Super M	TENA Flex Super L	TENA Flex Super XL
Numéro d'article	730446	730458	729281	724980
Contenu de l'emballage	3 x 30 unités	3 x 30 unités	3 x 30 unités	3 x 30 unités
Tour de hanches recommandé	61 - 87 cm	71 - 102 cm	83 - 120 cm	105 - 153 cm
Dimensions du produit	71 x 30 cm	80 x 35 cm	86 x 41 cm	103 x 52 cm
Poids du produit	81,6 g	92,8 g	103,1 g	144 g
Capacité absorbante « test de Rothwell » (ISO 11948-1)	1830 ml	2180 ml	2290 ml	2910 ml
Fabricant	Essity			
Pays de fabrication	Pays-Bas			

Composants du produit

- Non-tissé (surface intérieure)
- Polyéthylène/polypropylène (face extérieure Air Dry Layer™)
- Pâte CP (couche absorbante)
- Polyacrylate de sodium (super-absorbant)
- Colle qui se décolore (indicateur d'humidité)
- Hotmelt (adhésif)
- PE (couche de transport Aqui Dry™)
- Sans latex

Caractéristiques du produit

- ComfiStretch™ - élastiques à la taille pour un ajustement confortable à chaque mouvement avec empiècements latéraux pour jusqu'à 40 % d'élasticité en plus
- DuoLock™ Noyau absorbant – garde la peau plus sèche et plus saine plus longtemps
- Languette FingerLift™ – permet d'ouvrir plus facilement la ceinture
- FeelDry™ Advanced – absorbe rapidement l'humidité et préserve l'équilibre naturel de la peau
- Triple protection – pour la sécheresse, la douceur pour la peau et la prévention des fuites
- Changement ergonomique et facile grâce à la ceinture intégrée
- Matériaux respirants – matière respirante de type textile qui permet à l'air de circuler, assurant une peau saine et un confort optimal
- Fixation ajustable – la fixation réglable avec fermeture velcro est facile à utiliser et aide les aidants à trouver l'ajustement parfait
- Certifié par la Skin Health Alliance
- Indicateur d'humidité – indication précise du moment où un changement est nécessaire
- Testé dermatologiquement
- Odour Neutralizer™ – absorbeur d'odeurs pour une discrétion absolue