

Folgende Urindrainagesysteme und Bettbeutel stehen Ihnen für die Versorgung zur Auswahl. Bei der Liegezeit haben wir die durchschnittliche Liegezeit sowie die maximale Liegezeit in Bezug auf die Materialfestigkeit angegeben. Die Wechselintervalle sollten patientenindividuell und in Abstimmung mit dem behandelnden Arzt festgelegt werden.



| CARE FLOW             | UB 4000TUR         | UB 4000            | UB 2000/2000S                                                                | UB 2000A           | UB 2000E          | UB 2000US                               | UB 1000 T/N                                                          |
|-----------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Volumen (in ml)       | 4000               | 4000               | 2000                                                                         | 2000               | 2000              | 2000                                    | 1000                                                                 |
| Schlauchlänge (in cm) | 120                | 120                | 90/120                                                                       | 110                | 90                | 90/130                                  | 30/60/90                                                             |
| Durchschn. Liegezeit  | 10-14 Tage         | 10-14 Tage         | 10-14 Tage                                                                   | 5-7 Tage           | 1 Tag             | 1 Tag                                   | 10-14 Tage                                                           |
| Max. Liegezeit        | 14 Tage            | 14 Tage            | 14 Tage                                                                      | 7 Tage             | 3 Tage            | 1 Tag                                   | 14 Tage                                                              |
| Tropfkammer           | ✓                  | ✓                  | ✓                                                                            | –                  | –                 | –                                       | ✓                                                                    |
| Ablasshahn/-ventil    | Hahn               | Hahn               | Hahn                                                                         | Hahn               | Hahn              | Hahn                                    | Hahn                                                                 |
| Schlauchklemme        | ✓                  | ✓                  | ✓                                                                            | ✓                  | –                 | –                                       | –                                                                    |
| Pumpball              | ✓                  | –                  | –                                                                            | –                  | –                 | –                                       | –                                                                    |
| Vlies-Rückseite       | –                  | –                  | –                                                                            | –                  | –                 | –                                       | ✓                                                                    |
| Halterungen:          |                    |                    |                                                                              |                    |                   |                                         |                                                                      |
| Zwillingshalter       | ✓                  | ✓                  | ✓                                                                            | ✓                  | – <sup>1</sup>    | ✓                                       | ✓                                                                    |
| Kordel                | ✓                  | ✓                  | ✓                                                                            | –                  | –                 | –                                       | ✓                                                                    |
| Kombination mit:      |                    |                    |                                                                              |                    |                   |                                         |                                                                      |
| Klethalteband         | –                  | –                  | –                                                                            | –                  | –                 | –                                       | ✓                                                                    |
| Fixierstrumpf/Stulpe  | –                  | –                  | –                                                                            | –                  | –                 | –                                       | ✓                                                                    |
| Sterilität            | steril             | steril             | steril                                                                       | steril             | steril            | unsteril                                | steril                                                               |
| Verpackung            | einzeln            | einzeln            | einzeln                                                                      | einzeln            | einzeln           | 10 Stk. im Polybag                      | einzeln                                                              |
| VE                    | 10 Stück           | 20 Stück           | 20 Stück (UB2000)<br>50 Stück (UB2000S)                                      | 50 Stück           | 100 Stück         | 100 Stück                               | 30 Stück                                                             |
| Art.-Nr.              | 04/02/4000/TUR/GHC | 04/02/4000/120/GHC | 04/02/2000/90/GHC<br>04/02/2000/120/GHC<br>04/02/2000S/90<br>04/02/2000S/120 | 04/04/2000/110/GHC | 04/04/2000/90/GHC | 04/06/2000/90/GHC<br>04/06/2000/130/GHC | 04/03/1000/30/GHC<br>04/03/1000/60/GHC<br>04/03/1000/90/GHC          |
| PZN                   | 06189004           | 06718939           | 09151597 (90cm)<br>06718922 (120cm)<br>18728179 (90cm)<br>18728133 (120cm)   | 08871289           | 16047274          | 12418549 (90cm)<br>08845487 (130cm)     | 06718885 (30cm)<br>06718891 (60cm)<br>06718916 (90cm)                |
| HMN                   | 15.25.09.0008      | 15.25.09.0009      | 15.25.07.0050 (UB2000)<br>15.25.07.0003 (UB2000S)                            | 15.25.06.3037      | 15.25.06.3025     | 15.25.06.1047                           | 15.25.07.1012 (30cm)<br>15.25.07.1013 (60cm)<br>15.25.07.1014 (90cm) |

<sup>1</sup> nicht im Lieferumfang enthalten; bitte zusätzlich ordern: Bettbeutelhalterung aus Kunststoff | Artikelnummer 04/99/BHL/PVC/GHC | PZN 06718951

**Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an den GHC-Kundenservice.**

Abbildungen können vom Original abweichen / Irrtum & Änderungen vorbehalten | 10.2023

**Service-Hotline: Tel. 0 46 31 / 57 200-0 | eMail: [info@ghc-medical.de](mailto:info@ghc-medical.de) | [www.ghc-medical.de](http://www.ghc-medical.de)**