



# BESSERE PFLEGE



# FÜR ALLE

Inkontinenzversorgung mit TENA

**PRODUKTÜBERSICHT**

# TENA. BESSERE PFLEGE FÜR ALLE



**TENA ist seit über 60 Jahren führend in der Inkontinenzversorgung.** Tausende von Fachkräften in aller Welt vertrauen uns bei der Auswahl des richtigen Produkts. Gemeinsam verbessern wir den Pflegestandard und helfen Millionen von Menschen, ein angenehmeres Leben zu führen. Blasen-schwäche kann jeden treffen, unabhängig von Alter oder Gesundheitszustand.

**Der Mensch steht im Mittelpunkt.** Angesichts der immer älter werdenden Bevölkerung und vieler Betroffener, die im Stillen an Inkontinenz leiden, ist der Bedarf nach individueller und effektiver Inkontinenzversorgung gross. Bei TENA sind wir stolz auf unser Produktportfolio, das auf unterschiedliche Mobilitätseinschränkungen und geschlechts-spezifische Bedürfnisse abgestimmt ist.

**Gemeinsam machen wir den Unterschied.** Wir arbeiten eng mit Anwender:innen und Expert:innen zusammen, um genau zu verstehen, was benötigt wird. Unsere Produkte und Dienstleistungen beruhen auf einem umfassenden

Verständnis des Nutzerverhaltens und der spezifischen Bedürfnisse. Sie durchlaufen strikte Prüfungen und bringen nachweisliche Vorteile für Anwender:innen, Fachkräfte und die Arbeitsumgebungen.

**TENA gehört zu Essity,** einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich Hygiene und Gesundheit. Essity engagiert sich für die Verbesserung der Lebensqualität durch hochwertige Hygiene- und Gesundheitslösungen. Neben TENA gehören auch Marken wie Leukoplast, Cutimed, Jobst, Actimove, Leukotape und Delta-Cast zu Essity. Damit sind wir in der Lage, Sie in den Bereichen Inkontinenz- und Wundversorgung sowie Kompression und Orthopädie zu unterstützen.

#### Kontaktieren Sie uns gerne unter:

Tel. +41 (0) 848 810 150

[customerservice.hms.ch@essity.com](mailto:customerservice.hms.ch@essity.com)

0.08 CHF/Minute, Mobilfunkpreise können abweichen.



**Leukoplast®**

**Cutimed®**

**Leukotape®**

**Delta-Cast®**

**JOBST®**

**Actimove®**



# INKONTINENZ- VERSORGUNGEN FÜR JEDE LEBENSITUATION

## Informationen zu MiGeL:

Die aufgeführte Zuordnung der Produkte zu den MiGeL Codes ist eine Empfehlung, basierend auf dem jeweiligen Inkontinenzgrad bzw. Urinverlust und der Saugleistung der TENA Produkte.

# EINWEG UNTERWÄSCHE

## TENA Discreet Einlagen

Sicher und diskret dank microPROTEX™ Technologie. 3D-Passform für mehr Komfort und Schutz. Anatomisch geformter Kern für einen besseren Sitz.

|                                      | Inhalt   | Best.-Nr. | Pharmacode | MiGeL code    |
|--------------------------------------|----------|-----------|------------|---------------|
| <b>TENA Discreet Mini Magic</b>      | 34 Stk.* | 76 10 64  | 77 42 248  | –             |
| <b>TENA Discreet Ultra Mini</b>      | 28 Stk.* | 76 11 74  | 77 42 249  | 15.01.01.00.1 |
| <b>TENA Silhouette Noir Liner</b>    | 26 Stk.* | 76 12 71  | 77 53 285  | 15.01.01.00.1 |
| <b>TENA Silhouette Noir Mini Pad</b> | 18 Stk.* | 76 03 71  | 77 53 286  | 15.01.01.00.1 |
| <b>TENA Discreet Mini</b>            | 30 Stk.* | 76 03 64  | 10 32 449  | 15.01.01.00.1 |
| <b>TENA Discreet Mini Plus</b>       | 20 Stk.* | 76 03 84  | 10 32 451  | 15.01.01.00.1 |
| <b>TENA Discreet Normal</b>          | 24 Stk.* | 76 08 06  | 10 32 453  | 15.01.01.00.1 |
| <b>TENA Discreet Normal Night</b>    | 10 Stk.* | 76 07 62  | 77 72 462  | 15.01.01.00.1 |
| <b>TENA Lady Discreet Extra</b>      | 20 Stk.* | 76 06 96  | 77 42 250  | 15.01.01.00.1 |
| <b>TENA Lady Discreet Extra Plus</b> | 16 Stk.* | 76 16 62  | 77 42 251  | 15.01.01.00.1 |
| <b>TENA Lady Discreet Maxi</b>       | 12 Stk.* | 76 09 79  | 77 42 252  | 15.01.01.00.1 |
| <b>TENA Lady Discreet Maxi Night</b> | 12 Stk.* | 76 09 21  | 46 59 115  | 15.01.01.00.1 |
| <b>TENA Lady Super</b>               | 30 Stk.* | 76 17 03  | 15 94 846  | 15.01.01.00.1 |

\* Innenverpackung



## TENA Silhouette **NEU**

Elegante, diskrete Unterwäsche mit hüfthohem Design bietet diskreten Schutz bei mittlerer bis schwerer Blasenschwäche. Ideal auch für Frauen nach der Entbindung. Dank des dünnen und diskreten Designs mit gewelltem Bündchen sitzt und sieht die Inkontinenzunterwäsche wie echte Unterwäsche.

|                                                                             | Inhalt   | Best.-Nr. | Pharmacode | MiGeL code    |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|------------|---------------|
| <b>TENA Silhouette Plus White M</b><br>Hüfte 75–105 cm, hüfthoch            | 12 Stk.* | 78 01 02  | 11 14 560  | 15.01.01.00.1 |
| <b>TENA Silhouette Plus White L</b><br>Hüfte 95–130 cm, hüfthoch            | 10 Stk.* | 78 01 22  | 11 14 561  | 15.01.01.00.1 |
| <b>TENA Silhouette Plus Black M</b><br>Hüfte 75–105 cm, hüfthoch            | 10 Stk.* | 78 02 02  | 11 14 563  | 15.01.01.00.1 |
| <b>TENA Silhouette Plus Black L</b><br>Hüfte 95–130 cm, hüfthoch            | 9 Stk.*  | 78 02 22  | 11 14 564  | 15.01.01.00.1 |
| <b>TENA Silhouette Classic Plus Crème M</b><br>Hüfte 75–105 cm, taillenhoch | 9 Stk.*  | 78 25 63  | 11 25 031  | 15.01.02.00.1 |
| <b>TENA Silhouette Classic Plus Crème L</b><br>Hüfte 95–130 cm, taillenhoch | 8 Stk.*  | 78 25 64  | 11 25 033  | 15.01.02.00.1 |

\* Innenverpackung



# EINWEG UNTERWÄSCHE

## TENA Men Einlagen

TENA Men Produkte sind perfekt auf die männliche Anatomie zugeschnitten, um einen diskreten Schutz zu bieten.

|                                                  | Inhalt   | Best.-Nr. | Pharmacode | MiGeL code    |
|--------------------------------------------------|----------|-----------|------------|---------------|
| <b>TENA Men Protective Shield</b><br>Extra Light | 14 Stk.* | 75 04 03  | 63 20 013  | 15.01.01.00.1 |
| <b>TENA Men Level 1</b><br>Light                 | 24 Stk.* | 75 06 51  | 44 83 142  | 15.01.01.00.1 |
| <b>TENA Men Level 2</b><br>Medium                | 20 Stk.* | 75 07 76  | 44 72 463  | 15.01.01.00.1 |
| <b>TENA Men Level 3</b><br>Super                 | 16 Stk.* | 75 08 30  | 47 18 935  | 15.01.01.00.1 |

\* Innenverpackung



## TENA Men Pants

|                                                                | Inhalt   | Best.-Nr. | Pharmacode | MiGeL code    |
|----------------------------------------------------------------|----------|-----------|------------|---------------|
| <b>TENA Men Active Fit Pants Plus, S/M</b><br>Hüfte 75–105 cm  | 12 Stk.* | 77 25 12  | 71 06 032  | 15.01.02.00.1 |
| <b>TENA Men Active Fit pants Plus, L/XL</b><br>Hüfte 95–130 cm | 10 Stk.* | 77 26 10  | 71 06 055  | 15.01.02.00.1 |

\* Innenverpackung



# TENA PROSKIN PANTS

## TROCKENER & SICHERER

Die innovativen Neuerungen im Überblick

Dünnes, weiches, atmungsaktives, textilähnliches Material für Hautgesundheit und Komfort mit körpernaher Passform

Farbige Fäden an der Taille erleichtern die Erkennbarkeit der Saugstärke und markieren die Rückseite des Produkts



Mit bewährter FeelDry™ Advanced-Technologie absorbiert Flüssigkeit von der Oberfläche jetzt noch schneller und hält die Haut trocken


Geruchsneutralisierer lässt unangenehme Gerüche gar nicht erst entstehen

Weiche Auslaufbarrieren für optimalen Auslaufschutz – ein zusätzliches Gefühl von Sicherheit



### NEUE SAUGKERN TECHNOLOGIE!

- Hält länger trocken
- Langanhaltender Schutz
- Der Hautgesundheit zuliebe



# LÄNGER TROCKEN

# BESSER GESCHÜTZT

NEU

- ☒ Hält länger trocken
- ☒ Passt wie normale Unterwäsche
- ☒ Bis zu 100% Auslaufschutz



TENA PROSKIN PANTS - DIE NEUE GENERATION.

# INKONTINENZVERSORGUNG MIT TENA

## TENA Pants

Die Pants einer neuen Generation für länger anhaltenden Schutz und noch mehr Sicherheit, dank neuer Saugkern-Technologie!

|                                                          | Inhalt   | Best.-Nr. | Pharmacode | MiGeL code    |
|----------------------------------------------------------|----------|-----------|------------|---------------|
| <b>TENA Pants Discreet M</b><br>Hüfte 75–100 cm          | 12 Stk.* | 79 57 32  | 11 14 553  | 15.01.01.00.1 |
| <b>TENA Pants Discreet L</b><br>Hüfte 95–125 cm          | 10 Stk.* | 79 57 33  | 11 14 555  | 15.01.01.00.1 |
| <b>TENA Pants Plus XXS</b><br>Hüfte 40–70 cm             | 14 Stk.* | 79 22 16  | 11 15 102  | 15.01.02.00.1 |
| <b>TENA Pants Plus XS</b><br>Hüfte 50–70 cm              | 14 Stk.* | 79 23 42  | 11 14 584  | 15.01.02.00.1 |
| <b>TENA Pants Plus S</b><br>Hüfte 65–85 cm               | 14 Stk.* | 79 24 91  | 11 14 582  | 15.01.02.00.1 |
| <b>TENA Pants Plus M</b><br>Hüfte 80–110 cm              | 14 Stk.* | 79 25 91  | 11 14 581  | 15.01.02.00.1 |
| <b>TENA Pants Plus L</b><br>Hüfte 100–135 cm             | 14 Stk.* | 79 26 91  | 11 14 580  | 15.01.02.00.1 |
| <b>TENA Pants Plus XL</b><br>Hüfte 120–160 cm            | 12 Stk.* | 79 27 91  | 11 14 583  | 15.01.02.00.1 |
| <b>TENA Pants Bariatric Plus XXL</b><br>Hüfte 150–203 cm | 12 Stk.* | 79 28 62  | 75 30 994  | 15.01.03.00.1 |
| <b>TENA Pants Super S</b><br>Hüfte 65–85 cm              | 12 Stk.* | 79 34 15  | 11 14 588  | 15.01.03.00.1 |
| <b>TENA Pants Super M</b><br>Hüfte 80–110 cm             | 12 Stk.* | 79 35 23  | 11 14 587  | 15.01.03.00.1 |
| <b>TENA Pants Super L</b><br>Hüfte 100–135 cm            | 12 Stk.* | 79 36 17  | 11 14 586  | 15.01.03.00.1 |
| <b>TENA Pants Super XL</b><br>Hüfte 120–160 cm           | 12 Stk.* | 79 37 15  | 11 14 589  | 15.01.03.00.1 |
| <b>TENA Pants Maxi S</b><br>Hüfte 65–85 cm               | 10 Stk.* | 79 44 12  | 11 14 571  | 15.01.03.00.1 |
| <b>TENA Pants Maxi M</b><br>Hüfte 80–110 cm              | 10 Stk.* | 79 45 14  | 11 14 570  | 15.01.03.00.1 |
| <b>TENA Pants Maxi L</b><br>Hüfte 100–135 cm             | 10 Stk.* | 79 46 25  | 11 14 569  | 15.01.03.00.1 |
| <b>TENA Pants Maxi XL</b><br>Hüfte 120–160 cm            | 10 Stk.* | 79 47 64  | 11 14 572  | 15.01.03.00.1 |

\* Innenverpackung



## TENA Pants für die Nacht

TENA Pants Night Super Einweghosen für Männer und Frauen mit mittlerer bis starker Blasenschwäche. Mit Auslaufschutz im Liegen für maximale Sicherheit und für eine unbeschwernte Nacht. Die ideale Ergänzung zur TENA Pants Super.

|                                 | Inhalt   | Best.-Nr. | Pharmacode | MiGeL code    |
|---------------------------------|----------|-----------|------------|---------------|
| <b>TENA Pants Night Super M</b> | 10 Stk.* | 79 35 77  | 11 14 574  | 15.01.03.00.1 |
| <b>TENA Pants Night Super L</b> | 10 Stk.* | 79 36 76  | 11 14 573  | 15.01.03.00.1 |

\* Innenverpackung



## TENA Comfort

Einlage für mittlere bis schwerste Inkontinenz. Sie wurde speziell entwickelt, um die gesunde Haut zu erhalten und komfortablen Schutz zu bieten. Sie ist perfekt mit TENA Fixierhosen zu tragen, um optimalen Komfort zu fördern.

|                            | Inhalt   | Best.-Nr. | Pharmacode | MiGeL code    |
|----------------------------|----------|-----------|------------|---------------|
| <b>TENA Comfort Normal</b> | 42 Stk.* | 75 27 42  | 61 90 361  | 15.01.02.00.1 |
| <b>TENA Comfort Plus</b>   | 46 Stk.* | 75 28 46  | 61 90 378  | 15.01.02.00.1 |
| <b>TENA Comfort Extra</b>  | 40 Stk.* | 75 30 40  | 61 90 384  | 15.01.02.00.1 |
| <b>TENA Comfort Super</b>  | 36 Stk.* | 75 81 36  | 61 90 390  | 15.01.03.00.1 |
| <b>TENA Comfort Maxi</b>   | 28 Stk.* | 75 91 28  | 61 90 409  | 15.01.03.00.1 |
| <b>TENA Comfort Ultima</b> | 26 Stk.* | 75 90 11  | 10 26 566  | 15.01.03.00.1 |

\* Innenverpackung



Zur sicheren Fixierung verwenden Sie TENA Fix oder TENA Fix Cotton Special.

## TENA Fix

Fixierhose mit exzellentem Komfort, für die sichere Fixierung und den perfekten Sitz von TENA Inkontinenzeinlagen. Waschbar bis 60°C im Netzwäschebeutel, im Schonwaschgang (haltbar bis zu 60 Wäschen, 40 bei Industriewäschen).

|                                                   | Inhalt  | Best.-Nr. | Pharmacode | MiGeL CODE                     |
|---------------------------------------------------|---------|-----------|------------|--------------------------------|
| <b>TENA Fix S</b><br>Hüfte 60–80 cm               | 5 Stk.* | 75 40 23  | 50 88 287  |                                |
| <b>TENA Fix M</b><br>Hüfte 70–100 cm              | 5 Stk.* | 75 40 24  | 50 88 293  |                                |
| <b>TENA Fix L</b><br>Hüfte 85–120 cm              | 5 Stk.* | 75 40 25  | 50 88 301  |                                |
| <b>TENA Fix XL</b><br>Hüfte 100–140 cm            | 5 Stk.* | 75 40 26  | 50 88 318  | 15.01.01.00.1<br>15.01.02.00.1 |
| <b>TENA Fix XXL</b><br>Hüfte 120–160 cm           | 5 Stk.* | 75 40 27  | 50 88 324  | 15.01.03.00.1                  |
| <b>TENA Fix Bariatric 3XL</b><br>Hüfte 130–180 cm | 5 Stk.* | 75 40 47  | 61 83 869  |                                |
| <b>TENA Fix Bariatric 4XL</b><br>Hüfte 140–200 cm | 5 Stk.* | 75 40 67  | 77 42 261  |                                |
| <b>TENA Fix Bariatric 5XL</b><br>Hüfte 160–230 cm | 5 Stk.* | 75 40 68  | 77 42 262  |                                |

\* Innenverpackung



## TENA Fix Cotton Special

Aufgrund ihres hohen Baumwollanteils fühlt sich diese Fixierhose an wie Unterwäsche, verbirgt die Einlage für mehr Würde, das nahtlose und elastische Material hilft Hautirritationen zu vermeiden, waschbar bis 95 °C im Netzwäschebeutel, im Schonwaschgang.

|                                                        | Inhalt  | Best.-Nr. | Pharmacode | MiGeL CODE                                      |
|--------------------------------------------------------|---------|-----------|------------|-------------------------------------------------|
| <b>TENA Fix Cotton Special S</b><br>Hüfte 65–85 cm     | 1 Stk.* | 75 66 03  | 73 39 463  |                                                 |
| <b>TENA Fix Cotton Special M</b><br>Hüfte 70–90 cm     | 1 Stk.* | 75 66 04  | 73 39 492  |                                                 |
| <b>TENA Fix Cotton Special L</b><br>Hüfte 80–100 cm    | 1 Stk.* | 75 66 06  | 73 39 517  | 15.01.01.00.1<br>15.01.02.00.1<br>15.01.03.00.1 |
| <b>TENA Fix Cotton Special XL</b><br>Hüfte 95–120 cm   | 1 Stk.* | 75 66 07  | 73 39 546  |                                                 |
| <b>TENA Fix Cotton Special XXL</b><br>Hüfte 110–130 cm | 1 Stk.* | 75 66 08  | 73 39 569  |                                                 |

\* Innenverpackung



# TENA Slip

TENA Slip sind komplett atmungsaktiv und sorgen mit einer FeelDry Advanced™ Technologie für eine schnelle Aufnahme der Flüssigkeit. Das neue, verbesserte und dünnere Produktdesign bietet einen doppelten Advanced DuoLock™ Saugkern für hohe Auslaufsi- cherheit – und eine trockene, gesunde Haut.



|                                                           | Inhalt   | Best.-Nr. | Pharmacode | MiGeL code    |
|-----------------------------------------------------------|----------|-----------|------------|---------------|
| <b>TENA Slip Plus XS</b><br>Hüfte 49–74 cm                | 30 Stk.* | 71 04 73  | 10 50 510  | 15.01.02.00.1 |
| <b>TENA Slip Plus S</b><br>Hüfte 56–85 cm                 | 30 Stk.* | 71 05 30  | 61 90 450  | 15.01.02.00.1 |
| <b>TENA Slip Plus M</b><br>Hüfte 73–122 cm                | 30 Stk.* | 71 06 30  | 61 90 467  | 15.01.02.00.1 |
| <b>TENA Slip Plus L</b><br>Hüfte 92–144 cm                | 30 Stk.* | 71 07 30  | 61 90 473  | 15.01.02.00.1 |
| <b>TENA Slip Plus XL</b><br>Hüfte 120–160 cm              | 30 Stk.* | 71 21 42  | 10 51 051  | 15.01.02.00.1 |
| <b>TENA Slip Super S</b><br>Hüfte 56–85 cm                | 30 Stk.* | 71 11 30  | 61 90 496  | 15.01.03.00.1 |
| <b>TENA Slip Super M</b><br>Hüfte 73–122 cm               | 28 Stk.* | 71 12 28  | 61 90 728  | 15.01.03.00.1 |
| <b>TENA Slip Super L</b><br>Hüfte 92–144 cm               | 28 Stk.* | 71 14 28  | 61 90 734  | 15.01.03.00.1 |
| <b>TENA Slip Super XL</b><br>Hüfte 120–160 cm             | 28 Stk.* | 71 21 43  | 10 51 049  | 15.01.03.00.1 |
| <b>TTENA Slip Bariatric Super XXL</b><br>Hüfte 120–160 cm | 32 Stk.* | 61 49 0   | 77 42 263  | 15.01.03.00.2 |
| <b>TENA Slip Bariatric Super 3XL</b><br>Hüfte 120–160 cm  | 8 Stk.*  | 61 39 1   | 77 42 264  | 15.01.03.00.3 |
| <b>TENA Slip Maxi S</b><br>Hüfte 56–85 cm                 | 24 Stk.* | 71 08 24  | 61 90 740  | 15.01.03.00.1 |
| <b>TENA Slip Maxi M</b><br>Hüfte 73–122 cm                | 24 Stk.* | 71 09 24  | 61 90 757  | 15.01.03.00.1 |
| <b>TENA Slip Maxi L</b><br>Hüfte 92–144 cm                | 24 Stk.* | 71 10 24  | 61 90 763  | 15.01.03.00.1 |
| <b>TENA Slip Maxi XL</b><br>Hüfte 120–160 cm              | 24 Stk.* | 71 21 44  | 10 51 050  | 15.01.03.00.1 |
| <b>TENA Slip Ultima M</b><br>Hüfte 73–122 cm              | 21 Stk.* | 71 05 21  | 61 90 786  | 15.01.03.00.1 |
| <b>TENA Slip Ultima L</b><br>Hüfte 92–144 cm              | 21 Stk.* | 71 06 21  | 61 90 792  | 15.01.03.00.1 |
| <b>TENA Slip Ultima XL</b><br>Hüfte 120–160 cm            | 21 Stk.* | 71 21 45  | 10 51 181  | 15.01.03.00.1 |

\* Innenverpackung

# TENA Flex

TENA Flex mit FeelDry Advanced™ – Vorlagen mit flexiblem Hüftbund für mittlere bis schwerste Inkontinenz und Doppelinkontinenz.

Mit Superfit Hüftbund für einen schnellen und einfachen Produktwechsel. Das atmungsaktive Material und Design sowie FeelDry Advanced™ fördern die gesunde Haut. Schnelle Flüssigkeitsaufnahme und ein hoch saugfähiger Kern bieten lang anhaltende Trockenheit.

|                                                | Inhalt   | Best.-Nr. | Pharmacode | MiGeL code    |
|------------------------------------------------|----------|-----------|------------|---------------|
| <b>TENA Flex Plus S</b><br>Hüfte 61–87 cm      | 30 Stk.* | 73 04 37  | 78 33 392  | 15.01.02.00.1 |
| <b>TENA Flex Plus M</b><br>Hüfte 71–102 cm     | 30 Stk.* | 73 04 30  | 78 33 394  | 15.01.02.00.1 |
| <b>TENA Flex Plus L</b><br>Hüfte 83–120 cm     | 30 Stk.* | 72 33 33  | 78 33 396  | 15.01.02.00.1 |
| <b>TENA Flex Plus XL</b><br>Hüfte 105–153 cm   | 30 Stk.* | 72 49 50  | 78 33 398  | 15.01.02.00.1 |
| <b>TENA Flex Super S</b><br>Hüfte 61–87 cm     | 30 Stk.* | 73 04 46  | 78 34 679  | 15.01.03.00.1 |
| <b>TENA Flex Super M</b><br>Hüfte 71–102 cm    | 30 Stk.* | 73 04 58  | 78 34 681  | 15.01.03.00.1 |
| <b>TENA Flex Super L</b><br>Hüfte 83–120 cm    | 30 Stk.* | 72 92 81  | 78 34 683  | 15.01.03.00.1 |
| <b>TENA Flex Super XL</b><br>Hüfte 105–153 cm  | 30 Stk.* | 72 49 80  | 78 34 685  | 15.01.03.00.1 |
| <b>TENA Flex Maxi S</b><br>Hüfte 61–87 cm      | 22 Stk.* | 73 04 53  | 78 35 111  | 15.01.03.00.1 |
| <b>TENA Flex Maxi M</b><br>Hüfte 71–102 cm     | 22 Stk.* | 73 04 34  | 78 35 112  | 15.01.03.00.1 |
| <b>TENA Flex Maxi L</b><br>Hüfte 83–120 cm     | 22 Stk.* | 72 93 52  | 78 35 113  | 15.01.03.00.1 |
| <b>TENA Flex Maxi XL</b><br>Hüfte 105–153 cm   | 21 Stk.* | 72 50 00  | 78 35 114  | 15.01.03.00.1 |
| <b>TENA Flex Ultima S</b><br>Hüfte 61–87 cm    | 20 Stk.* | 73 04 55  | 78 35 093  | 15.01.03.00.1 |
| <b>TENA Flex Ultima M</b><br>Hüfte 71–102 cm   | 20 Stk.* | 73 04 36  | 78 35 095  | 15.01.03.00.1 |
| <b>TENA Flex Ultima L</b><br>Hüfte 83–120 cm   | 20 Stk.* | 72 99 09  | 78 35 097  | 15.01.03.00.1 |
| <b>TENA Flex Ultima XL</b><br>Hüfte 105–153 cm | 17 Stk.* | 72 85 34  | 78 35 099  | 15.01.03.00.1 |
| <b>TENA Flex Belt</b>                          | 10 Stk.* | 72 05 24  | –          | –             |

\*Innenverpackung





# HAUTPFLEGE MIT TENA

# PERFEKTE PFLEGE MIT TENA

## TENA Wash Cream

Vorbeugende, geruchsbindende Hautreinigung und -pflege mit cremiger 3-in-1-Formel. Fördert gesunde Haut, indem sie reinigt, pflegt und schützt. Einfach mit einem Papiertuch z. B. TENA Softwipe auftragen. Kein zusätzliches Wasser wird benötigt.

|                                      | Inhalt          | Best.-Nr. | Pharmacode |
|--------------------------------------|-----------------|-----------|------------|
| <b>TENA Wash Cream</b> , Pumpflasche | 1000 ml/1 Stk.* | 42 49     | 61 83 697  |
| <b>TENA Wash Cream</b> , Pumpflasche | 500 ml/1 Stk.*  | 42 42     | 61 83 705  |
| <b>TENA Wash Cream</b> , Tube        | 250 ml/1 Stk.*  | 42 38     | 61 83 711  |

\* Innenverpackung

Täglich



## TENA Wash Mousse

Vorbeugende, geruchsbindende Hautreinigung und -pflege als leichte 3-in-1-Mousse. Kein zusätzliches Wasser wird benötigt.

|                                     | Inhalt         | Best.-Nr. | Pharmacode |
|-------------------------------------|----------------|-----------|------------|
| <b>TENA Wash Mousse</b> , Spraydose | 400 ml/1 Stk.* | 65 70     | 61 83 728  |

\* Innenverpackung

Täglich



## TENA Soft Wipes

Ultra-weiche und dicke Waschtücher.

|                       | Grösse        | Inhalt    | Best.-Nr. | Pharmacode |
|-----------------------|---------------|-----------|-----------|------------|
| <b>TENA Soft Wipe</b> | 19 cm x 30 cm | 135 Stk.* | 74 07 00  | 31 68 935  |
| <b>TENA Soft Wipe</b> | 32 cm x 30 cm | 135 Stk.* | 74 07 10  | 31 68 941  |

\* Innenverpackung

Mit TENA WashCream oder Wash Mousse

Täglich



## TENA Wash Gloves

Die Sanftheit eines Tuchs verbunden mit dem Komfort eines Einweg-Handschuhs.

|                                    | Grösse        | Inhalt    | Best.-Nr. | Pharmacode |
|------------------------------------|---------------|-----------|-----------|------------|
| <b>TENA Wash Glove</b>             | 16 cm x 25 cm | 200 Stk.* | 74 04 00  | 31 68 929  |
| <b>TENA Wash Glove</b> , mit Folie | 16 cm x 25 cm | 175 Stk.* | 74 05 00  | 31 68 912  |

\* Innenverpackung

Mit TENA WashCream oder Wash Mousse

Täglich



## TENA Shampoo & Shower

Mildes Gel mit Provitamin B5, zum Duschen und Haarewaschen, speziell für empfindliche Haut und Haar.

|                                                | Inhalt         | Best.-Nr. | Pharmacode |
|------------------------------------------------|----------------|-----------|------------|
| <b>TENA Shampoo &amp; Shower</b> , Pumpflasche | 500 ml/1 Stk.* | 12 07     | 61 83 846  |

\* Innenverpackung

In der  
Dusche



## TENA Shampoo Cap

Einweg-Waschhaube mit Shampoo und Spülung für die Haarwäsche ohne Auswaschen.

|                         | Inhalt  | Best.-Nr. | Pharmacode |
|-------------------------|---------|-----------|------------|
| <b>TENA Shampoo Cap</b> | 1 Stk.* | 10 42     | 58 82 789  |

\* Innenverpackung



## TENA Wet Wipes

Mit einer 3-in-1-Emulsion befeuchtete Pflegetücher zur Reinigung und zum Hautschutz. Geruchsbindend.

|                       | Grösse     | Inhalt   | Best.-Nr. | Pharmacode |
|-----------------------|------------|----------|-----------|------------|
| <b>TENA Wet Wipes</b> | 30 x 20 cm | 48 Stk.* | 79 97     | 76 92 113  |

\* Innenverpackung

Täglich



## TENA Wet Wash Gloves

Weiche, mit Reinigungslotion versehene Waschhandschuhe für die Ganzkörperreinigung.

|                                          | Grösse        | Inhalt  | Best.-Nr. | Pharmacode |
|------------------------------------------|---------------|---------|-----------|------------|
| <b>TENA Wet Wash Glove</b> , milder Duft | 23 cm x 15 cm | 8 Stk.* | 11 16     | 58 82 737  |
| <b>TENA Wet Wash Glove</b> , milder Duft | 23 cm x 15 cm | 5 Stk.* | 11 32     | 58 82 743  |
| <b>TENA Wet Wash Glove</b> , parfümfrei  | 23 cm x 15 cm | 8 Stk.* | 11 58     | 58 82 766  |
| <b>TENA Wet Wash Glove</b> , parfümfrei  | 23 cm x 15 cm | 5 Stk.* | 11 62     | 58 82 772  |

\* Innenverpackung

Wöchentlich



## TENA Cellduk

Reissfeste und dennoch sanfte Waschtücher.

|                     | Grösse        | Inhalt    | Best.-Nr. | Pharmacode |
|---------------------|---------------|-----------|-----------|------------|
| <b>TENA Cellduk</b> | 25 cm x 26 cm | 200 Stk.* | 74 40 00  | 31 68 958  |

\* Innenverpackung



## TENA Body Lotion

Feuchtigkeitspflege: Hält empfindliche Haut geschmeidig und weich. Leicht parfümierte Lotion mit natürlichen Feuchtigkeitsspendern, mit Rapsöl und Provitamin B5.

|                                   | Inhalt         | Best.-Nr. | Pharmacode |
|-----------------------------------|----------------|-----------|------------|
| <b>TENA Body Lotion</b> , Flasche | 250 ml/1 Stk.* | 11 48     | 61 83 763  |

\* Innenverpackung

Feuchtigkeits-  
pflege

Täglich



## TENA Body Cream

Ergiebige Creme für sehr trockene, empfindliche Haut, mit Rapsöl und Glycerin.

|                               | Inhalt         | Best.-Nr. | Pharmacode |
|-------------------------------|----------------|-----------|------------|
| <b>TENA Body Cream</b> , Tube | 150 ml/1 Stk.* | 42 57     | 61 83 757  |

\* Innenverpackung

Feuchtigkeits-  
pflege

Täglich



## TENA Barrier Cream

Schutz: Extra Schutz, der bei Hautirritationen beruhigt. Sanfte, transparente Creme, die eine starke, wasserabweisende Barriere gegen Reizstoffe bietet.

|                                              | Inhalt         | Best.-Nr. | Pharmacode |
|----------------------------------------------|----------------|-----------|------------|
| <b>TENA Barrier Cream</b> , parfümfrei, Tube | 150 ml/1 Stk.* | 44 19     | 61 83 740  |

\* Innenverpackung

ca. alle 12h  
verwenden

Bei  
Rötungen



## TENA Zinc Cream

Extra Schutz für gereizte und empfindliche Haut mit Zinkoxid (10%) und Vitamin E.

|                                           | Inhalt         | Best.-Nr. | Pharmacode |
|-------------------------------------------|----------------|-----------|------------|
| <b>TENA Zinc Cream</b> , parfümfrei, Tube | 100 ml/1 Stk.* | 42 94     | 61 83 734  |

\* Innenverpackung

Bei  
gereizter  
Haut



# ZUSATZSORTIMENT VON TENA

## TENA Bed

TENA Bed Plus und Super: Saugstarker Kern schützt vor Auslaufen während diverser Hygienevorgänge.

|                            | Grösse         | Inhalt   | Best.-Nr. | Pharmacode | MiGeL CODE    |
|----------------------------|----------------|----------|-----------|------------|---------------|
| <b>TENA Bed Plus</b>       | 60 cm x 40 cm  | 40 Stk.* | 77 01 32  | 62 26 797  | 15.01.03.00.1 |
|                            | 60 cm x 60 cm  | 40 Stk.* | 77 01 19  | 63 86 242  | 15.01.03.00.1 |
|                            | 60 cm x 75 cm  | 35 Stk.* | 77 01 21  | 64 78 613  | 15.01.03.00.1 |
|                            | 60 cm x 90 cm  | 35 Stk.* | 77 01 20  | 63 86 213  | 15.01.03.00.1 |
| <b>TENA Bed Plus Wings</b> | 180 cm x 80 cm | 20 Stk.* | 77 11 02  | 55 48 464  | 15.01.03.00.1 |
| <b>TENA Bed Super</b>      | 60 cm x 75 cm  | 28 Stk.* | 77 25 34  | 77 77 735  | 15.01.03.00.1 |
|                            | 60 cm x 90 cm  | 35 Stk.* | 77 25 32  | 63 86 265  | 15.01.03.00.1 |

\* Innenverpackung



## TENA Bibs Schutzserviette

Flüssigkeitsabsorbierend und feuchtigkeitsundurchlässig.

|                    | Grösse     | Inhalt    | Best.-Nr. | Pharmacode |
|--------------------|------------|-----------|-----------|------------|
| <b>TENA Bibs L</b> | 37 x 66 cm | 150 Stk.* | 72 06 11  | 43 42 631  |

\* Innenverpackung



# TENA SAUGSTÄRKEÜBERSICHT

## LEICHTE BIS MITTLERE INKONTINENZ

|                                 | ○○○○○                                                                             | ○○○○○                                                                             | ○○○○○                                                                             | ○○○○○                                                                             | ○○○○○                                                                             | ○○○○○                                                                             | ○○○○○                                                                               | ○○○○○                                                                               | ○○○○○                                                                               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TENA Discreet</b><br>♀       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                 | Mini Magic                                                                        | Ultra Mini                                                                        | Mini                                                                              | Mini Plus                                                                         | Normal                                                                            | Extra                                                                             | Extra Plus                                                                          | Maxi                                                                                | Maxi Night                                                                          |
| <b>TENA Comfort Mini</b><br>♀   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |  |  |                                                                                     |  |                                                                                     |
|                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | Plus                                                                              | Extra                                                                             |                                                                                     | Super                                                                               |                                                                                     |
| <b>TENA Men Active Fit</b><br>♂ |                                                                                   |  |                                                                                   |                                                                                   |  |  |  |                                                                                     |                                                                                     |
|                                 |                                                                                   | Level 0                                                                           |                                                                                   |                                                                                   | Level 1                                                                           | Level 2                                                                           | Level 3                                                                             |                                                                                     |                                                                                     |

## MITTLERE BIS SCHWERE INKONTINENZ

|                             | ○○○○○                                                                               | ○○○○○                                                                               | ○○○○○                                                                               | ○○○○○ | ○○○○○                                                                                | ○○○○○                                                                                 | ○○○○○ |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>TENA Silhouette</b><br>♀ |                                                                                     |                                                                                     |  |       |                                                                                      |                                                                                       |       |
|                             |                                                                                     |                                                                                     | Plus                                                                                |       |                                                                                      |                                                                                       |       |
| <b>TENA Men Pants</b><br>♂  |                                                                                     |  |                                                                                     |       |                                                                                      |                                                                                       |       |
|                             |                                                                                     | Active Fit Plus                                                                     |                                                                                     |       |                                                                                      |                                                                                       |       |
| <b>TENA Pants</b><br>♀♂     |  |                                                                                     |  |       |  |  |       |
|                             | Discreet                                                                            |                                                                                     | Plus                                                                                |       | Super                                                                                | Maxi                                                                                  |       |

## SCHWERE INKONTINENZ

|                                       | ○○○○○                                                                               | ○○○○○ | ○○○○○                                                                               | ○○○○○                                                                               | ○○○○○                                                                                | ○○○○○                                                                                 | ○○○○○                                                                                 |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TENA Flex</b><br>♀♂                |                                                                                     |       |  |                                                                                     |  |  |                                                                                       |
|                                       |                                                                                     |       | Plus                                                                                |                                                                                     | Super                                                                                | Maxi                                                                                  |                                                                                       |
| <b>TENA Slip</b><br>♀♂                |                                                                                     |       |  |                                                                                     |  |  |                                                                                       |
|                                       |                                                                                     |       | Plus                                                                                |                                                                                     | Super                                                                                | Maxi                                                                                  |                                                                                       |
| <b>TENA Comfort + TENA Fix*</b><br>♀♂ |  |       |  |  |  |  |  |
|                                       | Normal                                                                              |       | Plus                                                                                | Extra                                                                               | Super                                                                                | Maxi                                                                                  | Ultima                                                                                |