

À partir de
la sem. 1
2026

LE TENA PROSKIN SLIP AMÉLIORÉ



DANS LES TAILLES M ET L

AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ ET DE L'AJUSTEMENT

Encore meilleur, encore plus sûr: le TENA Slip! Pour nos systèmes fermés très appréciés, nous avons associé de nouvelles technologies innovantes à des avantages éprouvés, portant ainsi la sensation de sec, la sécurité contre les fuites et le confort à un niveau supérieur:




Noyau DuoLock™ unique

Maintient la peau
au sec plus long-
temps.


NOUVEAU:
sensation de sec
améliorée de 30 %

30 %



NOUVEAU: côtés élastiques ComfiStretch™

Pour un ajustement
optimal



Coupe plus confortable

Pour plus de confort
et de sécurité contre
les fuites

Avantages produit inchangés



✓ **Triple protection** pour une peau
sèche, un confort optimal et une
protection contre les fuites

ConfioAir®

✓ **ConfioAir™**
permet à la peau de respirer



✓ **FeelDry Advanced**
pour une absorption rapide
afin de garder la peau au sec

Changement des données d'articles:

Produit	Pouvoir absor- bant	Numéro d'article ancien	Numéro d'article NOUVEAU	Pièces par carton/pièces par EI* ancien	Pièces par carton/pièces par EI* NOUVEAU	Pharmacode ancien	Pharmacode NOUVEAU	LiMA inchangé
TENA ProSkin Slip Plus M	4	710630	710607	90 30	90 30	6190467	1146195	15.01.02.00.1
TENA ProSkin Slip Plus L		710730	710703	90 30	90 30	6190473	1147768	15.01.02.00.1
TENA ProSkin Slip Super M	4	711228	711208	84 28	90 30	6190728	1146197	15.01.03.00.1
TENA ProSkin Slip Super L		711428	711404	84 28	90 30	6190734	1147770	15.01.03.00.1
TENA ProSkin Slip Maxi M	4	710924	712400	72 24	72 24	6190757	1146196	15.01.03.00.1
TENA ProSkin Slip Maxi L		711024	712500	72 24	72 24	6190763	1147769	15.01.03.00.1

*EI = emballage intérieur

TENA, une marque d'Essity

Essity Switzerland SA • Parkstrasse 1b • 6214 Schenkon • E-mail: customerservice.hms.ch@essity.com

Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.216.71) am 07.10.2026 um 02:57 Uhr - sana.swiss