
Attends® Slip Regular



0 1 2 3 4 5 6 7 **8** **9** **10**

Attends – Le système de numérotation du pouvoir absorbant de 0 à 10

Attends Slip Regular est une gamme de changes complets conçus pour gérer l'incontinence urinaire sévére et/ou fécale.



1 Voile extérieur respirant blanc toucher textile.

2 L'indicateur d'humidité aide à la bonne pratique des soins et peut servir de guide pour savoir quand la protection a besoin d'être changée. Pour les tailles M et L, l'indicateur d'humidité disparait au fur et à mesure de la saturation. Pour les tailles XS, S et XL, il passe du jaune au bleu.

3 Ailes respirantes toucher textile pour un maintien ajusté autour de la taille tout en respectant la santé de la peau.

4 Ceinture élastiquée à l'arrière pour un meilleur maintien. (Sauf pour taille XS).

5 Système d'attache reposition-nable à quatre adhésifs assure un bon maintien en place du produit.

6 Élastiques autour des jambes pour un meilleur maintien et pour réduire le risque de fuites.

7 Barrières anti-fuites sur toute la longueur de l'entrejambe pour réduire le risque de fuites.

8 Noyau en forme anatomique pour un ajustement confortable au plus près du corps.

9 Noyau superabsorbant avec couche d'acquisition pour une meilleure protection contre les fuites, pour maintenir la peau au sec et pour protéger contre les odeurs.

10 Le niveau d'absorption et la taille du produit sont indiqués sur le voile extérieur pour faciliter l'identification du produit dans les établissements médico-sociaux.

Pour plus d'informations visitez:

www.attends.fr **www.attends.be** **www.attends.ch**

Attends Slip Regular Fiche technique - mars 2022

Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 09.11.2026 um 10:46 Uhr · sana.swiss

Attends Slip Regular	Conditionnement sac / carton	EAN 7332152 sac / carton	Tour de hanches / taille (en cm)	Matériau face externe	Noyau d'absorption	Voile supérieur	Pince lombaire élastique	Barrières anti-fuites	Système de fixation refermable	Respirable/micro-aéré	Protection Odeur	Technologie Quick-Dry
Attends Slip Regular 8M 	28 4	203682 203699	80 - 110	Laminé de non-tissé et film respirant	Système double noyau avec cellulose et superabsorbants et couche d'acquisition Quick Dry	Non-tissé	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Attends Slip Regular 8L 	28 4	203705 203712	100 - 150	Laminé de non-tissé et film respirant	Système double noyau avec cellulose et superabsorbants et couche d'acquisition Quick Dry	Non-tissé	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Attends Slip Regular 9XS 	32 4	208182 208199	40 - 70	Laminé de non-tissé et film respirant	Système double noyau avec cellulose et superabsorbants et couche d'acquisition Quick Dry	Non-tissé	✗	✓	✓	✓	✓	✓
Attends Slip Regular 9S 	21 4	208106 208113	50 - 85	Laminé de non-tissé et film respirant	Système double noyau avec cellulose et superabsorbants et couche d'acquisition Quick Dry	Non-tissé	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Attends Slip Regular 9M 	28 4	203316 203323	80 - 110	Laminé de non-tissé et film respirant	Système double noyau avec cellulose et superabsorbants et couche d'acquisition Quick Dry	Non-tissé	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Attends Slip Regular 9L 	28 4	203330 203347	100 - 150	Laminé de non-tissé et film respirant	Système double noyau avec cellulose et superabsorbants et couche d'acquisition Quick Dry	Non-tissé	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Attends Slip Regular 10S 	21 4	208120 208137	50 - 85	Laminé de non-tissé et film respirant	Système double noyau avec cellulose et superabsorbants et couche d'acquisition Quick Dry	Non-tissé	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Attends Slip Regular 10M 	26 4	207680 207697	80 - 110	Laminé de non-tissé et film respirant	Système double noyau avec cellulose et superabsorbants et couche d'acquisition Quick Dry	Non-tissé	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Attends Slip Regular 10L 	26 2	207659 207666	100 - 150	Laminé de non-tissé et film respirant	Système double noyau avec cellulose et superabsorbants et couche d'acquisition Quick Dry	Non-tissé	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Attends Slip Regular 10XL 	14 4	207635 207642	150 - 175	Laminé de non-tissé et film respirant	Système double noyau avec cellulose et superabsorbants et couche d'acquisition Quick Dry	Non-tissé	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Quick-Dry

La technologie Quick-Dry est utilisée dans la couche d'acquisition située directement sous le voile de surface à l'endroit où l'urine entre dans la protection. Elle capte et draine rapidement le liquide loin de la peau vers le cœur ultra absorbant de la protection et empêche son retour vers la surface.

pH Respectueux de la Peau

La technologie du noyau absorbant avec sa couche d'acquisition en fibres bouclées contribue à garantir un pH faible, similaire à celui de la peau. Cela permet de protéger la peau et de la maintenir en bonne santé. (sauf tailles XS, S et XL).

Zone Active

La Zone Active est la partie centrale de la protection avec une importante capacité d'absorption à l'endroit où il y en a le plus besoin. Ceci permet un maintien au sec de la peau exceptionnel et une meilleure protection contre les fuites pour l'utilisateur.

Protection contre les Odeurs

Pour vous protéger des odeurs désagréables.

Micro-aéré

Les matières respirantes laissent la peau respirer, ce qui contribue à préserver la santé de la peau.

Les changes complets Attends Slip Regular sont testés et approuvés par proderm, Institut Indépendant de Recherche Dermatologique Appliquée (sauf pour les Slip Regular 9XS et 10XL).

Ces symboles sont des marques d'posées d'Attends.

Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 09.11.2026 um 10:46 Uhr · sana.swiss