Attends® Slip Active




Dry & Discreet®

0 1 2 3 4 5 6 7 **8** **9** **10**

Attends - les 10 degrés d'incontinence

Attends Slip Active est une gamme de changes complets discrets conçus pour gérer l'incontinence urinaire sévère et/ou fécale.



1 Un voile extérieur blanc imperméable favorisant la rétention du liquide.

2 Un indicateur de d'humidité qui aide à la bonne pratique des soins et qui disparait au fur et à mesure de la saturation: ainsi, il peut servir comme guide pour indiquer quand il faut changer la protection.

3 Une ceinture micro-aérée toucher textile pour un maintien ajusté autour de la taille tout en respectant la santé de la peau.

4 Système de fixation refermable facile en deux mouvements: d'abord fixez la ceinture sur les parties velcro, ajustez si nécessaire, puis fixez les adhésifs pour assurer que le produit reste bien en place.

5 Elastiques incurvés autour des jambes pour une meilleure protection contre les fuites.

6 Barrières anti-fuites sur toute la longueur de l'entrejambe réduisent les risques de fuites.

7 Noyau en forme anatomique pour un maintien ajusté confortable.

8 Noyau superabsorbant avec couche d'acquisition pour une meilleure protection contre les fuites, une sécheresse de la peau et une protection anti-odeurs optimales.

9 Le niveau d'absorption du produit est imprimé sur le voile extérieur pour faciliter l'identification des produits dans les maisons de repos.

Pour plus d'informations visitez

www.attends.fr www.attends.be www.attends.ch

Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.216.54) am 08.11.2026 um 14:12 Uhr · sana.swiss

Attends Slip Active Absorption / Taille		Conditionnement sac / carton	EAN 7332152 sac / carton	Tour de hanches / taille (en cm)	Voile extérieur	Noyau d'absorption	Voile supérieur	Respirable/micro-aéré	Elastiques	Barrières anti-fuites	Système de fixation refermable	Protection Odeur Naturelle	Technologie Quick-Dry
8	**Attends Slip Active Medium** 	28 4	200728 200735	75 - 110	Film polyéthylène	Système double noyau avec cellullose et superabsorbants et une couche d'acquisition Quick-Dry	Non-tissé	Oui - la ceinture	✓	✓	✓	✓	✓
	Attends Slip Active Large 	28 4	201329 201336	100 - 145	Film polyéthylène	Système double noyau avec cellullose et superabsorbants et une couche d'acquisition Quick-Dry	Non-tissé	Oui - la ceinture	✓	✓	✓	✓	✓
9	**Attends Slip Active Medium** 	28 4	201503 201510	75 - 110	Film polyéthylène	Système double noyau avec cellullose et superabsorbants et une couche d'acquisition Quick-Dry	Non-tissé	Oui - la ceinture	✓	✓	✓	✓	✓
	Attends Slip Active Large 	28 4	201381 201398	100 - 145	Film polyéthylène	Système double noyau avec cellullose et superabsorbants et une couche d'acquisition Quick-Dry	Non-tissé	Oui - la ceinture	✓	✓	✓	✓	✓
10	**Attends Slip Active Medium** 	28 4	201404 201411	75 - 110	Film polyéthylène	Système double noyau avec cellullose et superabsorbants et une couche d'acquisition Quick-Dry	Non-tissé	Oui - la ceinture	✓	✓	✓	✓	✓
	Attends Slip Active Large 	28 2	201428 201435	100 - 145	Film polyéthylène	Système double noyau avec cellullose et superabsorbants et une couche d'acquisition Quick-Dry	Non-tissé	Oui - la ceinture	✓	✓	✓	✓	✓

Quick-Dry

La technologie Quick-Dry est utilisée dans la couche d'acquisition située directement sous le voile de surface. Elle capte et draine rapidement le liquide loin de la peau vers le coeur ultra absorbant de la protection et empêche son retour vers la surface. Elle peut recevoir plusieurs mictions sans que cela n'altère son pouvoir absorbant, ce qui garantit un maintien au sec et une protection contre les fuites exceptionnels.

pH Respectueux de la Peau

La combinaison de la technologie Quick-Dry et du coeur ultra absorbant garantit un pH faible, proche de celui de la peau, ce qui permet de protéger la peau et de la maintenir en bonne santé.

Protection Naturelle Anti-Odeurs

La Protection Naturelle Anti-Odeurs réduit le risque d'odeurs désagréables.

Zone Active

La Zone Active est la partie centrale de la protection avec une importante capacité d'absorption à l'endroit où il y en a le plus besoin. Ceci permet un maintien au sec de la peau exceptionnel et une meilleure protection contre les fuites pour l'utilisateur.

Ces symboles sont des marques déposées d'Attends.

Les changes complets Attends Slip Active sont testés et approuvés par proDERM, Institut Indépendant de Recherche Dermatologique Appliquée.

Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.216.54) am 08.11.2026 um 14:12 Uhr · sana.swiss