# Urindrainagesysteme und Beinbeutel

Folgende Urindrainagesysteme und Beinbeutel stehen Ihnen für die Versorgung zur Auswahl. Bei der Liegezeit haben wir die durchschnittliche Liegezeit sowie die maximale Liegezeit in Bezug auf die Materialfestigkeit angegeben. Die Wechselintervalle sollten patientenindividuell und in Abstimmung mit dem behandelnden Arzt festgelegt werden.






| CARE *FLOW* | UB 1000 T/N | UB 750 | UB 750US | UB 750F | UB750UF | UB 500 | UB 500US |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volumen (in ml) | 1000 | 750 | 750 | 750 | 750 | 500 | 500 |
| Schlauchlänge (in cm) | 30/60/90 | 10/30/50 | 10/30/50 | 50 | 50 | 10/30/50 | 10/30/50 |
| Durchschn. Liegezeit | 10-14 Tage | 2-3 Tage | 1 Tag | 2-3 Tage | 1 Tag | 2-3 Tage | 1 Tag |
| Max. Liegezeit | 14 Tage | 7 Tage | 1 Tag | 7 Tage | 1 Tag | 7 Tage | 1 Tag |
| Tropfkammer | ✔ | – | – | – | – | – | – |
| Ablasshahn/-ventil | Hahn | Hahn | Hahn | Ventil | Ventil | Hahn | Hahn |
| Vlies-Rückseite | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Halterungen: | | | | | | | |
| Zwillingshalter | – | – | – | – | – | – | – |
| Kordel | ✔ | – | – | – | – | – | – |
| Kombination mit: | | | | | | | |
| Kletthalteband | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Fixierstrumpf/Stulpe | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sterilität | steril | steril | unsteril | steril | unsteril | steril | unsteril |
| Verpackung | einzeln | einzeln | 10 Stk.im Polybag | einzeln | 10 Stk.im Polybag | einzeln | 10 Stk.im Polybag |
| VE | 30 Stück | 75 Stk. (10cm)<br>60 Stk. (30cm)<br>50 Stk. (50cm) | 120 Stk. (10cm)<br>100 Stk. (30cm)<br>100 Stk. (50cm) | 50 Stück | 100 Stück | 75 Stk. (10cm)<br>60 Stk. (30cm)<br>50 Stk. (50cm) | 120 Stk. (10cm)<br>100 Stk. (30cm)<br>100 Stk. (50cm) |
| Art.-Nr. | 04/03/1000/30/GHC<br>04/03/1000/60/GHC<br>04/03/1000/90/GHC | 04/01/750/10/GHC<br>04/01/750/30/GHC<br>04/01/750/50/GHC | 04/01/750US/10/GHC<br>04/01/750US/30/GHC<br>04/01/750US/50/GHC | 04/01/750F/50/GHC | 04/01/750UF/50/GHC | 04/01/500/10/GHC<br>04/01/500/30/GHC<br>04/01/500/50/GHC | 04/01/500US/10/GHC<br>04/01/500US/30/GHC<br>04/01/500US/50/GHC |
| PZN | 06718885 (30cm)<br>06718891 (60cm)<br>06718916 (90cm) | 06718862 (10cm)<br>09772046 (30cm)<br>06718879 (50cm) | 01972716 (10cm)<br>12341427 (30cm)<br>00226543 (50cm) | 12371500 | 12371517 | 09084990 (10cm)<br>12341203 (30cm)<br>09085009 (50cm) | 09085015 (10cm)<br>12341410 (30cm)<br>09085021 (50cm) |
| HMN | 15.25.07.1012 (30cm)<br>15.25.07.1013 (60cm)<br>15.25.07.1014 (90cm) | 15.25.05.3071 | 15.25.05.1096 | 15.25.05.3071 | 15.25.05.1096 | 15.25.05.3094 | 15.25.05.1118 |

**Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an den GHC-Kundenservice.**



**Service-Hotline: Tel. 0 46 31 / 57 200-0 | eMail: info@ghc-medical.de | www.ghc-medical.de**

Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 09.11.2026 um 10:49 Uhr · sana.swiss