# Passion in Health.
## Since 1988.

# Produktsortiment

Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss

Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss

# Meditrade - Innovation seit 30 Jahren

Seit der Firmengründung 1988 in Kiefersfelden im Inntal, ist die Meditrade GmbH ein kontinuierlich wachsender Medizinproduktehersteller in Europa und gilt als starker Systempartner für die Vollversorgung von Kliniken und kliniknahen Einrichtungen mit Medizinprodukten und deren Dienstleistungen sowie als Partner des Fachhandels. Zu den Kunden von Meditrade zählen Pflegekräfte und Ärzte/innen im ambulanten und klinischen Bereich, der Sanitäts- und medizinische Fachhandel, Apotheken, die Industrie und der Großhandel. Wir bauen auf unser Expertenwissen und entwickeln ständig neue Produkte.

Neben medizinischen Handschuhen haben mittlerweile auch zahlreiche andere Produkte in das Portfolio von Meditrade Eingang gefunden, die für den täglichen Betrieb von Gesundheitseinrichtungen unerlässlich sind:

Ein breites Sortiment unterschiedlicher Verbandsstoffe für viele Bereiche der Wundversorgung, Schutzbekleidung (Masken, Hauben, Mäntel), Sets u.a. auch für den OP-Bedarf, Inkontinenzprodukte, Desinfektionsprodukte für Haut, Hände- und Oberflächendesinfektion und das für den Krankenhaus und Heimbetrieb unverzichtbare Material für Stations- und Patientenbedarf runden das Sortiment ab.



Stand Juli 2022

Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss




## Meditrade – Passion in Health.

- Zertifiziertes Qualitätsmanagement
- Hochwertige Produkte
- Mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Gesundheitsbranche
- Kontinuierliche Entwicklung und Innovation unserer Produkte



Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss




## Unser Produktsortiment

- Handschuhe
- Schutzbekleidung
- Wundversorgung
- Sets und OP-Bedarf
- Inkontinenz
- Desinfektion und Pflege
- Hygiene, Reinigung und Reiniger
- Stations- und Patientenbedarf



Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss

# Logistik


**Unser Logistikkonzept bietet eine flexible und gleichmäßige Versorgung des gesamten europäischen Marktes mit unseren Produkten.**

- Hauptsitz mit Lagerfläche für 20.000 Paletten
- Erweitertes Logistikzentrum Neuenkirchen bietet Platz für 28.000 Paletten
- 12,5 Meter hohe Regale mit halbautomatischem Kommissioniersystem
- Fertigstellung des Logistikzentrums Gainsborough im Jahr 2022





# Standorte







Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss

# Über Uns

- Meditrade Produkte werden in eigenen Fabriken auf der ganzen Welt hergestellt, um eine hochwertige Qualität unserer Produkte zu gewährleisten
- Wir bieten ein umfangreiches Sortiment, für eine lückenlose Versorgung mit medizinischen Verbrauchsmaterialien
- Führender Anbieter von PSA und medizinischem Verbrauchsmaterial in Europa mit über dreißig Jahren Branchenerfahrung
- Globales Unternehmen mit den Werten eines Familienbetriebs
- > 100 Mitarbeiter




# Unsere Kernkompetenzen



**Produkte**
Hochwertige und innovative Qualitätsprodukte für die medizinische Versorgung

**Wissen**
Expertenwissen und dreißigjährige Erfahrung in der Gesundheitsbranche

**Organisation**
Leistungsstarker Systemanbieter mit mehreren Logistikzentren in Europa

**Service**
Flexibler Kundenservice, der es uns ermöglicht, uns an die Wünsche der Kunden anzupassen



Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss

## Handschuhe


| | |
|---|---|
| **Latexuntersuchungshandschuhe** | |
| Reference™ | 9 |
| Gentle Skin® sensitive | 9 |
| Gentle Skin® grip | 10 |
| Gentle Skin® compact + | 10 |
| Gentle Skin® Aloecare™ | 11 |
| Gentle Skin® black | 12 |
| **Nitriluntersuchungshandschuhe** | |
| Nitril® 3000 | 13 |
| Nitril® NextGen® | 13 |
| Nitril® Sensory® | 14 |
| Nitril® x-long | 15 |
| Nitril® black | 16 |
| Nitril® magenta | 17 |
| Nitril® Viola | 17 |
| Nitril® LIOX | 18 / 19 |
| **Vinyluntersuchungshandschuhe** | |
| Vinyl 2000 | 20 |
| Vinyl 2000 Stretch PF | 21 |
| **Baumwoll- und Hygienehandschuhe** | |
| Zwirnhandschuhe | 22 |
| Froggy™ | 23 |
| **Fingerlinge** | |
| Latex-Fingerlinge | 24 |
| **Haushaltshandschuhe** | |
| MyClean® easy touch | 25 |
| **sterile Untersuchungshandschuhe** | |
| Copolymed® | 26 |
| Gentle Skin® steril | 27 |
| Nitril® steril | 28 |
| **OP-Handschuhe** | |
| Reference™ OP | 31 |
| Gentle Skin® Premium OP™ | 32 |
| Gentle Skin® Superior OP | 33 |
| Gentle Skin® Smooth OP | 34 |
| Gentle Skin® Micro OP® | 35 |
| Maxitex® UG | 36 |
| Gentle Skin® Securitex® OP | 37 |
| Gentle Skin® Isopretex® OP | 38 |
| Neopretex® OP | 39 |
| Finessis® Aegis® | 43 |
| Finessis® Zero® | 43 |
| Finessis® Corium® | 45 |


## Schutzbekleidung


| | |
|---|---|
| **Masken** | |
| Suavel® Protec Plus | 48 /49 |
| Suavel® Protec | 49 |
| Suavel® Protec black | 49 |
| Suavel® Comfort Plus | 50 |
| Suavel® Comfort | 50 |
| Suavel® Antifog | 51 |
| Suavel® Antifluid | 51 |
| Suavel® Sensima | 52 |
| Respima FFP2 | 52 |
| **Hauben** | |
| Suavel® Apollo | 53 |
| Suavel® Astrid | 53 |
| **Mäntel / Kittel / Schürzen** | |
| BeeSana® PP-Schutzmantel | 54 |
| BeeSana® PP-Kittel | 54 |
| BeeSana® PP/PE-Kittel | 55 |
| BeeSana® SMS-Kittel | 55 / 56 |
| Suavel® Yeti | 56 |
| PE-Einmalschürze | 57 |
| Suavel® OP PRO Standard / Expert | 58 / 59 |


## Wundversorgung


| | |
|---|---|
| **Mull & Mullzuschnitte** | |
| BeeSana® Mullzuschnitt | 62 |
| BeeSana® Verbandmull | 62 |
| **Kompressen** | |
| BeeSana® Mullkompresse | 63 - 65 |
| BeeSana® Mullschlitzkompresse | 66 |
| BeeSana® Vlieskompresse | 67 |
| BeeSana® Vliesschlitzkompresse | 68 |
| ABE® drainal | 69 |
| ABE® tracheal | 69 |
| BeeSana® Saugkompresse | 70 |
| BeeSana® Augenkompresse | 71 |
| ABE® Nasenverband | 72 |
| **Tupfer & Tamponaden** | |
| BeeSana® Mulltupfer | 73 |
| BeeSana® Spitztupfer | 74 |
| ABE® Tamponadebinde | 74 |
| BeeSana® Zellstofftupfer | 75 |
| Alkoholtupfer | 75 |
| **Behandlungspflege & Zubehör** | |
| Wattestäbchen | 76 |
| Holzmundspatel | 77 |
| **Wundpflaster & -verbände** | |
| ABE® Injektionspflaster | 78 |
| ABE® light | 78 |
| ABE® Wundschnellverband | 79 |
| ABE® derm | 80 |
| ABE® derm plus | 80 |
| **Fixierpflaster & -vliese** | |
| ABE® Kanülenfixierung I.V. | 81 |
| ABE® Fixiervlies | 81 |
| ABE® silk | 82 |
| **Fixierverbände & -binden** | |
| BeeSana® SafeCut | 83 |
| ABE® Mullbinde | 84 |
| ABE® Last | 85 |
| ABE® Last krepp | 86 |
| ABE® fix color | 87 |
| ABE® Last haft | 88 |
| **Kompressionsbinden & Stützverbände** | |
| ABE® Ideal 100 | 89 |
| ABE® universal | 90 |
| ABE® lastic | 91 |
| ABE® Polsterbinde | 92 |
| ABE® extra | 92 |
| ABE® extra haft | 93 |
| ABE® Ven | 93 |
| ABE® Trikotschlauchverband | 94 |
| ABE® Netzschlauchverband | 95 |
| ABE® Gilchristverband | 96 |
| ABE® Leibbandage | 97 |
| ABE® Herzkatheterdruckverband | 98 |
| ABE® Arm- und Beinmanschette | 98 |
| ABE® Druckverbandrolle | 99 |
| Hodenrolle | 99 |
| **Wundversorgung RK** | |
| BeeSana® Bauchtuch RK | 100 / 101 |
| BeeSana® Mullkompresse RK | 102 / 103 |
| BeeSana® Mulltupfer RK | 104 |
| BeeSana® Präpariertupfer RK | 105 |
| BeeSana® Spitztupfer RK | 106 |
| BeeSana® Fadentupfer RK | 107 |
| ABE® Tamponadebinde RK | 107 |


Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss

## Standardisierte Set-Lösungen


| | |
|---|---|
| BeeSana® Stationskatheterset | 110 |
| BeeSana® PEG-Verbandset | 111 |
| BeeSana® Verbandwechselset | 112 |
| BeeSana® Fadenziehset | 112 |
| BeeSana® Stationsschutzset | 113 |


## Inkontinenzprodukte


| | |
|---|---|
| **Inkontinenzslips** | |
| Superslip® | 116 |
| Superslip® Air Comfort | 117 |
| BeeSana® Medi-Pants | 117 |
| **Inkontinenzeinlagen** | |
| Liberty Light® | 118 |
| **Inkontinenzvorlagen** | |
| Superform® | 118 |
| Superform® Air | 119 |
| BeeSana® Saugkissen | 119 |
| BeeSana® Saugvorlage | 120 |
| BeeSana® Rechteckvorlage | 120 |
| BeeSana® Herrenvorlage | 121 |
| BeeSana® Damenvorlage | 121 |
| **Fixierhöschen** | |
| Light Fixierhöschen | 122 |
| Panty Fixierhöschen | 123 |
| **Inkontinenzunterlagen** | |
| Lagenkrankenunterlage | 124 |
| BeeSana® Comflock Super | 125 |
| **Stilleinlagen** | 126 |


## Desinfektion / Pflege


| | |
|---|---|
| **Desinfektion** | |
| Alcoman® | 130 |
| Alcoman® + | 131 |
| Ethasept® | 132 |
| Alcoman® Gel | 133 |
| Alcoderm® | 134 |
| Medizid® Rapid+ | 135 |
| Medizid® Rapid+ / Rapid+ XXL Desinfektionstücher | 136 |
| Medizid® Rapid QF Flowpack | 137 |
| Medizid® AF+ | 138 |
| Medizid® Alpha+ | 139 |
| Medizid® Alpha+ XXL Desinfektionstücher | 140 |
| Medizid® Alpha+ Flowpack | 141 |
| Instrusol® AF+ | 142 / 143 |
| **Pflege** | |
| Gentle Med® Waschlotion | 145 |
| Gentle Med® Hautpflegelotion (O/W) | 146 |
| Gentle Med® Cremelotion (W/O) | 146 |
| Gentle Med® Aktivgel | 147 |
| Gentle Med® Ölbad | 147 |
| Gentle Med® Pflegeschaum | 148 |
| Gentle Med® Feuchtpflegetücher | 148 |
| **Applikationshilfen** | |
| Dosierpumpen / -aufsätze | 149 |
| (Schaum)sprühköpfe | 149 |
| Kanisterhahn / Kanisterschlüssel | 149 |
| Dosierflasche / Messbecher | 149 |
| Desinfektionsmittelspender | 150 / 151 |


## Hygiene / Reinigung / Reiniger


| | |
|---|---|
| beopur WC-Frisch | 154 |
| MEDIzid Sanitärreiniger | 155 |
| Hygiene im Sanitärbereich | 156 / 157 |
| Reinigungs- und Desinfektionsmittel für Patientenzimmer | 158 - 159 |
| Reinigungsprodukte für Gewerbeküchen | 162 - 167 |


## Stations- & Patientenbedarf


| | |
|---|---|
| **Patienten- & Personalhygiene** | |
| BagBath® Haircare | 172 |
| BagBath® | 172 |
| BeeSana® Waschhandschuh | 174 |
| BeeSana® feuchter Waschhandschuh | 174 |
| Schutzserviette | 174 |
| Schutzlätzchen | 175 |
| BeeSana® Einwegslip | 175 |
| Antirutschsocke universal | 176 |
| OP-Socke | 176 |
| PE-Überziehschuhe | 177 |
| Zellstoffwatteblättchen | 177 |
| Lagenzellstoff | 177 |
| Rollicel® / Ärztekrepp | 178 |
| Schutzlaken | 178 |
| Schutzauflage | 179 |
| Mehrzwecktücher | 179 |
| Bettenabdeckhauben | 179 |
| Universaltuch | 180 |
| Wischtücher | 180 |
| Kosmetiktücher | 181 |
| V-Falz-Papierhandtücher | 181 |
| Spuckbeutel (BaSick Bag) | 182 |
| Nierenschale | 182 |
| Einweghaarkamm | 182 |
| Einwegrasierer | 183 |
| Urinflasche | 183 |
| Urinflaschenhalter | 183 |
| **Diagnostik & Zubehör** | |
| Schwesternstethoskop | 184 |
| Venenstauer | 184 |
| Dosicair® | 185 |
| Urinbecher | 185 |
| Ultraschallgel | 185 |
| **Stationsbedarf & Sonstiges** | |
| Kalt-Warm-Kompresse | 186 |
| Vlieshülle für Kompressen | 186 |
| Rettungsdecke | 187 |
| Medizinbecher | 187 |
| Medikamentendispenser | 188 |
| Medi-Box | 188 |
| Wandhalter | 189 |
| Müllsäcke | 190 |
| Küchenrolle | 191 |
| Toilettenpapier | 191 |




Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss



# Von Handschuhen verstehen wir eine ganze Menge

Wir als Meditrade verstehen es bei der Herstellung von Untersuchungs- und OP-Handschuhen als Priorität, dem Anwender Handschuhe anzubieten, die mechanische Belastbarkeit mit einer guten Tastsensibilität vereinen. Die oberste Prämisse ist jedoch der Schutz des Anwenders und des Patienten nach den regulatorischen Anforderungen. Wir investieren viel in das Knowhow der Produktentwicklung und in unsere Produktionsstandorte. Verschiedenste Modelle von Latexhandschuhen aus reinem Naturkautschuk oder Nitrilhandschuhen aus Nitril-Butadien-Kautschuk werden von sehr wirtschaftlichen Vinylhandschuhen und anderen Alternativmaterialien ergänzt, um immer das richtige Produkt für den Anwender anbieten zu können.

Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss

# Reference™

## Unser gepuderter Untersuchungshandschuh aus Latex

### Charakteristik

- Untersuchungshandschuh Farbe natur aus Latex gem. DIN EN 455
- leicht gepudert
- mikrogeraut
- beidhändig passend






**unsteril**

| Größe | REF | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|---|
| XS | 1121XS | 100 Stück | 10 Packungen | 06177515 |
| S | 1121S | 100 Stück | 10 Packungen | 06177521 |
| M | 1121M | 100 Stück | 10 Packungen | 06177538 |
| L | 1121L | 100 Stück | 10 Packungen | 06177544 |
| XL | 1121XL | 100 Stück | 10 Packungen | 02243899 |

### Anwendung

In allen Bereichen, in denen der Anwender einer Kontaminationsgefahr ausgesetzt ist. Geeignet für hochinfektiöse Situationen in Krankenhäusern und bei niedergelassenen Ärzten. Geeignet für den Einsatz im industriellen Bereich.

# Gentle Skin® sensitive

## Unser beliebtester Untersuchungshandschuh aus Latex

### Charakteristik

- Untersuchungshandschuh Farbe natur aus Latex gem. DIN EN 455
- Schutzhandschuh nach PSA
- puderfrei, proteinarm
- mikrogeraut
- beidhändig passend






**unsteril**

| Größe | REF | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|---|
| XS | 1221RXST | 100 Stück | 10 Packungen | 02243563 |
| S | 1221RST | 100 Stück | 10 Packungen | 02243586 |
| M | 1221RMT | 100 Stück | 10 Packungen | 02243592 |
| L | 1221RLT | 100 Stück | 10 Packungen | 02243600 |
| XL | 1221RXLT | 100 Stück | 10 Packungen | 02243617 |

### Anwendung

In allen Bereichen, in denen der Anwender einer Kontaminationsgefahr ausgesetzt ist. Geeignet für hochinfektiöse Situationen in Krankenhäusern und bei niedergelassenen Ärzten. Geeignet für den Einsatz im Pflegebereich, in Laboren, in der Pharmaindustrie, in der Reinigung und im industriellen Bereich.



Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss

# Gentle Skin® grip

## Unser griffigster Latexhandschuh

### Charakteristik

- Untersuchungshandschuh Farbe natur aus Latex gem. DIN EN 455
- Schutzhandschuh nach PSA
- gute Griffsicherheit
- puderfrei, proteinarm
- mikrogeraut
- beidhändig passend




### Anwendung

Geeignet für die Dentalchirurgie und wegen seiner Griffigkeit ermöglicht er einen sicheren Umgang mit Instrumenten und Maschinen.

### unsteril

| Größe | REF | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|---|
| XS | 1221GRIP-XS | 100 Stück | 10 Packungen | 02470253 |
| S | 1221GRIP-S | 100 Stück | 10 Packungen | 02470282 |
| M | 1221GRIP-M | 100 Stück | 10 Packungen | 02470299 |
| L | 1221GRIP-L | 100 Stück | 10 Packungen | 02470307 |
| XL | 1221GRIP-XL | 100 Stück | 10 Packungen | 02470313 |

# Gentle Skin® compact +

## Unser Latexhandschuh für die bessere Hygiene

### Charakteristik

- Untersuchungshandschuh Farbe natur aus Latex gem. DIN EN 455
- beliebter Einmalhandschuh im Industriebereich
- gute Griffsicherheit
- puderfrei
- mikrogeraut
- beidhändig passend




### Anwendung

Einsetzbar im Industriebereich.
Geeignet für Haushalt und Reinigung.

### unsteril

| Größe | REF | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|---|
| XS | 1221XSI | 100 Stück | 10 Packungen | 05522453 |
| S | 1221SI | 100 Stück | 10 Packungen | 05522447 |
| M | 1221MI | 100 Stück | 10 Packungen | 05522430 |
| L | 1221LI | 100 Stück | 10 Packungen | 05522424 |
| XL | 1221XLI | 100 Stück | 10 Packungen | 05521198 |



Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss

# Gentle Skin® Aloecare™

## Unser Latexhandschuh mit Aloe-Vera-Beschichtung

### Charakteristik

- Untersuchungshandschuh Farbe grün aus Latex gem. DIN EN 455
- mit Aloe-Vera-haltiger Innenbeschichtung
- puderfrei, proteinarm
- mikrogeraut
- beidhändig passend




### Anwendung

Der Latexhandschuh für die Anwendung z.B. in der Kosmetik. Die spezielle Aloe-Vera-Innenbeschichtung bietet Vorteile für den Anwender und dessen beanspruchte Haut.

### unsteril

| Größe | REF | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|---|
| XS | 1231XS | 100 Stück | 10 Packungen | 05030230 |
| S | 1231S | 100 Stück | 10 Packungen | 02244516 |
| M | 1231M | 100 Stück | 10 Packungen | 02244580 |
| L | 1231L | 100 Stück | 10 Packungen | 02244597 |
| XL | 1231XL | 100 Stück | 10 Packungen | 05030247 |



Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss

# Gentle Skin® black

## Unser schwarzer Latexhandschuh




### Charakteristik

- Untersuchungshandschuh Farbe schwarz aus Latex gem. DIN EN 455
- puderfrei, proteinarm
- mikrogeraut
- beidhändig passend

LATEX

### Anwendung

Der Latexhandschuh, z.B. für Friseure, Kosmetiker, Piercer und Tätowierer.

## unsteril

| Größe | REF | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|---|
| XS | 1224XS | 100 Stück | 10 Packungen | 11352676 |
| S | 1224S | 100 Stück | 10 Packungen | 11352682 |
| M | 1224M | 100 Stück | 10 Packungen | 11352736 |
| L | 1224L | 100 Stück | 10 Packungen | 11352771 |
| XL | 1224XL | 100 Stück | 10 Packungen | 11352802 |



Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss

# Nitril® 3000

## Der weiße Nitriluntersuchungs- und Schutzhandschuh

### Charakteristik

- Untersuchungshandschuh Farbe weiß aus Nitril gem. DIN EN 455
- Schutzhandschuh nach PSA
- puder-, protein- und latexfrei
- mikrogeraut
- beidhändig passend, mit Rollrand
- geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln






**unsteril**

| Größe | REF | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|---|
| XS | 1280XS | 100 Stück | 10 Packungen | 06966703 |
| S | 1280S | 100 Stück | 10 Packungen | 06967967 |
| M | 1280M | 100 Stück | 10 Packungen | 06968056 |
| L | 1280L | 100 Stück | 10 Packungen | 06968300 |
| XL | 1280XL | 100 Stück | 10 Packungen | 06968381 |

### Anwendung

Geeignet für den Umgang mit Reinigungsmitteln und Desinfektion und für weitere Anwendungen im Labor, in der Pharmaindustrie, für die professionelle Reinigung, im Catering und für den Umgang mit Lebensmitteln im Allgemeinen. Geeignet für Anwender mit diagnostizierter Latexallergie (Typ I).

# Nitril® NextGen®

## Der dehnbare Nitriluntersuchungs- und Schutzhandschuh

### Charakteristik

- Untersuchungshandschuh Farbe hell-blau aus Nitril gem. DIN EN 455
- Schutzhandschuh nach PSA
- puder-, protein- und latexfrei
- mikrogeraut
- beidhändig passend, mit Rollrand
- geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln






**unsteril**

| Größe | REF | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|---|
| XS | 1283XS | 100 Stück | 10 Packungen | 09102239 |
| S | 1283S | 100 Stück | 10 Packungen | 09102245 |
| M | 1283M | 100 Stück | 10 Packungen | 09102251 |
| L | 1283L | 100 Stück | 10 Packungen | 09102268 |
| XL | 1283XL | 100 Stück | 10 Packungen | 09102274 |

### Anwendung

Geeignet für den Umgang mit Reinigungsmitteln und Desinfektion und für weitere Anwendungen im Labor, in der Pharmaindustrie, für die professionelle Reinigung, im Catering und für den Umgang mit Lebensmitteln im Allgemeinen. Geeignet für Anwender mit diagnostizierter Latexallergie (Typ I).



Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss

# Nitril® *Sensory*®

## Unsere tastsensiblen Untersuchungshandschuhe aus Nitril

### Charakteristik

- Untersuchungshandschuh Farbe blau, weiß und violet aus Nitril gem. DIN EN 455
- Schutzhandschuh nach PSA
- puder-, protein- und latexfrei
- mikrogeraut
- beidhändig passend, mit Rollrand
- geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln




### Anwendung

Geeignet für den Umgang mit Reinigungs- und Desinfektionsmitteln und für weitere Anwendungen im Labor, in der Pharmaindustrie, für die professionelle Reinigung, im Catering und für den Umgang mit Lebensmitteln im Allgemeinen. Geeignet für Anwender mit diagnostizierter Latexallergie (Typ I).

## unsteril

| | Größe | REF | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|---|---|
| Blau | XS | 2283XS | 200 Stück | 10 Packungen | 14310075 |
| | S | 2283S | 200 Stück | 10 Packungen | 14272305 |
| | M | 2283M | 200 Stück | 10 Packungen | 14272311 |
| | L | 2283L | 200 Stück | 10 Packungen | 14272328 |
| | XL | 2283XL | 200 Stück | 10 Packungen | 14272334 |
| Weiß | XS | 2280XS | 200 Stück | 10 Packungen | 14306783 |
| | S | 2280S | 200 Stück | 10 Packungen | 14272268 |
| | M | 2280M | 200 Stück | 10 Packungen | 14272274 |
| | L | 2280L | 200 Stück | 10 Packungen | 14272280 |
| | XL | 2280XL | 200 Stück | 10 Packungen | 14272297 |
| Violet | XS | 2285XS | 200 Stück | 10 Packungen | - |
| | S | 2285S | 200 Stück | 10 Packungen | - |
| | M | 2285M | 200 Stück | 10 Packungen | - |
| | L | 2285L | 200 Stück | 10 Packungen | - |
| | XL | 2285XL | 200 Stück | 10 Packungen | - |



Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss

# Nitril® x-long

## Unser langer Nitrilhandschuh

### Charakteristik

- Untersuchungshandschuhe Farbe blau aus Nitril gem. DIN EN 455
- Schutzhandschuh nach PSA
- mit langem Schaft (ca. 29 cm)
- puder-, protein- und latexfrei
- mikrogeraut
- beidhändig passend
- geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln






### Anwendung

Durch seinen langen Schaft bietet dieser Handschuh beim Umgang mit Flüssigkeiten nicht nur (Spritz)schutz für die Hände, sondern auch für Teile des Unterarms. Daher eignet er sich für den Umgang mit Chemikalien, Zytostatika, Reinigungs- und Desinfektionsmitteln. Auch findet er Anwendung im Labor, der Pharmaindustrie und im Catering. Auch für Latexallergiker mit diagnostizierter Typ-I-Allergie.

### unsteril

| Größe | REF | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|---|
| S | 1282S | 100 Stück | 10 Packungen | 00420825 |
| M | 1282M | 100 Stück | 10 Packungen | 00420802 |
| L | 1282L | 100 Stück | 10 Packungen | 00400857 |
| XL | 1282XL | 100 Stück | 10 Packungen | 00400834 |



Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss

# Nitril® black

## Unser schwarzer Nitriluntersuchungs- und Schutzhandschuh

### Charakteristik

- Untersuchungshandschuh Farbe schwarz aus Nitril gem. DIN EN 455
- Schutzhandschuh nach PSA
- puder-, protein- und latexfrei
- mikrogeraut
- beidhändig passend, mit Rollrand
- geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln






### Anwendung

Geeignet für den Umgang mit Reinigungs- und Desinfektionsmitteln und für weitere Anwendungen im Labor, in der Pharmaindustrie, für die professionelle Reinigung, im Catering und für den Umgang mit Lebensmitteln im Allgemeinen. Geeignet für Anwender mit diagnostizierter Latexallergie (Typ I).

### unsteril

| Größe | REF | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|---|
| S | 1284S | 100 Stück | 10 Packungen | 12614730 |
| M | 1284M | 100 Stück | 10 Packungen | 12614747 |
| L | 1284L | 100 Stück | 10 Packungen | 12614753 |
| XL | 1284XL | 100 Stück | 10 Packungen | 12614782 |



Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss

# Nitril® Magenta

## Unser pinker Nitrilhandschuh






### Charakteristik

- Untersuchungshandschuh Farbe pink aus Nitril gem. DIN EN 455
- Schutzhandschuh nach PSA
- puder-, protein- und latexfrei
- mit Silk-Sericin-Beschichtung
- mikrogeraut
- beidhändig passend, mit Rollrand
- geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln

### Anwendung

Beliebt für Kosmetikbereiche. Geeignet für den Umgang mit Reinigungs- und Desinfektionsmitteln, für Anwendungen im Labor, im Catering und für den Umgang mit Lebensmitteln im Allgemeinen. Die Silk-Sericin-Innenbeschichtung befeuchtet trockene und empfindliche Haut.

### unsteril

| Größe | REF | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|---|
| S | 1287S | 100 Stück | 10 Packungen | 11584731 |
| M | 1287M | 100 Stück | 10 Packungen | 11584694 |
| L | 1287L | 100 Stück | 10 Packungen | 11584783 |

# Nitril® Viola

## Unser violetter Nitriluntersuchungs- und Schutzhandschuh






### Charakteristik

- Untersuchungshandschuh Farbe violet aus Nitril gem. DIN EN 455
- Schutzhandschuh nach PSA
- puder-, protein- und latexfrei
- mikrogeraut
- beidhändig passend, mit Rollrand
- geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln

### unsteril

| Größe | REF | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|---|
| XS | 1285XS | 100 Stück | 10 Packungen | - |
| S | 1285S | 100 Stück | 10 Packungen | - |
| M | 1285M | 100 Stück | 10 Packungen | - |
| L | 1285L | 100 Stück | 10 Packungen | - |
| XL | 1285XL | 100 Stück | 10 Packungen | - |

### Anwendung

Geeignet für den Umgang mit Reinigungsmitteln und Desinfektion und für weitere Anwendungen im Labor, in der Pharmaindustrie, für die professionelle Reinigung, im Catering und für den Umgang mit Lebensmitteln im Allgemeinen. Geeignet für Anwender mit diagnostizierter Latexallergie (Typ I).



Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss




Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss

# Nitril LIOX®

## Unser erster antimikrobieller Untersuchungshandschuh

### Charakteristik

- Untersuchungshandschuh Farbe blauviolett aus Nitril gem. DIN EN 455
- Schutzhandschuh nach PSA
- puder-, protein- und latexfrei
- mikrogeraut
- beidhändig passend, mit Rollrand






### Anwendung

Universell einsetzbarer Untersuchungs- und Schutzhandschuh für die Anwendung in Bereichen, bei denen der Anwender eine Kontaminationsgefahr ausgesetzt ist. Geeignet für Notfallsituationen, Rettungsdienste und Intensivpflege. Geeignet für hochinfektiöse Situationen in den Krankenhäusern und bei niedergelassenen Ärzten.

### Vorteile:

- Schutz gegen eine Vielzahl von Krankenhausinfektionen
- Tötet bis zu 99,999 % an ausgewählten Mikroorganismen
- Hautverträglichkeit durch Tests bestätigt

### Wirkweise

Ein aktiver Farbstoff, der auf der Außenseite in das Handschuhmaterial eingearbeitet ist, wandelt herkömmlichen Sauerstoff in sogenannten Singulett-Sauerstoff $^1O_2$ um, sobald das Handschuhmaterial mit Licht und Sauerstoff in Verbindung kommt. Der reaktive Singulett-Sauerstoff greift die Zellmembran von grampositiven Bakterien (u.a. MRSA, VRE, etc.) an, was in weiterer Folge zu einem Absterben der betroffenen Mikroorganismen führt. Allgemein wird Singulett-Sauerstoff in der Medizin bereits verwendet.




| Größe | REF | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|---|
| XS | 2284XS | 200 Stück | 10 Packungen | 15377756 |
| S | 2284S | 200 Stück | 10 Packungen | 15377762 |
| M | 2284M | 200 Stück | 10 Packungen | 15377779 |
| L | 2284L | 200 Stück | 10 Packungen | 15377785 |
| XL | 2284XL | 180 Stück | 10 Packungen | 15377816 |



Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss

# Vinyl 2000

## Unser Einmaluntersuchungshandschuh aus Vinyl




### Charakteristik

- latexfreier Untersuchungshandschuh gem. DIN EN 455
- glatte Oberfläche
- mit Rollrand
- beidhändig passend
- als Latexersatz eignet sich Vinyl für Anwender und Patienten mit diagnostizierter Latexallergie (Typ I)

### Anwendung

Geeignet für die tägliche Patientenpflege in Altenheimen und Krankenhäusern, bei niedergelassenen Ärzten, im Pflegebereich allgemein und für den Umgang mit nicht fetthaltigen Lebensmitteln. Auch für den Einsatz in industriellen Betrieben geeignet. Aufgrund seiner Funktionalität und ökonomischen Vorteile dort einsetzbar, wo der Verbrauch an Einmalhandschuhen sehr hoch ist.

### puderfrei, unsteril

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| XS | 1251XS | 100 Stück | 10 Packungen | 02243907 |
| S | 1251S | 100 Stück | 10 Packungen | 02243913 |
| M | 1251M | 100 Stück | 10 Packungen | 02243936 |
| L | 1251L | 100 Stück | 10 Packungen | 02243942 |
| XL | 1251XL | 100 Stück | 10 Packungen | 02243994 |



Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss

# Vinyl 2000 Stretch PF

## Unser hochelastischer Vinyluntersuchungshandschuh

### Charakteristik

- latexfreier Untersuchungshandschuh gem. DIN EN 455
- puderfrei
- höhere Dehnbarkeit und Dichte im Vergleich zu herkömmlichen Vinylhandschuhen
- mit Rollrand
- beidhändig passend
- als Latexersatz eignet sich Vinyl für Anwender und Patienten mit diagnostizierter Latexallergie (Typ I)




### Anwendung

Die preisgünstige latexfreie und angenehme Alternative für die Pflege. Für den Einsatz in industriellen Betrieben geeignet. Aufgrund seiner Funktionalität und ökonomischen Vorteile dort einsetzbar, wo der Verbrauch an Einmalhandschuhen sehr hoch ist.

## unsteril

| Größe | REF | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|---|
| S | 1253S | 100 Stück | 10 Packungen | 09544664 |
| M | 1253M | 100 Stück | 10 Packungen | 09544670 |
| L | 1253L | 100 Stück | 10 Packungen | 09544687 |
| XL | 1253XL | 100 Stück | 10 Packungen | 09544724 |



Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss

# Zwirnhandschuh

## Unser weicher Handschuh aus reiner Baumwolle



### Charakteristik

- Handschuh aus reiner Baumwolle
- luftdurchlässig
- anatomische Passform

### Anwendung

Für den dermatologischen Bereich geeignet. Insbesondere bei Behandlung mit stark fettenden oder langsam einziehenden Salben, z. B. bei Neurodermitis, bei sehr trockener Haut oder Hautekzemen und zur Abdeckung von Mullverbänden (nicht direkt auf offenen Wunden verwenden!). Auch zur Aufbereitung von gereinigtem chirurgischen Instrumentarium verwendbar. Kein Medizinprodukt.

## unsteril

| Größe | REF | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|---|
| Gr. 6 / XS | 3611 | 10 Paar | 30 Packungen | 04354686 |
| Gr. 7 / XS | 3612 | 10 Paar | 30 Packungen | 04354692 |
| Gr. 8 / S | 3613 | 10 Paar | 30 Packungen | 04354700 |
| Gr. 9 / S | 3614 | 10 Paar | 30 Packungen | 04354717 |
| Gr. 10 / M | 3619 | 10 Paar | 30 Packungen | 04354568 |
| Gr. 11 / M | 3620 | 10 Paar | 30 Packungen | 04354574 |
| Gr. 12 / L | 3621 | 10 Paar | 30 Packungen | 04354580 |
| Gr. 13 / L | 3622 | 10 Paar | 30 Packungen | 04354597 |
| Gr. 14 / XL | 3623 | 10 Paar | 30 Packungen | 04354657 |
| Gr. 15 / XL | 3624 | 10 Paar | 30 Packungen | 04354663 |



Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss

# Froggy™

## Unser Hygienehandschuh aus weichem Polyethylen




### Charakteristik

- transparenter Hygienehandschuh aus PE
- puder-, protein- und latexfrei
- im praktischen Handschuhspender für eine leichte Entnahme
- stabil verschweißt
- beidhändig passend
- in Damen- und Herrengröße

### unsteril

| Größe | REF | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|---|
| Damen | 1192S | 100 Stück | 100 Packungen | 06177745 |
| Herren | 1192L | 100 Stück | 100 Packungen | 06177751 |

### Anwendung

Für einen wirtschaftlichen Einsatz bei einfachen Tätigkeiten. Geeignet für den Schutz der Hände gegen grobe äußere Verschmutzungen und für alle Bereiche, die hygienische Standards erfordern. Einsetzbar in Drogerien, Supermärkte, Bäckereien, die Lebensmittelindustrie und für Tankstellen. ACHTUNG: Nur für den einmaligen Gebrauch bei Betankung des KFZ mit Dieselkraftstoff geeignet. Kurzfristiger Schutz bei geringfügigen, oberflächlichen Dieselverschmutzungen (bei diesem PE-Einmalhandschuh handelt es sich nicht um eine persönliche Schutzausrüstung (PSA) nach der Verordnung (EU) 2016/425). Kein Medizinprodukt.



Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss

# Latex-Fingerlinge

## Unser unsteriles Einmal-Produkt mit Rollrand und glatter Oberfläche




### Charakteristik

- Unbedenklichkeitserklärung für den kurzfristigen Kontakt mit Lebensmitteln
- weiße Fingerlinge aus Naturlatex, puder-, silikon- und thiuramfrei
- nur für minimale Risiken geeignet
- nicht für Tätigkeiten mit gefährlichen, scharfkantigen und aggressiven Stoffen

LATEX



### Anwendung

Zur Abdeckung einzelner Finger zur Verabreichung von Zäpfchen, Auftragen von Cremes und einfachen Untersuchungen. Verwendung meist in Untersuchungs-, Pflege-, Hygiene- und Industriebereichen.

## unsteril

| Größe | REF | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|---|
| S | 9776 | 100 Stück | 1 Packung | 01333784 |
| M | 9777 | 100 Stück | 1 Packung | 01333790 |
| L | 9778 | 100 Stück | 1 Packung | 01333809 |
| XL | 9779 | 100 Stück | 1 Packung | 01333815 |



Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss

# MyClean® easy touch

## Der Mehrweghandschuh aus Latex

### Charakteristik

- Mehrweghandschuh aus Latex, puderfrei
- vollanatomisch geformt
- angenehmes Trageverhalten durch Baumwollinnenbeflockung
- spezielles Griffprofil durch Wabenstruktur auf Handinnenfläche
- für Lebensmittel geeignet

LATEX






### Anwendung

Besonders gut geeignet für Reinigungsarbeiten, zum Spülen, Waschen, zur Gartenarbeit oder Tierpflege.
Wegen der Lebensmitteleignung darf er außerdem in der Gastronomie, Küche und Lebensmittelverarbeitung eingesetzt werden.

## unsteril

| Größe | REF | Packungsinhalt | Versandeinheit |
|---|---|---|---|
| S | MAM74152 | 1 Paar | 100 Packungen |
| M | MAM74153 | 1 Paar | 100 Packungen |
| L | MAM74154 | 1 Paar | 100 Packungen |
| XL | MAM76286 | 1 Paar | 100 Packungen |



Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss

# Copolymed®

## Unser steriler Untersuchungshandschuh aus Copolymer

### Charakteristik

- steriler Untersuchungshandschuh aus Copolymer gem. DIN EN 455-1
- puder-, protein- und latexfrei
- beidhändig passend
- auf Papier gestanzt




### Anwendung

Für kurze Eingriffe im medizinischen Bereich, für sterile Tätigkeiten im täglichen Stationsalltag. Erfüllt die Funktion eines Unterzieh- und auch Überziehhandschuhs, wenn zusätzlicher Schmutz- und Flüssigkeitsschutz benötigt wird.

### steril, einzeln verpackt

| Größe | REF | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|---|
| S | 8092S | 100 Stück | 12 Packungen | 03896416 |
| M | 8092M | 100 Stück | 12 Packungen | 03896221 |
| L | 8092L | 100 Stück | 12 Packungen | 03896215 |

### steril, paarweise verpackt

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| S | 8091S | 50 Paar | 12 Packungen | 11362864 |
| M | 8091M | 50 Paar | 12 Packungen | 11362870 |
| L | 8091L | 50 Paar | 12 Packungen | 11362887 |



Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss

# Gentle Skin® steril

## Unser steriler Untersuchungshandschuh aus Latex

### Charakteristik

- steriler Untersuchungshandschuh aus Latex gem. DIN EN 455
- puderfrei, proteinarm
- mikrogeraut
- elastisch und reißfest
- beidhändig passend
- einzeln oder paarweise verpackt

LATEX




### Anwendung

Geeignet in allen chirurgischen Bereichen. Überall dort, wo der Anwender sich in steriler Umgebung bewegt. Für kleinere chirurgische Eingriffe, Verbandwechsel, Punktionen, etc. geeignet.

### steril, einzeln verpackt

| Größe | REF | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|---|
| S | 8022S | 50 Stück | 8 Packungen | 06402811 |
| M | 8022M | 50 Stück | 8 Packungen | 06402828 |
| L | 8022L | 50 Stück | 8 Packungen | 06402834 |

### steril, paarweise verpackt

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| S | 8021RSW | 50 Paar | 4 Packungen | 02244479 |
| M | 8021RMW | 50 Paar | 4 Packungen | 02244485 |
| L | 8021RLW | 50 Paar | 4 Packungen | 02244491 |



Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss

# Nitril® steril

## Unser steriler Untersuchungshandschuh aus Nitril

### Charakteristik

- steriler Untersuchungshandschuh aus Nitril gem. DIN EN 455
- puder-, protein- und latexfrei
- mikrogeraut
- elastisch und reißfest
- beidhändig passend






### Anwendung

Einsetzbar in chirurgischen Bereichen. Überall dort, wo der Anwender sich in steriler Umgebung bewegt. Für kleinere chirurgische Eingriffe, Verbandwechsel, Punktionen, etc. anwendbar. Geeignet für Latexallergiker mit diagnostizierter Typ-I-Allergie. Schutzhandschuh nach PSA.

### steril, paarweise verpackt

| Größe | REF | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|---|
| S | 8023S | 50 Paar | 4 Packungen | 09544658 |
| M | 8023M | 50 Paar | 4 Packungen | 09544641 |
| L | 8023L | 50 Paar | 4 Packungen | 09544635 |
| XL | 8023XL | 50 Paar | 4 Packungen | 11362976 |



Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss

Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss

# Unsere OP-Handschuhe setzen Maßstäbe in Sachen Schutz und Sicherheit

Bei Operationen steht der Schutz des medizinischen Personals und der Patienten an erster Stelle. Das Meditrade OP-Handschuhsortiment umfasst eine vielseitige Auswahl verschiedener Handschuhmodelle aus unterschiedlichen Materialien, die sich durch mechanische Belastbarkeit, Dichtigkeit, Griffigkeit, Tragekomfort und biologische Verträglichkeit auszeichnen.



Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss



# Reference™ OP

## Der gepuderte OP-Handschuh aus Latex

### Charakteristik

- gepuderter OPH aus Latex Farbe natur nach DIN EN 455
- Schutzhandschuh nach PSA
- mikrogeraut an den Fingern
- leicht gepudert
- anatomische Passform, die die natürliche Handhaltung nachahmt
- links- und rechtshändig, mit Rollrand
- paarweise verpackt
- steril nach ISO 11137-2

### Anwendung

Geeignet in allen chirurgischen Bereichen mit sterilen Erfordernissen und überall dort, wo der Anwender sich in steriler Umgebung bewegt und eine Gefahr der Kontamination erkennt. Für hochinfektiöse Situationen in Krankenhäusern, bei niedergelassenen Ärzten, in Laboren oder in der Pharmaindustrie. Auch geeignet für das Double-Gloving.




### steril, paarweise verpackt

| Größe | REF | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 93216 | 50 Paar | 6 Packungen | 02243824 |
| 6,5 | 932165 | 50 Paar | 6 Packungen | 02243830 |
| 7 | 93217 | 50 Paar | 6 Packungen | 02243847 |
| 7,5 | 932175 | 50 Paar | 6 Packungen | 02243853 |
| 8 | 93218 | 50 Paar | 6 Packungen | 02243876 |
| 8,5 | 932185 | 50 Paar | 6 Packungen | 02243882 |
| 9 | 93219 | 50 Paar | 6 Packungen | 05030313 |



Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss



# Gentle Skin® Premium OP™

## Der puderfreie OP-Handschuh aus Latex

### Charakteristik

- puderfreier OPH aus Latex Farbe natur nach DIN EN 455
- Schutzhandschuh nach PSA
- mit Polymerbeschichtung
- mikrogeraut an den Fingern
- anatomische Passform, die die natürliche Handhaltung nachahmt
- links- und rechtshändig, mit Rollrand
- paarweise verpackt
- steril nach ISO 11137-2

### Anwendung

Geeignet für die Gefäßchirurgie, Orthopädie, Abdominalchirurgie und in allen chirurgischen Bereichen mit sterilen Erfordernissen. Dort wo der Anwender sich in steriler Umgebung bewegt und eine Gefahr der Kontamination erkennt. Für hochinfektiöse Situationen in Krankenhäusern, bei niedergelassenen Ärzten, in Laboren oder in der Pharmaindustrie. Auch geeignet für das Double-Gloving.




### steril, paarweise verpackt

| Größe | REF | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|---|
| 5,5 | 902155W | 50 Paar | 4 Packungen | 05030299 |
| 6 | 90216W | 50 Paar | 4 Packungen | 02244114 |
| 6,5 | 902165W | 50 Paar | 4 Packungen | 02244278 |
| 7 | 90217W | 50 Paar | 4 Packungen | 02244290 |
| 7,5 | 902175W | 50 Paar | 4 Packungen | 02244315 |
| 8 | 90218W | 50 Paar | 4 Packungen | 02244338 |
| 8,5 | 902185W | 50 Paar | 4 Packungen | 02244427 |
| 9 | 90219W | 50 Paar | 4 Packungen | 02244433 |



Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss



# Gentle Skin® Superior OP

## Der OP-Handschuh aus Latex

### Charakteristik

- puderfreier OPH aus Latex Farbe natur nach DIN EN 455
- Schutzhandschuh nach PSA
- mit Polymerbeschichtung
- mikrogeraut an den Fingern
- anatomische Passform, die die natürliche Handhaltung nachahmt
- links- und rechtshändig, mit Rollrand
- paarweise verpackt
- steril nach ISO 11137-2

### Anwendung

Geeignet für die Gefäßchirurgie, Orthopädie, Abdominalchirurgie und in allen chirurgischen Bereichen mit sterilen Erfordernissen. Dort wo der Anwender sich in steriler Umgebung bewegt und eine Gefahr der Kontamination erkennt. Für hochinfektiöse Situationen in Krankenhäusern, bei niedergelassenen Ärzten, in Laboren oder in der Pharmaindustrie. Auch geeignet für das Double-Gloving.




### steril, paarweise verpackt

| Größe | REF | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|---|
| 5,5 | 904155 | 50 Paar | 4 Packungen | 18041867 |
| 6 | 904160 | 50 Paar | 4 Packungen | 18041896 |
| 6,5 | 904165 | 50 Paar | 4 Packungen | 18041904 |
| 7 | 904170 | 50 Paar | 4 Packungen | 18041933 |
| 7,5 | 904175 | 50 Paar | 4 Packungen | 18041956 |
| 8 | 904180 | 50 Paar | 4 Packungen | 18041962 |
| 8,5 | 904185 | 50 Paar | 4 Packungen | 18041979 |
| 9 | 904190 | 50 Paar | 4 Packungen | 18041985 |



Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss



# Gentle Skin® Smooth OP

## Der Latex-OP-Handschuh mit glatter Textur

### Charakteristik

- puderfreier OPH aus Latex Farbe natur nach DIN EN 455
- Schutzhandschuh nach PSA
- mit Polymerbeschichtung
- anatomische Passform, die die natürliche Handhaltung nachahmt
- links- und rechtshändig, mit Rollrand
- paarweise verpackt
- steril nach ISO 11137-2

### Anwendung

Geeignet für die Gefäßchirurgie, Orthopädie, Abdominalchirurgie und in allen chirurgischen Bereichen mit sterilen Erfordernissen. Dort wo der Anwender sich in steriler Umgebung bewegt und eine Gefahr der Kontamination erkennt. Für hochinfektiöse Situationen in Krankenhäusern, bei niedergelassenen Ärzten, in Laboren oder in der Pharmaindustrie. Auch geeignet für das Double-Gloving.




### steril, paarweise verpackt

| Größe | REF | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 90266 | 50 Paar | 4 Packungen | 11154775 |
| 6,5 | 902665 | 50 Paar | 4 Packungen | 11154781 |
| 7 | 90267 | 50 Paar | 4 Packungen | 11154798 |
| 7,5 | 902675 | 50 Paar | 4 Packungen | 11154806 |
| 8 | 90268 | 50 Paar | 4 Packungen | 11154812 |
| 8,5 | 902685 | 50 Paar | 4 Packungen | 11154829 |
| 9 | 90269 | 50 Paar | 4 Packungen | 11154835 |



Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss



# Gentle Skin® Micro OP®

## Der tastsensible OP-Handschuh aus Latex

### Charakteristik

- puderfreier OPH aus Latex Farbe braun nach DIN EN 455
- Schutzhandschuh nach PSA
- mikrogeraut an den Fingern
- anatomische Passform, die die natürliche Handhaltung nachahmt
- links- und rechtshändig, mit Rollrand
- paarweise verpackt
- steril nach ISO 11137-2

### Anwendung

OP-Handschuh für hohe Ansprüche in Bereichen, in denen ein besonders sensibles Tastempfinden gefordert ist. Generell in allen chirurgischen Bereichen mit sterilen Erfordernissen und überall dort, wo der Anwender sich in steriler Umgebung bewegt und eine Gefahr der Kontamination erkennt. Für hochinfektiöse Situationen in Krankenhäusern, bei niedergelassenen Ärzten, in Laboren oder in der Pharmaindustrie. Auch geeignet für das Double-Gloving.




### steril, paarweise verpackt

| Größe | REF | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 90316 | 50 Paar | 4 Packungen | 06972460 |
| 6,5 | 903165 | 50 Paar | 4 Packungen | 06972589 |
| 7 | 90317 | 50 Paar | 4 Packungen | 06972595 |
| 7,5 | 903175 | 50 Paar | 4 Packungen | 06972626 |
| 8 | 90318 | 50 Paar | 4 Packungen | 06972655 |
| 8,5 | 903185 | 50 Paar | 4 Packungen | 06972661 |



Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss



# Maxitex® UG

## Der OP-Unterhandschuh aus Latex

### Charakteristik

- puderfreier OP-Unterhandschuh aus Latex Farbe grün nach DIN EN 455
- kombinierbar mit jedem primären OPH
- anatomische Passform, die die natürliche Handhaltung nachahmt
- links- und rechtshändig, mit Rollrand
- paarweise verpackt
- steril nach ISO 11137-2

### Anwendung

Als OP-Unterhandschuh zur doppelten Behandschuhung für mehr Sicherheit bei Operationen. Das Double-Gloving erhöht den Schutz vor Kontamination und Infektion durch ein reduziertes Perforationsrisiko. Geeignet für invasive Tätigkeiten, insbesondere bei Hochrisikopatienten, sowie bei Notfällen und Eingriffen mit einem stark erhöhten Risiko der Erregerübertragung.





### steril, paarweise verpackt

| Größe | REF | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 1202001 | 50 Paar | 4 Packungen | - |
| 6,5 | 1202002 | 50 Paar | 4 Packungen | - |
| 7 | 1202003 | 50 Paar | 4 Packungen | - |
| 7,5 | 1202004 | 50 Paar | 4 Packungen | - |
| 8 | 1202005 | 50 Paar | 4 Packungen | - |
| 8,5 | 1202006 | 50 Paar | 4 Packungen | - |
| 9 | 1202007 | 50 Paar | 4 Packungen | - |



Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss



# Gentle Skin® Securitex® OP

## Das OP-Handschuhset aus Latex mit Indikatorfunktion

### Charakteristik

- puderfreier OPH aus Latex Farbe grün und braun nach DIN EN 455
- mikrogeraut an den Fingern
- anatomische Passform, die die natürliche Handhaltung nachahmt
- links- und rechtshändig, mit Rollrand
- 2x paarweise verpackt
- steril nach ISO 11137-2

### Anwendung

Geeignet für operative und hochinfektiöse Eingriffe, bei denen ein besonders hoher Schutz gefordert ist, in Krankenhäusern, bei niedergelassenen Ärzten, in Laboren oder in der Pharmaindustrie. Für chirurgische Bereiche mit sterilen Erfordernissen und überall dort, wo der Anwender sich in steriler Umgebung bewegt und eine Gefahr der Kontamination erkennt.





LATEX

### steriles Set, á 2 Paar verpackt

| Größe | REF | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 90516 | 25 Sets | 4 Packungen | 11349970 |
| 6,5 | 905165 | 25 Sets | 4 Packungen | 03851224 |
| 7 | 90517 | 25 Sets | 4 Packungen | 03851230 |
| 7,5 | 905175 | 25 Sets | 4 Packungen | 03851247 |
| 8 | 90518 | 25 Sets | 4 Packungen | 03851253 |
| 8,5 | 905185 | 25 Sets | 4 Packungen | 03851276 |



Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss



# Gentle Skin® Isopretex® OP

## Der latexfreie OP-Handschuh aus Polyisopren

### Charakteristik

- puderfreier OPH aus Polyisopren Farbe beige nach DIN EN 455
- Schutzhandschuh nach PSA
- mikrogeraut an den Fingern
- anatomische Passform, die die natürliche Handhaltung nachahmt
- links- und rechtshändig, mit Rollrand
- paarweise verpackt
- steril nach ISO 11137-2

### Anwendung

Latexfreier Handschuh für alle chirurgische Bereiche mit sterilen Erfordernissen und überall dort, wo der Anwender sich in steriler Umgebung bewegt und eine Gefahr der Kontamination erkennt. Für hochinfektiöse Situationen in Krankenhäusern, bei niedergelassenen Ärzten, in Laboren oder in der Pharmaindustrie. Auch geeignet für das Double-Gloving.





**steril,** paarweise verpackt

| Größe | REF | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|---|
| 5,5 | 952255 | 50 Paar | 4 Packungen | 11190854 |
| 6 | 95226 | 50 Paar | 4 Packungen | 11190860 |
| 6,5 | 952265 | 50 Paar | 4 Packungen | 11190877 |
| 7 | 95227 | 50 Paar | 4 Packungen | 11190883 |
| 7,5 | 952275 | 50 Paar | 4 Packungen | 11190908 |
| 8 | 95228 | 50 Paar | 4 Packungen | 11190914 |
| 8,5 | 952285 | 50 Paar | 4 Packungen | 11190920 |
| 9 | 95229 | 50 Paar | 4 Packungen | 11190937 |



Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss



# Neopretex® OP

## Der latexfreie OP-Handschuh aus Polychloropren

### Charakteristik

- puderfreier OPH aus Polychloropren Farbe braun nach DIN EN 455
- Schutzhandschuh nach PSA
- mikrogeraut an den Fingern
- anatomische Passform, die die natürliche Handhaltung nachahmt
- links- und rechtshändig, mit Rollrand
- paarweise verpackt
- steril nach ISO 11137-2

### Anwendung

Latexfreier Handschuh für alle chirurgische Bereiche mit sterilen Erfordernissen und überall dort, wo der Anwender sich in steriler Umgebung bewegt und eine Gefahr der Kontamination erkennt. Für hochinfektiöse Situationen in Krankenhäusern, bei niedergelassenen Ärzten, in Laboren oder in der Pharmaindustrie. Auch geeignet für das Double-Gloving.




### steril, paarweise verpackt

| Größe | REF | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 95216 | 50 Paar | 4 Packungen | 02426890 |
| 6,5 | 952165 | 50 Paar | 4 Packungen | 02426909 |
| 7 | 95217 | 50 Paar | 4 Packungen | 02426915 |
| 7,5 | 952175 | 50 Paar | 4 Packungen | 02426921 |
| 8 | 95218 | 50 Paar | 4 Packungen | 02426938 |
| 8,5 | 952185 | 50 Paar | 4 Packungen | 02426944 |
| 9 | 95219 | 50 Paar | 4 Packungen | 02426950 |



Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss

Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss

# Finessis®

Ein innovatives OP-Handschuh-Programm, das

**REINHEIT, KOMFORT** und
**REAKTIVE SICHERHEIT**
neu erfindet.




## Hergestellt aus FLEXYLON™ - ein Hochleistungselastomer


Flexylon™ ist ein kompakt gegossener Film ohne jegliche Akzeleratoren oder Vernetzer.

Diese Technik eliminiert beinahe jegliche Einstichlöcher und weitere Mikrodefekte und erreicht somit höchste Qualitätsstandards **(AQL = 0.1)**!

Vernetzungstechnologie




Flexylon™
Molekulare
Schichttechnologie






Finessis®



Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss

# Reaktiver Schutz







**Abbildung 1:** Ein scharfer Gegenstand drückt auf die Außenschicht ohne diese zu durchbrechen.




**Abbildung 2:** Unter zunehmenden Druck reißen die dünnen Membranen, die die Tropfen des Gels auseinanderhalten. Eine größere zusammenhängende Menge der antimikrobiellen, gelartigen Flüssigkeit entsteht.





**Abbildung 3:** Sobald das scharfe Objekt eingedrungen ist, wird es von der Lösung ummantelt und Viren oder Bakterien werden wirksam entkeimt.



Finessis®



Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss

# Finessis® Aegis®

## Reaktiver Schutz



### Trauma & Hochrisiko
### Orthopädie

## FLEXYLON™ I Ohne Akzeleratoren I Synthetische OP-Handschuhe

Aegis® ist ein revolutionäres Schutzsystem. Es ist ein OP-Handschuh, der mit einem reaktionsinitiiertem Entkeimungssystem ausgestattet ist. Der Finessis® Aegis® wurde im Inneren des Handschuhs mit einer antimikrobiellen Schicht zwischen der Hülle aus Hochleistungselastomeren konzipiert. Das Entkeimungssystem tritt nur dann in Kraft, WENN der Handschuh PERFORIERT wurde. In diesem Fall wird das aktivierte Gel in der GEEIGNETEN MENGE und an der STELLE, an der die Perforation entstanden ist, freigegeben.

### Besondere Eigenschaften:

- puderfreier OPH nach DIN EN 455
- Schutzhandschuh nach DIN EN 374
- reaktionsinitiiertes Entkeimungssystem
- OHNE Akzeleratoren
- antimikrobielle Zwischenschicht, die aktiviertes Gel im Falle einer Perforation freigibt
- bester AQL der Branche (AQL = 0,10)
- hergestellt aus FLEXYLON™ (Schichttechnologie)
- hoher elektrischer Widerstand
- anatomische Passform

**FARBE**

Hellgrün / weiß




| Größe | REF | Packungsinhalt | Versandeinheit |
|---|---|---|---|
| 6 | 90286 | 40 Paar | 4 Packungen |
| 6,5 | 902865 | 40 Paar | 4 Packungen |
| 7 | 90287 | 40 Paar | 4 Packungen |
| 7,5 | 902875 | 40 Paar | 4 Packungen |
| 8 | 90288 | 40 Paar | 4 Packungen |
| 8,5 | 902885 | 40 Paar | 4 Packungen |
| 9 | 90289 | 40 Paar | 4 Packungen |

Finessis®



Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss

# Finessis® Zero®



## Performance & Sicherheit
## Allgemeinchirurgie

### FLEXYLON™ I Ohne Akzeleratoren I Synthetische OP-Handschuhe

Finessis® Zero® ist die nächste Generation von OP-Handschuhen, die frei von jeglichen Akzeleratoren hergestellt wird und somit eine neue REINHEIT erreicht. Durch Verwendung der FLEXYLON™ – Schichttechnologie wird das Risiko einer Typ I Hautallergie ausgeschlossen und einer Typ IV Hautallergie auf ein bisher unerreichtes Minimum beschränkt.

**Besondere Eigenschaften:**

- puderfreier OPH nach DIN EN 455
- Schutzhandschuh nach DIN EN 374
- OHNE Akzeleratoren
- bester AQL der Branche (AQL = 0,10)
- hergestellt aus FLEXYLON™ (Schichttechnologie)
- hoher elektrischer Widerstand
- anatomische Passform

**FARBE**

◯ Weiß





| Größe | REF | Packungsinhalt | Versandeinheit |
|---|---|---|---|
| 6 | 90276 | 50 Paar | 4 Packungen |
| 6,5 | 902765 | 50 Paar | 4 Packungen |
| 7 | 90277 | 50 Paar | 4 Packungen |
| 7,5 | 902775 | 50 Paar | 4 Packungen |
| 8 | 90278 | 50 Paar | 4 Packungen |
| 8,5 | 902785 | 50 Paar | 4 Packungen |
| 9 | 90279 | 50 Paar | 4 Packungen |

Finessis®



Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss

# Finessis® Corium®



## Mikrochirurgie & Unterziehhandschuh

### FLEXYLON™ I Ohne Akzeleratoren I Synthetische OP-Handschuhe

Finessis® Corium® ist der Handschuh der die höchste Taktilität für Double-Gloving und Mikrochirurgie garantiert. Er wurde entwickelt um verbesserte Tastsensibilität zu gewährleisten. Corium® ist perfekt als Unterziehhandschuh, um optimalen Komfort zu erreichen ohne an Griffigkeit zu verlieren. Kombiniert mit dem Finessis® Zero® für den perfekten Sitz bietet das Finessis® Double-Gloving-System eine undurchlässige Barriere bei jeder chirurgischen Anwendung.

**Besondere Eigenschaften:**

- puderfreier OPH nach DIN EN 455
- Schutzhandschuh nach DIN EN 374
- OHNE Akzeleratoren
- bester AQL der Branche (AQL = 0,10)
- hergestellt aus FLEXYLON™ (Schichttechnologie)
- glatte Oberfläche
- hoher Tragekomfort bei verbesserter Taktilität
- hoher elektrischer Widerstand
- anatomische Passform

**FARBE**

Grün




| Größe | REF | Packungsinhalt | Versandeinheit |
|---|---|---|---|
| 6 | 90246 | 50 Paar | 4 Packungen |
| 6,5 | 902465 | 50 Paar | 4 Packungen |
| 7 | 90247 | 50 Paar | 4 Packungen |
| 7,5 | 902475 | 50 Paar | 4 Packungen |
| 8 | 90248 | 50 Paar | 4 Packungen |
| 8,5 | 902485 | 50 Paar | 4 Packungen |
| 9 | 90249 | 50 Paar | 4 Packungen |

Finessis®



Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss



# Mehr Sicherheit im OP und auf der Station


Wir leisten mit unseren Produkten einen wichtigen Beitrag um Infektionswege und Keimübertragungen zu unterbinden. Personal, Patienten und Besucher sollen sich sicher und bequem im Umgang miteinander fühlen. Dabei sind Tragekomfort, Atmungsaktivität und individuelle Anpassung wichtige Aspekte für eine passende Bekleidung.

Gerade im Bereich der Schutzbekleidung genügt es nicht auf standardisierte Produkte aus der Industrie zurückgreifen. Es gilt den hohen medizinischen Qualitätsstandard aufrechtzuerhalten.
So verwenden wir beispielsweise bei der Herstellung der Suavel Gesichtsmaske u. a. die Methode des Ultra-Sonic-Sealings um jegliche Fadenablösung zu vermeiden.

Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss

# Mehr Sicherheit im OP- sowie im Stationsbereich

## Charakteristiken der Suavel® OP-Masken






Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss

# Suavel® Protec Plus

## Unsere hochqualitative OP-Maske mit elastischen Ohrschlaufen hergestellt in Deutschland

### Charakteristik

- OP-Maske nach EN 14683, Typ II / Typ II R
- Bakterienfiltereffizienz ≥ 98 %
- Hochleistungsfilter mit geringem Atemwiderstand
- 3-lagig, grüne Außenseite
- elastische Ohrschlaufen
- echtes OP-Vlies
- kühl und hautfreundlich
- für den Einmalgebrauch
- unsteril






### Anwendung

Für sämtliche Anwendungen im OP- sowie Stationsbereich zum Schutz für Anwender und Patienten.

## unsteril

| REF | Typ | Farbe | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|---|---|
| 80-956 | II | grün | 50 Stück | 20 Packungen | 16760256 |
| 80-957 | II R | weiß | 50 Stück | 20 Packungen | - |



Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss

# Suavel® Protec

## Unsere bewährte OP-Maske mit elastischen Ohrschlaufen

### Charakteristik

- OP-Maske nach EN 14683, Typ II
- Bakterienfiltereffizienz ≥ 98 %
- 3-lagig, grüne oder blaue Außenseite
- elastische Ohrschlaufen
- für den Einmalgebrauch
- unsteril






### Anwendung

Für sämtliche Anwendungen im OP- sowie Stationsbereich zum Schutz für Anwender und Patienten.

**unsteril**

| REF | Typ | Farbe | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|---|---|
| 80-900 | II | grün | 50 Stück | 18 packs | 00068771 |
| 80-901 | II | blau | 50 Stück | 20 packs | 16731071 |
| 80-902 | II R | blau | 50 Stück | 40 packs | 16731088 |

# Suavel® Protec Black

## Unsere bewährte OP-Maske mit elastischen Ohrschlaufen

### Charakteristik

- OP-Maske nach EN 14683, Typ II / Typ II R
- Bakterienfiltereffizienz ≥ 98 %
- 3-lagig, schwarze Außenseite
- elastische Ohrschlaufen
- für den Einmalgebrauch
- unsteril






### Anwendung

Für sämtliche Anwendungen im OP- sowie Stationsbereich zum Schutz für Anwender und Patienten.

**unsteril**

| REF | Farbe | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|---|
| 80-904 | schwarz | 50 Stück | 18 Packungen | - |



Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss

# Suavel® Comfort Plus

## Unsere hochfiltrierende OP-Maske zum Binden

### Charakteristik

- OP-Maske nach EN 14683, Typ II
- Bakterienfiltereffizienz ≥ 98 %
- 3-lagig, blaue Außenseite
- zum Binden
- lange Bänder
- echtes OP-Vlies
- hautfreundlich
- für den Einmalgebrauch
- unsteril






### Anwendung

Für sämtliche Anwendungen im OP- sowie Stationsbereich zum Schutz für Anwender und Patienten.

**unsteril**

| REF | Farbe | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|---|
| 80-410M | blau | 50 Stück | 12 Packungen | 02244611 |

# Suavel® Comfort

## Unsere bewährte OP-Maske zum Binden

### Charakteristik

- OP-Maske nach EN 14683, Typ II / Typ II R
- Bakterienfiltereffizienz ≥ 98 %
- 3-lagig, blaue Außenseite
- zum Binden
- lange Bänder
- für den Einmalgebrauch
- unsteril






### Anwendung

Für sämtliche Anwendungen im OP- sowie Stationsbereich zum Schutz für Anwender und Patienten.

**unsteril**

| REF | Typ | Farbe | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|---|---|
| 80-400 | II | blau | 50 Stück | 12 Packungen | 00068788 |
| 80-402 | II R | blau | 50 Stück | 20 Packungen | - |



Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss

# Suavel® Antifog

## Unsere OP-Maske für Brillenträger

### Charakteristik

- mit wirksamer Brillenbeschlagisolierung
- OP-Maske nach EN 14683, Typ II
- Bakterienfiltereffizienz ≥ 98 %
- 3-lagig, blaue Außenseite
- zum Binden
- lange Bänder
- für den Einmalgebrauch
- unsteril







### Anwendung

Speziell für Brillenträger. Für sämtliche Anwendungen im OP- sowie Stationsbereich zum Schutz für Anwender und Patienten.

**unsteril**

| REF | Farbe | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|---|
| 80-470M | blau | 50 Stück | 12 Packungen | 00559457 |

# Suavel® Antifluid

## Unsere OP-Maske mit Schutzvisier

### Charakteristik

- hoher Infektionsschutz durch integriertes Schutzvisier für Mund, Augen und Nase
- flüssigkeitsbrechende Lage
- OP-Maske nach EN 14683, Typ II R
- Bakterienfiltereffizienz ≥ 98 %
- 4-lagig, blaue Außenseite
- zum Binden
- lange Bänder
- für den Einmalgebrauch
- unsteril







### Anwendung

Für hochinfektiöse Situationen als Schutz des Anwenders gegen Blut- und / oder Wundsekretspritzer sowie bei Spülvorgängen. Für sämtliche Anwendungen im OP- sowie Stationsbereich.

**unsteril**

| REF | Farbe | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|---|
| 80-455M | blau | 50 Stück | 12 Packungen | 00559517 |



Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss

# Suavel® Sensima

## Unsere OP-Maske für Allergiker

### Charakteristik

- hypoallergen
- OP-Maske nach EN 14683, Typ II für sensible Anwender
- Bakterienfiltereffizienz ≥ 98 %
- 3-lagig, weiße Außenseite
- zum Binden
- lange Bänder
- für den Einmalgebrauch







### Anwendung

Für Allergiker und sensible Anwender. Für sämtliche Anwendungen im OP- sowie Stationsbereich zum Schutz für Anwender und Patienten.

**unsteril**

| REF | Farbe | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|---|
| 80-440M | weiß | 50 Stück | 12 Packungen | 11362700 |

# Respima FFP2

## Einweg Atemschutzmaske

### Charakteristik

- Atemschutzmaske nach EN 149
- Persönliche Schutzausrüstung
- 5-lagig, weiße Außenseite
- elastische Ohrschlaufen
- für den Einmalgebrauch






### Anwendung

Für den Schutz vor festen und öligen Partikeln und Flüssigkeiten, wie z.B. Kohlenstaub oder Zementstaub.

**unsteril**

| REF | Typ | Farbe | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|---|---|
| 80-806 | FFP2 NR D | weiß | 20 Stück | 40 Packungen | - |



Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss

# Suavel® Apollo

## Unsere OP-Haube in Astronautenform



### Charakteristik

- OP-Haube in Astronautenform
- aus reißfestem Polypropylen-Vliesstoff
- mit langen Bändern und Halsschutz
- atmungsaktiv
- mit eingearbeitetem Schweißband




### Anwendung

Für Operationen zur Abdeckung der Haare und Aufnahme von Schweiß. Für Bartträger geeignet.

### unsteril

| REF | Farbe | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|---|
| 70-131G | grün | 100 Stück | 10 Packungen | 11362597 |

# Suavel® Astrid

## Unsere universelle Baretthaube



### Charakteristik

- Baretthaube aus weichem und leichtem Polypropylen-Vliesstoff
- mit doppelt umnähtem Gummizug
- atmungsaktiv




### Anwendung

Für den Einsatz in Krankenhäusern und im Pflegebereich für Krankenschwestern und Patienten.
Überall dort, wo eine Abdeckung der Haare erforderlich ist, unter anderem auch im Lebensmittelbereich und Catering.

### Suavel® Astrid, unsteril

| REF | Größe | Farbe | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|---|---|
| 70-121B | 51 cm | blau | 100 Stück | 10 Packungen | 11362611 |
| 70-121G | 51 cm | grün | 100 Stück | 10 Packungen | 11362628 |
| 70-121W | 51 cm | weiß | 100 Stück | 10 Packungen | 11362605 |

### Suavel® Astrid XL, unsteril

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 70-124G | 60 cm | grün | 100 Stück | 10 Packungen | 11362634 |
| 70-124W | 60 cm | weiß | 100 Stück | 10 Packungen | 11362640 |



Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss

# BeeSana®
# PP-Schutzmantel 35 g

## Der Leistungsstarke
### Schutzmantel für Personal und Besucher

#### Charakteristik
- Schutzmantel aus PP-Vlies in der Stärke 35 g/m²
- Verschlussbänder am Hals und an der Taille
- Trikotbündchen als Ärmelabschluss
- flüssigkeitsabweisend
- unsteril
- für den Einmalgebrauch

#### Anwendung
Stations- und Besucherkittel zum Schutz vor Keimverschleppung im Krankenhaus und in der Altenpflege für Personal, Patienten und Besucher.






### unsteril

| REF | Größe | Farbe | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|---|---|
| 3700 | 140 x 140 cm | grün | 10 Stück | 10 Packungen | 09747462 |

# BeeSana®
# PP-Kittel 23 g

## Der Klassiker
### Schutzkittel für Personal und Besucher

#### Charakteristik
- Schutzkittel aus PP-Vlies in der Stärke 23 g/m²
- Verschlussbänder an Hals und Taille
- Ärmelabschluss wahlweise mit eingenähten, elastischen Gummibändern oder Trikotbündchen
- leichtes Material
- feuchtigkeitsabweisend
- unsteril
- für den Einmalgebrauch

#### Anwendung
Stations- und Besucherkittel zum Schutz vor Keimverschleppung im Krankenhaus und in der Altenpflege für Personal, Patienten und Besucher.






### unsteril, mit elastischen Gummibändern

| REF | Größe | Farbe | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|---|---|
| 3684 | 110 x 140 cm | weiß | 10 Stück | 10 Packungen | 11509391 |
| 3685 | 110 x 140 cm | grün | 10 Stück | 10 Packungen | 11509416 |
| 3699 | 120 x 140 cm | gelb | 10 Stück | 10 Packungen | 09747479 |
| 3729 | 130 x 150 cm | weiß | 10 Stück | 10 Packungen | 11527609 |

### unsteril, mit Trikotbündchen

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4685 | 110 x 140 cm | grün | 10 Stück | 10 Packungen | 11363036 |
| 4699 | 120 x 140 cm | gelb | 10 Stück | 10 Packungen | 11363042 |



Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss

# BeeSana®
# PP/PE-Kittel 26 g

## Der Wasserabweisende
Teillaminierter Schutzkittel für Personal und Besucher

### Charakteristik
- Schutzkittel aus PP-Vlies mit PE-Beschichtung im Front- und Armbereich in der Stärke 26 g/m²
- Verschlussbänder an Hals und Taille
- Trikotbündchen als Ärmelabschluss
- wasserabweisend im beschichteten Bereich
- unsteril
- für den Einmalgebrauch

### Anwendung
Stations- und Besucherkittel für Einsatzbereiche mit hohen Sicherheitsanforderungen zum Schutz vor Keimverschleppung im Krankenhaus und in der Altenpflege für Personal, Patienten und Besucher.






### unsteril

| REF | Größe | Farbe | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|---|---|
| 4698 | 136 x 136 cm | gelb | 10 Stück | 10 Packungen | 11642842 |
| 4698-XL | 150 x 170 cm | gelb | 10 Stück | 10 Packungen | 17376146 |

# BeeSana®
# SMS-Kittel 40 g

## Starker Schutz
Schutzkittel für den starken Schutz gegen Flüssigkeiten und Partikel

### Charakteristik
- Schutzkittel aus 3-lagigem, weichem SMS-Verbundmaterial
- Kombinierten Lagen ermöglichen eine hohe Barrierewirkung gegenüber Flüssigkeiten, Keimen und leichten Chemikalienspritzern
- Verschlussbänder an Hals und Taille sowie Trikotbündchen als Ärmelabschluss
- unsteril
- für den Einmalgebrauch

### Anwendung
Geeignet für hochinfektiöse Situationen. Zum Schutz vor Keimverschleppung auf Notfall- und Isolierstationen sowie in der Altenpflege und im Krankenhaus für Personal, Patienten und Besucher.






### unsteril

| REF | Größe | Farbe | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|---|---|
| 3597 | 115 x 150 cm | blau | 10 Stück | 5 Packungen | 11652154 |



Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss

# BeeSana®
## SMS-Kittel 15 g

**Der Leichte**

Schutzkittel
für Personal und Besucher

### Charakteristik

- Schutzkittel aus 3-lagigem, weichem SMS-Verbundmaterial der Stärke 15 g/m²
- Verschlussbänder an Hals und Taille sowie Trikotbündchen als Ärmelabschluss
- unsteril
- für den Einmalgebrauch

### Anwendung

Für hochinfektiöse Situationen. Zum Schutz vor Keimverschleppung auf Notfall- und Isolierstationen sowie in der Altenpflege und im Krankenhaus für Personal, Patienten und Besucher.






### unsteril

| REF | Größe | Farbe | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|---|---|
| 3598 | 140 x 140 cm | blau | 10 Stück | 10 Packungen | 11518680 |

# Suavel®
## Yeti

Schutzanzug

### Charakteristik

- Schutzanzug aus Polypropylen mit luftdurchlässiger Beschichtung zum Schutz gegen gesundheitsgefährdenden Staub (Typ 5) und Flüssigkeitsspritzer (Typ 6).
- elastische Gummibänder an Hand- und Fußgelenk
- verdeckter Reißverschluss vorne
- unsteril
- für den Einmalgebrauch



### Anwendung

Schutzanzug der Kategorie III für den Einsatz im Krankenhaus, z.B. in der Pandemiesituation. Bietet Schutz gegen gesundheitsgefährdenden Staub und Flüssigkeitsspritzern.

### unsteril

| REF | Größe | Körpergröße | Brustumfang | Verpackung |
|---|---|---|---|---|
| 4798 | M | 168 - 176 cm | 92 - 100 cm | 1 Stück / Karton 50 Pckg. |
| 4799 | L | 174 - 182 cm | 100 - 108 cm | 1 Stück / Karton 50 Pckg. |
| 4800 | XL | 182 - 188 | 108 - 116 cm | 1 Stück / Karton 50 Pckg. |
| 4801 | XXL | 188 - 194 | 116 - 124 cm | 1 Stück / Karton 50 Pckg. |



Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss

# PE-Einmalschürze

## Unsere PE-Schürze in verschiedenen Ausführungen






### Charakteristik

- Einmalschürze aus LDPE
- geprüft nach EN 14126
- mit Verschlussbändern an der Taille für guten Sitz
- leichtes Material
- strapazierfähig und feuchtigkeitsabweisend
- im praktischen Beutel oder geblockt zum Aufhängen

### Anwendung

Schutz der Kleidung bei pflegerischen Tätigkeiten und in allen Bereichen mit hohen Hygieneanforderungen, u. a. in Großküchen und Krankenhäusern.

### unsteril, im Beutel, zur Einzelentnahme

| REF | Größe | Dicke | Farbe | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3591 | 140 x 75 cm | 30 µm | blau | 50 Stück | 10 Packungen | 11857643 |
| 3690 | 125 x 81 cm | 16 µm | weiß | 100 Stück | 10 Packungen | 04353379 |
| 3691 | 140 x 81 cm | 16 µm | weiß | 100 Stück | 10 Packungen | 04353422 |
| 3692 | 160 x 81 cm | 16 µm | weiß | 100 Stück | 10 Packungen | 04353474 |

### unsteril, geblockt, einzeln abreißbar

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3687 | 125 x 81 cm | 16 µm | weiß | 50 Stück | 10 Packungen | 04353385 |
| 3688 | 140 x 81 cm | 16 µm | weiß | 50 Stück | 10 Packungen | 04353468 |
| 3694 | 160 x 81 cm | 16 µm | weiß | 50 Stück | 10 Packungen | 04353480 |



Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss

# Suavel® OP PRO Standard
# SMMS OP-Mantel, steril

## Charakteristik

- OP-Mantel aus SMMS-Verbundmaterial, 35 g/m² - nach DIN EN 13795
- kombinierte Lagen ermöglichen eine hohe Barrierewirkung gegenüber Flüssigkeiten, Keimen und leichten Chemikalien
- Verschlussbänder mit Steri-Karte an der Taille, sowie Trikotbündchen als Ärmelabschluss und Klettverschluss am Nacken
- Einschlagtuch aus SMS mit zwei Papiertücher
- Zählkarten auf der Peelpackung
- steril für den Einmalgebrauch



## Anwendung

Bei operativen Eingriffen wird beim Tragen des Suavel® OP PRO Standard der Übergang von Partikeln und infektiösen Material vom Operationsteam zur Operationswunde und umgekehrt verhindert.

## steril

| REF | Größe | Farbe | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|---|---|
| 5541 | M: 120 x 140 cm | blau | 1 Stück | 30 Packungen | 15295662 |
| 5542 | L: 130 x 150 cm | blau | 1 Stück | 30 Packungen | 15295679 |
| 5543 | XL: 150 x 160 cm | blau | 1 Stück | 30 Packungen | 15295685 |
| 5544 | XXL: 170 x 160 cm | blau | 1 Stück | 30 Packungen | 15295691 |






Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss

# Suavel® OP PRO Expert
# SMMS OP-Mantel, steril, verstärkt

## Charakteristik

- OP-Mantel aus SMMS-Verbundmaterial, 43 g/m² - nach DIN EN 13795
- kombinierte Lagen ermöglichen eine hohe Barrierewirkung gegenüber Flüssigkeiten, Keimen und leichten Chemikalien
- Verschlussbänder mit Steri-Karte an der Taille sowie Trikotbündchen als Ärmelabschluss und Klettverschluss am Nacken
- Verstärkung im Brust- und Bauchbereich
- Einschlagtuch aus SMS mit zwei Papiertücher
- Zählkarten auf der Peelpackung
- steril für den Einmalgebrauch



## Anwendung

Bei operativen Eingriffen wird beim Tragen des Suavel® OP PRO Expert der Übergang von Partikeln und infektiösen Material vom Operationsteam zur Operationswunde und umgekehrt verhindert.




## steril

| REF | Größe | Farbe | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|---|---|
| 5551 | M: 120 x 140 cm | blau | 1 Stück | 30 Packungen | 15295716 |
| 5552 | L: 130 x 150 cm | blau | 1 Stück | 30 Packungen | 15295722 |
| 5553 | XL: 150 x 160 cm | blau | 1 Stück | 30 Packungen | 15295739 |
| 5554 | XXL: 170 x 160 cm | blau | 1 Stück | 30 Packungen | 15295745 |



Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss



Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss

# Wundbehandlung und Verbände – die tragenden Säulen der medizinischen Versorgung

Unser Anspruch ist es immer das passende Produkt für die jeweilige Wunde bzw. den momentanen Wundzustand anzubieten, da eine Wundauflage alleine nicht alle therapeutischen Ansprüche erfüllen kann.

Dazu gehören sämtliche unsterilen und sterilen Mull- und Vlieskompressen sowie Saugkompressen. Auf dem Feld der therapeutischen Verbände sind wir mit anwendungsrelevanten Produkten vertreten um das jeweils passende Produkt zum Komprimieren, Stützen und Entlasten anbieten zu können.

Um im OP-Bereich eine noch höhere Sicherheit für den Patienten zu erzielen, sind all unsere sterilen Produkte mit Sicherheitsstandards ausgestattet. Zum Beispiel der eingewebte Röntgenkontraststreifen und die Zählkontrollkarte.



Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss

# BeeSana® Mullzuschnitt

## Für Individuelle Wundauflagen

### Charakteristik

- Mullzuschnitt gem. EN 14079
- 20-fädig
- saugfähig



### Anwendung

Für die individuell angefertigte Wundauflage. Zur äußeren Wundversorgung von sezernierenden und / oder verunreinigten Wunden. Zur Blutabsorption und Sekretaufnahme.

### unsteril

| REF | Größe (Breite x Länge) | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|---|
| 1330 | ca. 20 x 20 cm | 500 Stück | 10 Packungen | - |
| 1335 | ca. 30 x 40 cm | 500 Stück | 6 Packungen | - |

# BeeSana® Verbandmull

## Für Individuelle Wundauflagen

### Charakteristik

- Verbandmull gem. EN 14079
- 20-fädig

### Anwendung

Zum Anfertigen individueller Verbände und Wundauflagen.



### unsteril

80 cm breit, 1-fach, 4-fach gelegt

| REF | Größe (Breite x Länge) | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|---|
| 1301 | ca. 80 cm x 40 m | 5 Stück | 2 Packungen | 04852674 |

### doppelt steril, mit selbstklebenden Zählkarten

80 cm breit, 5-fach, auf 16 x 20 cm gelegt, zu 3 Stück steril verpackt

| REF | Länge | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|---|
| 4179 | 100 cm | 8 x 3 Stück | 2 Packungen | 13581004 |



Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss

# BeeSana® Mullkompresse

## Unsere Klassische mit eingeschlagenen Schnittkanten

### Charakteristik

- Mullkompresse aus Verbandmull gem. EN 14079
- eingeschlagene Schnittkanten, 100% Baumwolle
- gefaltet, 17-fädig
- saugfähig






### Anwendung

Zur allgemeinen Wundversorgung von sezernierenden Wunden und Aufnahme von Körperflüssigkeiten. Als Träger für Salben. Bei kleineren operativen Eingriffen in der Ambulanz, auf Station und im Erste-Hilfe-Bereich.

## unsteril

| | | REF | Größe (Breite x Länge) | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **8-fach** | | 1000 | ca. 5 x 5 cm | 100 Stück | 10 Packungen | 04852705 |
| | | 1006 | ca. 7,5 x 7,5 cm | 100 Stück | 10 Packungen | 04852711 |
| | | 1012 | ca. 10 x 10 cm | 100 Stück | 10 Packungen | 04852728 |
| | | 1053 | ca. 10 x 20 cm | 100 Stück | 5 Packungen | 01330633 |
| | zu 10 Stück vorgezählt für Setpacker | 2712 | ca. 10 x 10 cm | 200 x 10 Stück | 1 Karton | - |
| **12-fach** | | 1002 | ca. 5 x 5 cm | 100 Stück | 10 Packungen | 04852734 |
| | | 1008 | ca. 7,5 x 7,5 cm | 100 Stück | 10 Packungen | 04852740 |
| | | 1014 | ca. 10 x 10 cm | 100 Stück | 10 Packungen | 04852757 |
| | | 1038 | ca. 10 x 13 cm | 100 Stück | 10 Packungen | 04852763 |
| | | 1023 | ca. 10 x 20 cm | 100 Stück | 10 Packungen | 04852786 |
| | zu 10 Stück vorgezählt für Setpacker | 2708 | ca. 7,5 x 7,5 cm | 200 x 10 Stück | 1 Karton | - |
| | | 2714 | ca. 10 x 10 cm | 200 x 10 Stück | 1 Karton | - |
| | | 2723 | ca. 10 x 20 cm | 100 x 10 Stück | 1 Karton | - |
| **16-fach** | | 1004 | ca. 5 x 5 cm | 100 Stück | 10 Packungen | 04852792 |
| | | 1010 | ca. 7,5 x 7,5 cm | 100 Stück | 10 Packungen | 04852800 |
| | | 1016 | ca. 10 x 10 cm | 100 Stück | 10 Packungen | 04852817 |
| | | 1052 | ca. 10 x 13 cm | 100 Stück | 10 Packungen | 04852823 |
| | | 1025 | ca. 10 x 20 cm | 100 Stück | 5 Packungen | 11849589 |
| **32-fach** | | 1018 | ca. 10 x 10 cm | 50 Stück | 10 Packungen | - |
| **64-fach** | 20-fädig | 1235 | ca. 10 x 13 cm | 25 Stück | 8 Packungen | 11849626 |



Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss

# BeeSana® Mullkompresse

## Unsere Klassische mit eingeschlagenen Schnittkanten

### Charakteristik

- Mullkompresse aus Verbandmull gem. EN 14079
- eingeschlagene Schnittkanten, 100% Baumwolle
- gefaltet, 17-fädig
- saugfähig






## einfach steril

| | | REF | Größe (Breite x Länge) | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **8-fach,** | zu 2 Stück verpackt | 1043 | ca. 5 x 5 cm | 25 x 2 Stück | 27 Packungen | 04852846 |
| | | 1044 | ca. 7,5 x 7,5 cm | 25 x 2 Stück | 16 Packungen | 04852852 |
| | | 1045 | ca. 10 x 10 cm | 25 x 2 Stück | 16 Packungen | 04852869 |
| | | 1046 | ca. 10 x 20 cm | 25 x 2 Stück | 8 Packungen | 04852875 |
| | zu 5 Stück verpackt | 4600 | ca. 5 x 5 cm | 80 x 5 Stück | 8 Packungen | 13458367 |
| | | 4601 | ca. 7,5 x 7,5 cm | 80 x 5 Stück | 8 Packungen | 01330662 |
| | | 1062 | ca. 10 x 10 cm | 35 x 5 Stück | 6 Packungen | 01330679 |
| | zu 10 Stück verpackt | 4606 | ca. 10 x 10 cm | 50 x 10 Stück | 4 Packungen | 12348949 |
| **12-fach,** | zu 2 Stück verpackt | 4130 | ca. 5 x 5 cm | 25 x 2 Stück | 24 Packungen | 07216329 |
| | | 4131 | ca. 7,5 x 7,5 cm | 25 x 2 Stück | 18 Packungen | 07216335 |
| | | 4132 | ca. 10 x 10 cm | 25 x 2 Stück | 12 Packungen | 07216341 |
| | | 4133 | ca. 10 x 20 cm | 25 x 2 Stück | 6 Packungen | 07216358 |
| | zu 5 Stück verpackt | 1064 | ca. 5 x 5 cm | 30 x 5 Stück | 12 Packungen | 01330722 |
| | | 1065 | ca. 7,5 x 7,5 cm | 30 x 5 Stück | 6 Packungen | 01330739 |
| | | 1063 | ca. 10 x 10 cm | 30 x 5 Stück | 6 Packungen | 01330745 |
| | | 1066 | ca. 10 x 20 cm | 15 x 5 Stück | 6 Packungen | 01330751 |
| | zu 10 Stück verpackt | 4616 | ca. 5 x 5 cm | 50 x 10 Stück | 8 Packungen | 12348955 |
| | | 4617 | ca. 7,5 x 7,5 cm | 30 x 10 Stück | 8 Packungen | 12349044 |
| | | 1026 | ca. 10 x 10 cm | 40 x 10 Stück | 4 Packungen | 12348694 |
| | | 4619 | ca. 10 x 20 cm | 20 x 10 Stück | 4 Packungen | 12349015 |
| | zu 20 Stück verpackt | 4622 | ca. 10 x 10 cm | 20 x 20 Stück | 4 Packungen | 12349021 |
| | zu 30 Stück verpackt | 4640 | ca. 7,5 x 7,5 cm | 25 x 30 Stück | 4 Packungen | 12349185 |
| **16-fach,** | zu 4 Stück verpackt | 1092 | ca. 7,5 x 7,5 cm | 64 x 4 Stück | 8 Packungen | 12348783 |
| **32-fach,** | zu 2 Stück verpackt | 4628 | ca. 10 x 10 cm | 30 x 2 Stück | 8 Packungen | 12349038 |



Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss






## einfach steril, Mullkompresse gerollt

| | | REF | Größe (Breite x Länge) | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **16-fach,** | zu 2 Stück verpackt | 1146 | ca. 20 x 20 cm | 20 x 2 Stück | 4 Packungen | 13582587 |






## doppelt steril, mit selbstklebenden Zählkarten

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **16-fach,** | zu 10 Stück verpackt | 1058 | ca. 10 x 10 cm | 25 x 10 Stück | 4 Packungen | 13582601 |
| | zu 60 Stück verpackt | 4644 | ca. 10 x 10 cm | 8 x 60 Stück | 2 Packungen | 12349216 |
| **32-fach,** | zu 5 Stück verpackt | 4636 | ca. 12,5 x 20 cm | 12 x 5 Stück | 4 Packungen | 12349239 |



Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss

# BeeSana® Mullschlitzkompresse

## Unsere Mullkompresse mit Y-Schnitt

### Charakteristik

- Mullkompresse aus Verbandmull gem. EN 14079
- Y-Schnitt
- eingeschlagene Schnittkanten
- gefaltet, 17-fädig




### Anwendung

Zur Wundversorgung bei Drainagen, Kanülen, Tracheotomien und Extensionen.

## unsteril

| | REF | Größe (Breite x Länge) | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|---|---|
| **8-fach** | 4291 | ca. 7,5 x 7,5 cm | 100 Stück | 10 Packungen | 12491084 |
| **12-fach** | 4192 | ca. 5 x 5 cm | 100 Stück | 10 Packungen | 12491090 |
| | 4122 | ca. 7,5 x 7,5 cm | 100 Stück | 10 Packungen | 12491109 |
| | 4160 | ca. 10 x 10 cm | 100 Stück | 10 Packungen | 12491115 |
| **16-fach** | 4159 | ca. 5 x 5 cm | 100 Stück | 10 Packungen | 12491121 |




## einfach steril, zu 2 St. verpackt

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **8-fach** | 4158 | ca. 10 x 10 cm | 100 x 2 Stück | 8 Packungen | 03870954 |
| **12-fach** | 4115 | ca. 5 x 5 cm | 25 x 2 Stück | 16 Packungen | 01916669 |
| | 4116 | ca. 7,5 x 7,5 cm | 25 x 2 Stück | 16 Packungen | 01916652 |
| | 4117 | ca. 10 x 10 cm | 25 x 2 Stück | 16 Packungen | 01916646 |



Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss

# BeeSana® Vlieskompresse

## Unsere Vlieskompressen zur äußeren Wundversorgung

### Charakteristik

- Vlieskompresse aus Viskose und Polyester
- saugfähig
- kaum fasernd






### Anwendung

Zur allgemeinen Wundversorgung von sezernierenden Wunden und Aufnahme von Körperflüssigkeiten.
Als Träger für Salben bei kleineren, operativen Eingriffen in der Ambulanz, auf Station und im Erste-Hilfe-Bereich.

## unsteril

| | | REF | Größe (Breite x Länge) | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **4-fach,** 30 g | | 1789 | ca. 5 x 5 cm | 100 Stück | 10 Packungen | 01450254 |
| | | 1790 | ca. 7,5 x 7,5 cm | 100 Stück | 10 Packungen | 01450225 |
| | | 1791 | ca. 10 x 10 cm | 100 Stück | 10 Packungen | 01450231 |
| | | 1792 | ca. 10 x 20 cm | 100 Stück | 5 Packungen | 01445773 |
| | zu 10 Stück vorgezählt für Setpacker | 2791 | ca. 10 x 10 cm | 200 x 10 Stück | 1 Karton | - |
| 40 g | | 1124 | ca. 5 x 5 cm | 100 Stück | 10 Packungen | 04852881 |
| | | 1125 | ca. 7,5 x 7,5 cm | 100 Stück | 10 Packungen | 04852898 |
| | | 1126 | ca. 10 x 10 cm | 100 Stück | 10 Packungen | 04852906 |
| | Großkarton | 1127 | ca. 10 x 10 cm | 100 Stück | 76 Packungen | - |
| | | 11261 | ca. 10 x 20 cm | 100 Stück | 5 Packungen | 04852912 |
| **6-fach,** 30 g | | 1796 | ca. 5 x 5 cm | 100 Stück | 10 Packungen | 01330886 |
| | | 1797 | ca. 7,5 x 7,5 cm | 100 Stück | 10 Packungen | 01330900 |
| | | 1798 | ca. 10 x 10 cm | 100 Stück | 10 Packungen | 01330917 |
| | | 1799 | ca. 10 x 20 cm | 100 Stück | 5 Packungen | 01330923 |
| | zu 10 Stück vorgezählt für Setpacker | 2798 | ca. 10 x 10 cm | 200 x 10 Stück | 1 Karton | - |
| | | 2799 | ca. 10 x 20 cm | 100 x 10 Stück | 1 Karton | - |

## einfach steril

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **4-fach,** 30 g, | zu 2 Stück verpackt | 1137 | ca. 5 x 5 cm | 25 x 2 Stück | 27 Packungen | 03036843 |
| | | 1138 | ca. 7,5 x 7,5 cm | 25 x 2 Stück | 16 Packungen | 03036895 |
| | | 1139 | ca. 10 x 10 cm | 25 x 2 Stück | 16 Packungen | 03036903 |
| | | 1140 | ca. 10 x 20 cm | 25 x 2 Stück | 8 Packungen | 03036949 |
| | zu 5 Stück verpackt | 4376 | ca. 7,5 x 7,5 cm | 100 x 5 Stück | 8 Packungen | 12350768 |
| | | 4377 | ca. 10 x 10 cm | 60 x 5 Stück | 8 Packungen | 12350774 |
| | zu 10 Stück verpackt | 1219 | ca. 10 x 10 cm | 25 x 10 Stück | 8 Packungen | 12350691 |
| **6-fach,** 30 g, | zu 2 Stück verpackt | 1800 | ca. 5 x 5 cm | 25 x 2 Stück | 27 Packungen | 01330834 |
| | | 1801 | ca. 7,5 x 7,5 cm | 25 x 2 Stück | 16 Packungen | 01330840 |
| | | 1802 | ca. 10 x 10 cm | 25 x 2 Stück | 16 Packungen | 01330857 |
| | | 1803 | ca. 10 x 20 cm | 25 x 2 Stück | 8 Packungen | 03036955 |
| | zu 5 Stück verpackt | 4225 | ca. 5 x 5 cm | 120 x 5 Stück | 8 Packungen | 12350662 |
| | | 4226 | ca. 7,5 x 7,5 cm | 70 x 5 Stück | 8 Packungen | 12350679 |
| | | 4227 | ca. 10 x 10 cm | 40 x 5 Stück | 8 Packungen | 12350685 |



Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss

# BeeSana® Vliesschlitzkompresse

## Unsere Vlieskompresse mit Y-Schnitt

### Charakteristik

- Vlieskompresse aus Viskose und Polyester
- Y-Schnitt
- saugfähig
- kaum fasernd




### Anwendung

Zur Wundversorgung bei Drainagen, Kanülen, Tracheotomien und Extensionen.

## unsteril

| | REF | Größe (Breite x Länge) | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|---|---|
| **4-fach, 30 g** | 1793 | ca. 5 x 5 cm | 100 Stück | 10 Packungen | 01330768 |
| | 1794 | ca. 7,5 x 7,5 cm | 100 Stück | 10 Packungen | 01330774 |
| | 1795 | ca. 10 x 10 cm | 100 Stück | 10 Packungen | 01330780 |




## einfach steril, zu 2 St. verpackt

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **4-fach, 30 g** | 1232 | ca. 5 x 5 cm | 25 x 2 Stück | 27 Packungen | 01364684 |
| | 1234 | ca. 7,5 x 7,5 cm | 25 x 2 Stück | 16 Packungen | 01364678 |
| | 1233 | ca. 10 x 10 cm | 25 x 2 Stück | 16 Packungen | 01364661 |
| **6-fach, 30 g** | 4105 | ca. 10 x 10 cm | 25 x 2 Stück | 28 Packungen | 13507290 |



Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss

# ABE® drainal

## Unsere Schlitzlochkompresse mit metalliner Beschichtung

### Charakteristik

- Vlieskompresse geschlitzt mit Loch
- metalline Beschichtung verringert das Risiko des Verklebens mit der Wunde
- Lochdurchmesser: ca. 5,5 - 11 mm






### Anwendung

Zur äußeren Wundversorgung bei Drainagen und Infusionskathetern. Metalline Beschichtung auf die Haut legen.

**einfach steril,** zu 1 St. verpackt

| REF | Größe (Breite x Länge) | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|---|
| 4118 | ca. 6 x 7 cm | 50 x 1 Stück | 6 Packungen | 01333867 |

# ABE® tracheal

## Unsere Schlitzlochkompressen mit metalliner Beschichtung

### Charakteristik

- Vlieskompresse geschlitzt mit Loch
- metalline Beschichtung verringert das Risiko des Verklebens mit der Wunde
- steril verpackt
- Lochdurchmesser: ca. 13 - 30 mm



### Anwendung

Schlitzlochkompresse zur Wundversorgung bei Kathetern, Stomata und Drainagen. Das Loch an der Kompresse ist ebenso geschlitzt, somit bildet ABE® tracheal einen Abschluss zur Drainage oder Stoma und das Exsudat kann in die saugfähige Vliesrückseite aufgenommen werden. Metalline Beschichtung auf die Haut legen.

**einfach steril,** zu 1 St. verpackt

| REF | Größe (Breite x Länge) | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|---|
| 4119 | ca. 8 x 10 cm | 50 x 1 Stück | 6 Packungen | _ |



Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss

# BeeSana® Saugkompresse

## Unsere Saugkompresse für hohe Flüssigkeitsaufnahme

### Charakteristik

- wundfreundliche Saugkompresse
- Saugkörper aus 100 % Zellulose
- komplett umhüllt mit Vliesstoff
- blaue Oberseite zur Kennzeichnung der Rückseite und als hydrophobe Sperrschicht gegen Durchnässen sowie als Kontaminationsschutz von Wäsche und Kleidung






### Anwendung

Zur Wundversorgung von sezernierenden Wunden in medizinischen Bereichen. Saugkompressen eignen sich zudem zur Abpolsterung von Wunden.




## unsteril, im Polybeutel

| REF | Größe (Breite x Länge) | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|---|
| 1227 | ca. 10 x 10 cm | 25 Stück | 16 Packungen | 01363816 |
| 1228 | ca. 10 x 20 cm | 25 Stück | 8 Packungen | 07607202 |
| 1224 | ca. 10 x 30 cm | 25 Stück | 15 Packungen | 12146619 |
| 1225 | ca. 15 x 20 cm | 25 Stück | 12 Packungen | 12146625 |
| 1231 | ca. 15 x 25 cm | 25 Stück | 7 Packungen | 00137727 |
| 1229 | ca. 20 x 20 cm | 25 Stück | 12 Packungen | 08696337 |
| 1244 | ca. 20 x 30 cm | 25 Stück | 5 Packungen | 12146631 |
| 1230 | ca. 20 x 40 cm | 25 Stück | 6 Packungen | 08442499 |

## einfach steril, zu 1 St. eingesiegelt

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1354 | ca. 10 x 10 cm | 60 x 1 Stück | 10 Packungen | 08416059 |
| 1355 | ca. 10 x 20 cm | 30 x 1 Stück | 12 Packungen | 06193514 |
| 1388 | ca. 15 x 25 cm | 30 x 1 Stück | 8 Packungen | 12146602 |
| 1356 | ca. 20 x 20 cm | 30 x 1 Stück | 6 Packungen | 08416042 |
| 1357 | ca. 20 x 40 cm | 25 x 1 Stück | 4 Packungen | 07737904 |



Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss

# BeeSana® Augenkompresse

## Unsere Augenkompresse mit Polsterwirkung

### Charakteristik

- ovale, rundum geschlossene Kompresse
- saugfähige Innenfüllung




### Anwendung

Zur Absorption von Augenflüssigkeit. Zur Polsterung und für Augenverbände. Achtung: Bei Verletzungen des äußeren Auges sowie bei Anwendungen nach Operationen ist eine sterile Augenkompresse / Wundauflage zu verwenden. Durch die ovale Form passt sich diese Wundauflage besonders gut an die Augenhöhle an.

## unsteril

| REF | Größe (Breite x Länge) | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|---|
| 4195 | ca. 5,6 x 7,2 cm | 50 Stück | 10 Packungen | 02214099 |
| 4155 | ca. 5,6 x 7,2 cm | 500 Stück | 1 Packung | 12348872 |
| 4194 | ca. 7 x 8,5 cm | 50 Stück | 10 Packungen | 02435297 |

## einfach steril, zu 1 St. eingesiegelt

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4196 | ca. 5 x 7 cm | 25 x 1 Stück | 9 Packungen | 02214107 |
| 4156 | ca. 7 x 8,5 cm | 25 x 1 Stück | 6 Packungen | 02214136 |



Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss

# ABE® Nasenverband

## Unsere flexiblen Nasenschleudern

### Charakteristik

- bi-elastischer Nasenverband
- mit elastischen Ohrschlaufen oder elastischem Band
- mittig eingearbeitete Kompresse






### Anwendung

Im HNO-Bereich nach Nasenoperationen mit Sekretaustritt.
Anlegen mit den Ohrschlaufen oder durch Abbinden hinter dem Kopf.

### unsteril, mit elastischem Band

| REF | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|
| 4039 | 20 Stück | 10 Packungen | 01333749 |

### unsteril, mit Ohrschlaufen

| REF | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|
| 9814 | 20 Stück | 10 Packungen | 11885562 |
| 9818 | 500 Stück | 1 Packung | 13579533 |



Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss

# BeeSana® Mulltupfer

## Unser saugstarker Mulltupfer




### Charakteristik

- Mulltupfer aus Verbandmull gem. EN 14079
- innovative Verschlingungstechnik aus nur einem Mullzuschnitt
- Schnittkanten innenliegend
- 20-fädig
- saugfähig

### Anwendung

Zur Wundreinigung und Blutstillung.
Durch die unterschiedlichen Tupfergrößen können große und kleine Wunden versorgt werden.

## unsteril, im Polybeutel

| | REF | Größe (Breite x Länge) | Form | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| haselnussgroß | 1102 | ca. 10 x 10 cm | rund | 500 Stück | 8 Packungen | 01364017 |
| walnussgroß | 4460 | ca. 15 x 16 cm | rund | 500 Stück | 2 Packungen | 00822216 |
| pflaumengroß | 4461 | ca. 20 x 20 cm | rund | 250 Stück | 16 Packungen | 00822239 |
| pflaumengroß | 1106 | ca. 20 x 20 cm | Hütchen | 250 Stück | 16 Packungen | 00822222 |
| eigroß | 4462 | ca. 25 x 26 cm | rund | 250 Stück | 10 Packungen | 00822251 |
| eigroß | 1109 | ca. 25 x 26 cm | Hütchen | 250 Stück | 10 Packungen | 00822245 |
| X-groß | 1348 | ca. 30 x 30 cm | rund | 100 Stück | 20 Packungen | 11862578 |
| XX-groß | 1113 | ca. 30 x 40 cm | rund | 100 Stück | 15 Packungen | 01363940 |
| faustgroß | 1116 | 40 x 50 cm | rund | 100 Stück | 10 Packungen | 00822268 |



## einfach steril, in Peelpackung

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zu 2 Stück verpackt | pflaumengroß | 4356 | ca. 20 x 20 cm | rund | 100 x 2 Stück | 8 Packungen | 13506801 |
| zu 3 Stück verpackt | pflaumengroß | 4357 | ca. 20 x 20 cm | rund | 80 x 3 Stück | 8 Packungen | 00137696 |
| | eigroß | 4308 | ca. 25 x 26 cm | rund | 60 x 3 Stück | 8 Packungen | 13506818 |
| | faustgroß | 4085 | ca. 45 x 45 cm | rund | 35 x 3 Stück | 4 Packungen | 13506824 |
| zu 2 + 2 Stück verpackt | pflaumengroß | 1084 | ca. 20 x 20 cm | rund | 50 x (2+2) Stück | 8 Packungen | 01364129 |
| verpackt in weicher Peelpackung mit 2 getrennten Kammern ( Perforation zum Abreißen) | pflaumengroß | 1164 | ca. 20 x 20 cm | Hütchen | 50 x (2+2) Stück | 8 Packungen | 01364106 |
| zu 2 + 3 Stück verpackt | walnussgroß | 1074 | ca. 15 x 16 cm | rund | 45 x (2+3) Stück | 8 Packungen | 13506830 |
| verpackt in weicher Peelpackung mit 2 getrennten Kammern ( Perforation zum Abreißen) | pflaumengroß | 1131 | ca. 20 x 20 cm | rund | 40 x (2+3) Stück | 8 Packungen | 01364135 |
| | pflaumengroß | 1189 | ca. 20 x 20 cm | Hütchen | 40 x (2+3) Stück | 8 Packungen | 01364075 |
| | eigroß | 1141 | ca. 25 x 26 cm | rund | 35 x (2+3) Stück | 8 Packungen | - |
| | XX-groß | 4216 | ca. 30 x 40 cm | rund | 35 x (2+3) Stück | 4 Packungen | 13506847 |
| zu 5 Stück verpackt | pflaumengroß | 1184 | ca. 20 x 20 cm | rund | 50 x 5 Stück | 8 Packungen | 13506853 |
| | eigroß | 4209 | ca. 25 x 26 cm | rund | 40 x 5 Stück | 8 Packungen | 13506876 |
| | eigroß | 1165 | ca. 25 x 26 cm | Hütchen | 40 x 5 Stück | 8 Packungen | 01364069 |
| | XX-groß | 4211 | ca. 30 x 40 cm | rund | 40 x 5 Stück | 4 Packungen | 13506882 |
| zu 10 Stück verpackt | pflaumengroß | 4215 | ca. 20 x 20 cm | rund | 30 x 10 Stück | 10 Packungen | 07393706 |



Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss

# BeeSana® Spitztupfer

## Unsere Spitztupfer aus reiner Bauwolle






### Charakteristik

- Mulltupfer aus 100 % Baumwolle gem. EN 14079
- 20-fädig
- konisch aus nur einem Mullstück geformt

### Anwendung

Zur Blut- und Sekretaufnahme, speziell im HNO-Bereich. Zur Blutstillung oder als Tamponade.

### doppelt steril, mit Zählkarten

| | REF | Größe (ungerollt) (Breite x Länge) | Länge | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| zu 10 Stück verpackt | 4170 | groß, ca.15 x 16 cm | ca. 13,5 cm | 40 x 10 Stück | 8 Packungen | - |

# ABE® Tamponadebinde

## Unsere Tamponade aus reiner Baumwolle






### Charakteristik

- Verbandmull gem. EN 14079
- 100 % Baumwolle
- gewebte Kanten
- weiß
- gerollt

### Anwendung

Als Tamponade in natürlichen Körperöffnungen.

### einfach steril, zu 1 St. verpackt

| | REF | Größe (Breite x Länge) | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|---|---|
| 24-fädig | 4300 | ca. 1 cm x 5 m | 100 x 1 Stück | 8 Packungen | 13574814 |
| | 4301 | ca. 2 cm x 5 m | 70 x 1 Stück | 8 Packungen | 13574820 |



Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss

# BeeSana® Zellstofftupfer

## Unser Zellstofftupfer von der Rolle




### Charakteristik

- Tupfer aus hochgebleichtem Zellstoff gem. DAB
- gebrauchsfertig
- vorgestanzt

### Anwendung

Zur lokalen Desinfektion vor Injektionen und Infusionen.

### unsteril

| | REF | Größe (Breite x Länge) | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1190 | ca. 4 x 5 cm | 2 Rollen à 500 Stück | 16 Packungen | 07210048 |
| | 1278 | ca. 8 x 10 cm | 2 Rollen à 125 Stück | 10 Packungen | 01364253 |
| keimreduziert | 1177 | ca. 4 x 5 cm | 1 Rolle à 500 Stück | 20 Packungen | 01331070 |
| Zellstofftupferbox | 9871 | | 1 Stück | 1 Packung | 01363756 |

# Alkoholtupfer

## Unser gebrauchsfertiger Tupfer zur Hautreinigung




### Charakteristik

- Alkoholtupfer aus Vliesstoff
- getränkt mit 70 % Isopropylalkohol
- gebrauchsfertig

### Anwendung

Zum Reinigen der Haut vor subkutanen Injektionen und kapillarer Blutentnahme.

### unsteril

| REF | Größe (Breite x Länge) | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|---|
| 4465 | ca. 3 x 3 cm (gefaltet)<br>ca. 6 x 3 cm (ungefaltet) | 100 Stück | 20 Packungen | 09391893 |



Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss

# Wattestäbchen




## Charakteristik

- verschiedene Ausführungen und Varianten für unterschiedliche Anwendungen
- in steriler als auch unsteriler Aufmachung
- unterschiedliche Kopfgrößen
- Holz- oder flexible Kunststoffvariante

## Anwendung

Für den breiten Einsatz bei medizinischen Anwendungen, wie z. B. zum Reinigen und Auftragen von flüssigen Substanzen oder Salben sowie für Arbeiten im Labor.

### unsteril, im ZIP Beutel

| REF | Länge | Kopf | Griff | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4046 | 7,5 cm | kleiner Kopf | Kunststoff | 10 x 200 Stück | 10 Packungen | 11857620 |
| 1260 | 15 cm | kleiner Kopf | Holz | 10 x 100 Stück | 20 Packungen | 06177225 |
| 1261 | 15 cm | mittlerer Kopf | Holz | 10 x 100 Stück | 10 Packungen | 06177231 |
| 1263 | 15 cm | großer Kopf | Holz | 10 x 50 Stück | 10 Packungen | 01363762 |
| 1268 | 15 cm | großer Kopf | Kunststoff | 10 x 50 Stück | 10 Packungen | 11857494 |

### einfach steril , zu 2 Stück verpackt

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1262 | 15 cm | kleiner Kopf | Holz | 100 x 2 Stück | 6 Packungen | 06177254 |
| 1264 | 15 cm | großer Kopf | Holz | 100 x 2 Stück | 3 Packungen | 01363779 |
| 1270 | 15 cm | großer Kopf | Kunststoff | 100 x 2 Stück | 3 Packungen | 13711168 |



Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss

# Holzmundspatel

## Unser Spatel für Untersuchungen und zum Auftragen von Salben




### unsteril

| REF | Größe (Breite x Länge) | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|---|
| 9802 | ca. 150 x 18 mm | 100 Stück | 20 Packungen | 00822334 |

### einfach steril, zu 1 Stück verpackt

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9665 | ca. 150 x 18 mm | 100 x 1 Stück | 10 Packungen | 01333821 |



Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss

# ABE® Injektionspflaster

## Unser textiles Injektionspflaster

### Charakteristik

- fertig konfektioniertes Injektionspflaster
- mit Wundkissen
- Polyesternetz verringert das Risiko des Verklebens der Kompresse mit der Wunde
- mit Polyacrylatkleber
- textile Gewebestruktur






### Anwendung

Bei leichten Verletzungen wie Schürfwunden und oberflächlichen Schnittwunden sowie zur Versorgung nach der Blutentnahme.

### unsteril

| REF | Größe (Breite x Länge) | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|---|
| 9525 | ca. 2 x 4 cm | 500 Stück | 20 Packungen | 01664860 |

# ABE® light

## Unser elastischer Wundverband mit Wundkompresse

### Charakteristik

- weißer, leicht elastischer Wundverband
- mittig aufgesetzte Kompresse
- Polyesternetzüberzug verringert das Risiko des Verklebens des Wundkissens mit der Wunde
- mit Polyacrylatkleber




### Anwendung

Zur Erst- sowie Folgeversorgung kleiner Verletzungen, auch an sensiblen Körperstellen. Guter Sitz bei Gelenkwunden.

### unsteril

| REF | Größe (Breite x Länge) | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|---|
| 9547 | ca. 4 cm x 5 m | 1 Stück | 14 Packungen | 06790233 |
| 9548 | ca. 6 cm x 5 m | 1 Stück | 10 Packungen | 06790256 |
| 9549 | ca. 8 cm x 5 m | 1 Stück | 8 Packungen | 06790262 |



Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss

# ABE® Wundschnellverband

## Unser saugstarker und hautfreundlicher Wundschnellverband

### Charakteristik

- selbstklebender Wundverband aus weißem Vliesstoff
- mit Polyacrylatkleber
- mit zentralem Wundkissen
- verringertes Risiko des Verklebens mit der Wunde






### Anwendung

Für die postoperative Wundversorgung oder als steriler Wundschnellverband im Stationsbereich zur Blut- und Sekretaufnahme sowie zum Wundschutz vor (Kreuz)infektionen.

### einfach steril, zu 1 St. eingesiegelt

| REF | Größe (Breite x Länge) | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|---|
| 4750 | ca. 5 x 7 cm | 100 x 1 Stück | 12 Packungen | 01452997 |
| 4752 | ca. 6 x 10 cm | 50 x 1 Stück | 6 Packungen | 01126022 |
| 4754 | ca. 8 x 10 cm | 50 x 1 Stück | 6 Packungen | 01446011 |
| 4760 | ca. 15 x 10 cm | 50 x 1 Stück | 6 Packungen | 01445980 |
| 4762 | ca. 20 x 10 cm | 50 x 1 Stück | 6 Packungen | 01445968 |
| 4764 | ca. 25 x 10 cm | 25 x 1 Stück | 6 Packungen | 01445951 |
| 4768 | ca. 35 x 10 cm | 25 x 1 Stück | 6 Packungen | 01446057 |



Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss

# ABE® derm

## Unser transparenter Folienwundverband ohne Wundauflage




### Charakteristik

- elastische, semipermeable Polyurethanfolie
- beschichtet mit Polyacrylatkleber
- Wundumgebung sichtbar durch die transparente Folie

### Anwendung

Geeignet für die postoperative Wundversorgung und zur Kontrolle der Wundumgebung, Wundversorgung und Katheterfixierung. Auch direkt auf Primärwunden zur Wundbeobachtung einzusetzen.

### einfach steril, zu 1 St. eingesiegelt

| REF | Größe (Breite x Länge) | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|---|
| 9571 | ca. 6 x 7 cm | 100 x 1 Stück | 40 Packungen | 06790204 |
| 9572 | ca. 10 x 12 cm | 50 x 1 Stück | 12 Packungen | 06790210 |
| 9573 | ca. 15 x 20 cm | 50 x 1 Stück | 15 Packungen | 06790227 |

# ABE® derm plus

## Unser transparenter Wundschnellverband




### Charakteristik

- elastische, semipermeable Polyurethanfolie
- beschichtet mit Polyacrylatkleber
- integriertes Wundkissen
- Wundumgebung sichtbar durch die transparente Folie

### Anwendung

Geeignet für die postoperative Wundversorgung und zur Kontrolle der Wundumgebung, Wundversorgung und Katheterfixierung. Auch direkt auf Primärwunden zur Wundbeobachtung einzusetzen.

### einfach steril, zu 1 St. eingesiegelt

| REF | Größe (Breite x Länge) | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|---|
| 9580 | ca. 5 x 7 cm | 50 x 1 Stück | 24 Packungen | 04589917 |
| 9581 | ca. 6 x 10 cm | 50 x 1 Stück | 12 Packungen | 04589923 |
| 9584 | ca. 15 x 10 cm | 50 x 1 Stück | 12 Packungen | 04656720 |
| 9585 | ca. 20 x 10 cm | 50 x 1 Stück | 24 Packungen | 04656737 |



Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss

# ABE® Kanülenfixierung I.V.

## Unser Kanülenfixierpflaster






### Charakteristik

- selbstklebender Fixierverband
- mit mittiger Schlitzung
- verringertes Risiko des Verklebens des integrierten Wundkissens mit der Wunde
- beschichtet mit Polyacrylatkleber

### Anwendung

Zur sterilen Wundversorgung der Einstichstelle und Fixierung von Venenverweilkanülen.

**einfach steril,** zu 1 St. eingesiegelt

| REF | Größe (Breite x Länge) | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|---|
| 4457 | ca. 8 x 6 cm | 50 x 1 Stück | 10 Packungen | 12589854 |

# ABE® Fixiervlies

## Unser selbstklebendes Fixiervlies

### Charakteristik

- selbstklebendes Fixiervlies aus weißem Vliesstoff
- in Querrichtung dehnbar (mind. 100 %)
- verringertes Risiko des Verklebens des integrierten Wundkissens mit der Wunde
- beschichtet mit Polyacrylatkleber






### Anwendung

Zur vollflächigen Verbandabdeckung und -fixierung in medizinischen Bereichen. Zur Befestigung von Kanülen, Drainagen, Sonden, Kathetern, Messinstrumenten etc. Für Verbandfixierungen an Gelenken, runden und konischen Körperteilen.

**unsteril**

| REF | Größe (Breite x Länge) | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|---|
| 4470 | ca. 5 cm x 10 m | 1 Stück | 50 Packungen | 06168663 |
| 4471 | ca. 10 cm x 10 m | 1 Stück | 24 Packungen | 06168686 |
| 4472 | ca. 15 cm x 10 m | 1 Stück | 24 Packungen | 06168692 |
| 4473 | ca. 20 cm x 10 m | 1 Stück | 52 Packungen | 06168700 |



Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss

# ABE® silk

## Unser Rollenpflaster aus Kunstseide

### Charakteristik

- Fixierpflaster aus weißem Celluloseacetat
- beschichtet mit Polyacrylatkleber
- gezackter Rand und somit längs und quer reißbar




### Anwendung

Zur Fixierung von Wundauflagen, Verbänden, Drainagen, Kathetern und Kanülen.

### unsteril, mit Schutzring

| REF | Größe (Breite x Länge) | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|---|
| 9531 | ca. 2,5 cm x 5 m | 24 Stück | 10 Packungen | 11732887 |

### unsteril, ohne Schutzring

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9535 | ca. 1,25 cm x 5 m | 36 Stück | 10 Packungen | 11734544 |
| 9536 | ca. 2,5 cm x 5 m | 24 Stück | 10 Packungen | 11745536 |
| 9540 | ca. 1,25 cm x 9,14 m | 36 Stück | 10 Packungen | 03916834 |
| 9541 | ca. 2,5 cm x 9,14 m | 24 Stück | 10 Packungen | 03916840 |



Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss

# BeeSana® SafeCut

## Unser kohäsiver Fingerpflasterverband






### Charakteristik

- kohäsive und elastische Fixierbinde
- rutschfest durch feinen Latexauftrag
- Dehnbarkeit ca. 100 %

LATEX

### Anwendung

Zur individuellen Erstversorgung bei Finger- und Gelenkverletzungen sowie eingerissenen Fingernägeln.
Zur Fixierung von Wundauflagen sowie als leichter Stütz- und Kompressionsverband.
Zur Ruhigstellung der verletzten Körperteile und Gliedmaßen.

## unsteril

| REF | Größe (Breite x Länge, gedehnt) | Farbe | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1844 | ca. 2,5 cm x 4,5 m | blau | 1 Stück | 252 Packungen | 10544882 |

### Stützkissen falten (Fixierung mit und ohne Stützkissen möglich)



**1.** Das Ende der Binde einige Male übereinander falten, bis ein ausreichendes Stützkissen entsteht.



**2.** Stützksisen auf der vorgesehenen Stelle mit dem Rest der Binde fixieren, bis die gewünschte Stabilität erlangt wird.



**3.** Den Verband feststreichen und abreißen.



Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss

# ABE® Mullbinde

## Unsere traditionelle Fixierbinde






### Charakteristik

- starre Fixierbinde gem. DIN 61631
- glatte Struktur
- gewebte Kanten
- 65 % Viskose / 35 % Baumwolle

### Anwendung

Breites Anwendungsgebiet in medizinischen Bereichen, u. a. auch als Notverband für die Erste Hilfe oder als Trägergewebe für Zinkleimverbände.

## unsteril

| REF | Größe (Breite x Länge) | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|---|
| 1400 | ca. 4 cm x 4 m | 20 Stück | 16 Packungen | 01331029 |
| 1401 | ca. 6 cm x 4 m | 20 Stück | 16 Packungen | 01331035 |
| 1402 | ca. 8 cm x 4 m | 20 Stück | 12 Packungen | 01331041 |
| 1403 | ca. 10 cm x 4 m | 20 Stück | 8 Packungen | 01331058 |



Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss

# ABE® Last

## Unsere elastische Fixierbinde mit glatter Struktur




### Charakteristik

- elastische Fixierbinde gem. DIN 61634
- feine, glatte Struktur
- gedehnte Länge ca. 4 m
- 54 % Polyester / 46 % Viskose

### Anwendung

Zur Fixierung von Wundauflagen, zur Befestigung von Stützschienen und als leichter Stütz- und Kompressionsverband.
Geeignet für die Anwendung an Gelenken, konischen und runden Körperteilen.
Zur Ruhigstellung der verletzten Körperteile und Gliedmaßen.

**unsteril,** zu 20 St. verpackt

| REF | Größe (Breite x Länge, gedehnt) | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|---|
| 1409 | ca. 4 cm x 4 m | 20 Stück | 28 Packungen | 04853248 |
| 1410 | ca. 6 cm x 4 m | 20 Stück | 24 Packungen | 01364282 |
| 1411 | ca. 8 cm x 4 m | 20 Stück | 20 Packungen | 04853260 |
| 1412 | ca. 10 cm x 4 m | 20 Stück | 15 Packungen | 04853277 |
| 1413 | ca. 12 cm x 4 m | 20 Stück | 6 Packungen | 04853283 |



Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss

# ABE® Last krepp

## Unsere elastische Fixierbinde mit gekreppter Struktur

### Charakteristik

- elastische Fixierbinde gem. DIN 61634
- gekreppte Struktur
- Haftung der einzelnen Lagen
- gedehnte Länge ca. 4 m
- 70 % Viskose / 30 % Polyamid






### Anwendung

Zur Fixierung von Wundauflagen, zur Befestigung von Stützschienen und als leichter Stütz- und Kompressionsverband. Geeignet für die Anwendung an Gelenken, konischen und runden Körperteilen.

## unsteril

| REF | Größe (Breite x Länge, gedehnt) | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|---|
| 1749 | ca. 4 cm x 4 m | 40 Stück | 12 Packungen | 14439863 |
| 1750 | ca. 6 cm x 4 m | 20 Stück | 16 Packungen | 07198324 |
| 1751 | ca. 8 cm x 4 m | 20 Stück | 12 Packungen | 07198330 |
| 1752 | ca. 10 cm x 4 m | 20 Stück | 10 Packungen | 07198347 |
| 1753 | 12 cm x 4 m | 20 Stück | 8 Packungen | 07198353 |

## doppelt steril, zu 1 St. verpackt mit 2 Zählkarten

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4741 | ca. 6 cm x 4 m | 30 x 1 Stück | 4 Packungen | 13655731 |
| 4742 | ca. 8 cm x 4 m | 30 x 1 Stück | 4 Packungen | 13655642 |
| 4588 | ca. 12 cm x 4 m | 30 x 1 Stück | 4 Packungen | 13655725 |



Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss

# ABE® fix color

## Unsere elastische und kohäsive Fixierbinde in Farbe, glatt

### Charakteristik

- kohäsive und elastische Fixierbinde
- glatte Struktur
- Dehnbarkeit gem. DIN 61632 mind. 40 %
- 61 % Polyamid / 39 % Baumwolle






### Anwendung

Zur Fixierung von Wundauflagen und Verbänden an viel bewegten Körperteilen.
Zum Beispiel zur Ruhigstellung von Hand- und Sprunggelenk.

## unsteril

| REF | Größe (Breite x Länge, gedehnt) | Farbe | Packungsinhalt | Versandheinheit | PZN |
|---|---|---|---|---|---|
| 19461 | ca. 6 cm x 20 m | blau | 1 Stück | 15 Packungen | 08520615 |
| 19463 | ca. 6 cm x 20 m | grün | 1 Stück | 36 Packungen | 08520638 |
| 19465 | ca. 6 cm x 20 m | rot | 1 Stück | 15 Packungen | 08520650 |



Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss

# ABE® Last haft

## Unsere elastische und kohäsive Fixierbinde

### Charakteristik

- kohäsive und elastische Fixierbinde
- gekreppte Struktur
- keine zusätzliche Fixierung notwendig
- mikropunktuelle Lateximprägnierung
- großporig
- Dehnbarkeit ca. 60 %
- 70 % Polyester / 30 % Polyamid

LATEX




### Anwendung

Zur Fixierung von Wundauflagen, zur Befestigung von Stützschienen und als leichter Stütz- und Kompressionsverband.
Geeignet für die Anwendung an Gelenken, konischen und runden Körperteilen.
Zur Ruhigstellung der verletzten Körperteile und Gliedmaßen.

## unsteril

| REF | Größe (Breite x Länge, gedehnt) | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|---|
| 1289 | ca. 4 cm x 4 m | 1 Stück | 30 Packungen | 04019746 |
| 1391 | ca. 6 cm x 4 m | 1 Stück | 36 Packungen | 07198436 |
| 1392 | ca. 8 cm x 4 m | 1 Stück | 36 Packungen | 07198442 |
| 1393 | ca. 10 cm x 4 m | 1 Stück | 36 Packungen | 07198459 |
| 1394 | ca. 12 cm x 4 m | 1 Stück | 36 Packungen | 07198465 |
| 1288 | ca. 4 cm x 20 m | 1 Stück | 22 Packungen | 02435498 |
| 1383 | ca. 6 cm x 20 m | 1 Stück | 16 Packungen | 04853308 |
| 1384 | ca. 8 cm x 20 m | 1 Stück | 12 Packungen | 04853314 |
| 1385 | ca. 10 cm x 20 m | 1 Stück | 10 Packungen | 04853320 |
| 1386 | ca. 12 cm x 20 m | 1 Stück | 10 Packungen | 04853337 |

## doppel steril, mit Zählkarte zu 1 St. verpackt

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4793 | 12 cm x 4 m | 15 x 1 Stück | 4 Packungen | - |



Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss

# ABE® Ideal 100

## Unsere textilelastische Idealbinde mit kurzem Zug

### Charakteristik

- textilelastische Binde gem. DIN 61632
- rohweiß
- 100 % Baumwolle
- gedehnte Länge ca. 5 m
- webkantig
- waschbar






### Anwendung

Für Entlastungsverbände und Nachbehandlungen von Luxationen und Frakturen.

## unsteril

| REF | Größe (Breite x Länge, gedehnt) | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|---|
| 1589 | ca. 4 cm x 5 m | 10 Stück | 10 Packungen | 01364299 |
| 1423 | ca. 6 cm x 5 m | 10 Stück | 10 Packungen | 01364477 |
| 1424 | ca. 8 cm x 5 m | 10 Stück | 10 Packungen | 01364448 |
| 1425 | ca. 10 cm x 5 m | 10 Stück | 5 Packungen | 04853484 |
| 1426 | ca. 12 cm x 5 m | 10 Stück | 5 Packungen | 04853490 |
| 1576 | ca. 15 cm x 5 m | 10 Stück | 5 Packungen | 01364460 |
| 1577 | ca. 20 cm x 5 m | 10 Stück | 5 Packungen | 01364454 |

## doppelt steril, mit Zählkarte zu 1 St. verpackt

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4771 | ca. 6 cm x 5 m | 25 x 1 Stück | 100 Stück | - |
| 4772 | ca. 8 cm x 5 m | 25 x 1 Stück | 100 Stück | - |
| 4773 | ca. 10 cm x 5 m | 20 x 1 Stück | 80 Stück | - |
| 4774 | ca. 12 cm x 5 m | 15 x 1 Stück | 60 Stück | - |



Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss

# ABE® universal

## Unsere dauerelastische Universalbinde mit mittelkräftigem Zug

### Charakteristik

- dauerelastische Binde für mittlere Kompression
- offene, luftdurchlässige Struktur
- gedehnte Länge: ca. 5 m
- latexfrei
- 67 % Baumwolle / 30 % Polyester / 3 % Elastan






### Anwendung

Für Verbände, bei denen eine mittelkräftige Kompression erwünscht ist, insbesondere für komprimierende Wundverbände. Zur Fixierung von Wundauflagen. Zur Ruhigstellung der verletzten Körperteile und Gliedmaßen und zum Stützen und Entlasten von Gelenken.

## unsteril

| REF | Größe (Breite x Länge, gedehnt) | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|---|
| 1414 | ca. 6 cm x 5 m | 10 Stück | 16 Packungen | 00761561 |
| 1415 | ca. 8 cm x 5 m | 10 Stück | 12 Packungen | 00761590 |
| 1416 | ca. 10 cm x 5 m | 10 Stück | 10 Packungen | 00761526 |
| 1432 | ca. 12 cm x 5 m | 10 Stück | 8 Packungen | 00761532 |
| 1433 | ca. 15 cm x 5 m | 10 Stück | 6 Packungen | 00761549 |
| 1434 | ca. 20 cm x 5 m | 10 Stück | 5 Packungen | 00761555 |

## doppelt steril, mit Zählkarte zu 1 St. verpackt

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4722 | ca. 6 cm x 5 m | 25 x 1 Stück | 4 Packungen | 13655636 |
| 4723 | ca. 8 cm x 5 m | 25 x 1 Stück | 4 Packungen | 13655694 |
| 4572 | ca. 10 cm x 5 m | 20 x 1 Stück | 4 Packungen | 13655748 |
| 4560 | ca. 12 cm x 5 m | 15 x 1 Stück | 4 Packungen | 13655719 |



Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss

# ABE® lastic

## Unsere dauerelastische Universalbinde mit mittlerem Zug




### Charakteristik

- dauerelastische Binde für mittlere Kompression
- offene, luftdurchlässige Struktur
- gedehnte Länge: ca. 5 m
- latexfrei
- 60 % Baumwolle / 38 % Polyester / 2 % Elastan

### Anwendung

Für Verbände, bei denen eine leichte Kompression erwünscht ist, insbesondere für komprimierende Wundstütz- und Entlastungsverbände. Zur Ruhigstellung der verletzten Körperteile und Gliedmaßen. Zur Fixierung von Wundauflagen.

## unsteril

| REF | Größe (Breite x Länge, gedehnt) | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|---|
| 1780 | ca. 4 cm x 5 m | 10 Stück | 10 Packungen | 02423265 |
| 1781 | ca. 6 cm x 5 m | 10 Stück | 10 Packungen | 02423259 |
| 1782 | ca. 8 cm x 5 m | 10 Stück | 10 Packungen | 02423242 |
| 1783 | ca. 10 cm x 5 m | 10 Stück | 10 Packungen | 02423236 |
| 1784 | ca. 12 cm x 5 m | 10 Stück | 5 Packungen | 02423213 |
| 1785 | ca. 15 cm x 5 m | 10 Stück | 5 Packungen | 02423207 |
| 1786 | ca. 20 cm x 5 m | 10 Stück | 5 Packungen | 02423182 |

## doppel steril, mit Zählkarte zu 1 St. verpackt

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4779 | ca. 6 cm x 5 m | 30 x 1 Stück | 4 Packungen | 13655671 |
| 4780 | ca. 8 cm x 5 m | 25 x 1 Stück | 4 Packungen | 13655659 |
| 4781 | ca. 10 cm x 5 m | 20 x 1 Stück | 4 Packungen | 13655702 |
| 4782 | ca. 12 cm x 5 m | 15 x 1 Stück | 4 Packungen | 13655665 |



Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss

# ABE® Polsterbinde

## Unsere Synthetikwatte zum Polstern



### Charakteristik

- Synthetikwattebinde aus Polyesterfasern
- latexfrei
- sterilisierbar

### Anwendung

Als Polstermaterial unter Gips-, Stütz- und Kompressionsverbänden.

### unsteril

| REF | Größe (Breite x Länge) | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|---|
| 1701 | ca. 6 cm x 3 m | 1 Stück | 108 Packungen | 06627958 |
| 1806 | ca. 8 cm x 3 m | 1 Stück | 72 Packungen | 04351788 |
| 1702 | ca. 10 cm x 3 m | 1 Stück | 72 Packungen | 06627964 |
| 1703 | ca. 15 cm x 3 m | 1 Stück | 36 Packungen | 06627970 |

### einfach steril, zu 1 St. verpackt

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1705 | ca. 10 cm x 3 m | 15 x 1 Stück | 4 Packungen | 13715901 |

# ABE® extra

## Unsere Kurzzugbinde für Stütz- und Kompressionsverbände






### Charakteristik

- kräftige, textilelastische Kompressionsbinde
- mit kurzem Zug
- offene, luftdurchlässige Struktur
- gedehnte Länge ca. 5 m
- 100 % Baumwolle
- mit Verbandklammern

### Anwendung

Für starke Kompression. Geeignet zur gegenläufigen Verbandtechnik nach Pütter. Zur Stabilisierung, Entlastung und Fixierung während der Behandlung von Verletzungen des Halte- und Bewegungsapparates.

### unsteril

| REF | Größe (Breite x Länge, gedehnt) | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|---|
| 1421 | ca. 8 cm x 5 m | 1 Stück | 72 Packungen | 01364402 |
| 1422 | ca. 10 cm x 5 m | 1 Stück | 36 Packungen | 01364394 |
| 1735 | ca. 6 cm x 5 m | 10 Stück | 10 Packungen | 08490759 |
| 1736 | ca. 8 cm x 5 m | 10 Stück | 10 Packungen | 08490765 |
| 1737 | ca. 10 cm x 5 m | 10 Stück | 5 Packungen | 08490771 |
| 1738 | ca. 12 cm x 5 m | 10 Stück | 5 Packungen | 08490788 |



Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss

# ABE® extra haft

## Unsere kohäsive, dauerelastische Kompressionsbinde mit kurzem Zug






### Charakteristik

- kräftige, dauerelastische Kompressionsbinde
- mit kurzem Zug
- kohäsiv
- webkantig
- sterilisierbar mit Gas und Dampf bei 121° C, X-Ray und Gamma
- gedehnte Länge ca. 5 m
- 88 % Baumwolle / 11 % Polyamid / 1 % Polyurethan

### Anwendung

Zur Stabilisierung, Entlastung und Fixierung während der Behandlung von Verletzungen des Halte- und Bewegungsapparates.

### unsteril

| REF | Größe (Breite x Länge, gedehnt) | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|---|
| 1777 | ca. 8 cm x 5 m | 1 Stück | 64 Packungen | 01340933 |
| 1778 | ca. 10 cm x 5 m | 1 Stück | 32 Packungen | 01340956 |
| 1779 | ca. 12 cm x 5 m | 1 Stück | 32 Packungen | 01340979 |

# ABE® Ven

## Unserer dauerelastische Kompressionsbinde mit langem Zug






### Charakteristik

- dauerhaft elastisch
- mit latexfreier Endableimung
- 93 % Baumwolle / 7 % Polyurethan
- gedehnte Länge ca. 7 m
- waschbar
- mit Verbandklammern

### Anwendung

Zur Stabilisierung, Entlastung und Fixierung während der Behandlung von Verletzungen des Halte- und Bewegungsapparates.

### unsteril

| REF | Größe (Breite x Länge, gedehnt) | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|---|
| 1563 | ca. 8 cm x 7 m | 1 Stück | 64 Packungen | 04854147 |
| 1564 | ca. 10 cm x 7 m | 1 Stück | 32 Packungen | 04854153 |
| 1565 | ca. 12 cm x 7 m | 1 Stück | 32 Packungen | 04854176 |



Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss

# ABE® Trikotschlauchverband

## Unser feinmaschiger Trikotschlauch für den universellen Einsatz

### Charakteristik

- Schlauchverband aus 100 % Baumwolle
- längs- und querelastisch
- einfache Handhabung
- kann an beliebiger Stelle durchtrennt werden
- nahtlos zur Vermeidung von Druckstellen




### Anwendung

Als druckfreier Verband sowie als Unter- und Überzug bei Zinkleim- oder Gipsverbänden zum Hautschutz. Für ruhigstellende Verbände und Extensionsverbände. Zum Überziehen von Schienen.

## unsteril

| REF | Größe (Breite x Länge) | Anwendung | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|---|---|
| 5181 | Gr. 1 ca. 1,5 cm x 20 m | Finger / Zehe | 1 Stück | 24 Packungen | 01331354 |
| 5182 | Gr. 2 ca. 2,5 cm x 20 m | mehrere Finger / Zehen | 1 Stück | 16 Packungen | 01331360 |
| 5183 | Gr. 3 ca. 4 cm x 20 m | Hand / Unterarm / Kinderarm | 1 Stück | 12 Packungen | 01331377 |
| 5184 | Gr. 4 ca. 6 cm x 20 m | Oberarm / Unterschenkel | 1 Stück | 28 Packungen | 01331383 |
| 5185 | Gr. 5 ca. 8 cm x 20 m | Oberschenkel | 1 Stück | 22 Packungen | 01331420 |
| 5186 | Gr. 6 ca. 10 cm x 20 m | Kopf / Kinderrumpf | 1 Stück | 18 Packungen | 01331437 |
| 5187 | Gr. 7 ca. 12 cm x 20 m | Rumpf | 1 Stück | 16 Packungen | 01331443 |



Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss

# ABE® Netzschlauchverband

## Unser elastischer Fixiernetzschlauch






### Charakteristik

- elastischer Schlauchverband
- einfache Handhabung
- kann an beliebiger Stelle durchtrennt werden
- aufgrund der Bindung kein Weiterreißen
- nahtlos zur Vermeidung von Druckstellen
- gute anatomische Anpassung möglich

### Anwendung

Zur Fixierung von Verbänden und Polstermaterialien. Mittels Schereneinsatz kann ein Loch in den Netzschlauch geschnitten werden, um unverletzte Gliedmaßen (z. B. den Daumen bei einem Handverband) außerhalb des Verbandmaterials zu tragen. Geeignet für die Anwendung an Gelenken, konischen und runden Körperteilen.

## unsteril

| REF | Größe (Breite x Länge) | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|---|
| 5164 | Gr. 3 ca. Unterarm (2,2 cm x 25 m) | 1 Stück | 10 Packungen | 03065804 |
| 5166 | Gr. 4 ca. Oberarm (2,5 cm x 25 m) | 1 Stück | 8 Packungen | 03065810 |
| 5170 | Gr. 5 ca. Bein (4 cm x 25 m) | 1 Stück | 5 Packungen | 03065827 |
| 5172 | Gr. 6 ca. Kopf (5,5 cm x 25 m) | 1 Stück | 4 Packungen | 03065833 |
| 5176 | Gr. 7 ca. Rumpf (6,2 cm x 25 m) | 1 Stück | 4 Packungen | 03065856 |
| 5180 | Gr. 8 ca. Rumpf XXL (8 cm x 25 m) | 1 Stück | 3 Packungen | 03065862 |



Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss

# ABE® Gilchristverband

## Unsere universelle Schulterbandage

### Charakteristik

- universelle Schulterbandage






### Anwendung

Bei Verletzungen des Schulter- und Oberarmbereichs zur Ruhigstellung oder Fixierung des Schultergelenks.

## unsteril

| REF | Größe | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|---|
| 1914 | universal | 1 Stück | 12 Packungen | 01363437 |



Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss

# ABE® Leibbandage

## Unser postoperativer Stützverband

### Charakteristik

- Stütz- und Entlastungsverband
- breites Auflagepolster
- breiter, verstellbarer Klettverschluss
- Anpassung der Kompression an therapeutische Erfordernisse möglich






### Anwendung

Zur postoperativen Stützung und Behandlung von Rippenfrakturen.

## unsteril

| REF | Größe | (Umfang) | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1890 | Gr. 1 | ca. 65 - 75 cm | 1 Stück | 15 Packungen | 01363727 |
| 1891 | Gr. 2 | ca. 75 - 85 cm | 1 Stück | 15 Packungen | 01363710 |
| 1892 | Gr. 3 | ca. 85 - 95 cm | 1 Stück | 15 Packungen | 01363704 |
| 1893 | Gr. 4 | ca. 95 - 105 cm | 1 Stück | 15 Packungen | 01363696 |
| 1894 | Gr. 5 | ca. 105 - 115 cm | 1 Stück | 15 Packungen | 01363609 |
| 1895 | Gr. 6 | ca. 115 - 125 cm | 1 Stück | 15 Packungen | 01363555 |
| 1904 | Gr. 7 | ca. 125 - 135 cm | 1 Stück | 15 Packungen | 02435357 |



Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss

# ABE® Herzkatheterdruckverband

## Unser Druckverband für Herzkatheter

### Charakteristik

- verstellbarer Klettverschluss
- Anpassung der Kompression an therapeutische Erfordernisse möglich
- farbcodiert






### Anwendung

Zur Kompression punktierter Femoralarterien / -venen nach invasiver Diagnostik und Therapie.

### unsteril

| REF | Größe (universal) | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|---|
| 2907 | links (Farbecode: rot) | 1 Stück | 12 Packungen | 04351742 |
| 2908 | rechts (Farbecode: blau) | 1 Stück | 12 Packungen | 04351759 |

# ABE® Arm- und Beinmanschette

## Unsere Manschette für Erwachsene

### Charakteristik

- Manschette aus weichem Spezialmaterial
- hautfreundlich durch Baumwollauflage
- Klettverschluss zur einfachen Fixierung
- kein zusätzliches Befestigungsband notwendig, da bereits mit Manschette verbunden






### Anwendung

Zur kurzzeitigen Immobilisation.

### unsteril

| REF | Größe | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|---|
| 1879 | für Erwachsene | 10 Stück | 12 Packungen | 12553046 |



Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss

# ABE® Druckverbandrolle

## Spezialverband



### Charakteristik

- Druckverbandrolle aus Polyurethan, in Trikotschlauch
- Durchmesser ca. 7 cm
- frei von Latex, PVC und DEHP
- für den Einmalgebrauch

### Anwendung

Als Druckpolster, z. B. nach Herzkatheterisierungen anzuwenden.

### unsteril

| REF | Größe | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|---|
| 4037 | ca. 7 cm Ø x 10 cm | 12 Stück | 9 Packungen | 06620850 |

# Hodenrolle



### Charakteristik

- Hodenrolle aus einem Schaumstoff
- mit einem Trikotschlauchbezug

### Anwendung

Zur Hochlagerung der Hoden nach Operationen oder bei Ödemen.




### unsteril

| REF | Größe | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|---|
| 4035 | Ø ca. 8 cm x 10 cm | 6 Stück | 8 Packungen | 01333755 |



Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss

# BeeSana® Bauchtuch RK

## Unser Bauchtuch in vielfältigen Varianten



### Charakteristik

- vorgewaschene Bauchtücher aus Verbandmull gem. EN 14079
- mit Röntgenkontrastchip
- 20-fädig
- saugfähig
- angegebene Formate: Maße VOR dem Waschen in der Produktion

### Anwendung

Zum Aufsaugen und Stillen von Blut und Körperflüssigkeiten bei operativen Eingriffen.
Für vielfältige Einsatzzwecke sind die Bauchtücher in unterschiedlichen Größen, Lagen und Farben erhältlich.

### unsteril, zu je 5 St., gebündelt mit Banderole

| | | REF | Größe (Breite x Länge) | Schlaufe | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4-fach,** | **weiß** | 1613 | ca. 20 x 30 cm | ja | 4 x 5 Stück | 36 Packungen | 13506907 |
| | | 1547 | ca. 40 x 40 cm | ja | 4 x 5 Stück | 18 Packungen | 13506913 |
| | | 1616 | ca. 45 x 45 cm | ja | 4 x 5 Stück | 12 Packungen | 13506936 |
| | | 1648 | ca. 45 x 45 cm | nein | 4 x 5 Stück | 12 Packungen | 13506942 |
| | | 1670 | ca. 50 x 60 cm | ja | 4 x 5 Stück | 8 Packungen | 13506959 |
| | ungewaschen | 1602 | ca. 50 x 60 cm | nein | 4 x 5 Stück | 10 Packungen | 13506965 |
| | | 1465 | ca. 8 x 90 cm | ja | 4 x 5 Stück | 30 Packungen | 13506994 |
| | **grün** | 1614 | ca. 20 x 30 cm | ja | 4 x 5 Stück | 36 Packungen | 13507002 |
| | | 1617 | ca. 45 x 45 cm | ja | 4 x 5 Stück | 12 Packungen | 13507019 |
| | | 1607 | ca. 45 x 45 cm | nein | 4 x 5 Stück | 12 Packungen | 13507025 |
| | | 1696 | ca. 8 x 90 cm | ja | 4 x 5 Stück | 30 Packungen | 13507031 |
| | **blau** | 4593 | ca. 45 x 45 cm | ja | 4 x 5 Stück | 12 Packungen | 13507048 |
| **6-fach,** | **weiß** | 1612 | ca. 20 x 30 cm | ja | 4 x 5 Stück | 30 Packungen | 13507054 |
| | | 1502 | ca. 40 x 40 cm | ja | 4 x 5 Stück | 15 Packungen | 13507083 |
| | | 1618 | ca. 45 x 45 cm | ja | 4 x 5 Stück | 10 Packungen | 13507108 |
| | ungewaschen | 1520 | ca. 45 x 45 cm | ja | 4 x 5 Stück | 10 Packungen | 13507120 |
| | | 1659 | ca. 45 x 45 cm | nein | 4 x 5 Stück | 10 Packungen | 13507137 |
| | | 1671 | ca. 50 x 60 cm | ja | 4 x 5 Stück | 6 Packungen | 13507143 |
| | | 1449 | ca. 8 x 90 cm | ja | 4 x 5 Stück | 27 Packungen | 13507166 |
| | **grün** | 1615 | ca. 20 x 30 cm | ja | 4 x 5 Stück | 30 Packungen | 13507172 |
| | 24-fädig | 1496 | ca. 20 x 30 cm | ja | 4 x 5 Stück | 10 Packungen | 13507189 |
| | | 1608 | ca. 45 x 45 cm | ja | 4 x 5 Stück | 10 Packungen | 13507203 |
| | | 1651 | ca. 45 x 45 cm | nein | 4 x 5 Stück | 10 Packungen | 13507226 |
| | 24-fädig | 1583 | ca. 50 x 60 cm | ja | 2 x 5 Stück | 10 Packungen | 13507232 |
| | | 1603 | ca. 50 x 60 cm | nein | 4 x 5 Stück | 6 Packungen | 13507249 |
| | | 4058 | ca. 8 x 90 cm | ja | 4 x 5 Stück | 27 Packungen | 13507255 |
| | **blau** | 4592 | ca. 45 x 45 cm | ja | 4 x 5 Stück | 10 Packungen | 13507261 |
| | | 4594 | ca. 45 x 45 cm | nein | 4 x 5 Stück | 10 Packungen | 13507278 |
| **8-fach,** | **weiß** | 1506 | ca. 45 x 45 cm | ja | 2 x 5 Stück | 10 Packungen | 13507284 |



Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss



## doppelt steril, mit selbstklebenden Zählkarten

| | | | | REF | Größe (Breite x Länge) | Schlaufe | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4-fach,** | zu 2 Stück verpackt | **weiß** | Doppel-Peel | 1664 | ca. 45 x 45 cm | ja | 15 x 2 Stück | 4 Packungen | 13166417 |
| | | | Doppel-Peel | 4515 | ca. 50 x 60 cm | ja | 24 x 2 Stück | 2 Packungen | 13166423 |
| | | | Doppel-Peel | 1682 | ca. 8 x 90 cm | ja | 30 x 2 Stück | 4 Packungen | 13166446 |
| | | **grün** | Doppel-Peel | 1665 | ca. 45 x 45 cm | ja | 15 x 2 Stück | 4 Packungen | 13166452 |
| | | | Doppel-Peel | 4504 | ca. 50 x 60 cm | ja | 24 x 2 Stück | 2 Packungen | 13166469 |
| | | | Doppel-Peel | 1684 | ca. 8 x 90 cm | ja | 30 x 2 Stück | 4 Packungen | 13166475 |
| | zu 5 Stück verpackt | **weiß** | Doppel-Peel | 1571 | ca. 20 x 30 cm | ja | 15 x 5 Stück | 4 Packungen | 13614399 |
| | | | Doppel-Peel | 1593 | ca. 45 x 45 cm | ja | 15 x 5 Stück | 2 Packungen | 13166498 |
| | ungewaschen, 24-fädig | **grün** | Doppel-Peel | 1597 | ca. 30 x 30 cm | nein | 18 x 5 Stück | 2 Packungen | 13166297 |
| | | | Doppel-Peel | 1572 | ca. 20 x 30 cm | ja | 15 x 5 Stück | 4 Packungen | 13166280 |
| | | | Doppel-Peel | 1594 | ca. 45 x 45 cm | ja | 15 x 5 Stück | 2 Packungen | 13166334 |
| **6-fach,** | zu 2 Stück verpackt | **weiß** | Doppel-Peel | 1666 | ca. 45 x 45 cm | ja | 15 x 2 Stück | 4 Packungen | 13166357 |
| | | | Doppel-Peel | 1677 | ca. 45 x 45 cm | nein | 15 x 2 Stück | 4 Packungen | 13166363 |
| | | | Doppel-Peel | 1685 | ca. 8 x 90 cm | ja | 30 x 2 Stück | 4 Packungen | 14218665 |
| | zu 2 Stück verpackt | **grün** | Doppel-Peel | 1667 | ca. 45 x 45 cm | ja | 15 x 2 Stück | 4 Packungen | 13166386 |
| | | | Doppel-Peel | 4501 | ca. 50 x 60 cm | ja | 20 x 2 Stück | 2 Packungen | 13166185 |
| | | | Doppel-Peel | 1680 | ca. 8 x 90 cm | ja | 30 x 2 Stück | 4 Packungen | 13166191 |
| | zu 5 Stück verpackt | **weiß** | Doppel-Peel | 1595 | ca. 45 x 45 cm | ja | 12 x 5 Stück | 2 Packungen | 13166222 |
| | | | Doppel-Peel | 1591 | ca. 45 x 45 cm | nein | 12 x 5 Stück | 2 Packungen | 13166239 |
| | | | Doppel-Peel | 1669 | ca. 8 x 90 cm | ja | 24 x 5 Stück | 2 Packungen | 13166245 |
| | zu 5 Stück verpackt | **grün** | Doppel-Peel | 1574 | ca. 20 x 30 cm | ja | 9 x 5 Stück | 4 Packungen | 13166251 |
| | | | Doppel-Peel | 1587 | ca. 40 x 40 cm | ja | 12 x 5 Stück | 2 Packungen | 13166268 |
| | | | Doppel-Peel | 1596 | ca. 45 x 45 cm | ja | 12 x 5 Stück | 2 Packungen | 13166400 |



Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss

# BeeSana® Mullkompresse RK

## Unsere Klassische mit Röntgenkontrastfaden




### Charakteristik

- Mullkompressen aus Verbandmull gem. EN 14079
- eingewebter Röntgenkontrastfaden ($BaSO_4$)
- eingeschlagene Schnittkanten
- gefaltet, 17-fädig
- saugfähig
- unsteril in sterilisierbarer Papierverpackung
- doppelt steril verpackt mit selbstklebenden Zählkarten für die sichere Dokumentation im OP



### Anwendung

Zur chirurgisch-invasiven Anwendung im OP-Bereich.
Zur Blutstillung und Wundversorgung.

## unsteril

| | | REF | Größe (Breite x Länge) | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **8-fach** | | 1013 | ca. 10 x 10 cm | 100 Stück | 10 Packungen | 12348599 |
| | | 1037 | ca. 10 x 20 cm | 100 Stück | 5 Packungen | 12348719 |
| **12-fach** | | 1003 | ca. 5 x 5 cm | 100 Stück | 10 Packungen | 12348582 |
| | | 1009 | ca. 7,5 x 7,5 cm | 100 Stück | 10 Packungen | 06613703 |
| | | 1015 | ca. 10 x 10 cm | 100 Stück | 10 Packungen | 06613726 |
| | | 1039 | ca. 10 x 13 cm | 100 Stück | 10 Packungen | 12348731 |
| | | 1024 | ca. 10 x 20 cm | 100 Stück | 5 Packungen | 06613732 |
| | 10 Stück vorgezählt | 2715 | ca. 10 x 10 cm | 200 x 10 Stück | 1 Karton | - |
| | für Setpacker | 2724 | ca. 10 x 20 cm | 100 x 10 Stück | 1 Karton | - |
| **16-fach** | | 1005 | ca. 5 x 5 cm | 100 Stück | 10 Packungen | 06613749 |
| | | 1011 | ca. 7,5 x 7,5 cm | 100 Stück | 10 Packungen | 06613755 |
| | | 1017 | ca. 10 x 10 cm | 100 Stück | 10 Packungen | 06613761 |
| | | 1054 | ca. 10 x 13 cm | 100 Stück | 10 Packungen | 12348665 |
| | | 1034 | ca. 10 x 20 cm | 100 Stück | 5 Packungen | 12348702 |
| | 10 Stück vorgezählt | 2717 | ca. 10 x 10 cm | 200 x 10 Stück | 1 Karton | - |
| | für Setpacker | 2727 | ca. 20 x 20 cm | 60 x 10 Stück | 1 Karton | - |
| **24-fach** | | 1090 | ca. 10 x 20 cm | 50 Stück | 5 Packungen | 12348642 |
| **32-fach** | | 1019 | ca. 10 x 10 cm | 50 Stück | 10 Packungen | 12348607 |
| | 20-fädig | 1021 | ca. 10 x 10 cm | 50 Stück | 10 Packungen | 12348748 |



Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss




## doppelt steril, mit selbstklebenden Zählkarten

| | | REF | Größe (Breite x Länge) | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **12-fach,** | zu 5 Stück verpackt | 1149 | ca. 10 x 10 cm | 25 x 5 Stück | 8 Packungen | 12348754 |
| | | 1150 | ca. 10 x 20 cm | 30 x 5 Stück | 4 Packungen | 12348760 |
| | zu 10 Stück verpackt | 4392 | ca. 5 x 5 cm | 30 x 10 Stück | 8 Packungen | 12348932 |
| | | 1174 | ca. 7,5 x 7,5 cm | 40 x 10 Stück | 4 Packungen | 12348843 |
| | | 1049 | ca. 10 x 10 cm | 30 x 10 Stück | 4 Packungen | 11703472 |
| | | 1168 | ca. 10 x 20 cm | 15 x 10 Stück | 4 Packungen | 12348777 |
| | zu 20 Stück verpackt | 1176 | ca. 7,5 x 7,5 cm | 20 x 20 Stück | 4 Packungen | 12348866 |
| | | 4314 | ca. 10 x 10 cm | 15 x 20 Stück | 4 Packungen | 12348820 |
| | | 1041 | ca. 10 x 20 cm | 20 x 20 Stück | 2 Packungen | 12348659 |
| **16-fach,** | zu 10 Stück verpackt | 4368 | ca. 5 x 5 cm | 30 x 10 Stück | 8 Packungen | 12348990 |
| | | 1071 | ca. 7,5 x 7,5 cm | 30 x 10 Stück | 4 Packungen | 12348613 |
| | | 1072 | ca. 10 x 10 cm | 25 x 10 Stück | 4 Packungen | 12348636 |
| | | 1142 | ca. 10 x 20 cm | 15 x 10 Stück | 4 Packungen | 12348808 |
| | zu 20 Stück verpackt | 4351 | ca. 10 x 10 cm | 12 x 20 Stück | 4 Packungen | 12348984 |
| **32-fach,** | zu 10 Stück verpackt | 4318 | ca. 10 x 10 cm | 15 x 10 Stück | 4 Packungen | 12348837 |



Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss

# BeeSana® Mulltupfer RK




## Charakteristik

- Mulltupfer aus Verbandmull gem. EN 14079
- eingewebter Röntgenkontrastfaden ($BaSO_4$)
- innovative Verschlingungstechnik aus nur einem Mullzuschnitt
- Schnittkanten innenliegend
- 20-fädig
- saugfähig
- für die Dokumentation im OP mit Zählkarten (nur für sterile Mulltupfer RK)

## unsteril, im Polybeutel

| | REF | Größe (Breite x Länge) | Form | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pflaumengroß | 1154 | ca. 20 x 20 cm | rund | 250 Stück | 16 Packungen | 00822297 |
| eigroß | 1155 | ca. 25 x 26 cm | rund | 250 Stück | 10 Packungen | 00822311 |
| eigroß | 1110 | ca. 25 x 26 cm | Hütchen | 250 Stück | 10 Packungen | 00822305 |
| X-groß | 1349 | ca. 30 x 30 cm | rund | 100 Stück | 20 Packungen | 13508243 |
| XX-groß | 1114 | ca. 30 x 40 cm | rund | 100 Stück | 15 Packungen | 01363868 |
| XXX-groß | 1115 | ca. 40 x 40 cm | rund | 100 Stück | 10 Packungen | 13508266 |
| faustgroß | 1117 | ca. 40 x 50 cm | rund | 100 Stück | 10 Packungen | 00822328 |
| Bauschtupfer | 1119 | ca. 60 x 80 cm | rund | 50 Stück | 8 Packungen | 13508295 |




## doppelt steril, mit selbstklebenden Zählkarten

| | | REF | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zu 5 Stück verpackt | eigroß | 4324 | ca. 25 x 26 cm | rund | 25 x 5 Stück | 8 Packungen | 13165145 |
| | XX-groß | 4326 | ca. 30 x 40 cm | rund | 30 x 5 Stück | 4 Packungen | 13165151 |
| | faustgroß | 4325 | ca. 40 x 50 cm | rund | 20 x 5 Stück | 4 Packungen | 13165168 |
| zu 10 Stück verpackt | walnussgroß | 1180 | ca. 15 x 16 cm | rund | 30 x 10 Stück | 8 Packungen | 13165174 |
| | pflaumengroß | 1181 | ca. 20 x 20 cm | rund | 18 x 10 Stück | 8 Packungen | 13165180 |
| | eigroß | 1075 | ca. 25 x 26 cm | rund | 30 x 10 Stück | 4 Packungen | 11703503 |
| | eigroß | 1186 | ca. 25 x 26 cm | Hütchen | 30 x 10 Stück | 4 Packungen | 13165197 |
| | X-groß | 1182 | ca. 30 x 30 cm | rund | 20 x 10 Stück | 4 Packungen | 13165211 |
| | XX-groß | 4319 | ca. 30 x 40 cm | rund | 18 x 10 Stück | 4 Packungen | 13165292 |
| | faustgroß | 4333 | ca. 40 x 50 cm | rund | 12 x 10 Stück | 4 Packungen | 13165228 |
| zu 20 Stück verpackt | pflaumengroß | 4329 | ca. 20 x 20 cm | rund | 25 x 20 Stück | 4 Packungen | 13165234 |
| | eigroß | 4337 | ca. 25 x 26 cm | rund | 18 x 20 Stück | 4 Packungen | 13165240 |
| | eigroß | 4012 | ca. 25 x 26 cm | Hütchen | 18 x 20 Stück | 4 Packungen | 13165257 |
| | XX-groß | 4320 | ca. 30 x 40 cm | rund | 20 x 20 Stück | 2 Packungen | 13165263 |



Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss

# BeeSana® Präpariertupfer RK

## Charakteristik

- Mulltupfer aus 100 % Baumwolle gem. EN 14079
- eingewebter Röntgenkontrastfaden ($BaSO_4$)
- 24-fädig
- innovative Verschlingungstechnik aus nur einem Mullzuschnitt
- gutes Absorptionsvermögen



## Anwendung

Zum Freipräparieren von Gewebeschichten und anatomischen Strukturen.

## unsteril

| | REF | Größe (Breite x Länge) | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|---|---|
| verpackt im Polybeutel | 1169 | ca. 4 x 4 cm | 100 Stück | 50 Packungen | 13583440 |
| | 1170 | ca. 6 x 6 cm | 100 Stück | 40 Packungen | 01363839 |
| | 1171 | ca. 8 x 8 cm | 100 Stück | 30 Packungen | 01363822 |
| | 1173 | ca. 10 x 10 cm | 100 Stück | 20 Packungen | 12386275 |







## doppelt steril, mit selbstklebenden Zählkarten

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| zu 10 Stück verpackt in Papiertüte | 4089 | ca. 6 x 6 cm | 60 x 10 Stück | 2 Packungen | 13165731 |
| | 4311 | ca. 8 x 8 cm | 60 x 10 Stück | 2 Packungen | 13165754 |
| | 4339 | ca. 12 x 12 cm | 50 x 10 Stück | 2 Packungen | 13165777 |
| zu 10 Stück verpackt in Zählschachtel | 4343 | ca. 4 x 4 cm | 20 x 10 Stück | 9 Packungen | 13585373 |
| | 4340 | ca. 6 x 6 cm | 20 x 10 Stück | 9 Packungen | 12731105 |
| | 4341 | ca. 8 x 8 cm | 20 x 10 Stück | 9 Packungen | 12731111 |
| | 4342 | ca. 12 x 12 cm | 10 x 10 Stück | 4 Packungen | 12731128 |



Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss

# BeeSana® Spitztupfer RK

## Unsere Spitztupfer aus reiner Baumwolle




### Charakteristik

- Mulltupfer aus 100 % Baumwolle gem. EN 14079
- 20-fädig
- konisch aus nur einem Mullstück geformt
- eingewebter Röntgenkontrastfaden ($BaSO_4$)



### Anwendung

Zur Blut- und Sekretaufnahme, speziell im HNO-Bereich.
Zur Blutstillung oder als Tamponade.

## unsteril

| REF | Größe (Breite x Länge, ungerollt) | Länge | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1238 | groß, ca. 15 x 16 cm | ca. 13,5 cm | 500 Stück | 20 Packungen | 13509403 |




## doppelt steril, mit selbstklebenden Zählkarten

| | REF | Größe (Breite x Länge, ungerollt) | Länge | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| zu 10 Stück verpackt | 4004 | klein, ca. 6 x 8 cm | ca. 8 cm | 60 x 10 Stück | 8 Packungen | 13165783 |
| | 4161 | groß, ca. 15 x 16 cm | ca. 13,5 cm | 40 x 10 Stück | 8 Packungen | 13165808 |



Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss

# BeeSana® Fadentupfer RK

## Unsere Fadentupfer aus reiner Baumwolle






### Charakteristik

- Mulltupfer aus Verbandmull gem. EN 14079
- mit grünem Rückholfaden
- innovative Verschlingungstechnik aus nur einem Mullzuschnitt
- Schnittkanten innenliegend
- 20-fädig
- saugfähig

### Anwendung

Zur Blut- und Sekretaufnahme.
Durch den Faden ein sicheres Zurückholen des Tupfers.

### unsteril

| | REF | Größe (Breite x Länge) | Form | Faden | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pflaumengroß | 4043 | ca. 20 x 20 cm | rund | doppelt | 200 Stück | 5 Packungen | 12390911 |

# ABE® Tamponadebinde RK

## Unsere Tamponade aus reiner Baumwolle





### Charakteristik

- Verbandmull gem. EN 14079
- 100 % Baumwolle
- gewebte Kanten
- 20-fädig
- 4-fach
- gerollt
- eingewebter Röntgenkontrastfaden ($BaSO_4$)

### Anwendung

Austamponieren von Wundhöhlen oder Fistelgängen. Aufsaugen von Körperflüssigkeiten in schwer zugänglichen Wund- und Körperhöhlen.

### unsteril

| | REF | Größe (Breite x Länge) | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-fädig | 1446 | ca. 6 cm x 2 m | 40 Stück | 10 Packungen | 12386298 |

### doppelt steril, zu 1 St. mit Zählkarten

| | REF | Größe (Breite x Länge) | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-fädig | 4312 | ca. 6 cm x 2 m | 25 x 1 Stück | 4 Packungen | 02214231 |



Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss



Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss

# BeeSana® Sets - hohe Wirtschaftlichkeit bei maximaler Individualisierung

Unsere Set-Lösungen ermöglichen eine effiziente und sichere Anwendung im stationären Bereich und im OP. Die verschiedensten Zusammenstellungen von Einzelkomponenten in einer Verpackung ermöglichen unseren Kunden eine zeiteinsparende und sichere Verwendung unserer Produkte. Unser umfangreiches Sortiment zielt auf die wirtschaftliche Anwendung der unterschiedlichen Einzelkomponenten immer unter der Prämisse einer hochwertigen Patientenversorgung.
Selbstverständlich gibt es die Set-Lösungen sowohl als vorgefertigte Standardsets als auch nach Kundenwusch zusammengestellte Individualsets.

## Individuelle Set-Lösungen

Die Inhalte jedes Sets werden individuell nach den Anforderungen unserer Kunden zusammengestellt.
Unsere geschulten und kompetenten Vertriebsmitarbeiter entwickeln zusammen mit unseren Kunden individuelle Lösungen für höchste Ansprüche und spezielle Eingriffe. Wir bieten unseren Kunden auch Lösungen für minimale Bedarfsmengen. Grundlage dafür ist unser gesamtes Produktportfolio aus Verbandstoffen, Abdeckungen, Schutzbekleidung und sonstigen Materialien. Selbstverständlich sind alle unsere Sets für den OP mit doppelten, selbstklebenden Zählkarten für die sichere Dokumentation in der Patientenakte ausgestattet. Durch die Nutzung unserer Sets verringern sich der Materialeinsatz, die Vorbereitungszeit, das Abfallvolumen und die Logistikkosten. Außerdem ist sichergestellt, dass sämtliche Komponenten für den Einsatz in der optimalen Anzahl vorhanden sind. Ein weiterer Vorteil ist die exakte Zuordnung der verbrauchten Materialen zum jeweiligen Patienten und Eingriff. Der Einsatz von Set-Lösungen führt zu einer Optimierung der Prozesskosten und einer hohen Wirtschaftlichkeit beim Kunden.

## Standardisierte Set-Lösungen

Aufgrund unserer jahrelangen Erfahrungen in der Erarbeitung von individuellen Set-Lösungen für unsere Kunden, konnten wir verschiedene Standard-Sets für die verschiedenen Eingriffe sowohl im OP als auch auf der Station entwickeln. Speziell an den Bedarf der unterschiedlichen Eingriffe angepasste Zusammenstellungen erleichtern unseren Kunden die Vorbereitung und Durchführung von Standardeingriffen und Vorgängen. Der Einsatz von Set-Lösungen führt zu einer Optimierung der Prozesskosten und einer hohen Wirtschaftlichkeit beim Kunden.



Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss

# BeeSana® Stationskatheterset

## Charakteristik

Das Stationskatheterset wird zum hygienischen intermittierenden Katheterismus von Harnblasen angewandt und ist steril für den unmittelbaren Einsatz auf Station verwendbar.



## Anwendung

Zur Katheterisierung der Harnblase.

## steril

| REF | Inhalt | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|---|
| 4265 | 1 x Rechteckschale 650 ml<br>1 x Tupferschale 125 ml<br>2 x Mullkompressen 7,5 x 7,5 cm, 8-fach<br>6 x Mulltupfer 20 x 20 cm, pflaumengroß<br>1 x Kunststoffpinzette<br>1 x Schlitzlochtuch 60 x 60 cm<br>Eingeschlagen in: 1 Abdecktuch 60 x 60 cm | 21 Sets | 2 Packungen | 04136073 |
| 4267<br>LATEX | 1 x Rechteckschale 650 ml<br>1 x Tupferschale 125 ml<br>2 x Mullkompressen 7,5 x 7,5 cm, 8-fach<br>6 x Mulltupfer 20 x 20 cm, pflaumengroß<br>2 x Untersuchungshandschuhe Gr. L, Latex<br>1 x Kunststoffpinzette<br>1 x Schlitzlochtuch 60 x 60 cm<br>Eingeschlagen in: 1 Abdecktuch 60 x 60 cm | 21 Sets | 2 Packungen | 04136067 |



Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss

# BeeSana® PEG-Verbandset

## Charakteristik

Das PEG-Verbandset wird angewandt, um bei einer perkutanen endoskopischen Gastrostomie einen Verband hygienisch anzulegen und ist steril für den unmittelbaren Einsatz auf Station verwendbar.



## Anwendung

Zur äußeren Wundversorgung.

## steril

| REF | Inhalt | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|---|
| 4653 | 2 x Vlies-Schlitzkompressen 7,5 x 7,5 cm, 4-fach, 30g<br>2 x Vlieskompressen 7,5 x 7,5 cm, 6-fach, 30g<br>1 x ABE® Fixiervlies 12 x 15 cm | 10 Sets | 30 Packungen | 14399023 |
| 4577 | 2 x Schlitz-Vlieskompressen 7,5 x 7,5 cm, 30 g, 4-fach<br>2 x Vlieskompressen 7,5 x 7,5 cm, 30 g, 6-fach<br>1 x ABE® Fixiervlies 12 x 15 cm | 40 Sets | 8 Packungen | 01333962 |
| 4589 | 2 x Schlitz-Vlieskompressen 7,5 x 7,5 cm, 30 g, 4-fach<br>2 x Vlieskompressen 7,5 x 7,5 cm, 30 g, 6-fach<br>1 x ABE® Fixiervlies 12 x 15 cm | 30 Sets | 8 Packungen | 04152190 |
| 4836 | 2 x Mullkompressen 7,5 x 7,5 cm, 8-fach<br>1 x Drainage-Kompressen (Al / Vlies) 6 x 7 cm, mit Schlitzloch<br>1 x ABE® Fixiervlies 12 x 15 cm<br>1 x Fixierhalter Gr. 2, klein, mit Klettverschluss | 40 Sets | 8 Packungen | 15995170 |



Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss

# BeeSana® Verbandwechselset



## Charakteristik

Das Verbandwechselset wird für den hygienischen Verbandwechsel angewandt und ist steril für den unmittelbaren Einsatz auf Station verwendbar.

## Anwendung

Zur äußeren Wundversorgung.

**steril**

| REF | Inhalt | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|---|
| 4820 | 2 x Mullkompressen 10 x 10 cm, 8-fach<br>4 x Mulltupfer 20 x 20 cm, pflaumengroß | 25 Sets | 4 Packungen | 00549660 |
| 5413 | 2 x Mullkompressen 5 x 5 cm, 16-fach<br>4 x Mullkompressen 10 x 10 cm, 12-fach | 20 Sets | 4 Packungen | - |

# BeeSana® Fadenziehset



## Charakteristik

Das Fadenziehset wird angewandt um Fäden hygienisch zu ziehen und ist steril für den unmittelbaren Einsatz auf Station verwendbar.

**steril**

## Anwendung

Zur äußeren Wundversorgung.

| REF | Inhalt | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|---|
| 5450 | 4 x Mullkompressen 10 x 10 cm, 12-fach<br>4 x Mulltupfer 25 x 26 cm, eigroß<br>1 x Fadenziehschere 11,5 cm<br>2 x Einmal-Pinzette 130 mm, blau<br>1 x Abdecktuch 45 x 75 cm, 2-lagig, grün | 15 Sets | 4 Packungen | - |



Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss

# BeeSana® Stationsschutzset



## Charakteristik

Das Stationsschutzset soll die Kontamination von Patient zu Patient oder eine Ansteckung des medizinischen und des Pflegepersonals verhindern.

LATEX

## Anwendung

Zum Schutz vor Keimen.

### unsteril

| REF | Inhalt | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|---|
| 4074 | 1 x PP-Kittel<br>1 x Schwesternhaube<br>1 x OP-Maske<br>2 x CPE-Überziehschuhe<br>2 x Untersuchungshandschuhe Latex Gr. M | 80 Sets | 1 Packung | - |



Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss



Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss

# Unsere Inkontinenzprodukte orientieren sich an der Lebensqualität der Betroffenen

Bei Harn- und Stuhlinkontinenz existiert heute eine Reihe von konservativen und chirurgischen Behandlungsmöglichkeiten, die zu einer Heilung oder zumindest Linderung führen. Moderne Inkontinenzprodukte ermöglichen eine annehmbare Lösung bei einer nicht mehr behandelbaren Inkontinenz für den Betroffenen. Wir legen bei der Entwicklung und Fertigung von Meditrade Inkontinenzprodukten Wert auf Detaillösungen sowie Diskretion beim Träger. Unser umfangreiches Sortiment ermöglicht eine wirtschaftliche Anwendung mit unterschiedlichsten Größen, Saugstärken und Qualitäten, immer unter der Prämisse einer gezielten und annehmbaren Patientenversorgung.



Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss

# Superslip®

## Anatomisch geformter Inkontinenzslip mit flexiblen Bündchen




### Charakteristik

Inkontinenzslip mit hoher Flüssigkeitsaufnahme, elastischem Rückenabschluss und doppeltem Klebeklettverschluss. Hydrophobe Seitenbündchen sowie ein Nässeindikator zur Anzeige des Wechselzeitpunkts.

### Anwendung

Bei Harn- sowie Stuhlinkontinenz und pflegebedürftigen Personen mit begrenzter Mobilität.

### Superslip® Classic

| REF | Größe | Farbkennung | Hüftumfang | Saugleistung (nach ISO 11948-1) | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN | Hilfsmittel-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2431 | Medium | weiß / blau | 80 - 115 cm | ca. 1900 ml | 20 Stück | 4 Packungen | 07757522 | 15.25.03.1118 |
| 2432 | Large | weiß / grün | 115 - 150 cm | ca. 2100 ml | 20 Stück | 4 Packungen | 07757551 | 15.25.03.2112 |

### Superslip® Comfort

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2406 | Small | weiß | 50 - 80 cm | ca. 1800 ml | 15 Stück | 6 Packungen | 07757485 | 15.25.03.0066 |
| 2407 | Medium | weiß / blau | 80 - 115 cm | ca. 2450 ml | 15 Stück | 8 Packungen | 07757580 | 15.25.03.1119 |
| 2408 | Large | weiß / grün | 115 - 150 cm | ca. 2600 ml | 15 Stück | 6 Packungen | 07757605 | 15.25.03.2113 |
| 2414 | X-Large | weiß / violett | > 150 cm | ca. 2700 ml | 15 Stück | 4 Packungen | 07757634 | 15.25.03.2312 |

### Superslip® Extra

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2436 | Large | weiß / grün | 115 - 150 cm | ca. 3000 ml | 15 Stück | 4 Packungen | 09747019 | 15.25.03.2314 |

### Superslip® Super

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2403 | Medium | weiß / blau | 80 - 115 cm | ca. 3000 ml | 15 Stück | 4 Packungen | 09754143 | 15.25.03.1278 |
| 2404 | Large | weiß / grün | 115 - 150 cm | ca. 3200 ml | 15 Stück | 4 Packungen | 00351917 | 15.25.03.2313 |



Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss

# Superslip® Air Comfort

## Anatomisch geformter Inkontinenzslip mit flexiblen Bündchen




### Charakteristik

Inkontinenzslip mit hoher Flüssigkeitsaufnahme, elastischem Rückenabschluss und doppeltem Klebeklettverschluss. Hydrophobe Seitenbündchen sowie ein Nässeindikator zur Anzeige des Wechselzeitpunkts.

### Anwendung

Bei Harn- sowie Stuhlinkontinenz und pflegebedürftigen Personen mit begrenzter Mobilität.

| REF | Größe | Farbkennung | Hüftumfang | Saugleistung (nach ISO 11948-1) | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN | Hilfsmittel-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2437 | Medium | weiß / blau | 80 - 115 cm | ca. 1750 ml | 15 Stück | 8 Packungen | 04917043 | 15.25.03.1276 |
| 2438 | Large | weiß / grün | 100 - 150 cm | ca. 2000 ml | 15 Stück | 6 Packungen | 04918189 | 15.25.03.2311 |

# BeeSana® Medi-Pants

## Diskrete Einweghose






### Charakteristik

Inkontinenzslip zum Schutz bei Blasenschwäche, der wie herkömmliche Unterwäsche an- und auszuziehen ist. Ermöglicht uneingeschränkte Bewegungsfreiheit und gewohnte Unabhängigkeit. Für Frauen und Männer, für den Einmalgebrauch.

### Anwendung

Zum Schutz bei Blasenschwäche. Für mobile oder demente Personen ohne zusätzliche Einschränkung im Alltag. Geeignet für den Einsatz beim Toilettentraining. Wie normale Unterwäsche zu tragen.

| REF | Größe | Hüftumfang | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|---|---|
| 2411 | Medium | ca. 70 - 110 cm | 14 Stück | 6 Packungen | 11141726 |
| 2412 | Large | ca. 100 - 140 cm | 14 Stück | 6 Packungen | 11141732 |
| 2413 | X-Large | ca. 120 - 165 cm | 14 Stück | 6 Packungen | 11141749 |



Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss

# Liberty Light®

## Anatomisch geformte Inkontinenzeinlage




### Charakteristik

Anatomische Passform mit hydrophoben Bündchen im Schrittbereich. Mit dem haftenden Klebestreifen ist die Einlage in der Unterwäsche zu fixieren.

### Anwendung

Geeignet für Blasenschwäche, als Schutz nach vaginalen Eingriffen oder als Einlage nach der Entbindung.

| REF | Größe | Farbkennung | Maße (ca.) | Saugleistung (nach ISO 11948-1) | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN | Hilfsmittel-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2052 | Normal | rosa | 28 x 10,5 cm | min. 350 ml | 22 Stück | 10 Packungen | 07305197 | 15.25.01.5175 |
| 2053 | Extra | blau | 31,5 x 12 cm | min. 400 ml | 18 Stück | 10 Packungen | 07305180 | 15.25.01.5177 |
| 2054 | Super | grün | 43 x 22 cm | min. 850 ml | 30 Stück | 5 Packungen | 07305174 | 15.25.01.5176 |

# Superform®

## Anatomisch geformte Inkontinenzvorlage mit Doppelkissen




### Charakteristik

Inkontinenzeinlage anatomisch geformt. Hydrophobe Seitenbündchen als Auslaufbarriere sowie ein Nässeindikator zur Anzeige des Wechselzeitpunkts.

### Anwendung

Geeignet für Inkontinenz bei bettlägerigen und mobilen Personen.

**Kombinationshinweis:** Zur Fixierung empfehlen wir die Verwendung mit unseren waschbaren Fixierhosen PANTY oder LIGHT.

| REF | Größe | Farbkennung | Maße | Saugleistung (nach ISO 11948-1) | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN | Hilfsmittel-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2047 | Classic | blau | 63 x 30 cm | ca. 1200 ml | 30 Stück | 5 Packungen | 07520263 | 15.25.01.0076 |
| 2048 | Plus | blau | 63 x 30 cm | ca. 1350 ml | 30 Stück | 5 Packungen | 07414302 | 15.25.01.1096 |
| 2049 | Extra | grün | 70 x 37 cm | ca. 1450 ml | 30 Stück | 4 Packungen | 07414288 | 15.25.01.1105 |
| 2050 | Super | grün | 70 x 37 cm | ca. 1850 ml | 20 Stück | 4 Packungen | 07414271 | 15.25.01.1065 |
| 2051 | Maxi | weiß | 70 x 37 cm | ca. 2450 ml | 20 Stück | 4 Packungen | 07414070 | 15.25.01.2101 |



Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss

# Superform® Air

## Anatomisch geformte Inkontinenzvorlage mit Doppelkissen

### Charakteristik

Inkontinenzeinlage anatomisch geformt. Hydrophobe Seitenbündchen als Auslaufbarriere sowie ein Nässeindikator zur Anzeige des Wechselzeitpunkts.




### Anwendung

Geeignet für Inkontinenz bei bettlägrigen und mobilen Personen.

**Kombinationshinweis:** Zur Fixierung empfehlen wir die Verwendung mit unseren waschbaren Fixierhosen PANTY oder LIGHT.

| REF | Größe | Farbkennung | Saugleistung (nach ISO 11948-1) | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN | Hilfsmittel-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20481 | Plus | weiß / blau | ca. 1250 ml | 30 Stück | 5 Packungen | 08801840 | 15.25.01.0098 |
| 20491 | Extra | weiß / gelb | ca. 1400 ml | 30 Stück | 4 Packungen | 08801857 | 15.25.01.1125 |
| 20501 | Super | weiß / grün | ca. 1800 ml | 20 Stück | 4 Packungen | 08801863 | 15.25.01.2141 |
| 20511 | Maxi | weiß / violett | ca. 2200 ml | 20 Stück | 4 Packungen | 08834851 | 15.25.01.2142 |

# BeeSana® Saugkissen

## Vorlage für Inkontinenz- und -krankenpflege

### Charakteristik

Latexfreies Saugkissen aus Zellstoffflocken mit Vliesstoffumhüllung und Außenfolie. Der Superabsorber ermöglicht einen Schutz der Wäsche und Kleidung vor Verschmutzung. In Kombination mit Light oder Panty Fixierhöschen anzulegen.





### Anwendung

Bei Inkontinenz / Schmierstuhl für Katheterträger, bettlägerige und mobile Personen.
Als universell einsetzbares Saugkissen in der Krankenpflege.

| | REF | Größe | Packung | Packungsinhalt | PZN |
|---|---|---|---|---|---|
| mit Klebestreifen | 2022 | 12 x 38 cm | 50 Stück | 8 Packungen | 02214142 |
| ohne Klebestreifen | 2024 | 18 x 40 cm | 60 Stück | 3 Packungen | 02214165 |



Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss

# BeeSana® Saugvorlage

## Unsere große Vorlage für die Inkontinenzpflege

### Charakteristik

Latexfreies Saugkissen aus Zellstoffflocken mit Vliesstoffumhüllung. In Kombination mit Light oder Panty Fixierhöschen anzulegen.





### Anwendung

Bei Inkontinenz für bettlägerige Personen.

| REF | Größe | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|---|
| 2119 | 16 x 55 cm | 20 Stück | 5 Packungen | 02214219 |

# BeeSana® Rechteckvorlage

## Unsere saugfähige Einlage bei Inkontinenz

### Charakteristik

Das latexfreie Saugkissen aus Zellstoffflocken mit Vliesstoffumhüllung ist in Kombination mit Light oder Panty Fixierhöschen einfach anzulegen.






### Anwendung

Bei Inkontinenz für bettlägerige Personen.

Als Wöchnerinnenvorlage für die Phase nach der Geburt.

Geeignet als Schutz nach vaginalen Eingriffen.

| REF | Größe | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|---|
| 2101 | 35 x 11 cm | 25 Stück | 8 Packungen | 12147808 |



Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss

# BeeSana® Herrenvorlage

## Anatomisch geformte Vorlage für Männer



### Charakteristik

Frei von Latex, PVC und DEHP. Ergonomischer Zuschnitt für die männliche Anatomie. Unauffällig zu tragen. Mit Haftstreifen in der Unterwäsche zu fixieren.

### Anwendung

Für Männer mit Harninkontinenz,
z. B. in Folge von Operationen im Genitalbereich.

| REF | Größe | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 8,5 x 40 cm | 21 Stück | 7 Packungen | 05880164 |

# BeeSana® Damenvorlage

## Unsere hygienische Damenvorlage






### Charakteristik

Latexfreies Saugkissen aus saugfähigen Zellstofffflocken mit Vliesumhüllung.

### Anwendung

Als Schutz nach vaginalen Eingriffen oder als Einlage / Wöchnerinnenvorlage nach der Entbindung.

| REF | Größe | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|---|
| 2118 | ca. 7 x 23 cm | 20 Stück | 18 Packungen | 01091275 |



Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss

# Light Fixierhöschen

## Zur Fixierung von Inkontinenzvorlagen



### Charakteristik

Latexfreies Fixierhöschen mit wäscheähnlicher Textilstruktur. Größenkennzeichnung durch Farbstreifen. Waschbar bei 60 Grad und trocknergeeignet im Schongang.




### Anwendung

Zur Fixierung von Inkontinenzvorlagen und Einlagen.

| REF | Größe | Farbe | Hüftumfang | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2221 | Medium | grün | ca. 80 - 110 cm | 50 Stück | 6 Packungen | 11513151 |
| 2222 | Large | weiß | ca. 90 - 130 cm | 50 Stück | 6 Packungen | 11513211 |
| 2223 | X-Large | blau | ca. 110 - 170 cm | 50 Stück | 6 Packungen | 11513228 |
| 2224 | XX-Large | orange | ca. 120 - 180 cm | 50 Stück | 6 Packungen | 11513234 |



Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss

# **Panty** Fixierhöschen

## Mit Beinansatz zur Fixierung von Inkontinenzvorlagen



### Charakteristik

Latexfreies Fixierhöschen mit Größenkennzeichnung durch Farbstreifen. Waschbar bei 60 Grad und trocknergeeignet im Schongang.

### Anwendung

Zur Fixierung von Inkontinenzvorlagen und Einlagen.

| REF | Größe | Farbe | Hüftumfang | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0711500301 | Medium | blau | ca. 70 - 100 cm | 100 Stück | 6 Packungen | 09081879 |
| 0711500501 | Large | braun | ca. 85 - 120 cm | 100 Stück | 6 Packungen | 09081885 |
| 0711500701 | X-Large | grün | ca. 105 - 130 cm | 100 Stück | 6 Packungen | 09081891 |
| 0711500901 | XX-Large | grün-blau | ca. 115 - 140 cm | 100 Stück | 6 Packungen | 09081916 |



Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss

# Lagenkrankenunterlage

## Bewährte Krankenunterlage für den bedarfsgerechten Einsatz

### Charakteristik

Krankenunterlagen mit Saugkörper aus umweltfreundlichem, 100 % ungebleichtem Recyclingzellstoff zur Feuchtigkeitsaufnahme. Das Trockenvlies mit Außenfolie ermöglicht eine bedarfsgerechte Anwendung.



### Anwendung

Krankenunterlagen helfen im häuslichen Pflegebereich, den Pflegekomfort zu erhöhen, die tägliche Arbeit zu erleichtern und nicht zuletzt dienen sie als Bettschutz um die Wäscheberge zu reduzieren. Sie sind bei uns als Lagen- und Flockenunterlagen in unterschiedlichen Qualitäten erhältlich.

| REF | Größe | Lagenzahl | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|---|
| 104606M | 40 x 60 cm | 6-lagig | 200 Stück | 02426826 |
| 104608M | 40 x 60 cm | 8-lagig | 200 Stück | 00559612 |
| 104610M | 40 x 60 cm | 10-lagig | 200 Stück | 00559629 |
| 104612M | 40 x 60 cm | 12-lagig | 100 Stück | 06178087 |
| 104620M | 40 x 60 cm | 20-lagig | 100 Stück | 00559693 |
| 106606M | 60 x 60 cm | 6-lagig | 150 Stück | 00560213 |
| 106610M | 60 x 60 cm | 10-lagig | 100 Stück | 00560236 |
| 106906M | 60 x 90 cm | 6-lagig | 100 Stück | 00560259 |
| 106908M | 60 x 90 cm | 8-lagig | 100 Stück | 00560331 |
| 106910M | 60 x 90 cm | 10-lagig | 100 Stück | 00560609 |
| 106912M50 | 60 x 90 cm | 12-lagig | 50 Stück | 00561046 |
| 106920M | 60 x 90 cm | 20-lagig | 50 Stück | 00561052 |



Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss

# BeeSana® Comflock Super

## Krankenunterlage aus Zellstoffflocken




### Charakteristik

Krankenunterlage mit Saugkörper aus Zellstoffflocken zur Feuchtigkeitsaufnahme. Das Trockenvlies mit Außenfolie ermöglicht eine bedarfsgerechte Anwendung.

### Anwendung

Krankenunterlagen helfen im häuslichen Pflegebereich, den Pflegekomfort zu erhöhen, die tägliche Arbeit zu erleichtern und nicht zuletzt dienen sie als Bettschutz um die Wäscheberge zu reduzieren. Sie sind bei uns als Lagen- und Flockenunterlagen in unterschiedlichen Qualitäten erhältlich.

| REF | Größe | Flüssigkeitsaufnahme | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|---|---|
| 2064 | 40 x 60 cm | 750 ml ± 10 % | 25 Stück | 4 Packungen | 04136185 |
| 2065 | 60 x 60 cm | 900 ml ± 10 % | 25 Stück | 6 Packungen | 04136104 |
| 2066 | 60 x 90 cm | 1590 ml ± 10 % | 25 Stück | 6 Packungen | 04136156 |



Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss

# Stilleinlage

## Unsere Einlage zum Wäscheschutz während der Stillzeit






### Charakteristik

Anatomisch geformte Stilleinlage. Der Zellulosekern nimmt ausfließende Milch auf und bietet einen unauffälligen Sitz.

### Anwendung

Zur Flüssigkeitsaufnahme und zum Wäscheschutz während der Stillzeit nach der Geburt.

## unsteril

| REF | Größe | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|---|
| 2068 | 10,5 cm | 30 Stück | 12 Packungen | 02097937 |



Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss

Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss



Heruntergeladen von Ga… (17.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss

# Desinfektions- und Hygieneprodukte mit einem breiten Wirkungsspektrum

Reduktion von Infektionsrisiken, Standardisierung von Präventionsmethoden und erhaltende Hautpflege sind die Kernelemente unseres vielfältigen Produktsortiments.

Hinweis: Die Empfehlungen zu unseren Präparaten beruhen auf wissenschaftlichen Prüfungen und werden nach bestem Wissen gegeben. Weitergehende Empfehlungen, z. B. in Hinsicht auf Materialverträglichkeit, sind nur gesondert möglich. Unsere Empfehlungen befreien unsere Kunden nicht von der eigenen Prüfung unserer Präparate auf ihre Eignung für die beabsichtigten Zwecke und Verfahren. Insoweit können wir keine Haftung übernehmen.



Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss

# Alcoman®

## Händedesinfektion

### Präparatetyp
Bakterizid, fungizid, begrenzt viruzid wirksam. Wirksam gegen alle behüllten Viren, Rota- und Noroviren sowie MRSA. Wirkt schnell und umfassend. Aldehyd- und phenolfreie Rezeptur.




### Anwendungsbereich
Hygienische und chirurgische Händedesinfektion.Gegenanzeige: Alcoman® ist nicht zur Desinfektion offener Wunden geeignet.

### Anwendung
Geeignet für alle Bereiche mit hohen Anforderungen an die Händehygiene in Kliniken, Praxen, Ambulanzen, Pflegeeinrichtungen sowie Industrie und Laborbereiche. Zur hygienischen Händedesinfektion mind. 3 ml für 30 Sek. einreiben. Hände während der gesamten Applikation feucht halten. Zur chirurgischen Händedesinfektion trockene Hände und Unterarme vollständig mit Alcoman® benetzen. Im Bedarfsfall wiederholen, um Hände und Unterarme min. 5 min. lang feucht zu halten. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen!

### Präparateeigenschaften
- gebrauchsfertig
- RKI gelistet im Bereich A (begrenzt viruzid)
- aldehyd- und phenolfrei
- Bakterizid, fungizid, wriksam gegen alle behüllten Viren
- wirksam gegen Rota- und Noroviren sowie MRSA

### Alcoman®, Lösung zur Händedesinfektion
Arzneimittel für Kinder unzugänglich Aufbewahren.

### Haltbarkeit
Behälter dicht verschlossen aufbewahren, nach dem Ablauf des Verfallsdatums (s. Etikettendruck) nicht mehr anwenden.

### Zusammensetzung:
Wirkstoffe in 100 g: 63,1 g 2-Propanol, 36,9 g gereinigtes Wasser

### Warnhinweise:
Leicht entzündlich. Von Zündquellen fernhalten. Nicht in Kontakt mit offenen Flammen bringen. Die Zeitangaben sind Mindestzeiten. Je nach zusätzlichen Erschwernissen sind die Einwirkzeiten zu verlängern. Alcoman® wirkt nicht sporenabtötend und ist daher für die Aufbewahrung steriler Instrumente und Spritzen nicht geeignet. Weitere Informationen siehe Gebrauchsinfo. Stand der Information: 10/2018. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.


| REF | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|
| 01008 | 100 ml | 24 Flaschen | 00066482 |
| 00978 | 500 ml | 18 Flaschen | 00068742 |
| 00983 | 1 L | 10 Flaschen | 00068759 |
| 00984 | 5 L | 2 Kanister | 00068765 |
| Zubehör (siehe Seite 149) | | | |
| Dosierpumpe 500 ml | | | |
| Dosierpumpe 1 l | | | |
| Kanisterdosierpumpe | | | |
| Kanisterschlüssel | | | |
| Kanisterhahn | | | |



Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss

# Alcoman® +

## Händedesinfektion



### Präparatetyp
Gebrauchsfertiges, alkoholisches Antiseptikum zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion. Sehr gute Hautverträglichkeit. Besonders geeignet für häufige Anwendungen. Dermatologisch getestet. Wirkt schnell und umfassend.




### Anwendung
Zur hygienischen Händedesinfektion Portionen von 3 ml auf den Händen verreiben, um diese während 30 Sekunden feucht zu halten. Zur chirurgischen Händedesinfektion Portionen von 3 ml wiederholt in die Hände einreiben, sodass die gesamte Handfläche während 90 Sekunden benetzt ist. Es ist zu beachten, dass die Hände vollständig, über die gesamte Einwirkzeit benetzt werden.

### Präparateeigenschaften
- zur Hygienischen und Chirurgischen Händedesinfektion
- begrenzt viruzid PLUS wirksam
- VAH gelistet

### Regulatorische Anforderungen
Alcoman® + ist kein Arzneimittel und fällt unter die Biozidrichtlinie. Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. Biozid der Produktart 1 („Biozidprodukte für die menschliche Hygiene")

### Haltbarkeit
Haltbarkeit: 3 Jahre (s. Etikettendruck). Haltbarkeit nach Anbruch: 12 Monate. Behältnis gut verschlossen halten. Lagerung und Aufbewahrung unter Standardlagerbedingungen (Schutz vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung, Hitze und Frost).

### Zusammensetzung:
Wirkstoffe in 100 g: 70 ml 2-Propanol

### Anwendung: Konz. / Einwirkzeit:

| Wirksamkeiten | 15 sec. | 30 sec. | 1min. / 60 sec. | 1,5min. / 90 sec. | 2min. / 120 sec. |
|---|---|---|---|---|---|
| **Hygienische Händedesinfektion** gem. EN 1500 | | + | | | |
| **Chirurgische Händedesinfektion** gem. EN 12791 | | | | + | |
| **Viruswirksamkeit nach EN 14476** | | | | | |
| begrenzt viruzid nach EN 14476 (niedrige Belastung) | + | | | | |
| begrenzt viruzid PLUS nach EN 14476 (niedrige Belastung) | | | | | + |
| Vaccinia (niedrige Belastung) | + | | | | |
| Noro (niedrige Belastung) | | + | | | |
| Adeno (niedrige Belastung) | | | | | + |


| REF | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|
| 01008+ | 100 ml | 24 Flaschen | 13814980 |
| 00978+ | 500 ml | 18 Flaschen | 13814997 |
| 00983+ | 1 L | 10 Flaschen | 13815040 |
| 00984+ | 5 L | 2 Kanister | 13815057 |



Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss

# Ethasept®

## Desinfektion für die menschliche Hygiene



### Präparatetyp

Ethasept® ist ein gebrauchsfertiges, alkoholisches, hautverträgliches Desinfektionsmittel ohne Parfüm- und Farbstoffe, welches zur Desinfektion für die menschliche Hygiene geeignet ist.

### Anwendungsbereich

Zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion für alle Bereiche zur menschlichen Hygiene.




### Anwendung

Stark verschmutzte Hände vor der Desinfektion reinigen, nasse Hände vor der Desinfektion trocknen lassen. Gebrauchsfertig. Hände / Unterarme während der Applikation feucht halten. Standardmethoden zur hygienischen (EN 1500) und chirurgischen (EN 12791) Händedesinfektion beachten.

### Präparateeigenschaften

- wirkt sehr schnell und umfassend, bereits nach 15 sek.
- bakterizid, levurozid, tuberkulozid und viruzid wirksam
- wirksam gegen MRSA
- Dermatologisch getestet: „sehr gut"
- VAH-gelistet

### Haltbarkeit

3 Jahre (s. Etikettendruck). Haltbarkeit nach Anbruch: 12 Monate. Behältnisse gut verschlossen halten. Lagerung und Aufbewahrung unter Standardlagerbedingungen (Schutz vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung, Hitze und Frost).

### Zusammensetzung:

Wirkstoff in 100 g: 73,5 g Ethanol.

### Regulatorische Anforderungen

Ethasept® ist kein Arzneimittel und fällt unter die Biozidrichtlinie. Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.
Biozid der Produktart 1 („Biozidprodukte für die menschliche Hygiene") Biozid Reg. Nr. N-44236.

### Anwendung: Konz. / Einwirkzeit:

| Wirksamkeiten | 15 sec. | 30 sec. | 1 min. / 60 sec. | 1,5 min. / 90 sec. | 2 min. / 120 sec. |
|---|---|---|---|---|---|
| **Hygienische Händedesinfektion:** nach EN 1500. | | + | | | |
| **Viruzid** | | | | | + |
| **Viruzid** nach EN 14476 | | | | | |
| Polio (hohe Belastung) | | | | | + |
| Adeno (hohe Belastung) | | | + | | |


| REF | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|
| 01001 | 100 ml | 24 Flaschen | 16661519 |
| 01004 | 500 ml | 18 Flaschen | 09102222 |
| 01005 | 1 L | 10 Flaschen | 09102216 |
| 01006 | 5 L | 2 Kanister | 09102191 |



Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss

# Alcoman® Gel

## Händedesinfektion



### Präparatetyp

Alcoman® Gel ist ein gebrauchsfertiges, alkoholisches Einreibepräparat auf Gelbasis zur hygienischen Händedesinfektion. Die Anwendung erfolgt ohne Zugabe von Wasser. Ideal für unterwegs.




### Anwendungsbereiche

Für alle Bereiche mit hohen Anforderungen an die Händehygiene: Kliniken, Arztpraxen, Ambulanzen, Pflegeeinrichtungen, Industrie-, Gewerbe- und Laborbereiche.

### Anwendung

Gebrauchsfertig. Zur hygienischen Händedesinfektion gemäß DIN EN 1500 mind. 3 ml für 30 Sekunden, unverdünnt und ohne Zugabe von Wasser gründlich einreiben.
Nur für den professionellen Gebrauch.

### Präparateeigenschaften

- bakterizid, levurozid und begrenzt viruzid wirksam
- Dermatologisch getestet: „sehr gut"
- VAH-gelistet

### Haltbarkeit

3 Jahre (s. Etikettendruck). Haltbarkeit nach Anbruch: 12 Monate. Behältnisse gut verschlossen halten. Lagerung und Aufbewahrung unter Standardlager Bedingungen (Schutz vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung, Hitze und Frost).

### Zusammensetzung

Wirksamkeit in 100 ml: 70 ml 2-Propanol; Weitere Inhaltsstoffe: Gelbildner, Rückfetter, Duftstoff

### Regulatorische Anforderungen

Biozid der Produktart 1 („Biozidprodukte für die menschliche Hygiene").
Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

## Anwendung: Konz. / Einwirkzeit:

| Wirksamkeiten | 15 sec. | 30 sec. | 1min. / 60 sec. | 1,5min. / 90 sec. | 2min. / 120 sec. |
|---|---|---|---|---|---|
| **Hygienische Händedesinfektion** gem. EN 1500 | | + | | | |
| **Begrenzt viruzid** gemäß EN 14476 | | | + | | |
| **Viruzidie nach EN 14476:** | | | | | |
| Noro (MNV) | | | + | | |
| Vaccinia Ankara (MVA) / alle behüllten Viren | + | | | | |

| REF | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|
| 00961 | 100 ml | 24 Flaschen | 11169713 |
| 00966 | 500 ml | 18 Flaschen | 11169736 |

Zubehör (siehe Seite 149)

Spenderpumpe für 500 ml / 1 l Flasche



Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss

# Alcoderm®

## Hautdesinfektion




### Präparatetyp
Wirkt schnell und umfassend. Aldehyd- und phenolfreie Rezeptur. Bakterizid, fungizid, begrenzt viruzid (inkl. Rota- und Norovirus) wirksam.

### Anwendungsbereich
Hautdesinfektion vor einfachen Injektionen und Punktionen peripherer Gefäße. Kühlumschläge.
**Gegenanzeige:** Alcoman® ist nicht zur Desinfektion offener Wunden geeignet.

### Anwendung
Zur Desinfektion vor einfachen Injektionen und Punktionen peripherer Gefäße wird die Haut mit der Lösung sorgfältig abgerieben und 15 Sekunden lang feucht gehalten. Für Kühlumschläge ist Alcoderm® mit gleichen Teilen Wasser verdünnt anzuwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Gebrauchsinformation lesen.

### Präparateeigenschaften
- gebrauchsfertig
- aldehyd- und phenolfrei
- Bakterizid, fungizid, begrenzt viruzid wirksam

### Alcoman®, Lösung zur Händedesinfektion
Arzneimittel für Kinder unzugänglich Aufbewahren.

### Haltbarkeit
Behälter dicht verschlossen aufbewahren, nach dem Ablauf des Verfallsdatums (s. Etikettendruck) nicht mehr anwenden.

### Zusammensetzung:
Wirkstoffe in 100 g: 63,1 g 2-Propanol 36,9 g gereinigtes Wasser

### Warnhinweise:
Leicht entzündlich. Von Zündquellen fernhalten. Nicht in Kontakt mit offenen Flammen bringen. Die Zeitangaben sind Mindestzeiten. Je nach zusätzlichen Erschwernissen sind die Einwirkzeiten zu verlängern. Alcoderm® wirkt nicht sporenabtötend und ist daher für die Aufbewahrung steriler Instrumente und Spritzen nicht geeignet. Weitere Informationen siehe Gebrauchsinfo. Stand der Information: 10/2018. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

| REF | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|
| 00985 | 250 ml | 12 Flaschen | 08625490 |
| 00986 | 1 L | 10 Flaschen | 08625509 |
| Zubehör (siehe Seite 149) | | | |
| Dosierpumpe | | | |



Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss

# Alkoholische Flächendesinfektion

# Medizid® Rapid+

## Hochwirksame, gebrauchsfertige Schnelldesinfektion für alkoholbeständige Oberflächen und Gegenstände




### Präparatetyp
Medizid® Rapid+ ist eine gebrauchsfertige, alkoholhaltige Wischdesinfektion mit umfassendem Wirkungsspektrum zur Desinfektion von alkoholbeständigen Oberflächen in medizinischen Einrichtungen. Ideal zur Schnelldesinfektion zwischen Behandlungen und Eingriffen, besonders wenn kurze, praxisgerechte Einwirkzeiten erforderlich sind.

### Anwendungsbereich
Zur Schnelldesinfektion von alkoholbeständigen Oberflächen im patientennahen Umfeld, in Kliniken, Praxen, Ambulanzen und Pflegebereichen und in der Industrie.

### Anwendung
Sichtbare Verschmutzungen vor der Desinfektion entfernen. Oberflächen vollständig mit der Lösung benetzen und die Desinfektionslösung ggf. mit einem hygienischen, sauberen Einmaltuch verteilen. Dabei die entsprechenden Einwirkzeiten achten. Nur für den professionellen Gebrauch. Nicht geeignet für die Desinfektion von invasiven Medizinprodukten. Materialbeständigkeit ggf. an unauffälligen Stellen prüfen.

### Präparateeigenschaften
- Aldehydfrei
- Wirksamkeit:
  - Bakterizid (inkl. MRSA), levurozid wirksam
  - Fungizid wirksam
  - Mykobakterizid wirksam
  - Viruzid wirksam
- VAH gelistet

### Haltbarkeit
3 Jahre (s. Etikettendruck). Haltbarkeit nach Anbruch: 28 Tage. Behältnisse gut verschlossen halten. Nur feuchte Tücher verwenden. Lagerung und Aufbewahrung unter Standardlagerbedingungen (Schutz vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung, Hitze und Frost).

### Zusammensetzung:
Wirkstoffe in 100 g:
0,05 g Didecyldimethylammoniumchlorid

### Regulatorische Anforderungen
Medizinprodukt Klasse IIa

### Einwirkzeit:

| Wirksamkeiten | vollständig benetzt |
|---|---|
| **Gemäß den Richtlinien der VAH:** | |
| Bakterizid, levurozid inkl. 4-Feldertest: | 1 Min. (geringe Belastung) |
| Bakterizid, levurozid ohne Mechanik: | 2 Min. (hohe Belastung) |
| Mykobakterizid ohne Mechanik: | 5 Min. (hohe Belastung) |
| Gemäß EN 16615 (4-Feldertest): | 2 Min. (hohe Belastung) |

| REF | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|
| 01002+ | 250 ml | 12 Flaschen | 16015216 |
| 00975+ | 500 ml | 18 Flaschen | 16015222 |
| 00976+ | 1 L | 12 Flaschen | 16015239 |
| 00977+ | 5 L | 2 Kanister | 16015245 |
| Zubehör (siehe Seite 149) | | | |
| Kanisterhahn | | | |
| Kanisterschlüssel | | | |
| Sprühkopf für 1-l-Flasche | | | |



Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss

# Medizid® Rapid+ Desinfektionstücher

## Desinfektionstücher für alkoholbeständige Oberflächen von Medizinprodukten

### Präparatetyp

Medizid® Rapid+ ist eine gebrauchsfertige, alkoholhaltige Wischdesinfektion mit umfassendem Wirkungsspektrum zur Desinfektion von alkoholbeständigen Oberflächen in medizinischen Einrichtungen. Ideal zur Schnelldesinfektion zwischen Behandlungen und Eingriffen, besonders wenn kurze, praxisgerechte Einwirkzeiten erforderlich sind.

### Anwendungsbereich

Zur Schnelldesinfektion von alkoholbeständigen Oberflächen im patientennahen Umfeld, in Kliniken, Praxen, Ambulanzen und Pflegebereichen, in der Industrie und in öffentlichen Einrichtungen.

### Anwendung

Sichtbare Verschmutzungen vor der Desinfektion entfernen. Dann die Oberflächen sorgfältig mit dem getränkten Tuch abwischen. Dabei auf eine vollständige Benetzung und die entsprechenden Einwirkzeiten achten. Nur für den professionellen Gebrauch. Nicht geeignet für die Desinfektion von invasiven Medizinprodukten. Materialbeständigkeit ggf. an unauffälligen Stellen prüfen.

### Präparateeigenschaften

- aldehydfrei
- Bakterizid, levurozid, mykobakterizid, fungizid, viruzid wirksam
- MRSA-wirksam
- VAH gelistet

### Haltbarkeit

3 Jahre (s. Etikettendruck). Haltbarkeit nach Anbruch: 28 Tage. Behältnisse gut verschlossen halten. Nur feuchte Tücher verwenden. Lagerung und Aufbewahrung unter Standardlagerbedingungen (Schutz vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung, Hitze und Frost).



### Zusammensetzung:

Wirkstoffe in 100 g:
0,05 g Didecyldimethylammoniumchlorid,
63,5 g Ethanol

### Regulatorische Anforderungen

Medizinprodukt Klasse IIa.

### Einwirkzeit:

| Wirksamkeiten | vollständig benetzt |
|---|---|
| **Gemäß den Richtlinien der VAH:** | |
| Bakterizid, levurozid inkl. 4-Feldertest: | 1 Min. (geringe Belastung) |
| Bakterizid, levurozid ohne Mechanik: | 2 Min. (hohe Belastung) |
| Mykobakterizid ohne Mechanik: | 5 Min. (hohe Belastung) |

| **Gemäß EN 16615 (4-Feldertest) – Praxistest (für die Tücher):** | |
|---|---|
| Bio-Wipes | 1 Min. (hohe Belastung) |
| Standardtuch | 2 Min. (hohe Belastung) |
| Standzeittest Bio-Wipes (28, 60 + 90 Tage) | 1 Min. (hohe Belastung) |


| REF | Artikel | Tuchgröße | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|---|---|
| 00941+ | Tücher in PE-Spenderdose | ca. 15 x 18 cm | 150 Tücher | 12 Dosen | 16015268 |
| 00942+ | Nachfüllpackung Dose | ca. 15 x 18 cm | 150 Tücher | 20 Beutel | 16015251 |
| 00946+ | Tücher im Eimer | ca. 29 x 30 cm | 70 Tücher | 1 Eimer | 16015274 |
| 00947+ | Nachfüllpackung Eimer | ca. 29 x 30 cm | 70 Tücher | 6 Rollen | 16015280 |



Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss

# Medizid® Rapid QF Flowpack

## Alkoholische Hygienetücher zur Desinfektion von Medizinprodukteoberflächen und Gegenständen



### Präparatetyp

Medizid® Rapid QF Flowpack ist mit der sehr schnell wirkenden Flüssigkeit des alkoholischen Präparats Medizid® Rapid getränkt. Die Hygienetücher eignen sich deshalb gut zur Desinfektion von Medizinprodukten wie Geräteoberflächen und Gegenstände im medizinischen Bereich und im patientennahen Umfeld zwischen Behandlungen und Eingriffen.

### Anwendungsbereich

Für alle alkoholbeständigen Medizinprodukte, Oberflächen und Gegenstände, insbesondere für Geräteoberflächen und Gegenstände im patientennahen Umfeld in Kliniken, Praxen, Ambulanzen, und Pflegebereichen.

### Anwendung

Medizid® Rapid QF Desinfektionstücher (Flowpack) sind gebrauchsfertig. Die zu desinfizierenden Flächen und Gegenstände werden mit dem Medizid® Rapid Tuch sorgfältig abgewischt und dabei vollständig benetzt. Vorsicht bei alkoholempfindlichen Materialien. Nicht zur Desinfektion von invasiven Geräte verwenden.

### Präparateeigenschaften

- aldehydfrei
- Bakterizid, levurozid, mykobakterizid, fungizid, begrenzt viruzid PLUS wirksam
- MRSA-wirksam
- VAH gelistet

### Haltbarkeit

3 Jahre (s. Etikettendruck). Haltbarkeit nach Anbruch: 28 Tage. Behältnisse gut verschlossen halten. Nur feuchte Tücher verwenden. Lagerung und Aufbewahrung unter Standardlagerbedingungen (Schutz vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung, Hitze und Frost).

### Zusammensetzung:

Wirkstoffe in 100 g: 50 g Ethanol

### Regulatorische Anforderungen

Medizid® Rapid QF Flowpack ist kein Arzneimittel und fällt unter die Biozidrichtlinie. Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen. Biozid der Produktart 1 („Biozidprodukte für die menschliche Hygiene") Biozid Reg. Nr. N-75574.




### Anwendung: Konz. / Einwirkzeit:

| Wirksamkeiten | 30 sec. | 1 Min. | 5 Min. |
|---|---|---|---|
| Wirksamkeit gemäß EN 16615 Praxistest (für Tücher) bakterizid, levurozid inkl. 4-Felder Test (hohe Belastung): Biowipes: | | + | |
| **Wirksamkeiten der Tränklösung: Einwirkzeiten für den Hygienebereich** | | | |
| Bakterizid, Levurozid EN 16615 (geringe Belastung) | | + | |
| Bakterizid, Levurozid EN 13727, EN 13624 (hohe Belastung) | | + | |
| Mykobakterizid nach VAH-Methode 9 (hohe Belastung) | | | + |
| Tuberkulozid EN 14368 (geringe Belastung) | | + | |
| **Einwirkzeiten für den Lebensmittelbereich** | | | |
| Bakterizid EN 1276 (niedrige Belastung) | + | | |
| Levurozid EN 1650 (niedrige Belastung) | + | | |
| Bakterizid / Levurozid EN 13697 (niedrige Belastung) | | | + |
| **Viruswirksamkeiten nach EN 14476** | | | |
| begrenzt viruzid PLUS | | + | |
| Vaccinia | | + | |
| Adenovirus | | + | |
| Norovirus | | + | |

| REF | Tuchgröße | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|---|
| 00976FP | ca. 22 x 20 cm | 80 Stück | 12 Packungen | - |



Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss

# Alkoholfreie Flächendesinfektion

# Medizid® AF+

## Konzentrat zur Flächendesinfektion




### Präparatetyp
Medizid® AF+ ist ein flüssiges, aldehyd- und alkoholfreies Konzentrat zur Desinfektion von alkoholunbeständigen Oberflächen von Medizinprodukten, insbesondere Geräteoberflächen und Gegenständen im patientennahen Umfeld.

### Anwendungsbereich
Ideal für Bereiche mit starker Verschmutzung und Geruchsbelastung wie z. B. OP-Tische, Bettgestelle und Flächen des medizinischen Inventars, die Industrie und öffentliche Einrichtungen. Auch für alkoholempfindliche Flächen geeignet. Materialbeständigkeit ggf. an unauffälligen Stellen prüfen.

### Anwendung
Sichtbare Verschmutzungen vor der Desinfektion entfernen; Oberflächen vollständig benetzen und während der gesamten Einwirkzeit feucht halten. Dosierhilfen verwenden und Hinweise beachten; Anwendungsbeispiel: 10 l einer 1%igen Lösung = 9,9 l Wasser + 100 ml Medizid® AF+.

### Präparateeigenschaften
- alkoholfreies Konzentrat
- aldehydfrei
- bakterizid, levurozid, tuberkulozid und begrenzt viruzid PLUS wirksam
- hohe Materialverträglichkeit
- VAH-gelistet

### Anwendung: Konz. / Einwirkzeit:

| Wirksamkeiten gem. EN Normen und Richtlinien der VAH: | 1 Min. | 5 Min. | 30 Min. | 60 Min. |
|---|---|---|---|---|
| Bakterizid, Levurozid (EN 13626, EN 16615; geringe Belastung) | | 0,5% | | |
| Bakterizid, Levurozid (EN 16615; hohe Belastung) | 0,5% | | | |
| Tuberkulozid (EN 14348; hohe Belastung) | | | | 5% |
| Mykobakterizid (EN 14348; inkl. M. terrae und M. avium; hohe Belastung) | | | 2% | 1% |
| **Viruswirksamkeiten (EN14476)** | | | | |
| **Begrenzt Viruzid Plus** | | | | 4% |
| Vaccinia Ankara (inkl. HIV, HBV, HCV, Influenzaviren; hohe Belastung) | | 3% | 1% | |
| Adeno-, Noroviren (hohe Belastung) | | | | 4% |
| Rotaviren (ohne Belastung) | | | 1% | |
| SV40 (hohe Belastung) | | | | 2% |

### Haltbarkeit
3 Jahre (s. Etikettendruck). Haltbarkeit nach Anbruch: 12 Monate. Behältnis gut verschlossen halten. Lagerung und Aufbewahrung unter Standardlagerbedingungen (Schutz vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung, Hitze und Frost).

### Zusammensetzung:
Wirkstoffe in 100 g: 2 g 2-Phenoxyethanol, 7 g Alkyl (C12-16) dimethylbenzylammoniumchlorid, 5 g N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropan1,3-diamin

### Regulatorische Anforderungen
Medizinprodukt Klasse IIa

| REF | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|
| 00972+ | 2 L | 6 Flaschen | 16015185 |
| 00971+ | 5 L | 2 Kanister | 16015191 |

Zubehör (siehe Seite 149)

| |
|---|
| Befüllbare Dosierflasche |
| Kanisterpumpe zum Dosieren |
| Kanisterhahn |
| Kanisterschlüssel |



Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss

# Medizid® Alpha+

## Alkoholfreie, gebrauchsfertige Desinfektion für wischbeständige Oberflächen von Medizinprodukten

### Präparatetyp
Medizid® Alpha+ ist eine gebrauchsfertige, aldehyd- und alkoholfreie Sprühwischdesinfektionslösung mit umfassendem Wirkungsspektrum zur Desinfektion von Oberflächen in medizinischen Einrichtungen.

### Anwendungsbereich
Für medizinische Einrichtungen, Sanitär- und Bäderbereiche und Pflegeheime.

### Anwendung
Sichtbare Verschmutzungen vor der Desinfektion entfernen. Oberflächen vollständig mit der Lösung benetzen und die Desinfektionslösung ggf. mit einem hygienischen, sauberen Einmaltuch verteilen. Während der gesamten Einwirkzeit die Oberfläche feucht halten. Rückstände des Desinfektionsmittels nach Ablauf der Einwirkzeiten entweder mit einem mit Wasser getränkten (mind. Trinkwasserqualität) oder einem hygienisch sauberen Tuch nachwischen. Nur für den professionellen Gebrauch. Unverdünnt anwenden.

### Präparateeigenschaften
- umfassend bakterizid und levurozid
- begrenzt viruzid PLUS wirksam
- Materialverträglichkeit für alkoholempfindliche Oberflächen
- VAH-gelistet

### Haltbarkeit
3 Jahre (s. Etikettendruck). Haltbarkeit nach Anbruch: 12 Monate. Behältnis gut verschlossen halten. Lagerung und Aufbewahrung unter Standardlagerbedingungen (Schutz vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung, Hitze und Frost).




### Zusammensetzung:
Wirkstoffe in 100 g:
0,1 g 2-Phenoxyethanol, 0,35 g Alkyl (C12-16)dimethylbenzylammoniumchlorid, ,25 g N-(3-Aminopropyl)-N-Dodecylpropan-1,3-diamin

### Regulatorische Anforderungen
Medizinprodukt Klasse IIa

### Einwirkzeit:

| Wirksamkeiten | |
|---|---|
| **Gemäß EN / Methoden der VAH/DGHM** | |
| Bakterizid, levurozid EN 16615 (hohe Belastung) | 1 min. |
| Bakterizid, levurozid EN 13624, EB 13727 (hohe Belastung) | 1 min. |
| **Viruswirksamkeiten (EN14476)** | |
| Begrenzt Viruzid PLUS | 60 min. |
| Vaccinia Ankara (inkl. HIV, HBV, HCV, hohe Belastung) | 1 min. |
| Noroviren (hohe Belastung) | 30 min. |
| Adenoviren (hohe Belastung) | 60 min. |

| REF | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|
| 00964+ | 1 L | 12 Flaschen | 16015156 |
| Zubehör (siehe Seite 149) | | | |
| Sprühkopf | | | |



Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss

# Medizid® Alpha+ XXL Desinfektionstücher

## Alkoholfreie Desinfektionstücher für wischbeständige Oberflächen von Medizinprodukten

### Präparatetyp
Medizid® Alpha+ ist eine gebrauchsfertige, aldehyd- und alkoholfreie Wischdesinfektionslösung mit umfassendem Wirkungsspektrum zur Desinfektion von Oberflächen in medizinischen Einrichtungen.





### Anwendungsbereich
Für medizinische Einrichtungen, Sanitär- und Bäderbereiche und Pflegeheime.

### Anwendung
Sichtbare Verschmutzungen vor der Desinfektion entfernen. Oberflächen vollständig mit der Lösung benetzen und die Desinfektionslösung ggf. mit einem hygienischen, sauberen Einmaltuch verteilen. Während der gesamten Einwirkzeit die Oberfläche feucht halten. Rückstände des Desinfektionsmittels nach Ablauf der Einwirkzeiten entweder mit einem mit Wasser getränkten (mind. Trinkwasserqualität) oder einem hygienisch sauberen Tuch nachwischen. Nur für den professionellen Gebrauch. Unverdünnt anwenden.

### Präparateeigenschaften
- gebrauchsfertig
- bakterizid und levurozid begrenzt viruzid PLUS wirksam
- Materialverträglichkeit für alkoholempfindliche Oberflächen
- VAH-gelistet

### Haltbarkeit
3 Jahre (s. Etikettendruck). Haltbarkeit nach Anbruch: 12 Monate. Behältnis gut verschlossen halten. Nur feuchte Tücher verwenden. Lagerung und Aufbewahrung unter Standardlagerbedingungen (Schutz vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung, Hitze und Frost).

### Zusammensetzung:
Wirkstoffe in 100 g:
0,1 g 2-Phenoxyethanol, 0,35 g Alkyl (C12-16)dimethylbenzylammoniumchlorid, ,25 g N-(3-Aminopropyl)-N-Dodecylpropan-1,3-diamin

### Regulatorische Anforderungen
Medizinprodukt Klasse IIa

### Einwirkzeit:

| Wirksamkeiten | |
|---|---|
| **Gemäß EN / Methoden der VAH/DGHM** | |
| Bakterizid, levurozid EN 16615 (hohe Belastung) | 1 min. |
| Bakterizid, levurozid EN 13624, EB 13727 (hohe Belastung) | 1 min. |
| **Viruswirksamkeiten (EN14476)** | |
| Begrenzt Viruzid PLUS | 60 min. |
| Vaccinia Ankara (inkl. HIV, HBV, HCV, hohe Belastung) | 1 min. |
| Noroviren (hohe Belastung) | 30 min. |
| Adenoviren (hohe Belastung) | 60 min. |


| REF | Artikel | Tuchgröße | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|---|---|
| 00969+ | Tücher im Eimer | 26 x 29 cm | 70 Tücher | 1 Eimer | 16015162 |
| 00970+ | Nachfüllpackung | 26 x 29 cm | 70 Tücher | 6 Rollen | 16015179 |



Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss

# Medizid® Alpha+ Flowpack

## Oberflächendesinfektion



### Präparatetyp

Medizid® Alpha+ Flowpack sind gebrauchsfertige, aldehyd- und alkoholfreie Hygienetücher mit breitem Wirkungsspektrum zur Desinfektion von alkoholunbeständigen Oberflächen, Medizinprodukten und Gegenständen in medizinischen Einrichtungen. Ideal, wenn praxisgerechte Einwirkzeiten erforderlich sind.

### Anwendungsbereich

Geeignet für die Schnelldesinfektion aller alkoholunbeständigen Oberflächen und Medizinprodukte im patientennahen Umfeld, in Klinken, Praxen, Ambulanzen und Pflegebereichen sowie in Lebensmittelbereichen, in der Industrie und in öffentlichen Einrichtungen. Materialbeständigkeit ggf. an unauffälligen Stellen prüfen. Nicht zur Abschlussdesinfektion von semikritischen und invasiven Medizinprodukten geeignet

### Anwendung

Sichtbare Verschmutzungen vor der Desinfektion entfernen. Dann die Oberflächen sorgfältig mit dem getränkten Tuch abwischen. Dabei auf eine vollständige Benetzung achten und während der gesamten Einwirkzeit feucht halten.

### Präparateeigenschaften

- umfassend bakterizid und levurozid wirksam
- begrenzt viruzid PLUS wirksam
- Materialverträglichkeit für alkoholempfindliche Oberflächen
- Tücher aus 100 % biologisch abbaubaren Zellulosefasern
- VAH-gelistet




### Haltbarkeit

3 Jahre (s. Etikettendruck). Haltbarkeit nach Anbruch: 28 Tage. Behältnis gut verschlossen halten. Nur feuchte Tücher verwenden. Lagerung und Aufbewahrung unter Standardlagerbedingungen (Schutz vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung, Hitze und Frost).

### Zusammensetzung:

Wirkstoffe in 100 g: 0,10 g 2-Phenoxyethanol 0,10 g, 0,35 g Alkyl (C12-16)dimethylbenzylammoniumchlorid, 0,25 g N-(3-Aminopropyl)-N-Dodecylpropan-1,3-diamin

### Regulatorische Anforderungen

Medizinprodukt Klasse IIa

### Anwendung: Konz. / Einwirkzeit:

| **Gemäß den Richtlinien der VAH** | |
|---|---|
| Bakterizid, levurozid EN 16615 (hohe Belastung) | 1 min. |
| Bakterizid, levurozid EN 13624, EN 13727 (hohe Belastung) | 1 min. |
| **Viruswirksamkeiten nach EN 14476** | |
| begrenzt viruzid PLUS | 60 min. |
| Vaccinia Ankara (inkl. HIV, HBV, HCV) (hohe Belastung) | 1 min. |
| Noroviren (hohe Belastung) | 30 min. |
| Adenoviren (hohe Belastung) | 60 min. |

| REF | Tuchgröße | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|---|
| 00964+FP | ca. 22 x 20 cm | 80 Stück | 12 Packungen | 17198644 |



Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss

# Instrusol® AF +

## Instrumentendesinfektion zur manuellen Aufbereitung




### Präparatetyp

Instrusol® AF + ist ein hochwirksames Instrumentendesinfektionsmittel zur Aufbereitung von handelsüblichem ärztlichem und chirurgischem Instrumentarium sowie thermolabilen Anästhesiezubehör und starren Endoskopen im Einlegeverfahren oder im Ultraschallbad.

### Anwendungsbereich

Für alle Anwendungsbereiche, in denen ärztliches Instrumentarium im Einlegeverfahren und im Ultraschallreinigungsgerät aufbereitet wird.

### Anwendung

Die Gebrauchshinweise und Aufbereitungsrichtlinien der Instrumentenhersteller sind unbedingt zu beachten; insbesondere die Hinweise zu den vorbereitenden Maßnahmen, zu der Reinigung und Desinfektion, dem Spülen, Trocknen und der Lagerung.

### Präparateeigenschaften

- hochwirksames Konzentrat
- aldehyd- und phenolfrei
- bakterizid, levurozid, tuberkulozid wirksam
- begrenzt viruzid wirksam
- VAH-gelistet

### Haltbarkeit

3 Jahre (s. Etikettendruck). Haltbarkeit nach Anbruch: 12 Tage. Behältnis gut verschlossen halten. Lagerung und Aufbewahrung unter Standardlagerbedingungen (Schutz vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung, Hitze und Frost).

### Zusammensetzung:

Wirkstoffe in 100 g: 5 g Alkyldimethylethylammoniumethylsulfat, 1 g Polyhexamethylenbiguanidhydrochlorid, 1,8 g Cocospropylenguanidiniumdiacetat

### Regulatorische Anforderungen

Medizinprodukt Klasse IIb

### Anwendungskonzentrationen / Einwirkzeit:

| Wirksamkeiten | 5 min. | 15 min. | 30 min. | 60 min. |
|---|---|---|---|---|
| Bakterizid, levurozid (gem. VAH) (hohe Belastung) | | 4,0 % | 3,0 % | 2,0 % |
| Tuberkulozid (nach DGHM 2001) (hohe Belastung) | | 4,0 % | 3,0 % | 2,0 % |
| **Viruswirksamkeit:** | | | | |
| Rotavirus (DVV / RKI) (hohe Belastung) | 2,0 % | | | |
| SV 40 (DVV / RKI) | | | 3,0 % | |
| BVDV / Vaccinia (DVV / RKI) (ohne Belastung) | | 1,0 % | | |

| REF | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|
| 00979+ | 500 ml | 18 Flaschen | - |
| 00973+ | 2 L | 6 Flaschen | 11169699 |
| 00974+ | 5 L | 2 Kanister | 11169707 |
| Zubehör (siehe Seite 149) | | | |
| Kanisterpumpe zum Dosieren | | | |
| Kanisterhahn | | | |
| Kanisterschlüssel | | | |



Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss

## Aufbereitungshinweise:
## Einlegeverfahren

Instrumente nach Gebrauch einlegen. Sämtliche Oberflächen und Hohlräume müssen bedeckt bzw. gefüllt sein.

## Ultraschallbad

Es sind der vorgeschriebene Frequenzbereich und die vorgegebene Desinfektionsdauer einzuhalten. Wassertemperaturen über 45 °C sind zu vermeiden.

## Produktwechsel

Instrusol® AF + ist mit aldehydhaltigen Desinfektionsmitteln nicht kompatibel. Beim Ersteinsatz und Produktwechsel sind die Instrumente und das Zubehör, die Wannen und Aufbereitungsgeräte sowie die Applikationshilfen gründlich zu reinigen und zu spülen.

Instrusol® AF + Gebrauchslösung ist eiweißbelastbar und kann ggf. mehrfach benutzt werden. Die Gebrauchslösung ist beim Einlegen gut vorgereinigter Instrumente bis zu 7 Tage verwendbar. Bei Eintrübungen oder sichtbaren Verschmutzungen wird empfohlen, die Gebrauchslösung vorzeitig zu erneuern.

## Anmerkung

Als Gebrauchslösung ist Instrusol® AF + keine gefährliche Zubereitung im Sinne der Gefahrstoffverordnung. Die Gebrauchslösung ist nicht ätzend. Wir empfehlen aber, die im Umgang mit Chemikalien üblichen Sicherheitsvorkehrungen einzuhalten und die übliche Schutzkleidung zu tragen.



Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss



Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss

# Gentle Med® Waschlotion

## pH-hautneutrale und pflegende Waschlotion




### Charakteristik

Dermatologisch „sehr gut" getestete Waschlotion zur täglichen sanften Ganzkörperanwendung, mit frischem Duft. Verhindert das Austrocknen der Haut. Parabenfrei. Alkalifrei, frei von Silikon- und Paraffinöl. Sparsam in der Anwendung durch optionale Dosierpumpe.

### Anwendung

Händewaschung, Körperwaschung, Duschen und Baden.

| REF | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|
| 00980D | 500 ml | 12 Flaschen | 11170314 |
| 00981D | 1 L | 10 Flaschen | 11170320 |
| 00982D | 5 L | 2 Kanister | 11170337 |



Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss

# Gentle Med® Hautpflegelotion (O / W)

## Die Hautpflegelotion zum Schutz und zur Pflege beanspruchter Haut, mit Mandel- und Jojobaöl

### Charakteristik

Hautpflegelotion für die empfindliche und feuchtigkeitsarme Haut, pH hautneutral, mit Urea angereichert. Erzeugt einen nicht fettenden Schutzfilm und versorgt beanspruchte Haut mit wertvollen natürlichen Ölen (Mandel- und Jojobaöl) und Vitamin E. Die Inhaltsstoffe Harnstoff und Hyaloron pflegen und spenden Feuchtigkeit.

Dermatologisch „sehr gut" getestet. PEG-frei.
Frei von Silikon- und Paraffinöl.







| REF | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|
| 01011 | 100 ml | 30 Tuben | 11170308 |
| 00990D | 500 ml | 12 Flaschen | 11170231 |

# Gentle Med® Cremelotion (W / O)

## Hautaschutzbalsam mit Panthenol und Vitamin E

### Charakteristik

Cremelotion mit pflegender Rezeptur zum Schutz und zur Unterstützung der Regeneration extrem belasteter Haut. Die eingesetzte Gentle Med® Cremelotion ist dermatologisch „sehr gut" getestet und zur Ganzkörperpflege geeignet, pH-hautneutral mit Panthenol und Vitamin E angereichert. Frei von Silikonöl, PEG und Parabene, mit Ringelblütenextrakt.




| REF | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|
| 01013 | 100 ml | 30 Tuben | 11169794 |
| 00988D | 500 ml | 12 Flaschen | 11170053 |



Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss

# Gentle Med® Aktivgel

## Vitalisierendes und kühlendes Aktivgel mit ätherischen Ölen

### Charakteristik

Aktivgel zur durchblutungsanregenden, belebenden und hautfreundlichen Einreibung. Wirkt desodorierend und kühlend. Geeignet zur Massage bei Verspannungen. Dermatologisch „sehr gut" getestet. Alkalifrei. Parabenfrei. PEG-frei. Frei von Silikon- und Paraffinöl. Mit ätherischen Heilpflanzenölen aus Menthol, Campher und Rosmanin.




| REF | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|
| 00991D | 500 ml | 12 Flaschen | 11169788 |

# Gentle Med® Ölbad

## Ölbad mit natürlichen Ölen

### Charakteristik

Medizinisches Ölbad mit hochwertigem Sojaöl angereichert. Fördert den physiologischen Aufbau der Haut. Wohltuend bei empfindlicher und trockener Haut. Für Dusch- und Vollbäder geeignet.




| REF | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|
| 00992D | 500 ml | 12 Flaschen | 11170260 |



Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss

# Gentle Med® Hautreinigungs- und Pflegeschaum

## Sanfte Reinigung und Pflege mit zuverlässigem Hautschutz




### Charakteristik

Schnelle und schonende Reinigung und Pflege der Haut, auch bei bei Inkontinenz, Anus praeter und bettlägrigen Patienten. Der hautreinigende Pflegeschaum enthält rückfettende sowie geruchsbindende Substanzen. Parabenfrei. PEG-frei. Frei von Silikon- und Paraffinöl. Ohne allergieauslösende Duftstoffe.

### Anwendung

Zum Einschäumen Dose (Ventil) schräg nach unten halten, so wird die Restentleerung gewährleistet. Kurz einwirken lassen und mit Einmaltüchern aufnehmen. Es bleibt ein pflegender und desodorierend wirkender Schutzfilm zurück. Dose vor Gebrauch kräftig schütteln.

| REF | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|
| 00994D | 500 ml | 12 Flaschen | 11170248 |

# Gentle Med® Feuchtpflegetücher

## Unsere Pflegetücher für normale und sensible Haut




### Charakteristik

Feuchtpflegetücher mit Hamamelis-Extraxt Textur basiert auf milden Tensiden auf Kokosölbasis. Die Gentle Med® Feuchtpflegetücher sind PEG, paraben-, paraffin- und silikonölfrei.

### Anwendung

Gebrauchsfertige, hochwertige Pflegetücher zur effektiven, schnellen und besonders schonenden Pflege und Hautreinigung verschmutzter Hautpartien. Schutz vor Keimverschleppung durch einmalige Anwendung. Ohne Wasser anzuwenden. Die Verpackung nach der Tuchentnahme bitte sorgfältig verschließen.

| REF | Größe | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|---|
| 2356 | ca. 18 x 20 cm | 80 Stück | 12 Packungen | 12357658 |



Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss

# Applikationshilfen

## Unsere Applikationshilfen für die Entnahme und Dosierung von Desinfektions- und Pflegemitteln

### Dosierpumpen / -aufsätze

Ermöglichen eine komfortable und gleichzeitig hygienische Entnahme von Produkten aus Originalgebinden.

| REF | Artikel | | PZN |
|---|---|---|---|
| 00929 | Dosierpumpe | 500 ml | - |
| 00930 | Dosierpumpe | 1 L | - |
| 00931 | Kanisterdosierpumpe | 2 L, 5 L und 10 L | - |



### (Schaum)sprühköpfe

Ermöglichen eine gleichmäßige Benetzung selbst schwer zugänglicher Areale, z. B. bei flächigem Aufsprühen von Flächendesinfektionsmitteln. Auch zur Überkopfanwendung geeignet.

| REF | Artikel | PZN |
|---|---|---|
| 00934 | Schaumsprühkopf 1 L | - |



### Kanisterhahn

Ermöglichen die saubere und tropffreie Entnahme von Produkten aus Kanistern.

| REF | Artikel | PZN |
|---|---|---|
| 00996 | Kanisterhahn 2 L, 5 L und 10 L | - |



### Kanisterschlüssel

Zum mühelosen Öffnen von Kanistern.

| REF | Artikel | PZN |
|---|---|---|
| 00932 | Kanisterschlüssel 5 L und 10 L | - |



### Dosierflasche / Messbecher

Zur anwenderfreundlichen Entnahme beim Umfüllen oder zur Erstellung von Gebrauchslösungen oder Konzentraten.

| REF | Artikel | | PZN |
|---|---|---|---|
| 00943 | Dosierflasche | 1 L | - |
| 00945 | Messbecher | 1000 ml | - |
| 00927 | Messbecher | 2000 ml | - |





Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss

# Desinfektionsmittelspender

## Zur dosierten Entnahme von alkoholischen Händedesinfektionsmittel, Flüssigseifen und Lotionen

### Aluminium Desinfektionsmittelspender


Seifen-/Desinfektionsmittelspender für Einwegflaschen, sowie Nachfüllbehälter, Aluminiumgehäuse, kurzer Bedienhebel, 500 ml oder 1000 ml. Für die Wandmontage geeignet. Ausführung mit Mehrwegpumpe oder Einwegpumpe, frontseitig wechselbar.



| REF | Bezeichnung | Ausführung |
|---|---|---|
| 1417549 | Aluminium Spender 500 ml | mit Mehrwegpumpe |
| 4402102 | Aluminium Spender 500 ml | mit DHP Einwegpumpe |
| 1417589 | Aluminium Spender 1000 ml | mit Mehrwegpumpe |
| 4402107 | Aluminium Spender 1000 ml | mit DHP Einwegpumpe |

### Touchless Desinfektionsmittelspender

Berührungsloser Seifen-/Desinfektionsmittelspender für nochmehr Hygiene. Mit Abtropfschale, aus robustem Kunststoff, 500 ml, mit Rückwand, abschließbar. Für die Wandmontage geeignet. Ausführung mit Mehrwegpumpe oder Einwegpumpe, frontseitig wechselbar.



| REF | Bezeichnung | Ausführung |
|---|---|---|
| 4402237 | berührungsloser Kunststoffspender 500 ml | mit Mehrwegpumpe |
| 4402283 | berührungsloser Kunststoffspender 500 ml | mit DHP Einwegpumpe |



Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss

## Desinfektionsmittelspender Kunststoff


Manueller Spender für Desinfektionsmittel, Flüssigseifen und fließfähige Lotionen, für Wandmontage geeignet, Kunststoff-Gehäuse weiß mit weißer Abtropfschale, Edelstahl-Bedienhebel. Ausführung mit DHP-Einwegpumpe oder Mehrwegpumpe, frontseitig wechselbar.



| REF | Bezeichnung | Ausführung |
|---|---|---|
| 4401841 | Kunststoffspender 500 ml | mit Mehrwegpumpe |
| 4401974 | Kunststoffspender 500 ml | mit DHP Einwegpumpe |

## DHP-Einwegpumpe

Für noch mehr Hygiene und Sicherheit!
Recycelbare Kunststoff-Einwegpumpe für alkoholische Händedesinfektionsmittel, Flüssigseifen und Lotionen. Geeignet für all unsere Spender.



### Wissenswertes:

- hygienisch einzeln verpackt, schnelle und leichte Inbetriebnahme
- einfache und hygienische Installation: Verpackung dient als Handschuh
- keine Reinigung der Pumpe und des Spenders notwendig
- Kostenoptimierung: zeitintensive Spender Aufbereitung entfällt
- Schutz vor Wiederverwendung: Pumpe zerstört sich bei Gebindetausch
- gut für die Umwelt: Vollständig recycelbar und aus 100 % erneuerbaren Energien produziert

| REF | Bezeichnung |
|---|---|
| 4401857 | manuelle Spender 500 ml |
| 4401858 | manuelle Spender 1000 ml |
| 4401860 | berührungslose Spender 500 ml |



Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss



Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss

# Unsere Hygiene- und Reinigungsprodukte unterstützen Sie in sämtlichen Bereichen

Eines der primären Ziele im Gesundheitssektor und anderen gewerblichen Einrichtungen besteht in der Erreichung eines professionellen Reinigungsstandards in sämtlichen Bereichen. Wir unterstützen Sie beim Erreichen der Hygienestandards mit unseren Reinigern und Hygieneprodukten.

Hinweis:
Empfehlungen, z. B. in Hinsicht auf Materialverträglichkeit, sind nur gesondert möglich. Unsere Empfehlungen befreien unsere Kunden nicht von der eigenen Prüfung unserer Präparate auf ihre Eignung für die beabsichtigten Zwecke und Verfahren. Insoweit können wir keine Haftung übernehmen.



Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss

# beopur WC-Frisch

## Saurer, gebrauchsfertiger und dickflüssiger WC-Reiniger



### Charakteristik

WC-Frisch Reiniger zur Reinigung von Toiletten, Urinalen, Wannen, Duschzellen und allen säurefesten Oberflächen in Sanitärbereichen.

### Anwendung

Bei Kalkablagerungen, zum Kalklösen und zur Intensivreinigung bei starker Verschmutzung auch unverdünnt einsetzbar. Danach gründlich mit Wasser nachspülen.

| REF | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|
| 00926 | 750 ml | 15 Flaschen | - |



Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss

# MEDIzid®

## S-Serie Sanitärreinigung




### Charakteristik

- reinigt WC-, Urinal- und Waschbecken Fliesen, Bade- und Duscheinrichtungen, sowie alle Armaturen aus Chrom oder Edelstahl
- aufgrund seiner Viskosität auch als WC-Reiniger einsetzbar
- entfernt Verschmutzungen wie z.B. Rost, Urinstein, Kalk- oder Zementschleier
- vermeidung von Kalkablagerungen durch Komplexbildner
- hemmt die Wiederanschmutzung
- anwendbar auf säurebeständige Oberflächen und Böden. Ungeeignet für säureempfindliche Materialien, z.B. Marmor
- zur Dosierung wird der Einsatz von GASTROzid® KP10 Kanisterpumpe, GASTROzid® AH10 Auslaufhahn oder GASTROzid® DK1000 Dosierkugel (für 1 Ltr. Flasche) empfohlen

**MEDIzid® S1 SANITÄR-GRUNDREINIGER**
**Gel**


1 Ltr. Spritzflasche: S1-01
VE: 12 Fl.
10 Ltr. Kanister: S1-10

1 Ltr. 10 Ltr.



Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss

# Zuverlässige Hygiene im Sanitärbereich



Spiegel
**Medizid O4 Glasreiniger**

Ablagen, Waschbecken, Armaturen
**Medizid S1 Sanitärreiniger**

Heizkörper
**Medizid O1 Mehrzweckreiniger**

Grunddesinfektion
**Medizid® AF+**

Schnelldesinfektion
**Medizid® Rapid+**

WC, Boden, Wandfliesen, WC-Bürste
**Medizid S1 Sanitärreiniger**



Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss

# MEDIman®
# H-Serie Handreinigung




## MEDIman® H1 WASCHLOTION
**hautfreundlich**
**parfümfrei**

500 ml Euro-Flasche: H1-500
1 Ltr. Euro-Flasche: H1-1000
VE: 18 Fl. / VE: 10 Fl.

500 ml 1 Ltr.

- parfümfreie Hand- und Ganzkörperwaschlotion
- reinigt beanspruchte Haut und Hände
- hautfreundlicher pH-Wert erhält Säureschutzmantel der Haut




## MEDIman® H2 HÄNDEDESINFEKTION
**begrenzt viruzid**
**schnelle Einwirkzeit**

500 ml Euro-Flasche: H2-500
1 Ltr. Euro-Flasche: H2-1000
VE: 18 Fl. / VE: 10 Fl.

500 ml 1 Ltr.

- breites Wirkungsspektrum
- Dosierung für hygienische Händedesinfektion ist 3 ml (+15 Sek Einwirkzeit)
- rückstandsfreie Verdunstung




## MEDIman® H3 HAUTSCHUTZLOTION
**wasserfest**

1 Ltr. Euro-Flasche: H3-1000
VE: 10 Fl.

1 Ltr.

- wasserfeste Hautschutz- und Handpflegecreme
- zur Anwendung VOR und NACH der Arbeit
- Silikon- und parfümfrei



Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss


# Zuverlässige Hygiene im Patientenzimmer



Fenstergläser
**Medizid O4 Glasreiniger**



Telefon
Schalter
Handgriffe
Fenstergriffe
**Medizid®** Rapid+






Fensterbänke, Heizkörper, Möbeloberflächen, Bodenreinigung
**Medizid O1 Mehrzweckreiniger**



Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss



Möbeloberflächen
**Medizid O1 Mehrzweckreiniger**

Spiegel
Glasflächen
**Medizid O4 Glasreiniger**

Dosieraufsatz
für 1 l-Kleenflasche

Händedesinfektion
**Ethasept® / Alcoman® + (Biozid)**

Garderobe
**Medizid O1**
**Mehrzweckreiniger**

Grunddesinfektion
**Medizid®** AF+

Türgriffe, Lichtschalter,
Handläufe
**Medizid®** Rapid+



Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss



# MEDIzid®
## O-Serie Oberflächenreinigung




### MEDIzid® O1 MEHRZWECKREINIGER breites Spektrum

1 Ltr. Spritzflasche: O1-01
VE: 12 Fl.
10 Ltr. Kanister: O1-10

1 Ltr. 10 Ltr.

- für wasserbeständige Oberflächen und Böden, geeignet für das einstufige Nass- und Feuchtwischverfahren aller Belagsarten, kein Schichtaufbau
- entfernt Verschmutzungen, wie z.B. auch Gummi-, Tinte- und Kugelschreiber-Verschmutzungen
- erhält die Saugfähigkeit der textilen Fasern von Moppbezügen und Wischtüchern
- zur Dosierung wird der Einsatz von GASTROzid® PW4 Eimerbefüller, GASTROzid® KP10 Kanisterpumpe, GASTROzid® AH10 Auslaufhahn oder GASTROzid® DK1000 Dosierkugel (für 1 Ltr. Flasche) empfohlen




### MEDIzid® O2 SCHMUTZ- UND FETTLÖSER

750 ml Sprühflasche: O2-750
VE: 12 Fl.

750 ml

- für wasserbeständige Oberflächen
- entfernt Öle, Fette, Blut, Eiweiß und sonstige Verschmutzungen
- als Universalreiniger in der Küchenreinigung anwendbar
- auch für industrielle Reinigungsarbeiten als Allzweckreiniger geeignet
- materialschonend; auch für Aluminiumoberflächen geeignet
- ohne Duft- und Farbstoffe




### MEDIzid® O3 SCHNELL-DESINFEKTION

750 ml Sprühflasche: O3-750
VE: 12 Fl.

750 ml

- gebrauchsfertige, alkoholische Schnelldesinfektion
- zur schnellen und wirkungsvollen Flächendesinfektion
- für alkoholbeständige Oberflächen
- auch zum Einsatz in der Lebensmittelindustrie, im industriellen und öffentlichen Bereich (PT2 / PT4)




### MEDIzid® O4 GLASREINIGER

1 Ltr. Spritzflasche: O4-01
VE: 12 Fl.
10 Ltr. Kanister: O4-10

1 Ltr. 10 Ltr.

- gebrauchsfertiger Oberflächen-Schnellreiniger
- zur schnellen täglichen Unterhaltsreinigung
- für alle wasserbeständigen glatten Oberflächen wie Fenster, Gläser, Spiegel, Fliesen und lackierte Flächen sowie Edelstahl- und Chromflächen
- zur Dosierung wird der Einsatz von GASTROzid® KP10 Kanisterpumpe oder GASTROzid® AH10 Auslaufhahn empfohlen



Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss

# O-Serie Oberflächenreinigung



## MEDIzid® O6 EDELSTAHLPFLEGE

500 ml Sprühflasche: O6-500
VE: 12 Fl.

500 ml

- zur Reinigung und Pflege von Edelstahl- und Aluminiumoberflächen
- entfernt leichte Schmutzanhaftungen, z.B. Fingerabdrücke
- erzeugt einen Pflegefilm, der vor Feuchtigkeit, Korrosion und Wiederanschmutzung (Fingerabdrücke) schützt
- ideal für die Pflege von Theken, Arbeitsplatten, Geräten, Armaturen, Fahrstühlen, etc.
- bei stark verschmutzten Flächen ist eine Vorreinigung z.B. mit dem MEDIzid® O2 Schmutz- und Fettlöser erforderlich





**MEDIzid® O6 EDELSTAHL-PFLEGE**



**MEDIzid® O2 SCHMUTZ- UND FETTLÖSER**



**MEDIzid® O4 GLAS-REINIGER**



**MEDIzid® O3 SCHNELL-DESINFEKTION**



**MEDIzid® O1 MEHRZWECK-REINIGER**



Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss

# Reinigung in Gewerbeküchen




nur senkrechte Edelstahlflächen
**Medizid O4 Edelstahlpflege**



Gewerbliche Spülmaschinen
**Gastrozid GS1 Geschirrreiniger**
**Gastrozid GS3 Geschirr- und Gläserreiniger**



Handspülmittel
**Gastrozid GS10 Handspülmittel**





Boden
**Gastrozid K1 Küchenreiniger alkalisch**
**Gastrozid K2 Küchenreiniger sauer**




Grill
**Gastrozid Backofenreiniger**



Schneidegeräte
Lebensmittel-Arbeitsflächen
**Medizid®** Rapid+



Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss





Dunstabzug
**Gastrozid K1 Küchenreiniger alkalisch**



Konvektomat
**Gastrozid Backofenreiniger**



Händedesinfektion
**MEDIman H2 Händedesinfektion**



Kühlgeräte
**Medizid® Rapid+**





Herd und Umfeld
**Gastrozid K1 Küchenreiniger alkalisch**
**Gastrozid K2 Küchenreiniger sauer**



Heißwassergeräte
**Gastrozid K11 Geräteentkalter**



Allgemeine Flächendesinfektion
**Medizid® AF+**



Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss

# GASTROzid®
# GS-Serie Geschirr-Reinigung




## GASTROzid® GS1 GESCHIRR-REINIGER chlorhaltig

10 Ltr. / 12 kg Kanister: GS1-10
20 Ltr. / 25 kg Kanister: GS1-20

10 Ltr. 20 Ltr.

- alkalischer Geschirr-Reiniger für gewerbliche Spülmaschinen mit Dosieranlagen
- entfernt Stärke und Schmutz wie Kaffee-, Tee- oder Saftrückstände sowie Lippenstift
- Verminderung von Kalkablagerungen durch Komplexbildner
- keine Schaumentwicklung
- wirkt Fettablagerungen in der Spülmaschine entgegen
- in Verbindung mit GASTROzid® GS2 Klarspüler sauer geeignet
- zur Dosierung wird der Einsatz der GASTROzid® PR4 Dosierpumpe empfohlen




## GASTROzid® GS2 KLARSPÜLER sauer

10 Ltr. / 12 kg Kanister: GS2-10
20 Ltr. / 25 kg Kanister: GS2-20

10 Ltr. 20 Ltr.

- saurer universal Klarspüler für Gewerbe- und Haushaltsspülmaschinen
- ermöglicht eine fleckenfreie, glänzende Klartrocknung des Spülgutes
- beugt Kalkablagerungen vor
- in Verbindung mit GASTROzid® GS1 Geschirr-Reiniger geeignet
- zur Dosierung wird der Einsatz der GASTROzid® PR1 Dosierpumpe empfohlen




## GASTROzid® GS3 GESCHIRR- UND GLÄSERREINIGER chlorfrei

10 Ltr. / 12 kg Kanister: GS3-10
20 Ltr. / 25 kg Kanister: GS3-20

10 Ltr. 20 Ltr.

- Alkalischer Geschirr- und Gläserreiniger für gewerbliche Spülmaschinen mit Dosieranlagen
- Chlor- und Phosphonatfrei.
- entfernt Stärke und Schmutz wie Kaffee-, Tee- oder Saftrückstände sowie Lippenstift
- wirkt Fettablagerungen in der Spülmaschine entgegen
- in Verbindung mit GASTROzid® GS2 Klarspüler sauer geeignet
- zur Dosierung wird der Einsatz der GASTROzid® PR4 Dosierpumpe empfohlen




## GASTROzid® GS4 KLARSPÜLER neutral

10 Ltr. Kanister: GS4-10

10 Ltr.

- neutraler Klarspüler für Gewerbe- und Haushaltsspülmaschinen sowie Konvektomaten oder Kombidämpfer bei Einsatz von Osmoseanlagen
- nur für vollenthärtetes Wasser durch Osmoseanlagen oder Verschnittwasser mit max. 2-3°dH geeignet, bei hartem Wasser muss auf den GASTROzid® GS2 Klarspüler sauer umgestellt werden
- ermöglicht eine fleckenfreie, glänzende Klartrocknung des Spülgutes
- schaumbremsend
- in Verbindung mit GASTROzid® GS1 Geschirr-Reiniger geeignet
- zur Dosierung wird der Einsatz der GASTROzid® PR1 Dosierpumpe empfohlen



Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss

# GS-Serie Geschirr-Reinigung




## GASTROzid® GS5 GESCHIRR-REINIGER chlor- und phosphatfrei

10 Ltr. / 12 kg Kanister: GS5-10

10 Ltr.

- Alkalischer Geschirr-Reiniger für gewerbliche Spülmaschinen mit Dosieranlagen
- frei von Abwasser belastenden Stoffen wie Phosphat, NTA, NTDA, und Chlorverbindungen
- entfernt Stärke und Schmutz wie Kaffee-, Tee- oder Saftrückstände sowie Lippenstift
- Verminderung von Kalkablagerungen durch Komplexbildner
- keine Schaumentwicklung
- wirkt Fettablagerungen in der Spülmaschine entgegen
- in Verbindung mit dem GASTROzid® GS2 Klarspüler sauer geeignet
- zur Dosierung wird der Einsatz der GASTROzid® PR4 Dosierpumpe empfohlen




## GASTROzid® GS10 HANDSPÜLMITTEL kraftvolle Fettlösekraft

1 Ltr. Profilflasche: GS10-01
VE: 12 Fl.
10 Ltr. Kanister: GS10-10

1 Ltr. 10 Ltr.

- spült Geschirr, Gläser, Besteck und Kochgeschirr
- entfernt Fett und Schmutz wie Kaffee-, Tee- oder Saftrückstände sowie Lippenstift
- auch zur neutralen Oberflächenreinigung geeignet
- streifenfrei & selbsttrocknend
- zur manuellen Dosierung wird der Einsatz der GASTROzid® KP10 Kanisterpumpe oder des GASTROzid® AH10 Auslaufhahn empfohlen

# Dosiertechnik










## 1 GASTROzid® PR1 Dosierpumpe 230V für Klarspüler

- für Untertisch- und Haubenspülmaschinen
- in Verbindung mit GASTROzid® GS2 oder GS4 Klarspüler anwendbar

1 Stk. #PR1

## 2 GASTROzid® PR4 Dosierpumpe 230V für Geschirr-Reiniger

- für Untertisch- und Haubenspülmaschinen
- in Verbindung mit GASTROzid® GS1, GS3 oder GS5 Geschirr-Reiniger anwendbar

1 Stk. #PR4

## 3 GASTROzid® T50 Kombi-Dosiergerät für Klarspüler und Geschirr-Reiniger

- für Hauben- und Bandspülmaschinen
- in Verbindung mit GASTROzid® GS-Serie anwendbar

1 Stk. #T50

## - GASTROzid® SPG3 Schlauchpumpe intern

(ohne Abbildung)

- für Geschirrspülmaschinen mit interner Dosiereinheit (als Ersatz)
- bestmögliche Ergebnisse in Verbindung mit GASTROzid® GS-Serie

1 Stk. #SPG3



Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss

# GASTROzid®
# K-Serie Küchenreinigung




## GASTROzid® K1 KÜCHENREINIGER ALKALISCH

10 Ltr. Kanister: K1-10

10 Ltr.

- alkalischer Kraftreiniger und Fettlöser
- zur Unterhaltsreinigung
- für wasser- und alkalibeständigen Böden und Oberflächen (z.B. Arbeitsflächen, Edelstahloberflächen und -armaturen, Küchengeräte) in professionellen Küchen oder universell im lebensmittelverarbeitenden Gewerbe
- entfernt Öle, Fette, Blut, Eiweiß und sonstige Verschmutzungen
- auch für industrielle Reinigungsarbeiten als Allzweckreiniger geeignet
- auch für Aluminiumoberflächen geeignet
- ohne Duft- und Farbstoffe
- Ergänzung:
  a) in der Unterhalts- und Grundreinigung:
  GASTROzid® K2 Küchenreiniger sauer
  b) in der Flächendesinfektion: GASTROzid® K3 Desinfektionsreiniger
- zur Dosierung wird der Einsatz von GASTROzid® KP10 Kanisterpumpe, GASTROzid® PW4 Eimerbefüller, GASTROzid® PW2 Sprüh-/ Schaumgerät empfohlen




## GASTROzid® K2 KÜCHENREINIGER SAUER

10 Ltr. Kanister: K2-10

10 Ltr.

- saurer Schaumreiniger
- zur Grund- und Unterhaltsreinigung
- geeignet für säurebeständige Böden (z.B. Fliesen) und Oberflächen (z.B. Arbeitsflächen, Edelstahloberflächen und -armaturen, Küchengeräte) in professionellen Küchen oder universell im lebensmittelverarbeitenden Gewerbe
- entfernt Kalk, Rost und Urinstein
- Kalkblocker hemmt die Wiederanschmutzung.
- auch für Aluminiumoberflächen geeignet; mit Korrosionsschutz
- auch für Sanitäranlagen oder Schwimmbäder geeignet
- ohne Duft- und Farbstoffe
- Ergänzung:
  a) in der alkalischen Unterhaltsreinigung: GASTROzid® K1 Küchenreiniger alkalisch
  b) in der Flächendesinfektion: GASTROzid® K3 Desinfektionsreiniger
- zur Dosierung wird der Einsatz von GASTROzid® KP10 Kanisterpumpe, GASTROzid® PW4 Eimerbefüller, GASTROzid® PW2 Sprüh-/ Schaumgerät empfohlen.




## GASTROzid® K3 DESINFEKTIONS-REINIGER mildalkalisch

10 Ltr. Kanister: K3-10

10 Ltr.

- leicht alkalischer Desinfektionsreiniger
- zur Desinfektion und Reinigung in einem Arbeitsgang
- geeignet für wasserbeständigen Böden (z.B. Fliesen) und Oberflächen (z.B. Arbeitsflächen, Edelstahloberflächen und -armaturen, Küchengeräte) in professionellen Küchen oder im lebensmittelverarbeitenden Gewerbe
- bakterizide, begrenzt viruzide und levurozide Desinfektionswirkung
- Entfernt auch leichte Öl- und Fettverschmutzungen.
- materialschonend
- Ergänzung:
  a) in der alkalischen Unterhaltsreinigung: GASTROzid® K1 Küchenreiniger alkalisch
  b) in der sauren Unterhalts- und Grundreinigung: GASTROzid® K2 Küchenreiniger sauer
- zur Dosierung wird der Einsatz von GASTROzid® KP10 Kanisterpumpe, GASTROzid® PW4 Eimerbefüller, GASTROzid® PW2 Sprüh-/ Schaumgerät empfohlen




## GASTROzid® BACKOFENREINIGER krustenbrechend

750 ml Sprühflasche: K10-750
VE: 12 Fl.
10 Ltr. Kanister: K10-10

750 ml 10 Ltr.

- Grill-, Backofen- und Konvektomatenreiniger
- geeignet für alle Küchengeräte wie Grill- und Backöfen, Kombidämpfer, Konvektomaten, Fahr- oder Stikkenwagen, Backbleche, Transportbänder, Arbeitsgeräte, Maschinen, Behälter, Arbeitsplatten und Böden
- entfernt eingebrannte Verkrustungen
- nicht auf Weichmetallen (Aluminium) anwenden!
- Ergänzung bei in Öfen integrierten Dosiergeräten: GASTROzid® GS2 Klarspüler sauer
- zur Dosierung wird der Einsatz von GASTROzid® KP10 Kanisterpumpe, GASTROzid® PW4 Eimerbefüller, GASTROzid® PW2 Sprüh-/ Schaumgerät empfohlen



Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss

# K-Serie Küchenreinigung



## GASTROzid® K11 GERÄTEENTKALKER

1 Ltr. Spritzflasche: K11-01
VE: 12 Fl.

1 Ltr.

- saurer Geräteentkalker und Kalklöser
- zur Entkalkung von Geräten und Oberflächen
- geeignet für säurebeständige Küchengeräte (z.B. Heißwassergeräte, Kaffeemaschinen oder Töpfe) und -oberflächen (z.B. Edelstahlflächen und -armaturen) und Böden
- entfernt Kalkablagerungen auf Edelstahl, Aluminium, Messing, Kupfer, Zinn und bedingt Zink
- Vorsicht! Nicht bei Marmor verwenden

# Dosiertechnik und -hilfen




### 1 GASTROzid® PW2 Sprüh-/ Schaumgerät

- für 2 Produkte
- mit 15 m Schlauch und Sprühpistole, Kanisterhalterungen für normalen Wasseranschluss / KEIN Elektroanschluss notwendig.
- zur Dosierung der kompletten GASTROzid® K-Serie

1 Stk. #PW2

### 2 GASTROzid® PW4 Eimerbefüller

- für 4 Produkte
- mit Druckknopf, Durchfluss 16 Ltr. / min
- für normalen Wasseranschluss / KEIN Elektroanschluss notwendig.
- zur Dosierung der kompletten GASTROzid® K-Serie

1 Stk. # PW4

### 3 GASTROzid® AH10 Auslaufhahn

- für 10 Ltr. Kanister (51 mm DM)

1 Stk. #AH10

### 4 GASTROzid® KP10 Kanisterpumpe

- zur Eimerdosierung (1 Hub = ca. 20 ml)

1 Stk. #KP10

### 5 GASTROzid® KS10 Kanisterschlüssel

- für 10 Ltr. Kanister

1 Stk. #KS10

### 6 GASTROzid® DK1000 Dosierkugel

- für 1 Ltr. Rundflaschen
- zur Eimerdosierung (Reservoir = 20 ml)

1 Stk. #DK1000

### 7 GASTROzid® WH10 / WH20 Edelstahl-Wandhalter

**10 Ltr.**

- zur bodenfreien Ablage aller GASTROzid® 10 Ltr.-Produkte

1 Stk. #WH10

**20 Ltr.**

- zur bodenfreien Ablage aller GASTROzid® 20 Ltr.-Produkte

1 Stk. #WH20



Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss


# Reinigung in weiteren Bereichen



Glas und Kunststoffe
**Medizid O4 Glasreiniger**



Alle wasserfesten Oberflächen und Böden
**Medizid O1 Mehrzweck-reiniger**






Desinfektion Ausschankgeräte
**Medizid® AF+**



Gläser-spülmaschine
**Gastrozid GS2 Klarspüler sauer**



Handspülmittel
**Gastrozid GS10 Handspülmittel**




Spiegel, Glas
**Medizid O4 Glasreiniger**



Waschcreme für Euroseifen-spender
**MEDIman H1 Waschlotion**



Boden, Fliesen, Oberflächen aus Keramik
**Medizid O1 Mehrzweck-reiniger**






Ablagen, Halterungen Trennwände (z.B. Resopal)
**Medizid O1 Mehrzweck-reiniger**



Desinfektion
**Medizid® Rapid+**



WC und Urinale
**Medizid S1 Sanitärreiniger**



Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss

# Reinigungs- und Hygieneplan

| Was | Womit | Wie | Gefahrstoff |
|---|---|---|---|
|  Hände desinfizieren |  **MEDIman H2 Händedesinfektion** | hygienisch: 3 ml / 30 Sek. unverdünnt einreiben, mit wenig Wasser aufschäumen, Hände reinigen, mit Wasser abspülen. |  |
|  Geschirr, Besteck |  **Gastrozid GS5 Geschirr-Reiniger** | maschinelles Geschirrspülen |  |
|  Geschirr, Besteck |  **Gastrozid GS2 Klarspüler sauer** | maschinelles Geschirrspülen |  |
|  Geschirr, Töpfe |  **Gastrozid GS10 Handspülmittel** | manuelles Geschirrspülen |  |
|  Herd, Abzüge, Umfeld |  **Gastrozid K1 Küchenreiniger alkalisch** | Reiningungslösung gleichmäßig auftragen, einwirken lassen, bearbeiten, abspülen und wenn erforderlich, nachtrocknen |  |
|  Heißwassergeräte |  **Gastrozid K11 Geräteentkalker** | je Liter Wasser ca. 100 ml Entkalker hinzufügen. Den Wasserbehälter des Gerätes mit der Lösung zu 2/3 füllen. Gerät erhitzen. **Wichtig!** Nach jeder Entkalkung Gerät ausreichend klarspülen. |  |
|  Flächen, Böden |  **Medizid®** AF+ Flächendesinfektionsreiniger, VAH-gelistet | Oberflächen nach jedem Gebrauch vorreinigen, aufbringen der Desinfektionsflotte, reinigen, EWZ mind. 15 min |  |
|  Bodenreinigung |  **Gastrozid K1 Küchenreiniger alkalisch Gastrozid K2 Küchenreiniger sauer** Wechselreinigung | Produktlösung aufbringen, mit Schrubber bearbeiten, spülen und trocken abziehen |  |
|  Edelstahlflächen |  **Medizid O6 Edelstahlpflege** nur senkrechte Flächen, **nicht** für Flächen zur Lebensmittelverarbeitung | mit sauberem, trockenem Tuch aufbringen; Produkt gleichmäßig auf Fläche verteilen, nicht nachpolieren; **nicht auf Flächen für Lebensmittelverarbeitung verwenden** |  |
|  Konvektomat, Grill |  **Gastrozid Backofenreiniger** Grillreiniger mit Metallschutz | Fläche ggf. vorheizen, vorwässern, vordampfen, Produkt aufsprühen, einwirken lassen |  |
|  Flächen, Geräte |  **Medizid®** Rapid+ Schnelldesinfektionsreiniger VAH-gelistet | Geräte und Oberflächen nach jedem Gebrauch, vorreinigen, desinfizieren, pur aufsprühen und gleichmäßig aufbringen, EWZ 60 sek. |  |



Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss



Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss

# Alltägliche Produkte und gerade deshalb unverzichtbar

Arbeitsabläufe im Gesundheitswesen sollen primär den Patienten im Fokus haben. Aus diesem Grund haben wir ein umfangreiches Sortiment an Stations-und Patientenbedarf in unserem Portfolio, um diesen Anspruch tagtäglich gerecht zu werden. Sei es die tägliche Körperhygiene immobiler Patienten mit unseren Pflegeprodukten und Waschhandschuhen oder die unentbehrlichen Dinge wie Wattestäbchen, Holzmundspatel oder Schutzservietten.



Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss

# BagBath® Haircare

## Haare waschen ohne Wasser




### Charakteristik

Das Haar-Waschsystem ohne Ausspülen der Haare. Kann sowohl erwärmt als auch gekühlt genutzt werden. Enthält keine Duftstoffe. Auch in Kombination mit dem Bagbath- Körper-waschsystem nutzbar.

### Anwendung

Haarwäsche für bettlägrige und pflegebedürftigen Personen.

| REF | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|
| APO021012 | 100ml | 30 Flaschen | - |

# BagBath®

## Einweg-Körper-Waschsystem ohne Wasser und Seife

### Charakteristik

Die in BagBath® enthaltenen Tücher besitzen einen dezenten Duft. Feuchtigkeitsspendende Inhaltstoffe und klinisch getestete Formeln für die Inhaltstoffe ermöglichen den Schutz der Haut vor Irritationen.






### Anwendung

Die Packung lässt sich leicht öffnen und wieder verschließen, selbst mit Handschuhen. Waschschüsseln, Seife, Wasser, Waschlappen, Handtücher und Pflegelotion werden nicht mehr benötigt.

| REF | Größe | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|---|
| 2359 | 25 x 20 cm | 8 Tücher | 30 Packungen | 06149252 |




Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss

BagBath® versetzt Krankenhäuser und Pflegezentren in die Lage, die Qualität der Hautpflege ihrer Patienten zu verbessern und dabei zugleich Zeit und Geld zu sparen.

BagBath® macht es möglich, den Körper ohne Seife, Waschlappen und Handtücher zu wachen, in Situationen, in denen entweder kein Bad zur Verfügung steht oder es nicht möglich ist, das Bad zu erreichen.

## Abdeckung aller Körperbereiche:

BagBath® sichert die vollständige Körperhygiene.
Eine Packung enthält 8 Tücher – je eines für jede Köperregion.




## Vorteile für den Patienten:

- Verminderung von Schmierinfektion durch herkömmliche Waschutensilien wie Lappen und Handtuch.
- Verhinderung von Kreuzkontamination durch die Abschaffung wiederverwendbarer Waschmaterialien.
- Waschen mit BagBath® birgt weniger Risiken für operierte, intubierte, traumatisierte und immobile Patienten, da keine zusätzliche Umlagerung durch nasse Bettwäsche erforderlich ist.

## Spezielle, erwärmbare Verpackung:

### ☐ Mikorowelle + BagBath®

- Die meisten Patienten bevorzugen das Gefühl des warmen Bades.
- Wärme verhindert die Auskühlung des Patienten.



## Spezielle, kühlbare Verpackung:

### ☐ Kühlschrank + BagBath®

- Erfrischende und kühlende Wirkung auf Patienten



## Einfache Entsorgung:

### ☐ Mülleimer

Als Einweg-Produkt kann BagBath® mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Beim Waschen von quarantänisierten Patienten müssen die hausinternen Entsorgungsvorschriften eingehalten werden.





Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss

# BeeSana® Waschhandschuh

## Hygienische Einmalwaschhandschuhe



### Charakteristik

- Einmalwaschhandschuh in verschiedenen Ausführungen

### Anwendung

Zur Hautreinigung und Körperpflege. Anwendbar in allen Pflegebereichen, besonders in der Alten- und Krankenpflege.

| REF | Bezeichnung | Ausführung | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|---|---|
| 3709 | Folie | ultraschallverschweißt | 50 Stück | 20 Packungen | 05461042 |
| 3723 | Molton / Soft | ultraschallverschweißt | 50 Stück | 20 Packungen | 11703466 |
| 3724 | Molton / Soft | genäht | 25 Stück | 40 Packungen | 05529001 |
| 3725 | Molton 80 g | genäht | 50 Stück | 20 Packungen | 09336931 |

# BeeSana® feuchter Waschhandschuh

## Hygienische Einmalwaschhandschuhe




### Charakteristik

- feuchter Einmalwaschhandschuh

### Anwendung

Zur Hautreinigung und Körperpflege. Anwendbar in allen Pflegebereichen, besonders in der Alten- und Krankenpflege, nur für den Einmalgebrauch.

| REF | Größe | Gewicht | Farbe | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3726 | 150 x 220 mm | 70 g / m2 | Weiß | 8 Stück | 24 Packungen | 18031248 |

# Schutzserviette



### Charakteristik

- Schutzservietten aus einer Lage Zellstoff und PE-Folie
- PE-InnenbeschichtungPE-Innenbeschichtung
- mit gestanzten Bändern zur Fixierung um den Hals
- umlegbare Auffangtasche im unteren Bereich
- Farbe: Apricot

### Anwendung

Für den Einmalgebrauch.

| REF | Größe | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|---|
| 2997 | 38 x 68 cm | 100 Stück | 6 Packungen | 11727314 |



Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss

# Schutzlätzchen



## Charakteristik

- Schutzlatz aus Verbandmull
- 6-fach
- weiß

| REF | Größe | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|---|
| 4239 | 20 x 30 cm | 10 Stück | 10 Packungen | 12724401 |

# BeeSana® Einwegslip

## Unser Höschen für eine sichere Intimsphäre

## Charakteristik

- Einweghöschen aus Vliesstoff
- mit Gummizug
- weiß mit farbigen Bündchen zur Größenunterscheidung






## Anwendung

Für Patienten zur Bewahrung der Intimsphäre bei Untersuchungen oder nach Operationen.

| REF | Größe | Bundfarbe | Bundweite | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2251 | M | blau | 51 - 55 cm | 20 Stück | 30 Packungen | 11857318 |
| 2252 | L | braun | 54 - 58 cm | 20 Stück | 30 Packungen | 11857324 |
| 2253 | XL | grün | 58 - 62 cm | 20 Stück | 30 Packungen | 11857330 |
| 2254 | XXL | rot | 62 - 64 cm | 20 Stück | 30 Packungen | 11857301 |



Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss

# Antirutschsocke universal

## Unsere Socke zur Sturzprophylaxe



### Charakteristik

- ABS-Einmalsocke (gelegt)
- mit Noppen als Antirutschbeschichtung
- aus Baumwolle
- schwarz
- universalgröße

### Anwendung

Zum Einmalgebrauch in Krankenhäusern und Pflegeheimen für den vielseitigen Einsatz.

| REF | Größe | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|---|
| 9605 | 40 x 9 cm | 20 Stück | 8 Packungen | 12671811 |

# OP-Socke

## Unsere Baumwollsocke



### Charakteristik

- Einmalsocke (gelegt) ohne Ferse
- Bündchen mit Gummizug
- weiß

### Anwendung

Für den vielseitigen Einsatz. Zum Einmalgebrauch in OP-Bereichen, Labors oder Reinräumen.

| REF | Größe | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|---|
| 9837 | 39 x 8 cm | 40 Stück | 20 Packungen | 12671805 |
| 9836 | 44 x 8 cm | 40 Stück | 20 Packungen | 12671797 |



Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss

# PE-Überziehschuhe

## Überziehschuhe aus CPE mit Gummizug



### Charakteristik

- mit Gummizug
- für den Einmalgebrauch
- Farbe: blau

Maße (ca.): Länge: 41 cm
Höhe: 15 cm
Dicke: 0,03 mm

| REF | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|
| 70-151 | 1000 Stück | 1 Karton | 11363007 |

# Zellstoffwatteblättchen

### Charakteristik

- hochgebleicht nach DAB
- saugfähig



### Anwendung

Reinigungs- und Hygienetuch für medizinische Bereiche.

| REF | Größe | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|---|
| 12431 | 20 x 20 cm | 300 g | 26 Packungen | 13655576 |

# Lagenzellstoff

## Kreppzuschnitte in losen Lagen für vielseitigen Gebrauch



### Charakteristik

- Lagenzellstoff, ungebleicht aus 100% Recycling-Zellstoff
- vielseitig einsetzbar

### Anwendung

Anwendbar als Unterlage bei unsterilen Tätigkeiten, als Saugmaterial oder auch zum Reinigen und Wischen.

| REF | Größe | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|---|
| 102200D | 20 x 20 cm | 5 kg | 3 Beutel | 06803349 |
| 102300D | 20 x 30 cm | 5 kg | 3 Beutel | 06803355 |
| 104600D | 40 x 60 cm | 5 kg | 3 Beutel | 06803361 |



Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss

# Rollicel® / Ärztekrepp

## Liegenabdeckungen auf der Rolle



### Charakteristik

- Liegenabdeckung aus Zellstoff
- saugfähig und mikroperforiert
- in verschiedene Ausführungen
- Farbe: weiß

### Anwendung

Für Behandlungsliegen und teilentkleidete Untersuchungen und Behandlungen.

| REF | Größe | Lagen | Beschichtung | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|---|---|
| 3739-50 | 39 cm x 50 m | 2-lagig | nein | 9 Rollen | 11350476 |
| 3739-50B | 39 cm x 50 m | 2-lagig | ja | 6 Rollen | 11350571 |
| 3739-100 | 39 cm x 100 m | 2-lagig | nein | 6 Rollen | 11350536 |
| 3745-100B | 45 cm x 100 m | 2-lagig | ja | 6 Rollen | 11350884 |
| 3750-50 | 50 cm x 50 m | 2-lagig | nein | 9 Rollen | 11350482 |
| 3750-50B | 50 cm x 50 m | 2-lagig | ja | 6 Rollen | 11350855 |
| 3750-100 | 50 cm x 100 m | 2-lagig | nein | 6 Rollen | 11350542 |
| 3755-50 | 55 cm x 50 m | 2-lagig | nein | 9 Rollen | 11350499 |
| 3755-50B | 55 cm x 50 m | 2-lagig | ja | 6 Rollen | 11350861 |
| 3755-100 | 55 cm x 100 m | 2-lagig | nein | 6 Rollen | 11350559 |
| 3759-50 | 59 cm x 50 m | 2-lagig | nein | 9 Rollen | 11350513 |
| 3759-50B | 59 cm x 50 m | 2-lagig | ja | 6 Rollen | 11350878 |
| 3759-100 | 59 cm x 100 m | 2-lagig | nein | 6 Rollen | 11350565 |
| 3759-100B | 59 cm x 100 m | 2-lagig | ja | 6 Rollen | 11350890 |

# Schutzlaken

## Einmalprodukt als Sitz- und Liegefläche



### Charakteristik

- 2-lagiger Zellstoff mit transparenter PE-Folie, die ein Durchsickern von Flüssigkeiten verhindert
- frei von Latex, DEHP und PVC
- längsverstärkung durch widerstandsfähige Polyesternaht sowie seitliche Sperrkanten

### Anwendung

Schutzlaken für den Einmalgebrauch zur Abdeckung von Tragen, Untersuchungs- und Transportliegen, Arbeitstischen und Matratzen.

| REF | Größe (cm) | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|
| 1988 | 80 x 175 | 100 Stück | 04353787 |
| 1992 | 80 x 200 | 100 Stück | 04353793 |
| 1995 | 80 x 210 | 100 Stück | 04353801 |



Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss

# Schutzauflage

## Einmalprodukt als Sitz- und Liegefläche, die günstige Variante zum Schutzlaken



### Charakteristik

- 1-lagiger Zellstoff mit transparenter PE-Folie, die ein Durchsickern von Flüssigkeiten verhindert
- frei von Latex, DEHP und PVC

### Anwendung

Schutzlaken für den Einmalgebrauch zur Abdeckung von Tragen, Untersuchungs- und Transportliegen, Arbeitstischen und Matratzen.

| REF | Größe (cm) | seitliche Sperrkanten | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|---|
| 1993 | 38 x 40 | nein | 1.000 Stück | 04353681 |
| 1990 | 80 x 90 | ja | 200 Stück | 04353735 |
| 2982 | 80 x 140 | ja | 100 Stück | 01082431 |
| 2984 | 80 x 210 | ja | 100 Stück | 01082454 |

# Mehrzwecktücher



### Charakteristik

- mehrzwecktuch aus dicht genadeltem Vlies
- reißfest, saugfähig und fusselt nicht

### Anwendung

Für sämtliche Reinigungsarbeiten in Küche, Labor, Kranken- und Hotelzimmern.

| REF | Tuchformat | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|---|
| 3539 | 32 x 38 cm | 50 Stück | 20 Packungen | - |

# Bettenabdeckhauben

## HDPE transparent



### Charakteristik

- Schutzfolie aus HDPE (High Density Polyethylen)

### Anwendung

Für Klinik- und Pflegebetten, zum Schutz des frischen, fertiggestellten Bettes.

| REF | Tuchformat | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|---|
| 1985 | 320 x 95 cm | 200 Stück | 1 Rolle | - |



Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss

# Universaltuch





## Charakteristik

- Einmalprodukt zur Reinigung und Hygiene auf der intakten Haut
- mit optionaler Variante mit höherem Viskoseanteil

## Anwendung

Zur Einmalverwendung in allen Pflegebereichen.

### Universaltuch

| REF | Größe | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|---|
| 6051 | ca. 30 x 30 cm (ungefaltet)<br>ca. 15 x 15 cm (gefaltet) | 50 Stück | 10 Packungen | 04355415 |

### Universaltuch soft (dickere Qualität)

| REF | Größe | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|---|
| 6052 | ca. 30 x 30 cm (ungefaltet)<br>ca. 15 x 15 cm (gefaltet) | 50 Stück | 10 Packungen | 11722759 |

# Wischtücher

## Recycelbare Tücher aus Zellstoff



## Charakteristik

- mehrlagige und halbgebleichte Wischtücher aus Zellstoff
- frei von Latex, PVC und DEHP

## Anwendung

Einmalprodukt zur Verwendung als Reinigungsmaterial.

| REF | Größe | Lagenzahl | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|---|---|
| 6020 | 39 x 30 cm | 3-lagig | 50 Stück | 20 Packungen | 11857270 |
| 6021 | 39 x 30 cm | 4-lagig | 50 Stück | 20 Packungen | 11857264 |



Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss

# Kosmetiktücher

## Charakteristik

- aus 2-lagigem Zellstoff
- Farbe: hochweiß



| REF | Größe | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|---|
| 6701 | 20,5 x 21 cm | 100 Stück | 35 Packungen | - |

# V-Falz-Papierhandtücher

## Charakteristik

- Abmessung: 25 x 23 cm



### 1-lagig, natur

| REF | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|
| 5722 | 20 x 250 Stück | 1 Packung | - |

### 2-lagig, weiß

| REF | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|
| 5721 | 20 x 160 Stück | 1 Packung | - |



Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss

# BaSick Bag

## Spuckbeutel








### Charakteristik

- zur Verwendung bei Übelkeit
- teiltransparenter, reißfester Spuckbeutel aus Polyethylen
- mit Skalierung und Verschlussring

### Anwendung

Zur Einmalverwendung bei Übelkeit.

| REF | Größe, Höhe | Fassungsvermögen | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|---|---|
| 9401 | 16 x 40 cm | 1.500 ml | 25 Stück | 20 Beutel | 13818825 |
| SP9401 | 47 cm | 3 Packungen | 1 Stück | 1 Stück | - |

# Nierenschale



## unsteril, Pappe

| REF | Größe | Farbe | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|---|
| 9400 | 255 x 150 x 48 mm | grau | 300 Stück | 01082164 |



## doppelt steril, Kunststoff, zu 1 St. verpackt

| REF | Größe | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|---|
| 4249 | 700 ml | 12 x 1 Stück | 2 Packungen | - |

# Einweghaarkamm

## Haarkamm aus Kunststoff, einzeln cellophaniert

| REF | Farbe | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|---|
| 9679 | braun | 100 x 1 Stück | 20 Packungen | 11857672 |








Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss

# Einwegrasierer




## Charakteristik

- rostfreier und unsteriler Einweg-Rasierer

| REF | Klinge | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|---|
| 9610 | einschneidig | 100 Stück | 10 Packungen | 02501189 |

# Urinflasche

## Urinflasche für Männer 1000 ml



## Charakteristik

- milchige Urinflasche mit Skalierung und Clip-Verschluss

| REF | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|
| 3006 | 25 Stück | - |

# Urinflaschenhalter

## Urinflaschenhalter mit Kette und Deckel



## Charakteristik

- Urinflaschenhalter zur Aufnahme der Urinflasche

## Anwendung

Der Urinflaschenhalter sollte in Griffweite des Pflegebedürftigen am Bettrahmen des Pflegebetts befestigt (eingehängt) werden. Reinigung nach Bedarf.
ACHTUNG: Bei der Verwendung von Desinfektionsmitteln sind die Anwendungsvorschriften des Herstellers zu beachten.

| REF | Einheit | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|
| 3001 | 1 Stück | 20 Stück | - |



Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss

# Schwesternstethoskop

## Schwesternstethoskop zur Auskultation




### Charakteristik

- akustisches Flachkopfstethoskop
- mechanisch
- Ohrbügel mit Ohroliven, Schlauch und Bruststück
- Schlauchlänge: ca. 60 cm
- latexfrei

### Anwendung

Die Anwendung der Stethoskope darf nur durch autorisiertes Fachpersonal erfolgen. Das Stethoskop ist je nach Untersuchung auf die gewünschte Körperregion aufzulegen und unter geringem Druck zu verwenden.

| REF | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|
| 9805 | 1 Stück | 100 Stück | 11857459 |

# Venenstauer

## Qualitätsvenenstauer mit innovativer Bedienung



### Charakteristik

- Einhandbedienung ohne Umgreifen
- mit Sicherheitsverschluss
- latex- und metallfrei

| REF | Artikel | Farbe | PZN |
|---|---|---|---|
| 5020 | Venenstauer Meditrade | Designerband bunt | 06177892 |
| N20200 | Jetpull | Designerband blau | - |



Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss

# Dosicair®

## Unser Infusionsregler mit Zuspritzadapter



### Charakteristik

- Luer-Lock-Verbindungssystem
- anschließbar an Infusionssysteme

### Anwendung

Für die Infustionstherapie.

| REF | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|
| DF100 | 50 Stück | 8 Packungen | - |

# Urinbecher



| REF | Größe | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|---|
| 3009 | 125 ml | 100 Stück | 5 Packungen | 04354427 |
| 3010 | 100 ml | 500 Stück | 1 Packung | - |

# Ultraschallgel




### Charakteristik

- Ultraschallgel für die Sonographie mit Ultraschallsonden

### Anwendung

Für alle Formen der Sonographie.

| REF | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|
| 6831 | 250 g | 30 Flaschen | 01904778 |



Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss

# Kalt-Warm-Kompresse

## Kompresse zur Kälte- und Wärmeanwendung



### Charakteristik

- Dauerkompresse mit Gelfüllung
- anmodellierbar
- für Gefrierfach ( bis -30°C flexibel), Wasserbad und Mikrowelle geeignet
- Etiketteninformation beachten

### Anwendung

Bei Verstauchungen, Zerrungen, Schwellungen.
Auch bei Fieber, Kopfschmerzen und Blutergüssen.

| | REF | Größe | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|---|---|
| Gelfarbe: transparent | 9668 | 13 x 14 cm | 50 Stück | 1 Packung | 04352500 |
| | 9870 | 12 x 29 cm | 25 Stück | 1 Packung | 04352463 |
| | 9666 | 16 x 26 cm | 25 Stück | 1 Packung | 04352517 |
| | 9661 | 30 x 40 cm | 6 Stück | 1 Packung | 04352546 |
| | 9663 | 7,5 x 35 cm | 40 Stück | 1 Packung | 04352552 |
| Gelfarbe: blau | 9465 | 16 x 25 cm | 20 Stück | 1 Packung | - |

# Vlieshülle für Kompressen

## Vlieshülle für Kalt-Warm-Kompressen

### Charakteristik

- Viesstoffhüllen für Kalt-Warm-Kompressen
- dienen dem Schutz der Haut, da ein direkter Kontakt zwischen Kompresse und Haut vermieden wird
- nur für den Einmalgebrauch

| REF | Größe | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|---|
| 9682 | 13 x 14 cm | 500 Stück | 1 Packung | - |
| 9683 | 12 x 29 cm | 500 Stück | 1 Packung | - |
| 9684 | 16 x 26 cm | 500 Stück | 1 Packung | - |
| 9687 | 21 x 38 cm | 500 Stück | 1 Packung | - |
| 9693 | 30 x 40 cm | 500 Stück | 1 Packung | - |



Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss

# Rettungsdecke




## Charakteristik

- Farbe: gold / silber
- reflektiert Körperwärme bzw. Sonnenstrahlen
- Gefahr einer Unterkühlung wird vermindert bzw. Hitze vom Körper ferngehalten
- einzeln mit Gebrauchsanweisung verpackt

## Anwendung

Kälte- und Hitzeschutz für Verletzte.
Verwendbar bei Unfällen, Wind, Regen und Hitze.

| REF | Größe | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|---|
| 4070 | 160 x 210 cm | 50 Stück | 5 Packungen | 13510895 |

# Medizinbecher



## Medizinbecher, 30 ml, graduiert



## Charakteristik

- aus transparentem Polypropylen
- Inhalt sichtbar
- mit seitlicher Graduierung

| | REF | Farbe | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|---|---|
| Medizinbecher | | | | | |
| | 9729 | transparent | 75 Stück | 50 Packungen | - |
| | 9727 | blau | 75 Stück | 50 Packungen | - |
| | 9725 | rot | 75 Stück | 50 Packungen | - |
| | 9726 | gelb | 75 Stück | 50 Packungen | - |
| | 9728 | grün | 75 Stück | 50 Packungen | - |
| Medizinbecherdeckel | | | | | |
| | 9700 | weiß | 750 Stück | 5 Packungen | - |



Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss

# Medikamentendispenser

## Charakteristik

- Tablettendispenser aus PP / PVC mit transparentem Schiebedeckel
- unterstützt die regelmäßige und zeitgereichte Medikamenteneinnahme morgens, mittags, abends und nachts




| REF | Farbe | Packungsinhalt | PZN |
|---|---|---|---|
| 9707 | weiß | 200 Stück | - |
| 9708 | blau | 200 Stück | - |

# Medi-Box

## Behälter zur sicheren Kanülen- und Spritzenentsorgung



## Charakteristik

- Entsorgungsbehälter rund
- mit Deckel und runder Öffnung
- flacher Verschluss
- Abzieh- und Abdrehhilfe

## Anwendung

Zur Entsorgung von Kanülen und Spritzen.

| REF | Größe | Packungsinhalt | PZN |
|---|---|---|---|
| 9694 | 0,5 l | 1 Stück | - |
| 9702 | 2,5 l | 1 Stück | - |



Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss

# Wandhalter

## Wandhalterung für Handschuhboxen aller Größen

### Charakteristik

- aus Acryl oder Polystryol
- leichte Montagehandhabung












| REF | Artikel | Bezeichnung | Maße (in mm) | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|---|---|
| 4040 | Dracula | PS-Wandhalter ohne Aufdruck (weiß) | universal | 1 Stück | - |
| 4050 | Ghost | Acryl-Wandhalter mit Aufdruck | 250 x 145 x 100 | 1 Stück | - |
| 4059 | Ghost | Acryl-Wandhalter ohne Aufdruck | 250 x 140 x 70 | 1 Stück | - |
| 4060 | Ghost | Acryl-Wandhalter ohne Aufdruck | 250 x 145 x 100 | 1 Stück | - |



Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss

# Müllsäcke HD

## PE-Müllsäcke



### Charakteristik

- Müllbeutel aus HDPE (High Density Polyethylen = Polyethylen hoher Dichte)
- zur Sammlung von Abfallprodukten
- für den Einmalgebrauch

| REF | Größe | Farbe | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|---|---|
| 9747 | 49 x 60 cm (ca. 24 Liter) | transparent | 50 Stück | 40 Rollen | - |
| 9748 | 63 x 74 cm (ca. 60 Liter) | transparent | 50 Stück | 40 Rollen | - |

# Müllsäcke LD

## PE-Müllsäcke



### Charakteristik

- Müllbeutel aus LDPE (Low Density Polyethylen = Polyethylen niedriger Dichte)
- zur Sammlung von Abfallprodukten
- für den Einmalgebrauch

| REF | Größe | Farbe | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|---|---|
| 9651 | 70 x 110 cm (ca. 120 Liter) | blau | 25 Stück | 10 Rollen | - |
| 9746 | 50 x 60 cm (ca. 30 Liter) | grau | 50 Stück | 20 Rollen | - |
| 9749 | 63 x 72 cm (ca. 60 Liter) | transparent | 50 Stück | 20 Rollen | - |
| 9750 | 63 x 85 cm (ca. 65 Liter) | weiß | 40 Stück | 9 Rollen | - |
| 9760 | 57,5 x 100 cm (ca. 70 Liter) | blau | 25 Stück | 10 Rollen | - |
| 9761 | 70 x 110 cm (ca. 120 Liter) | blau | 25 Stück | 10 Rollen | - |
| 9762 | 70 x 110 cm (ca. 120 Liter) | transparent | 25 Stück | 10 Rollen | - |
| 9764 | 60 x 80 cm (ca. 60 Liter) | grau | 25 Stück | 10 Rollen | - |
| 9765 | 70 x 110 cm (ca. 120 Liter) | rot | 25 Stück | 10 Rollen | - |
| 9766 | 57,5 x 100 cm (ca. 70 Liter) | gelb | 25 Stück | 10 Rollen | - |
| 9768 | 70 x 110 cm (ca. 120 Liter) | blau | 15 Stück | 10 Rollen | - |



Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss

# Küchenrolle



## Charakteristik

- hochweiß
- aus Zellstoff
- 50 Blatt pro Rolle
- Rollenlänge: 11,2 m
- Blattbreite: 25,7 cm
- Blattlänge: 22,4 cm

### 3-lagig

| REF | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|
| 57301 | 4 Rollen | 8 Packungen | - |

# Toilettenpapier



## Charakteristik

- hochweiß
- aus Zellstoff
- 250 Blatt pro Rolle
- Rollenlänge: 28 m
- Blattbreite: 9,5 cm
- Blattlänge: 11,2 cm

### 2-lagig

| REF | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|
| 9200 | 8 Rollen | 8 Packungen | - |

### 3-lagig

| REF | Packungsinhalt | Versandeinheit | PZN |
|---|---|---|---|
| 9201 | 8 Rollen | 9 Packungen | - |



Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss

# Stichwortverzeichnis


## A

ABE® Arm- und Beinmanschette 98
ABE® derm (plus) 80
ABE® drainal 69
ABE® Druckverbandrolle 99
ABE® extra 92
ABE® extra haft 93
ABE® fix color 87
ABE® Fixiervlies 81
ABE® Gilchristverband 96
ABE® Herzkatheterdruckverband 98
ABE® Ideal 100 89
ABE® Injektionspflaster 78
ABE® Kanülenfixierung I.V. 81
ABE® Last 85
ABE® Last haft 88
ABE® Last krepp 88
ABE® lastic 91
ABE® Leibbandage 97
ABE® light 78
ABE® Mullbinde 84
ABE® Nasenverband 72
ABE® Netzschlauchverband 95
ABE® Polsterbinde 92
ABE® silk 82
ABE® Tamponadebinde 74
ABE® Tamponadebinde RK 107
ABE® tracheal 69
ABE® Trikotschlauchverband 94
ABE® universal 90
ABE® Ven 93
ABE® Wundschnellverband 79
Aktivgel 147
Alcoderm® 134
Alcoman® 130
Alcoman® + 131
Alcoman® Gel 133
Alkoholtupfer 75
Allzweckreiniger 160 / 161
Antirutschsocken 176
Applikationshilfen 149-151
Armbandagen 96
Armmanschetten 98
Ärztekrepp 178
Astronautenhauben 53
Augenkompressen 71

## B

BagBath® (Haircare) 172
BaSick Bag 182
Bauchtücher RK 100 / 101
Baumwollhandschuhe 22
BeeSana® Augenkompresse 71
BeeSana® Bauchtuch RK 100 / 101
BeeSana® Comflock Super 125
BeeSana® Damenvorlage 121
BeeSana® Einwegslip 175
BeeSana® Fadentupfer RK 107
BeeSana® Fadenziehset 112
BeeSana® feuchter Waschhandschuh 174
BeeSana® Herrenvorlage 121
BeeSana® Medi-Pants 117
BeeSana® Mull(schlitz)kompresse 63 - 66
BeeSana® Mullkompresse RK 102 / 103
BeeSana® Mulltupfer 73
BeeSana® Mulltupfer RK 104
BeeSana® Mullzuschnitt 62
BeeSana® PEG-Verbandset 111
BeeSana® PP/PE-Kittel 55
BeeSana® PP-Kittel 54
BeeSana® PP-Schutzmantel 54
BeeSana® Präpariertupfer RK 105
BeeSana® Rechteckvorlage 120
BeeSana® SafeCut 83
BeeSana® Saugkissen 119
BeeSana® Saugkompresse 70
BeeSana® Saugvorlage 122
BeeSana® SMS-Kittel 57 / 58
BeeSana® Spitztupfer 74
BeeSana® Spitztupfer RK 106
BeeSana® Stationskatheterset 110
BeeSana® Stationsschutzset 113
BeeSana® Verbandmull 62
BeeSana® Verbandwechselset 112
BeeSana® Vlies(schlitz)kompresse 67 / 68
BeeSana® Waschhandschuh 174
BeeSana® Zellstofftupfer 75
Beinmanschetten 98
beopur WC-Frisch 154
Besucherkittel 54 - 56
Bettenabdeckhauben 179
Binden 84 - 95
Boxenhalter 189

## C

Chemischer Schutzanzug 58
Comflock Super 125
Copolymed® 26
Copolymerhandschuhe 26
Cremelotion 146

## D

Damenbinden 121
Damenvorlage 121
Dentalmasken 48 - 52
Desinfektion(sprodukte) 130 - 143
Desinfektionsmittelspender 149 / 151
Desinfektionsreiniger 158 - 167
Desinfektionstücher 136 / 137, 140 / 141
Dosicair® 185
Dosierflasche 149
Dosierhilfen 149
Dosierpumpen 149
Druckverbände 101

## E

Einmalhandschuhe 9 - 45
Einmalschürzen 57
Einweghaarkamm 182
Einweg-Körper-Waschsystem 172
Einwegrasierer 183
Einwegslip 177
Entsorgungsbehälter 189
Ethasept® 132

## F

Fadentupfer 109
Fadenziehsets 114
feuchter Waschhandschuh 174
Feucht(pflege)tücher 148
FFP2 Maske 52
Finessis® Aegis® 43
Finessis® Corium® 45




Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss

Finessis® Zero® 44
Fingerfertigverbände 83
Fingerlinge 24
Fixierbinden 84 - 88
Fixierhöschen 122 / 123
Fixierpflaster 81 / 82
Fixierverbände 95
Fixiervliese 81
Flächendesinfektion 135 - 141
Flexylonhandschuhe 43 - 47
Flocken(kranken)unterlagen 124 / 125
Flockenwindeln 125
Folienwundverbände 80
Froggy™ 23

## G

Gentle Med® Aktiv Gel 147
Gentle Med® Cremelotion (W/O) 146
Gentle Med® Feuchtpflegetücher 148
Gentle Med® Hautplegelotion (O/W) 146
Gentle Med® Hautreinigungs- und Pflegeschaum 148
Gentle Med® Ölbad 144
Gentle Med® Pflegeschaum 148
Gentle Med® Waschlotion 145
Gentle Skin® Aloecare™ 11
Gentle Skin® black 12
Gentle Skin® compact + 10
Gentle Skin® grip 10
Gentle Skin® Isopretex® OP 38
Gentle Skin® Micro OP® 35
Gentle Skin® Premium OP™ 32
Gentle Skin® Securitex OP® 37
Gentle Skin® sensitive 9
Gentle Skin® Smooth OP 34
Gentle Skin® steril 27
Gentle Skin® Superior OP 33
Gesichtsmasken 49 - 54
Gilchristverbände 96

## H

Haarkämme 182
Haarwaschsystem 172
Händedesinfektion 130 - 134
Handschuhboxenhalter 189
Handschuhe 8 - 45
Handsprühkopf 149
Hauben 53
Haushaltshandschuhe 25
Hautdesinfektion 136
Hautpflegelotion 148
Hautreinigungsschaum 150
Herrenvorlagen 123
Herzkatheterdruckverbände 98
Hodenrolle 99
Holzmundspatel 79
Hygienehandschuhe 23
Hygieneprodukte 154 - 167

## I

Idealbinden 89
Infusionsregler 187
Injektionspflaster 78
Inkontinenzeinlagen 116
Inkontinenzhosen 124 / 125
Inkontinenzprodukte 116 - 125
Inkontinenzslips 116 / 117
Inkontinenzunterlagen 124 / 125
Inkontinenzvorlagen 118 - 121
Instrumentendesinfektion 142 / 143
Instrusol® AF + 142 / 143

## K

Kalt-Warm-Kompressen 186
Kämme 182
Kanister- / Auslaufhähne 149
Kanisterdosierpumpe 149
Kanisterschlüssel 149
Kanülensammelbehälter 188
Kanülenfixierungen / -pflaster 81
Kittel 54 - 56
Reinigungs- und Desinfektionsmittel 158 - 167
Kompressen 65 - 73, 104 / 105
Kompressenhülle 186
Kompressionsbinden 89 - 93
Körperwaschsysteme 172
Kosmetiktücher 181
Krankenunterlagen 12 / 125
Kurzzugbinden 89, 91 - 93
Küchenrolle 191

## L

Lagenkrankenunterlagen 124
Lagenzellstoff 177
Langzugbinden 95
Latexhandschuhe 9 - 12, 24, 25, 27, 31 - 36
Leibbandagen 97
Liberty Light® 118
Liegenabdeckungen 179
Light Fixierhöschen 124



Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss

# Stichwortverzeichnis

## M

Masken 49 - 52
Maxitex® UG 36
Medi-Box 188
Medikamentendispenser 188
Medi-Pants 119
Medizid® AF+ 140
Medizid® Alpha+ 141
Medizid® Alpha+ Flowpack 143
Medizid® Alpha+ XXL (Desinfektionstücher) 142
Medizid® Rapid+ 137
Medizid® Rapid+ / XXL (Desinfektionstücher) 138
Medizid® Rapid QF Flowpack 139
MEDIzid® Sanitärreiniger 155
Medizinbecher 187
Mehrzwecktücher 179
Messbecher 149
Mittelzugbinden 90
Mull(zuschnitte) 62
Müllsäcke 192
Mullbinden 84
Mull(Schlitz)kompressen 66, 102 / 103
Mulltupfer 73, 104
Mundschutz 47 - 52
Mundspatel 77
MyClean® easy touch 25

## N

Nasenschleudern 72
Nasenverbände 72
Neoprenhandschuhe 43
Neopretex® OP 39
Netzschlauchverbände 95
Nierenschalen 182
Nitril® 3000 13
Nitril® X-Long 15
Nitril® black 16
Nitril® LIOX 18 / 19
Nitril® Magenta 17
Nitril® NextGen® 13
Nitril® Sensory® 14
Nitril® steril 28
Nitril® Viola 17
Nitrilhandschuhe 13 - 19, 28

## O

Ölbad 147
OP-Dentalmasken 47 - 52
OP-Gesichtsmasken 47 - 52
OP-Handschuhe 31 - 45
OP-Hauben 55
OP-Kittel / -Mäntel / -Schürzen 54 - 59
OP-Masken 49 - 54
OP-Sets 110 - 113
OP-Socken 176

## P

Panty Fixierhöschen 123
Papierhandtücher 181
PE-Einmalschürzen 59
PEG-Verbandset 111
PE-Handschuhe 23, 26
PE-Schürzen 55
PE-Überziehschuhe 179
Pflaster 78 - 82
Pflegeschaum 148
Pflegetücher 148
Polsterbinden 92
Polychloroprenhandschuhe 39
Polyisoprenhandschuhe 38
PP/(PE)-Kittel / -Mäntel/ -Schürzen 54 / 55
Präpariertupfer 105

## R

Rasierer 183
Rechteckvorlagen 120
Reference™ 9
Reference™ OP 31
Reinigungsprodukte 154 - 167
Respima FFP2 52
Rettungsdecken 187
Rollenpflaster 82
Rollicel® / Ärztekrepp 178

## S

SafeCut 83
Saugeinlagen 126
Saugkissen 119
Saugkompressen 70
Saugvorlagen 120
Schaumsprühköpfe 149
Schlauchverbände 96 / 97
Schlitz(loch)kompressen 69
Schulterbandage 96
Schutzauflagen 181
Schutzmäntel / -Kittel / -Schürzen 54 - 59
Schutzlaken 180
Schutzlätzchen 175
Schutzservietten 174
Schwesternhauben 55
Schwesternstethoskope 184
Seifenspender 150 / 151
Set-Lösungen 110 - 113
SMMS OP-Mäntel 60 / 61
SMS-Kittel 55 / 56
Socken 176
Spitztupfer 74, 106
Spuckbeutel (BaSick Bag) 182
Stationskathetersets 110
Stationskittel / -Schürzen 56 - 58
Stationsschutzset 113
Stethoskope 184
Stilleinlagen 126



Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss

Stützverbände 94 - 99
Suavel® Antifluid 51
Suavel® Antifog 51
Suavel® Apollo 53
Suavel® Astrid 53
Suavel® Comfort 50
Suavel® Comfort Plus 50
Suavel® OP PRO Expert 59
Suavel® OP PRO Standard 58
Suavel® Protec black 49
Suavel® Protec 49
Suavel® Protec Plus 48 / 49
Suavel® Sensima 52
Suavel® Yeti 56
Superform® 118
Superform® Air 119
Superslip® 116
Superslip® Air Comfort 117

## T

Tablettendispenser 188
Toilettenpapier 191
Trikotschlauchverbände 94
Tücher 136 / 137, 140 / 141
Tupfer 75 - 77, 106 - 109

## U

Überziehschuhe 177
Ultraschallgel 187
Universalbinden 90 - 91
Universaltücher 180
Untersuchungshandschuhe (un)steril 9 - 21, 26 - 28
Unterziehhandschuhe 22, 26, 35, 43
Urinbecher 185
Urinflasche(nhalter) 185

## V

Venenstauer 184
Verbandmull 62
Verbandstoffe 62 - 107
Verbandwechselsets 112
V-Falz-Papierhandtücher 181
Vinyl 2000 20
Vinyl 2000 Stretch PF 21
Vinylhandschuhe 20 / 21
Vlieshülle für Kompressen 186
Vlies(Schlitz)kompressen 67 / 68

## W

Wandhalter 189
Waschhandschuh 174
Waschlotionen 145
Wattestäbchen 76
WC-Reiniger 154
Windeln / Windelhosen 116 - 118
Wischtücher 180
Wöchnerinnenvorlagen 120 / 121
Wundpflaster 78 - 80
Wundverbände 78 - 80

## Z

Zellstofftupfer 75
Zellstoffwatteblättchen 177
Zwirnhandschuhe 22

Bei der Vielzahl an Daten in diesem Katalog lassen sich Fehler und Irrtümer nicht ausschließen.
Technische Änderungen und Sortimentsänderungen behalten wir uns vor.



Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss



Senator Hans-Hermann Rösner-Mautby
(* 27. Juni 1917 in Beuthen, † 24. Juni 1999 in Oberaudorf)

Für seine Verdienste um den Aufbau der Klinik in Oberaudorf wurde er zum Ehrensenator der Ludwig-Maximilian-Universität München ernannt. Zudem wurden ihm das Bundesverdienstkreuz und der Bayerische Verdienstorden aufgrund seines Unternehmergeistes im Gesundheitswesen verliehen.



Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss

SENATOR RÖSNER STIFTUNG

# Berühren. Helfen. Chancen schaffen.

Mit einem umfangreichen Aktionsrahmen und einer gezielten Öffentlichkeitsarbeit sammelt die Senator Rösner Stiftung finanzielle Mittel für Menschen, die durch die Krankheit Krebs in finanzielle Notlagen geraten sind. Darüber hinaus unterstützen Stiftungsgründer Peter Rösner und Ehefrau Eveline Rösner mit ihrer Stiftung die Krebsforschung und die Fortbildung medizinischer Fachkräfte.
Als Nachfolgerin des bisherigen „Hilfswerks der Klinik Bad Trissl" kann die Senator-Rösner-Stiftung heute auf mehr als 25 Jahre Erfahrung im Stiftungswesen zurückgreifen.

**Aktuell werden diese Projekte nachhaltig unterstüzt.**

## HEAT-Studie

Die Senator Rösner Stiftung unterstützt die klinische Forschungsstudie des Prof. Dr. med. Dipl.-Biochem. Rolf D. Issels am Klinikum der Universität München mit innovativen Ansätzen auf dem Gebiet „Pankreaskarzinom" mit mehreren hunderttausend Euro.

## Die Kraft der schnellen Hilfe

Die Krankheit Krebs lässt manche Menschen unvermutet in finanzielle und soziale Notlagen geraten. Ihnen hilft die Senator-Rösner-Stiftung „Leben mit Krebs" unbürokratisch und schnell.

## Kompetenzförderung und Fortbildung

Die Senator-Rösner-Stiftung nutzt ihre Nähe zu allen großen onkologischen Zentren in München und in Bayern. Sie unterhält permanente Kontakte zu Wissenschaftlern und Forschern und stellt finanzielle Mittel für Forschung und Entwicklung zur Verfügung.

## Wir laufen – Wir helfen

Unter diesem Motto und unter der Schirmherrschaft von FIS Weltcup Sieger Felix Neureuther findet der mittlerweile landesweit etablierte Spendenlauf der Senator Rösner Stiftung statt. Alleine im Jahr 2013 wurde mit nahezu 800 Läufern die grandiose Distanz von 6756 Km bewältigt und mit einer rekordverdächtigen Spendensumme in Höhe von € 105.000 belohnt.

## WSG-Swarovski-Wattens

## SOS Kinderdörfer

Ein richtungsweisendes Hilfsprojekt über die Landesgrenze hinaus. Durch eine freundschaftliche Verbundenheit der Familie Rösner zur Vereinspräsidentin Diana Langes-Swarovski werden Kinder und Jugendliche über die SOS Kinderdörfer auch außerhalb der sportlichen Entwicklung unterstützt um schwierige Lebenskrisen zu meistern.

www.wsg-wattens-fussball.at

*Kontakt: senator-roesner-stiftung.de*



Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss

# Unternehmensentwicklung

| | |
|---|---|
| 1982 | Gründung der Hermes Trans Atlantik Trading als Ableger unserer kanadischen Gesellschaften |
| 1988 | Gründung der Meditrade GmbH in ihrer heutigen Ausrichtung mit dem Firmen-Motto: „Schutz auf der ganzen Linie" – Handschutz, Mundschutz, Hauben, OP-Mäntel, Desinfektion, Inkontinenz-produkte, Verbandstoffe, Kompressen, Tupfer, Bauchtücher, etc. |
| 1989 | Beteiligung mit 50% an der Fa. Meditrade Österreich (Trennung 1992) Beteiligung an der Fa. Meditrade Schweiz (Trennung 1992) |
| 1990 | Umsatzübernahme der Firmen Cosmotec und Sauter Trading |
| 1990-1992 | Kauf der ersten Handschuhfabrik in Thailand, Hycare Ltd. Hatyai |
| 1992 | Gründung Meditrade Dresden (heute Praximed Meditrade DD) |
| 1994 | Dazu Erwerb der AiA Leinberger GmbH Großräschen |
| 1992 | Umzug in das neue Firmengelände in der Thierseestr. 196-198, Kiefersfelden |
| 1993 | Erwerb der Firma Hese GmbH in Nürnberg-Feucht, Zellstoff und Kranken-unterlagen, Herstellung VP-Schickedanz / Temca |
| 1992-1994 | Neugründung der Firmen Hycare Ltd. UK / Barrier Healthcare Ltd. UK in Cambridge |
| 1995 | Asset Deal der Firma MCM Landhut |
| 1994-1995 | Erreichen der Gewinnschwelle |
| 1996 | Beteiligung an der Eurocare GmbH und Mediclean Bayern GmbH |
| 1996 | Gründung der Firma Meditrade International Thailand Ltd. mit anschließendem Anteilskauf am Joint-Venture Siamount Plastic Ltd. Bangkok mit Mitsubishi-Konzern (Vinylfabrik) |
| bis 2002 | Fortlaufende Sortimentsausweitung mit Exklusivverträgen und Minderheitsbeteiligungen in Italien |
| 2003 | Neubau einer weiteren Fabrik in Thailand Hatyai, Rösner-Mautby Thailand Ltd (DVD) |
| bis 2006 | Verkauf sämtlicher thailändischen Fabriken |
| 2008 | Beteiligungsinvestitionen in der Adventa Health Konzern AG, Malaysia (Weltmarktführer OP-Handschuhproduktion) |
| 2009-2011 | Kauf der Firma Beese GmbH & Co. KG in Hamburg mit Produktion - Tochtergesellschaft in China |
| 2012 | Einzug in neues Firmengelände Medipark 1, Kiefersfelden |
| 2016 | Mehrheitsbeteiligung an der MaiMed Gruppe |
| 2018 | Ausbau des Logistikzentrums in Neuenkirchen, 30 Jahre Meditrade GmbH |
| 2020 | Gründung der Meditrade UK, ein Tochterunternehmen der Meditrade mit Sitz in London MeditradeUK Ltd., 99 – 101 Regent Street, W1B 4 EZ, London www.meditradeuk.com |

Meditrade®

Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss

Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss

**Meditrade GmbH**
Medipark 1
83088 Kiefersfelden
Deutschland
Telefon: +49 (0) 80 33/97 60-0
Telefax: +49 (0) 80 33/97 60-70

**Meditrade UK Ltd.**
176 – 178 Brompton Road
SW3 1HQ, London
England
Fon: +44 (0) 20 4513 2390
E-Mail: info@meditradeuk.com

**Für Fragen zu unserem Sortiment und weitere Informationen steht Ihnen unser Customer-Service gerne zur Verfügung:**
Telefon: +49 (0) 8033 9760-0
E-Mail: info@meditrade.de

**Sie finden uns auch im Internet unter www.meditrade.de**
Auf der Website finden sie ebenfalls unser Produktprogramm und weitere Informationen.

Förderung nachhaltiger Waldwirtschaft
www.pefc.de

Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 08.11.2026 um 20:47 Uhr · sana.swiss