**INST**
Stand 22.03.2024

# TENA Saugwerte Sortiment Schweiz

**Les produits TENA selon le degré d'absorption Suisse/ TENA capacità d'assorbenza Prodotti svizzeri Tena**

| | Artikeldaten Description/ Descrizione | | TAUP | Rothwell |
|---|---|---|---|---|
| | Artikel-nummer Numéro d'article/ Codice d'articolo | Farbcode Code de couleur/ Colore | in ml/ en ml | in ml/ en ml (ISO 11948-1) |
| **TENA Discreet Slipeinlagen/ Protège Slip/ Salvaslip** | | | | |
| TENA Discreet Mini Magic | 761064 | | 26 | 60 |
| TENA Discreet Ultra Mini | 761174 | | 34 | 92 |
| **TENA Lady Einlagen/ Serviettes/ Assorbente** | | | | |
| TENA Lady Discreet Mini | 760364 | | 66 | 169 |
| TENA Lady Discreet Mini Plus | 760384 | | 96 | 240 |
| TENA Lady Discreet Normal | 760806 | | 147 | 349 |
| TENA Discreet Normal Night | 760762 | | 215 | 530 |
| **TENA Lady Einlagen+/ Serviettes+/ Assorbente+** | | | | |
| TENA Discreet Extra | 760696 | | 208 | 475 |
| TENA Discreet Extra Plus | 761662 | | 275 | 600 |
| TENA Discreet Maxi | 760979 | | 374 | 798 |
| TENA Maxi Night | 760921 | | 371 | 930 |
| TENA Lady Super | 761703 | | 307 | 860 |
| **TENA Men** | | | | |
| TENA Men Active Fit Level 1 | 750651 | | 87 | 275 |
| TENA Men Active Fit Level 2 | 750776 | | 165 | 158 |
| TENA Men Active Fit Level 3 | 750830 | | 277 | 710 |
| TENA Men Active Fit Pants Normal S/M (grau) | 772702 | | 430 | 850 |
| TENA Men Active Fit Pants Normal L/XL (grau) | 772802 | | 430 | 850 |
| TENA Men Active Fit Pants Plus S/M (blau) | 772512 | | 511 | 1 010 |
| TENA Men Active Fit Pants Plus L/XL (blau) | 772610 | | 511 | 1 010 |
| TENA Men Protective Underwear Premium Fit Level 4 Gr. M | 798308 | | 642 | 1 350 |
| TENA Men Protective Underwear Premium Fit Level 4 Gr. L | 798306 | | 642 | 1 350 |
| **TENA Lady Pants** | | | | |
| TENA Silhouette Normal Blanc (Lady Pants Discreet) (75-100 cm) M | 795512 | | 424 | 810 |
| TENA Silhouette Normal Blanc (Lady Pants Discreet) (95-125 cm) L | 795610 | | 424 | 810 |
| TENA Silhouette Normal Noir (75-100 cm) M | 795516 | | 424 | 810 |
| TENA Silhouette Normal Noir (95-125 cm) L | 795621 | | 424 | 810 |
| TENA Silhouette Plus Crème (Lady Pants Plus) M | 782512 | | 511 | 1 010 |
| TENA Silhouette Plus Crème (Lady Pants Plus) L | 782610 | | 511 | 1 010 |
| **TENA Pants** | | | | |
| TENA Pants Discreet (75-100 cm) M | 792300 | | 400 | 750 |
| TENA Pants Discreet (95-125 cm) L | 793300 | | 400 | 750 |
| TENA Pants Plus (50-70 cm) XS | 792340 | | 591 | 1 440 |
| TENA Pants Plus (65-85 cm) S | 792490 | | 591 | 1 440 |
| TENA Pants Plus (80-110 cm) M | 792590 | | 591 | 1 440 |
| TENA Pants Plus (100-135 cm) L | 792690 | | 591 | 1 440 |
| TENA Pants Plus (120-160 cm) XL | 792790 | | 591 | 1 440 |
| TENA Pants Super (65-85 cm) S | 793413 | | 869 | 2 010 |
| TENA Pants Super (80-110 cm) M | 793520 | | 869 | 2 010 |
| TENA Pants Super (100-135 cm) L | 793614 | | 869 | 2 010 |
| TENA Pants Super (120-160 cm) XL | 793713 | | 869 | 2 010 |
| TENA Pants Night Super (80-110 cm) M | 793572 | | 869 | 2 010 |
| TENA Pants Night Super (100-135 cm) L | 793672 | | 869 | 2 010 |
| TENA Pants Maxi (65-85 cm) S | 794410 | | 1 125 | 2 550 |
| TENA Pants Maxi (80-110 cm) M | 794512 | | 1 125 | 2 550 |
| TENA Pants Maxi (100-135 cm) L | 794623 | | 1 125 | 2 550 |
| TENA Pants Maxi (120-160 cm) XL | 794762 | | 1 250 | 2 600 |
| **TENA Comfort Mini** | | | | |
| TENA Comfort Mini Plus | 761425 | | 133 | 334 |
| TENA Comfort Mini Extra | 761531 | | 210 | 530 |
| TENA Comfort Mini Super | 761717 | | 307 | 860 |



Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 09.11.2026 um 11:52 Uhr · sana.swiss

**INST**
Stand 22.03.2024

# TENA Saugwerte Sortiment Schweiz

**Les produits TENA selon le degré d'absorption Suisse/ TENA capacità d'assorbenza Prodotti svizzeri Tena**

| | Artikeldaten Description/ Descrizione | | TAUP | Rothwell |
|---|---|---|---|---|
| | Artikel-nummer Numéro d'article/ Codice d'articolo | Farbcode Code de couleur/ Colore | in ml/ en ml | in ml/ en ml (ISO 11948-1) |
| **TENA Flex** | | | | |
| TENA Flex Plus S | 730437 | | 518 | 1 522 |
| TENA Flex Plus M | 730430 | | 595 | 1 780 |
| TENA Flex Plus L | 723333 | | 770 | 2 081 |
| TENA Flex Plus XL | 724950 | | 790 | 2 337 |
| TENA Flex Super S | 730446 | | 698 | 1 833 |
| TENA Flex Super M | 730458 | | 773 | 2 179 |
| TENA Flex Super L | 729281 | | 866 | 2 292 |
| TENA Flex Super XL | 724980 | | 1 087 | 2 906 |
| TENA Flex Maxi S | 730453 | | 1 140 | 2 654 |
| TENA Flex Maxi M | 730434 | | 1 166 | 2 979 |
| TENA Flex Maxi L | 729352 | | 1 449 | 3 601 |
| TENA Flex Maxi XL | 725000 | | 1 832 | 4 476 |
| TENA Flex Ultima S | 730455 | | 1 367 | 3 129 |
| TENA Flex Ultima M | 730436 | | 1 489 | 3 866 |
| TENA Flex Ultima L | 729909 | | 1 779 | 4 257 |
| TENA Flex Ultima XL | 728534 | | 2 000 | 5 100 |
| **TENA Slip** | | | | |
| TENA Slip Plus XS | 710473 | | 483 | 1 350 |
| TENA Slip Plus S | 710530 | | 550 | 1 550 |
| TENA Slip Plus M | 710630 | | 695 | 2 100 |
| TENA Slip Plus L | 710730 | | 764 | 2 400 |
| TENA Slip Plus XL | 712142 | | 806 | 2 400 |
| TENA Slip Super S | 711130 | | 658 | 1 700 |
| TENA Slip Super M | 711228 | | 889 | 2 450 |
| TENA Slip Super L | 711428 | | 917 | 2 650 |
| TENA Slip Super XL | 712143 | | 1 034 | 2 650 |
| TENA Slip Bariatric Super XXL | 61490 | | 949 | 2 650 |
| TENA Slip Bariatric Super 3XL | 61391 | | 1 210 | 3 080 |
| TENA Slip Maxi S | 710824 | | 810 | 2 000 |
| TENA Slip Maxi M | 710924 | | 1 207 | 3 150 |
| TENA Slip Maxi L | 711024 | | 1 365 | 3 550 |
| TENA Slip Maxi XL | 712144 | | 1 482 | 3 550 |
| TENA Slip Ultima M | 710521 | | 1 490 | 3 700 |
| TENA Slip Ultima L | 710621 | | 1 736 | 4 400 |
| TENA Slip Ultima XL | 712145 | | 1 727 | 4 400 |
| **TENA Comfort** | | | | |
| TENA Comfort Normal | 752742 | | 373 | 1 070 |
| TENA Comfort Plus | 752846 | | 543 | 1 600 |
| TENA Comfort Extra | 753040 | | 664 | 1 900 |
| TENA Comfort Super | 758136 | | 798 | 2 200 |
| TENA Comfort Maxi | 759128 | | 1 156 | 2 900 |
| TENA Comfort Ultima | 759011 | | 1 301 | 3 400 |



Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 09.11.2026 um 11:52 Uhr · sana.swiss

**Information "Rothwell-Test" (ISO 11948-1):**
Dieser Test zeigt das maximale Saugvolumen von Produkten auf. Das komplette Produkt (mit allen Materialien: Tape, Kleber, Rückseitefolie, etc.) wird unter Wasser getaucht. Diese Testmethode wird ohne Druck ausgeführt. Das Produkt saugt beim Rothwell Test daher wesentlich mehr als in realen Gebrauchssituationen, in denen das Produkt unter Druck steht und oft mehrere Miktionen absorbieren muss. Bei Produktvergleichen zwischen einzelnen Herstellern dienen Rothwell-Werte daher nur als grobe Richtwerte.

Ce test indique la quantité totale de liquide absorbé par les produits. Lors du test Rothwell, le produit entier est plongé sous l'eau, avec bandes, velcro, voile au dos, etc. Aucune pression n'est appliquée. Le produit absorbe donc une quantité de liquide nettement plus importante qu'en situation d'utilisation réelle. Cellulose et SAP absorbent beaucoup plus de liquide lorsqu'aucune pression n'est exercée et lorsque le liquide peut pénétrer librement, ce qui n'est jamais le cas en situation d'utilisation nomale. C'est pourquoi les valeurs Rothwell sont supérieures à tous les autres degrés d'absorption. Rothwell est une valeur de comparaison souvent utilisée par les fabricants.

Questo test stabilisce la quantità di assorbimento totale dei prodotti. Nel test di Rothwell il prodotto completo di tutte le sue parti (nastri, adesivi, pellicola posteriore ecc.) viene immerso nell'acqua. Questo metodo di test viene eseguito senza pressione. Pertanto, in tali condizioni, il prodotto assorbe essenzialmente di più rispetto alle condizioni reali di utilizzo. Sia la cellulosa che il SAP assorbono sostanzialmente di più quando non viene esercitata una pressione e hanno accesso illimitato al liquido, cosa che in una situazione d'utilizzo non accade mai. Per questo motivo i valori Rothwell sono più elevati di tutti gli altri valori d'assorbenza. Rothwell è un valore di confronto utilizzato frequentemente dai produttori.

**Information TAUP (Theoretical Absorption Under Pressure):**
Die theoretische Saugleistung unter Druck (TAUP) beschreibt das Saugvolumen, welches ein TENA Produkt unter Druck aufnehmen kann. Der Wert ist etwas praxisorientierter als Rothwell. Dennoch kann sich die tatsächliche Saugleistung in der konkreten Nutzungssituation verändern (zum Beispiel im Liegen, bei Bewegung etc.). Deshalb ist der Test der Produkte im Lebensalltag wichtig, um die Entscheidung für ein bestimmtes Produkt zu unterstützen.

Le degré d'absorption théorique sous pression indique la quantité de liquide qu'un produit TENA est capable d'absorber lorsqu'il est sous pression. Autres critères retenus pour déterminer la capacité d'absorption: la surface interne du produit est sèche; le produit retient le liquide même sous pression; les capacités du produit sont pleinement utilisées, sans qu'il y ait des fuites. La valeur finale est calculée en fonction des quantités absorbées précédemment par les différents composants d'un produit utilisé (SAP, cellulose). Cette valeur se fonde donc sur la moyenne des résultats obtenus dans différentes situations d'utilisation. Il s'agit d'une valeur moyenne théorique qui varie en fonction de la qualité des matériaux, de la pression exercée sur ceux-ci, de la position de  l'utilisateur lorsqu'il est couché, assis ou debout, etc. Même si elle n'est que théorique, cependant, cette valeur TAUP est celle qui pour le moment se rapproche le plus des volumes d'absorption réalistes.

La capacità d'assorbenza teorica sotto pressione descrive il volume teorico che un prodotto TENA è in grado di assorbire sotto pressione. Alla quantità di capacità di assorbenza, i seguenti criteri vengono ancora soddisfatti: la superficie interna del prodotto è asciutta. Il prodotto trattiene il liquido anche sotto pressione. Nonostante il prodotto sia pregno, non presenta fuoriuscite. Il valore si ottiene dalle quantità che i diversi materiali contenuti (SAP, cellulosa) hanno assorbito precedentemente in un prodotto utilizzato. Il valore si basa dunque su valori empirici in condizioni di utilizzo medie. Il valore rappresenta la media teorica calcolata e varia a seconda della qualità dei materiali, dell'entità della pressione esercitata sul materiale, dalla posizione di chi utilizza il prodotto (sdraiato, seduto, in piedi), etc. Certamente il valore TAUP è solo un valore teorico, ma attualmente è quello che più si avvicina al volume reale assorbito.

essity

**Für Gratismuster und weitere Infos: TENA.Kundenservice@essity.com, 0840 - 220 222**
0.08 CHF/Minute, Mobilfunkpreise können abweichen

**Des échantillons gratuits et plus d'infos: TENA.Kundenservice@essity.com, 0840 - 220 222**
0.08 CHF/Minute, les téléphones mobiles peuvent varier

**Per informazioni ulteriori e campioni gratuiti contatti: TENA.Kundenservice@essity.com, 0840 - 220 222**
0.08 CHF per minuto/  la tariffa può differire per chiamate dal cellulare

**www.tena.ch | www.tenanet.ch**



Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 09.11.2026 um 11:52 Uhr · sana.swiss