# Urindrainagesysteme und Bettbeutel

German Health Care GmbH

Folgende Urindrainagesysteme und Bettbeutel stehen Ihnen für die Versorgung zur Auswahl. Bei der Liegezeit haben wir die durchschnittliche Liegezeit sowie die maximale Liegezeit in Bezug auf die Materialfestigkeit angegeben. Die Wechselintervalle sollten patientenindividuell und in Abstimmung mit dem behandelnden Arzt festgelegt werden.



| CARE *FLOW* | UB 4000TUR | UB 4000 | UB 2000/2000S | UB 2000A | UB 2000E | UB 2000US | UB 1000 T/N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volumen (in ml) | 4000 | 4000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1000 |
| Schlauchlänge (in cm) | 120 | 120 | 90/120 | 110 | 90 | 90/130 | 30/60/90 |
| Durchschn. Liegezeit | 10-14 Tage | 10-14 Tage | 10-14 Tage | 5-7 Tage | 1 Tag | 1 Tag | 10-14 Tage |
| Max. Liegezeit | 14 Tage | 14 Tage | 14 Tage | 7 Tage | 3 Tage | 1 Tag | 14 Tage |
| Tropfkammer | ✔ | ✔ | ✔ | – | – | – | ✔ |
| Ablasshahn/-ventil | Hahn | Hahn | Hahn | Hahn | Hahn | Hahn | Hahn |
| Schlauchklemme | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | – | – | – |
| Pumpball | ✔ | – | – | – | – | – | – |
| Vlies-Rückseite | – | – | – | – | – | – | ✔ |
| Halterungen: | | | | | | | |
| Zwillingshalter | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | –[1] | ✔ | ✔ |
| Kordel | ✔ | ✔ | ✔ | – | – | – | ✔ |
| Kombination mit: | | | | | | | |
| Kletthalteband | – | – | – | – | – | – | ✔ |
| Fixierstrumpf/Stulpe | – | – | – | – | – | – | ✔ |
| Sterilität | steril | steril | steril | steril | steril | unsteril | steril |
| Verpackung | einzeln | einzeln | einzeln | einzeln | einzeln | 10 Stk.im Polybag | einzeln |
| VE | 10 Stück | 20 Stück | 20 Stück (UB2000)<br>50 Stück (UB2000S) | 50 Stück | 100 Stück | 100 Stück | 30 Stück |
| Art.-Nr. | 04/02/4000/TUR/GHC | 04/02/4000/120/GHC | 04/02/2000/90/GHC<br>04/02/2000/120/GHC<br>04/02/2000S/90<br>04/02/2000S/120 | 04/04/2000/110/GHC | 04/04/2000/90/GHC | 04/06/2000/90/GHC<br>04/06/2000/130/GHC | 04/03/1000/30/GHC<br>04/03/1000/60/GHC<br>04/03/1000/90/GHC |
| PZN | 06189004 | 06718939 | 09151597 (90cm)<br>06718922 (120cm)<br>18728179 (90cm)<br>18728133 (120cm) | 08871289 | 16047274 | 12418549 (90cm)<br>08845487 (130cm) | 06718885 (30cm)<br>06718891 (60cm)<br>06718916 (90cm) |
| HMN | 15.25.09.0008 | 15.25.09.0009 | 15.25.07.0050 (UB2000)<br>15.25.07.0003 (UB2000S) | 15.25.06.3037 | 15.25.06.3025 | 15.25.06.1047 | 15.25.07.1012 (30cm)<br>15.25.07.1013 (60cm)<br>15.25.07.1014 (90cm) |

[1] nicht im Lieferumfang enthalten; bitte zusätzlich ordern: Bettbeutelhalterung aus Kunststoff | Artikelnummer 04/99/BHL/PVC/GHC | PZN 06718951

**Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an den GHC-Kundenservice.**

Abbildungen können vom Original abweichen / Irrtum & Änderungen vorbehalten | 10.2023

**Service-Hotline: Tel. 0 46 31 / 57 200-0 | eMail: info@ghc-medical.de | www.ghc-medical.de**

Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 09.11.2026 um 10:46 Uhr · sana.swiss