# Technisches Datenblatt / Technical Data Sheet

Stand / Revision 2022-10-28

## Nitril® x-long




Unser langer Nitriluntersuchungs- und Schutzhandschuh /
Our long nitrile examination and protective glove

**Technische Informationen / technical information**

| REF | Farbe / colour | Größe / Size | Breite / Width (mm) | PZN |
|---|---|---|---|---|
| 1282XS | Blau / blue | Extra-Small | 75 ± 5 | 00446405 |
| 1282S | Blau / blue | Small | 85 ± 5 | 00420825 |
| 1282M | Blau / blue | Medium | 95 ± 5 | 00420802 |
| 1282L | Blau / blue | Large | 106 ± 5 | 00400857 |
| 1282XL | Blau / blue | Extra-Large | 115 ± 5 | 00400834 |

| Wandstärke / Thickness (mm) | |
|---|---|
| **Handfläche / Palm** | 0,13 ± 0,3 mm |
| **Finger / Finger** | 0,16 ± 0,3 mm |
| **Schaft / Cuff** | 0,12 ± 0,3 mm |

| Reißkraft / Tensile strenght (N) | |
|---|---|
| Vor und nach Alterung / Before and after aging | 6 N |

| Abmessungen / Dimensions | |
|---|---|
| **Länge / length** | 290 ± 5 mm |
| **Gewicht / weight** | 6,5 ± 0,3 g (size M) |

| Lochfreiheit / Freedom from Holes | |
|---|---|
| AQL | 1,5 |

### Allgemeine Informationen / General information

**Produktbeschreibung / Product description**

Nitriluntersuchungshandschuh, blau, puderfrei, latexfrei, unsteril, texturiert, Rollrand, beidhändig passend, nur für den Einmalgebrauch. /
Nitrile examination glove, blue, powderfree, latexfree, non-sterile, textured, beaded cuff, ambidextrous,for single use only

**Anwendung / Application**

Schutz vor Kontamination von Patienten und Anwendern /
protection from contamination of patients and user

**Inhaltsstoffe / Ingredients**

Nitrilbutadienkautschuk, Antioxidans, Schwefel, Zinkoxid, Zinkdiethyldithiocarbamat, Titandioxid, Zinkdibutyldithiocarbamat, Kaliumhydroxid, Farbpigment, Polymerbeschichtung/
NBR acrylonitrile butadiene rubber, antioxidant, sulphur, zinc oxide, zinc diethyl dithiocarbamate, titanium dioxide, zinc dibuthyl dithiocarbamate, potassium hydroxide, color pigment, polymer coating
Frei von: Mercaptobenzothiazole und Thiuramen /
Free of: mercaptobenzothiazole and thiurams

**Haltbarkeit / Shelf life**

5 Jahre (Kühl und trocken lagern), vor direkter Sonneinstrahlung schützen /
5 years (store cool and dry), protect from direct sunlight



Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 09.11.2026 um 11:55 Uhr · sana.swiss

| | |
|---|---|
| Verpackung / Packaging | 100 Stück pro Packung; 10 Packungen pro Karton, 63 Karton pro Palette / 100 pcs per package; 10 packages per carton; 63 carton per palett |

**Regulatorische Informationen / regulatory information**

| | | |
|---|---|---|
| Kategorie / Category | Medizinprodukt Klasse I gemäß Verordnung (EU) 2017/745 / Medical Device class I according to Regulation (EU) 2017/745<br><br>Persönliche Schutzausrüstung Klasse III gemäß Verordnung (EU) 2016/425 / Personal protective equipment class III according to Regulation (EU) 2016/425 |  |
| Normen / Standards | EN 455-1 / -2 / -3/ -4 ; ASTM 1671 (ISO 16604)<br>EN 374-1/ -2/ -4/ -5; EN 16523-1; EN 21420:2020 | |
| Qualitätszertifikat / Quality certificates | EN ISO 13485:2016 | |
| Hinweis / Note | Produkt wurde nicht absichtlich mit Naturkautschuklatex hergestellt / Product was not intentionally made with natural rubber latex |  |
| Hinweis / Note | Weitere Informationen zur Anwendung des Produktes können der Gebrauchsanweisung entnommen werden / Further information on the use of the product can be found in the instructions for use |  |
| Hinweis / Note | Dieses Produkt ist geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln / This product is suitable for contact with food |  |
| Hinweis / Note | Dieses Produkt ist nur für den Einmalgebrauch/ This product is for single use only |  |

**Wichtiger Hinweis:** Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage www.meditrade.de.

**Important Note:** Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage www.meditrade.de.



Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 09.11.2026 um 11:55 Uhr · sana.swiss